


**Vlad  
ARTENIE**

**Eugen  
UNGUREANU**

**Anca Mihaela  
NEGURĂ**



# **METODE DE INVESTIGARE A METABOLISMULUI GLUCIDIC ȘI LIPIDIC**



**Editura om**

# CUPRINS

<b>SECURITATEA MUNCII ÎN LABORATORUL DE BIOCHIMIE</b>	-----	<b>I – VI</b>
<b>I.1. DOZAREA GLUCIDELOR SOLUBILE</b>	-----	<b>1</b>
I.1.1. Dozarea monoglucidelor și oligoglucidelor reducătoare în plante	-----	1
I.1.2. Dozarea zaharozei în plante	-----	6
I.1.3. Dozarea glucozei în sânge (micrometoda colorimetrică cu orto-toluidină)	-----	8
I.1.4. Dozarea fructozei în plante	-----	11
I.1.5. Dozarea hexozaminelor în serul sanguin	-----	13
I.1.6. Dozarea acidului sialic în serul sanguin	-----	15
I.1.7. Dozarea lactozei în lapte	-----	16
I. 1. 8. Determinarea glucidelor solubile prin cromatografie în strat subțire	-----	18
<b>I.2. DOZAREA UNOR POLIGLUCIDE</b>	-----	<b>21</b>
I.2.1. Dozarea amidonului în plante	-----	21
I.2.2. Determinarea cantitativă a glicogenului în țesuturile animale	-----	23
I.2.3. Dozarea mucopolizaharidelor în serul sanguin	-----	26
<b>I.3. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII UNOR ENZIME PARTICIPANTE ÎN ANABOLISMUL ȘI CATABOLISMUL GLUCIDELOR</b>	-----	<b>27</b>
<i>I.3.1. Enzime implicate în scindarea poliglucidelor și oligoglucidelor</i>	-----	<b>27</b>
I.3.1.1. Determinarea activității amilazelor	-----	27
I.3.1.1.1. Determinarea activității $\alpha$ -amilazei în serul sanguin și urină (micrometoda Metais și Bieth)	-----	28
I.3.1.1.2. Determinarea activității $\alpha$ -amilazei în salivă (micrometoda Metais și Bieth, adaptată de Vlad Artenie)	-----	32
I.3.1.1.3. Determinarea activității $\alpha$ -amilazei și $\beta$ -amilazei în plante (metoda Noelting-Bernfeld, modificată parțial de Vlad Artenie)	-----	35
I.3.1.1.4. Determinarea activității $\alpha$ -amilazei și $\beta$ -amilazei sintetizate de microorganisme (metoda Noelting-Bernfeld)	-----	40
I. 3. 1. 1. 5. Determinarea activității $\gamma$ -amilazei	-----	41



I.3.1.1.6. Evidențierea izoenzimelor $\alpha$ -amilazei și $\beta$ -amilazei cu ajutorul electroforezei în gel de poliacrilamidă (metoda Vlad Artenie și Marius Mihășan)	43
I.3.1.2. Determinarea activității $\alpha$ - glucan fosforilazei vegetale	46
I.3.1.3. Determinarea activității unor glicozidaze	50
I.3.1.3.1. Determinarea activității $\alpha$ - glucozidazei (protocolul Worthington, adaptat de Vlad Artenie)	50
I.3.1.3.2. Determinarea activității $\beta$ - D - galactozidazei	52
I.3.1.3.3. Determinarea activității $\beta$ - fructofuranozidazei	55
I.3.1.3.3.1. Determinarea activității $\beta$ - fructofuranozidazei intestinale (metoda I. S. Lukomskaia, modificată de Vlad Artenie)	55
I.3.1.3.3.2. Determinarea activității $\beta$ - fructofuranozidazei levuriene	57
I.3.2. <b>Enzime care catalizează diferite etape din metabolismul intermediar al monoglucidelor</b>	59
I.3.2.1. Determinarea activității fosfomonoesterazelor	59
I.3.2.1.1. Determinarea activității fosfomonoesterazelor alcalină și acidă în serul sanguin	60
I.3.2.1.1.1. Determinarea activității fosfomonoesterazei alcaline (metoda Bodansky)	60
I.3.2.1.1.2. Determinarea activității fosfomonoesterazei alcaline Metoda cu para – nitrofenilfosfat (Metoda Bessey, Lowry, Brock modificată)	62
I.3.2.1.1.3. Determinarea activității fosfomonoesterazei acide	64
I.3.2.1.1.4. Determinarea activității fosfomonoesterazei acide în plante	66
I.3.2.2. Determinarea activității glucozofosfat izomerazei	69
I.3.2.2.1. Determinarea activității glucozofosfat izomerazei în serul sanguin (metoda Bodansky cu unele modificări ale lui Korovkin)	69
I.3.2.3. Determinarea activității fructozobisfosfat aldolazei în serul sanguin (metoda Kulganek și Klaska)	72
I.3.2.4. Determinarea activității lactat dehidrogenazei	74
I.3.2.4.1. Determinarea activității lactat dehidrogenazei în serul sanguin (metoda Sevela și Tovarek în modifi cația lui Korovkin, după Vlad Artenie și Elvira Tănase)	74

I.3.2.4.2. Determinarea activității lactat dehidrogenazei în serul sanguin (metoda Wroblewski și La Due, modificată de Hill, după Vlad Artenie și Elvira Tănase)	76
I.3.2.4.3. Determinarea activității izoenzimelor lactat dehidrogenazei	77
I.3.2.4.3.1. Determinarea izoenzimelor lactat dehidrogenazei în serul sanguin, prin adsorbție pe DEAE-Sephadex (după Manta, Cucuianu, Benga, Hodârneau)	78
I.3.2.4.3.2. Determinarea izoenzimelor LDH prin inactivare termică	78
I.3.2.4.3.3. Determinarea activității fracțiunii lactat dehidrogenazei serice stabilă la uree	79
I.3.2.4.3.4. Separarea și identificarea izoenzimelor lactat dehidrogenazei prin electroforeză în gel de poliacrilamidă	80
I.3.2.5. Determinarea activității alcool dehidrogenazei	83
I.3.3. <b>Enzime participante la oxidarea biologică a substratelor organice</b>	85
I.3.3.1. Determinarea activității succinat dehidrogenazei (metoda Harish Padh - adaptată de Vlad Artenie)	85
I.3.3.2. Determinarea activității dehidrogenazei acidului succinic (metoda cu trifeniltetrazoliu)	87
I.3.4. <b>Enzime implicate în etapa finală a oxidării biologice</b>	88
I.3.4.1. Determinarea activității adenozintrifosfatazei	88
I.3.4.1.1. Determinarea activității ATP-azei în țesuturile animale	89
I.3.4.1.2. Determinarea activității ATP-azei în plante	91
I.3.4.2. Determinarea activității catalazei	93
I.3.4.2.1. Determinarea activității catalazei în sânge (metoda Bach-Zubkova)	93
I.3.4.2.2. Determinarea activității catalazei în plante prin titrare iodometrică (metoda J. B. Sumner și G. F. Somers, modificată de Vlad Artenie)	94
I.3.4.2.3. Determinarea spectrofotometrică a activității catalazei (metoda Sinha)	97
I.3.4.3. Determinarea activității peroxidazei (metoda L. V. Gudkova și R. G. Degtiari)	100
I.3.4.4. Determinarea activității glutation peroxidazei	103

I.3.4.4.1. Determinarea activității glutat ion peroxidazei în serul sanguin (metoda Fukuzawa și Tokumura, adaptată de Costel Darie și Vlad Artenie)	103
I.3.4.4.2. Determinarea activității glutat ion peroxidazei în țesuturile animale (metoda Fukuzawa și Tokumura)	105
I.3.4.5. Determinarea activității superoxid dismutazei (metoda Winterbourn, Hawkins, Brian și Carrell adaptată de Vlad Artenie)	108
I.3.4.6. Determinarea activității ascorbat oxidazei în plante (metoda M. F. Oberbacher și H. M. Vines)	111
<b>I.4. DOZAREA UNOR PRODUȘI INTERMEDIARI ȘI FINALI AI METABOLISMULUI GLUCIDIC</b>	113
I.4.1. Dozarea acidului piruvic	113
I.4.2. Dozarea acidului lactic (metoda Barker și Summerson modificată)	116
I.4.3. Determinarea cantitativă a alcoolului etilic (metoda Martin – Boiden)	120
I.4.4. Determinarea cantitativă a dioxidului de carbon (metoda STAS)	123
I.4.5. Dozarea acidului adenozintrifosforic (ATP) în țesuturile vii	125
<b>II.1. DOZAREA LIPIDELOR TOTALE</b>	127
II.1.1. Dozarea lipidelor totale în țesuturile animale (metoda Folch și colaboratorii, modificată de I. F. Dumitru)	127
II.1.2. Dozarea lipidelor totale în serul sanguin (metoda cu reactivul sulfofosvanilic)	129
<b>II.2. ANALIZA TRIACILGLICEROLILOR</b>	131
II.2.1. Determinarea cantitativă a triacilglicerolilor în plante	131
II.2.1.1. Determinarea cantitativă a triacilglicerolilor în plante (metoda Soxhlet indirectă)	131
II.2.2. Dozarea triacilglicerolilor în serul sanguin (metoda Tixier și Claude)	134
II.2.3. Determinarea indicelui de aciditate	137
II.2.4. Determinarea indicelui de saponificare	139
II.2.5. Determinarea indicelui de iod (metoda Hanus)	142

II.2.6. Metode de determinare a unor produși rezultați în oxidarea peroxidică a lipidelor în organismele vii	145
II.2.6.1. Determinarea indicelui peroxidic	145
II.2.6.2. Determinarea spectrofotometrică a conjugării dienice a acizilor grași superiori nesaturați (metoda I. D. Stalinaja)	148
II.2.6.3. Determinarea cantitativă a dialdehidei malonice cu ajutorul acidului tiobarbituric	149
II.2.6.3.1. Dozarea malon dialdehidei în serul sanguin (adaptată după metoda Phelps S., Harris W., 1993 și metoda Truția Eugen et al., 1999)	150
II.2.6.3.2. Dozarea malon dialdehidei în țesuturile animale (adaptată după metoda Dobrian A. D. et al., 2001)	151
II.2.6.4. Determinarea indicelui benzidinic	153
<b>II.3. ANALIZA STERIDELOR</b>	154
II.3.1. Dozarea colesterolului liber și total în serul sanguin	154
<b>II.4. ANALIZA GLICEROFOSFATIDELOR ȘI SFINGOFOSFATIDELOR</b>	157
II.4.1. Determinarea cantitativă a fosfolipidelor totale din serul sanguin	157
II.4.2. Separarea lipidelor din membranele biologice prin cromatografia în strat subțire	159
<b>II.5. DETERMINAREA CANTITATIVĂ A LIPOPROTEINELOR SERICE (METODA KUNKEL)</b>	161
<b>II.6. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII UNOR ENZIME IMPLICATE ÎN METABOLISMUL LIPIDELOR</b>	162
II.6.1. Determinarea activității lipazei	162
II.6.1.1. Determinarea activității lipazei vegetale	162
II.6.1.2. Determinarea activității lipazei din țesuturile animale	165
<b>II. 7. DOZAREA UNOR PRODUSI INTERMEDIARI ȘI FINALI AI METABOLISMULUI LIPIDELOR</b>	166
II.7.1. Dozarea acizilor grași liberi în serul sanguin	166
II.7.2. Dozarea corpiilor cetonici în sânge (metoda W. Neuweiler)	168
<b>ANEXĂ</b>	171
<b>BIBLIOGRAFIE</b>	181





# **SECURITATEA MUNCII ÎN LABORATORUL DE BIOCHIMIE**

În laboratoarele de biochimie activitatea este în general ferită de accidente, în cazul în care se lucrează atent și corect. Accidentele pot surveni din neglijența celor care lucrează. Acestea pot fi:

- ✓ intoxicații datorate pătrunderii unor substanțe toxice în organism pe calea aparatului respirator, prin tubul digestiv, sau prin piele; intoxicațiile pot fi acute, atunci când toxicul pătrunde într-un timp scurt și în cantitate ce depășește doza limită, sau cronice, prin acumularea unor doze mici dar repetate în timp;
- ✓ arsuri produse fie prin efect termic, fie prin efectul unor substanțe caustice (baze puternice) sau acizi (acizi anorganici tari, acid acetic etc.);
- ✓ traumatisme provocate de explozii (de butelii, de vase sub presiune), tăieturi cu sticlă sau loviri;
- ✓ electrocutări ce pot surveni ca urmare a mânuirii incorecte a aparaturii electrice, sau ca urmare a incorecteii izolării sau nelegării la pământ a aparatelor;
- ✓ boli transmisibile datorate înghițirii sau inhalării produselor infectate sau prin contact;
- ✓ mușcături ale animalelor de laborator;
- ✓ iradiere cu radioizotopi.

## **Organizarea și controlul activității de laborator cu studenții**

Îndrumătorul lucrărilor practice are sarcina de a instrui și de a examina periodic studenții ce lucrează în laboratorul respectiv asupra normelor de tehnica securității muncii, de a verifica respectarea instrucțiunilor, de a propune sancțiuni în caz de nerespectare a acestora și de a supraveghea îndeaproape desfășurarea activităților în locurile periculoase.

Conducătorul laboratorului are sarcina de a semnaliza deficiențele din punct de vedere al protecției muncii ce nu pot fi rezolvate cu forțe proprii, de a se îngriji de completarea truselor de prim ajutor cu elementele necesare acestor truse.

**Păstrarea ordinii și disciplinei reprezintă o problemă esențială a protecției muncii.**

Înainte de a se începe lucrul la o instalație de laborator se vor elabora de către conducătorul de lucrări instrucțiunile de lucru pentru fiecare loc de muncă în parte.

Este categoric interzis lucrul fără completarea fișei de protecția muncii semnată și prelucrată în fața întregului colectiv.

La terminarea lucrărilor, este obligatoriu să se verifice:

- ✓ dacă sunt închise conductele de gaz și robinetele de apă;
- ✓ dacă sunt stinse becurile de gaz, electrice, precum și aparatele electrice sau cu foc deschis;
- ✓ dacă sunt închise bine buteliile cu gaze;
- ✓ dacă sistemul de ventilație este în bună stare de funcționare.

### **Amenajarea și dotarea laboratoarelor**

Laboratoarele trebuie să fie situate într-un spațiu adecvat, prevăzut cu instalații utilitare (energie electrică, apă curentă, canalizare, rețea de gaze naturale) care să permită buna desfășurare a activității de laborator în condiții optime.

Ferestrele trebuie să fie mari pentru a permite o ventilație bună în condiții de urgență. Culoarele trebuie să fie suficient de largi pentru a fi posibilă circulația cărucioarelor.

Este interzisă depozitarea materialelor și executarea operațiilor pe culoare.

Rețeaua de gaze a laboratorului trebuie să aibă un ventil central ce să poată permite oprirea centralizată a gazelor în tot laboratorul.

Pentru a evita recircularea aerului viciat este necesară admisia aerului din exterior. Instalația de ventilație a aerului din încăperi va fi separată de instalația de ventilație pentru nișe.

Este necesar ca în fiecare laborator să se găsească nișe prevăzute cu instalație de gaz, de apă și de canalizare, cu o bună ventilație, fiind menținute în bună stare de funcționare.

### **Toate lucrările în care se folosesc substanțe deosebit de toxice se vor executa numai sub nișe.**

Nu se admite să se lucreze cu lichide inflamabile sub nișe ce nu au ventilație bună. Nu se admite încărcarea nișei cu vase, aparate și utilaje de laborator, în afară de cele ce sunt necesare la efectuarea lucrării respective. În nișe se va păstra tot timpul ordinea și curățenia.

Mesele de laborator vor fi construite din material antiacid și vor fi prevăzute cu toate anexele necesare (apă, canalizare, gaze și instalație electrică). Anexele meselor de laborator vor fi dispuse în așa fel încât să ușureze cât mai mult munca având comenzile în general fixate în fața lor.



## **Tehnica de lucru**

**Generalități.** Înainte de începerea lucrărilor se aranjează ținuta de lucru (halat, mănuși, ochelari de protecție etc.) și se așează în ordine pe masa de lucru toate materialele de care este nevoie. Nu se recomandă a se pune pe masă alte materiale decât cele strict necesare lucrării respective.

Lucrările practice se vor realiza cu cantitățile de substanțe și concentrațiile indicate de referatul lucrării sau cu cele indicate de cadru didactic îndrumător.

**Înainte de punerea în exploatare a unei instalații de laborator sau de începerea lucrului la un aparat, studentul va trebui să prezinte cadrului didactic îndrumător principiul și modul de funcționare al aparatului sau instalației, ceea ce va certifica cunoașterea de către student a ordinii operațiilor care vor trebui executate.**

Este interzisă lăsarea deschisă a recipientelor cu reactivi sau să se schimbe dopurile de la un recipient la altul. Fiecare sticlă va purta etichetă pe care va fi trecută corect formula substanței conținute. Dacă este vorba de soluții va fi trecută obligatoriu și concentrația acestora. La turnarea reactivilor din sticle se va evita prelingerea pe vas a reactivului care ar putea cauza distrugerea etichetei.

**Lucrările de laborator se vor executa numai cu sticlărie curată, iar la terminarea lucrărilor vasele utilizate se vor spăla și se vor lăsa în ordine.**

Pe mesele de lucru nu se vor lăsa materiale și cele folosite se vor pune la locurile lor. Pot fi lăsate pe mese doar aparatele ce vor fi utilizate a doua zi.

**Este STRICT INTERZISĂ gustarea substanțelor și soluțiilor, precum și mirosirea acestora fără precauții. Pentru mirosirea substanțelor se procedează prin ținerea la distanță a vasului și vaporii sunt direcționați spre nas cu ajutorul mâinii.**

În timpul desfășurării lucrărilor se va evita cu strictețe aplecarea asupra unui vas în care fierbe un lichid oarecare și, de asemenea, se va evita cu strictețe orientarea unui asemenea vas către o altă persoană.

Pipetarea soluțiilor toxice sau a celor infectate se va face cu o pipetă automată sau folosindu-se para de cauciuc atașată pipetei cu care se lucrează.

În cazul lucrului cu substanțe sau materiale de proveniență animală sau umană ce ar putea fi infectate se vor folosi mănuși de protecție și pipete automate sau pipete cu pară de cauciuc pentru a se evita contactul direct cu materialul potențial periculos.



**Manipularea sticlăriei.** Vasele din sticlă folosite la determinările practice nu trebuie să prezinte zgârieturi, plesnituri, bule de aer incluse în masa sticlei sau alte defecțiuni vizibile.

Încălzirea vaselor de sticlă se va face cu atenție, treptat, fie pe baie de apă, nisip sau ulei, fie pe site metalice prevăzute cu placă de azbest pe toată suprafața de contact dintre vasul de sticlă și sită. Aparatura din sticlă pusă la încălzit se va supraveghea pe toată durata încălzirii ei.

Ustensilele fierbinți se apucă după caz, fie cu o cârpă uscată, fie cu un clește de lemn sau metalic. Vasele de sticlă se vor feri de șoc termic (cele fierbinți nu se vor așeza pe locuri reci sau umede).

**Manipularea dispozitivelor de încălzire.** Deoarece majoritatea laboratoarelor folosesc încălzirea cu gaze naturale, pentru evitarea accidentelor trebuie respectate instrucțiunile de manipulare. Pentru aprinderea flăcării de gaz se va aprinde întâi chibritul în dreptul orificiului de ieșire a gazului apoi se va deschide robinetul de gaz. Dacă aprinderea se produce în interior, robinetul se va închide imediat.

Se interzice aprinderea becurilor de gaz cu ajutorul unor bucăți de hârtie plimbate de la o masă la alta.

Nu se vor lăsa niciodată becuri de gaz aprinse nesupravegheate.

La terminarea lucrului se verifică gazul.

**Manipularea aparatelor de laborator cu acționare electrică.** Aparatele cu acționare electrică se vor monta și exploata în așa mod încât să fie prevenite electrocutările, arsurile, incendiile și exploziile.

Aparatele de încălzit electrice (cuptoare, etuve, băi electrice) trebuie așezate pe mese protejate cu tablă de oțel și acoperite cu foi de azbest. Ele vor fi conectate la o priză cu legătură la pământ pentru a se evita electrocutările.

Nu se admite legarea mai multor aparate la o singură priză sau legarea la priză a aparatelor lipsite de ștecher standard.

Aparatele la care sunt observate scântei sau care prezintă scurtcircuite nu se vor utiliza decât după remedierea defecțiunii.

Conectarea aparatelor electrice la rețea se va face respectând riguros condițiile de voltaj indicate pe aparatul respectiv.

Instalațiile electrice, precum și aparatele electrice din laborator nu se vor manipula având mâinile umede.

La terminarea lucrărilor nu vor mai rămâne conectate la rețea decât aparatele electrice speciale (termostate, frigidere).

**Manipularea substanțelor toxice, caustice și inflamabile.** Majoritatea accidentelor pot surveni la manipularea incorectă a substanțelor chimice (reactivilor) corosive, toxice, inflamabile sau explozibile. Așa de exemplu, deosebit de corosive sunt soluțiile concentrate de hidroxizi alcalini ( $\text{NaOH}$  și  $\text{KOH}$ ), soluția concentrată de amoniac ( $\text{NH}_4\text{OH}$ ), acizii concentrați (acid sulfuric, clorhidric, azotic, acetic), perhidrolul ( $\text{H}_2\text{O}_2$ ), bromul etc.

Când se lucrează cu astfel de substanțe este necesară manipularea lor cu deosebită atenție, sub nișă, utilizând ochelari și mănuși de protecție.

**DILUAREA ACIZILOR CONCENTRAȚI SE FACE TURNÂND ACIDUL ÎN APĂ, operația executându-se în vase din sticlă termorezistentă, turnarea acidului realizându-se în fir subțire și agitând continuu, asigurând în același timp vasului o răcire bună deoarece diluarea este puternic exotermă.**

Soluția de amoniac, acidul clorhidric și azotic concentrat se vor turna avându-se în vedere necesitatea unei foarte eficiente ventilații a locului de lucru.

Bromul necesită atenție sporită la manipulare. Experiențele în care se utilizează brom se vor desfășura numai sub nișă. Ochiul și mâinile se vor proteja de vaporii de brom prin folosirea ochelarilor și mănușilor de protecție. Se va evita cu strictețe prelingerea bromului pe marginea vasului deoarece arsurile provocate de brom sunt extrem de greu de vindecat.

Unii solvenți organici sunt narcotici și au acțiune toxică asupra organismului uman. Între aceștia se numără cloroformul, eterul etilic (acțiune narcotică), benzenul și derivații săi (acțiune cancerigenă), alcoolul metilic și etilic (acțiune asupra sistemului nervos), hidrocarburile clorurate (acțiune asupra metabolismului) etc.

Majoritatea substanțelor organice sunt foarte ușor inflamabile și ușor volatile, de aceea manipularea lor necesită o atenție sporită. Lichidele inflamabile nu se vor păstra în recipiente de sticlă în cantități mai mari de 1 litru. Încălzirea lor se face în vase metalice de maximum 5 litri. Dacă din întâmplare se varsă o cantitate de lichid inflamabil, primul lucru care trebuie făcut este să se întrerupă becurile de gaz și să se întrerupă încălzitoarele electrice, se închid ușile și se deschid ferestrele. Lichidul vărsat se va strânge cu o cârpă și va fi colectat într-un balon cu dop.

Dacă s-a aprins un lichid inflamabil, în liniște și fără panică, se vor stinge becurile de gaz, se acoperă flacăra cu o pătură sau cu nisip; concomitent cu operațiile de stingere se vor elimina din încăpere toate vasele ce conțin lichide inflamabile. Dacă nu se reușește stingerea focului se vor anunța pompierii, precizându-li-se ce fel de substanțe au luat foc. Se va proceda de asemenea la întreruperea curentului electric.

Stingătoarele cu spumă chimică, dioxid de carbon sau tetraclorură de carbon se pot folosi pentru stingerea lichidelor inflamabile miscibile cu apa (de exemplu alcoolii).

Dacă s-a produs aprinderea hainelor unei persoane este indicat ca persoana în cauză să nu alerge și să se facă stingerea focului prin acoperirea cu o pătură.

Distrugerea lichidelor inflamabile nerecuperabile, miscibile cu apa se face prin aruncarea lor la canal și amestecarea cu o cantitate mare de apă pentru a se asigura o diluare corespunzătoare. Lichidele inflamabile nemiscibile cu apa sau cu substanțe toxice în conținut se vor colecta și se vor elimina prin alte metode.



## Măsuri de prim ajutor

În caz de accident, persoanele din laborator, în lipsa unui medic trebuie să fie în măsură să acorde primul ajutor celui accidentat.

Astfel, în cazul arsurilor termice, superficiale sau profunde se recomandă pansamente cu alcool 60%. În caz de arsuri produse de substanțe chimice se va spăla plaga cu multă apă, după ce în prealabil se va îndepărta îmbrăcămintea și se va proceda după cum urmează: la arsurile produse de acizi plaga se va spăla cu o soluție de bicarbonat de sodiu 2%; la arsurile produse de substanțe alcaline plaga se va spăla cu o soluție de acid boric sau acetic 2%, plăgile produse de brom se vor spăla cu benzen sau cu soluție concentrată de tiosulfat de sodiu.

Când substanțele chimice au pătruns în ochi, se va spăla ochiul cu multă apă apoi cu soluție specială pentru spălături oculare utilizându-se paharul pentru spălături oculare.

În cazul ingestiei de acizi puternici sau baze puternice se vor introduce în stomac substanțe neutralizante: bicarbonat de sodiu sau acid acetic.

Dacă a survenit intoxicația, accidentatul va fi scos din încăpere și va fi culcat într-o cameră aerisită unde i se va înlătura îmbrăcămintea din jurul gâtului și al toracelui spre a i se ușura respirația. Dacă nu mai respiră, i se va face respirație artificială gură la gură.

În caz de electrocutare, se va întrerupe cât mai rapid curentul electric și va fi scos accidentatul din zona respectivă. Dacă este imposibilă întreruperea curentului electric, accidentatul va fi scos din zona cu tensiune electrică cu ajutorul unor obiecte izolatoare. I se va face accidentatului respirație artificială și va fi transportat de urgență la spital.

# I

## LUCRĂRI PRACTICE PENTRU BIOCHIMIA MONOGLUCIDELOR, OLIGOGLUCIDELOR ȘI POLIGLUCIDELOR





## I.1. DOZAREA GLUCIDELOR SOLUBILE

În plante, pe lângă principalele poliglucide (amidon și celuloză) se găsesc cantități apreciabile de oligoglucide (zaharoză, maltoză, celobioză, lactoză, rafinoză etc.) și monoglucide (D-glucoză, D-fructoză, D-manoză, D-galactoză, D-pentoze). Atât oligoglucidele cât și monoglucidele sunt ușor solubile în apă și alcooli inferiori.

Puterea reducătoare a grupei carbonilice din molecula monoglucidelor și oligoglucidelor reducătoare stă la baza metodelor de dozare a acestora în organisme animale și vegetale.

### I.1.1. DOZAREA MONOGLUCIDELOR ȘI OLIGOGLUCIDELOR REDUCĂTOARE ÎN PLANTE

**Principiul metodei.** Pentru dozarea glucidelor solubile reducătoare se folosește un reactiv format din sulfat de cupru și tartrat dublu de sodiu și potasiu (*sare Seignette*) în mediu alcalin. Prin amestecarea sulfatului de cupru cu carbonatul de sodiu are loc reacția:




sulfat de  
cupru

carbonat  
de sodiu

carbonat bazic  
de cupru


bisulfat de  
sodiu

Tartratul dublu de sodiu și potasiu (*sare Seignette*) prezent în amestec facilitează formarea complexului tartro-cupric solubil, împiedicându-se astfel formarea oxidului de cupru (CuO) insolubil, de culoare neagră.



Monoglucidele și oligoglucidele reducătoare (cu legătură monocarbonilică: maltoza, celobioza, lactoza) reduc cuprul din complexul

tartro-cupric solubil, la cald, cu formarea unui precipitat de oxid cupros ( $\text{Cu}_2\text{O}$ ) de culoare roșie-cărămizie:



După cantitatea de  $\text{Cu}_2\text{O}$  format (care este direct proporțională cu cantitatea de glucide reducătoare) se poate aprecia conținutul de glucide în proba de analizat.

Cantitatea de oxid cupros format se determină iodometric. Pentru aceasta oxidul de cupru (I) format se dizolvă într-o soluție de acid clorhidric ( $\text{HCl}$ ) și apoi se oxidează cu un exces de soluție titrată de iod. Prin dizolvarea oxidului de cupru (I) în  $\text{HCl}$  se obține un complex incolor ( $\text{H}[\text{CuCl}_2]$ ), respectiv sarea sa de sodiu dacă se ia în considerare prezența în mediul de reacție a ionilor  $\text{Na}^+$ .



Complexul astfel obținut nu este stabil, descompunându-se în prezența iodului după ecuația:



Iodul care nu a reacționat este titrat cu tiosulfat de sodiu în prezența amidonului ca indicator:



Din volumul de soluție de iod consumată pentru oxidarea oxidului cupros se poate calcula, ținând seama de ecuațiile de mai sus, cantitatea de oxid de cupru (I), respectiv conținutul de glucide reducătoare din proba de analizat.

**Reactivi.** 1) *Soluție de sulfat de cupru cu tartrat dublu de sodiu și potasiu în mediu alcalin.* Se dizolvă 5 g de sulfat de cupru cristalizat, 300 g sare Seignette și 10 g carbonat de sodiu anhidru în 900 ml apă distilată la rece. Amestecul se încălzește apoi timp de 2 ore pe baie de apă la fierbere, se răcește, se trece într-un balon cotat de 1000 ml și se completează la semn cu apă distilată.

2) *Soluție de tiosulfat de sodiu 0,0323 N.* Se dizolvă o cantitate de 8 g tiosulfat de sodiu ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ) în 1000 ml de apă distilată, în prealabil fiartă și răcită, pentru îndepărtarea  $\text{CO}_2$ . După trecerea a 2 - 3 zile, se stabilește factorul soluției de tiosulfat de sodiu cu ajutorul unei soluții de dicromat de potasiu N/25. La 1 ml de soluție de tiosulfat de sodiu EXACT 0,0323 N corespunde 1 mg de glucoză.



3) *Soluție de iod 0,0323 N.* Se dizolvă 4,1 g iod metallic și 20 g iodură de potasiu (KI) în 25 - 50 ml apă distilată. După dizolvarea completă a reactivilor, volumul soluției se aduce la 1000 ml cu apă distilată.

4) *Soluție de amidon 1%.* Se suspendă 1 g de amidon în 10 ml apă distilată rece, apoi suspensia obținută se adaugă la 90 ml apă distilată în fierbere. Se fierbe timp de 2 minute, soluția se răcește și se completează volumul la 100 ml cu apă distilată. Pentru conservare, în soluția de amidon se dizolvă clorură de sodiu (NaCl) până la saturare.

5) *Soluție de HCl 0,8913 N.* Se diluează 82 ml de HCl concentrat ( $d=1,19$  g/ml) cu apă distilată până la volumul de 1000 ml.

6) *Soluție de acetat bazic de plumb.* 60 g acetat de plumb se mojarază cu 20 g PbO (litargă). Amestecul se încălzește într-o capsulă de porțelan acoperită cu o sticlă de ceas pe baia de apă la fierbere până masa capătă o culoare alb-roz. Se adaugă 200 ml de apă distilată fierbinte, trecându-se cantitativ într-un balon cotate de 250 ml. Se lasă să se răcească, se completează la semn cu apă distilată, se lasă în repaus 10 - 12 ore, apoi se filtrează în flacoane brune, închise ermetic, deoarece în contact cu aerul soluția se tulbură.

7) *Soluție saturată de sulfat de sodiu.*

8) *Pudră de talc.*

**Modul de lucru.** Dozarea monoglucidelor și diglucidelor reducătoare (maltoză, celobioză etc.) în plante cuprinde 3 operații:

a) extragerea glucidelor din țesutul vegetal cu ajutorul apei;

b) purificarea extractului obținut

c) dozarea glucidelor reducătoare în extractul purificat (defecat) obținut.

A) *PREPARAREA EXTRACTULUI VEGETAL.* O cantitate de 5 - 25 g (în funcție de conținutul presupus de glucide reducătoare) de material vegetal uniform omogenizat prin mojarare sau măcinare se introduce într-un flacon conic de 150 - 200 ml cu ajutorul a 70 - 80 ml de apă distilată încălzită la 85 - 90°C. Flaconul se cufundă într-o baie de apă până la nivelul conținutului și se încălzește la 75 - 80°C timp de 60 de minute, agitând cu o baghetă de sticlă din timp în timp. Extractul este apoi filtrat prin decantare într-un balon cotate de 100 ml, spălând cantitativ, de mai multe ori, cu câte 5 - 10 ml de apă distilată fierbinte, atât materialul vegetal din flacon cât și filtrul.

B) *PURIFICAREA (DEFECAREA) EXTRACTULUI VEGETAL.* În extractul obținut vor exista întotdeauna unele substanțe neglucidice reducătoare (proteine), poliglucide etc. De aceea devine necesară defecarea extractelor glucidice în vederea purificării lor. În acest scop, la filtratul fierbinte din balonul cotate se adaugă 1 - 5 ml de soluție de acetat bazic de plumb (reactiv 6) și se agită energic. Se lasă în repaus pentru sedimentarea precipitatului format. După 10 - 15 minute se controlează dacă defecarea extractului este completă adăugându-se la extractul clar câteva picături de acetat bazic de plumb. Dacă soluția nu devine opalescentă, defecarea este



completă. În caz contrar se mai adaugă amestecului un volum de soluție de acetat bazic de plumb. Conținutul balonului cotate se răcește și se completează la semn cu apă distilată. Se lasă apoi pentru sedimentarea cât mai completă a precipitatului după care se filtrează într-un pahar uscat.

Un volum de 50 ml de filtrat se trece într-un balon cotate de 100 ml și se adaugă 3 - 5 ml de soluție saturată de sulfat de sodiu (reactiv 7) pentru îndepărtarea excesului de acetat bazic de plumb. Conținutul balonului se completează la semn cu apă distilată și se agită. După depunerea precipitatului, soluția se filtrează din nou pe hârtie de filtru cantitativă (pentru precipitate fine) sau se centrifughează. În filtratul obținut pe această cale se vor doza glucidele reducătoare.

**C) DOZAREA GLUCIDELOR REDUCĂTOARE ÎN EXTRACTUL VEGETAL DEFECAT ȘI PURIFICAT.** Într-un flacon conic de 300 ml se măsoară cu o pipetă 1 - 20 ml filtrat defecat și se completează până la 25 ml cu apă distilată. Se adaugă 50 ml soluție de complex tartro-cupric (reactiv 1) și un vârf de spatulă de pulbere de talc sau piatră ponce. Conținutul flaconului se aduce la fierbere pe o sită de azbest. Apoi se fierbe moderat, la flacăra mică, timp de 5 minute. După fierbere, fără agitare, flaconul se răcește într-o baie de apă.

În flacon se introduc apoi 15 ml soluție de HCl 0,8913 N (reactiv 5) și imediat (în caz contrar oxidul cupros care trece în soluție se poate oxida cu oxigenul din aer) se adaugă din biuretă 20 ml soluție de iod 0,0323 N (reactiv 3). Conținutul flaconului se agită cu atenție, prin rotire și se lasă în repaus 2 minute. Apoi se titrează cu soluție de tiosulfat de sodiu 0,0323 N (reactiv 2) până la culoarea galben-închis. Se adaugă câteva picături de soluție de amidon 1% (reactiv 4) și se continuă titrarea până la dispariția colorației indicatorului (conținutul flaconului va avea o tentă bleu-pal). Se va nota numărul de ml de soluție de tiosulfat de sodiu 0,0323 N consumați.

Paralel cu proba de analizat se execută un control în care extractul glucidic este înlocuit cu un volum echivalent de apă distilată.

**OBSERVAȚIE.** După fierbere soluția din flacon trebuie să fie colorată în albastru. Dacă culoarea este galbenă înseamnă că extractul vegetal are o concentrație prea mare de glucide reducătoare. În acest caz se va repeta determinarea diluându-se corespunzător extractul glucidic defecat.

**Calculul rezultatelor.** Cantitatea glucidelor reducătoare exprimată în grame de glucoză la 100 g de material vegetal proaspăt se calculează după formula:

$$X = \frac{(n_1 - n_2) \cdot F \cdot 100 \cdot 100 \cdot 100}{a.v. \cdot 50 \cdot 1000} = \frac{(n_1 - n_2) \cdot F \cdot 20}{a.v.}, \text{ în care:}$$

$n_1$  - ml soluție de tiosulfat consumați la titrarea controlului;

$n_2$  - ml soluție de tiosulfat consumați la titrarea probei de analizat;


F - factorul soluției de tiosulfat de sodiu aflat prin titrare cu soluție de dicromat de potasiu N/25;

v - volumul de filtrat luat pentru determinarea glucidelor  
reducătoare, în ml;

a - greutatea materialului vegetal, în grame.

### I.1.2. DOZAREA ZAHAROZEI ÎN PLANTE

**Principiul metodei.** În toate plantele, dar cu precădere în sfecla de zahăr și în trestia de zahăr, precum și în fructe, legume etc., alături de glucidele reducătoare se găsește o cantitate însemnată de zaharoză, diglucid lipsit de proprietăți reducătoare. Pentru determinarea acestui diglucid este necesară hidroliza lui prealabilă sub acțiunea HCl în  $\alpha$ -D-glucopiranoză și  $\beta$ -D-fructofuranoză:



Monoglucidele rezultate prin hidroliza zaharozei, de asemenea, monoglucidele și oligoglucidele reducătoare existente în extractul glucidic (filtratul obținut după precipitarea excesului de acetat bazic de plumb cu sulfat de sodiu – *etapa c din Lucrarea I.1.1*) se dozează prin metoda de mai sus (*Lucrarea I.1.1*). Astfel aflăm cantitatea de glucide reducătoare totale (monoglucide și oligoglucide reducătoare și monoglucide obținute prin hidroliza zaharozei). Făcând diferența dintre cantitatea de glucide reducătoare totale și conținutul de monoglucide și oligoglucide reducătoare aflat prin metoda din *Lucrarea I.1.1*, se obține concentrația de zaharoză din materialul vegetal cercetat.

**Reactivi.** 1) *Soluție de acid clorhidric 5%:* La 95 ml de apă distilată se adaugă 5 ml de soluție concentrată de acid clorhidric (HCl).

2) *Soluție saturată de carbonat de sodiu.*

3) *Soluție de roșu de metil:* 0,1 g roșu de metil se dizolvă în 30 ml alcool etilic 96% și se diluează la 50 ml cu apă distilată.

4) *Soluție de sulfat de cupru cu tartrat dublu de sodiu și potasiu în mediu alcalin* (vezi Reactivi de la *Lucrarea I.1.1*).

5) *Soluție de tiosulfat de sodiu 0,0323 N* (vezi Reactivi de la *Lucrarea I.1.1*).

6) *Soluție de iod 0,0323 N* (vezi Reactivi de la *Lucrarea I.1.1*).

7) *Soluție de amidon 1%* (vezi Reactivi de la *Lucrarea I.1.1*).

8) *Soluție de HCl 0,8913 N* (vezi Reactivi de la *Lucrarea I.1.1*).

**Modul de lucru.** Se măsoară 1 - 5 ml filtrat pregătit pentru analiza glucidelor reducătoare (vezi *Lucrarea I.1.1*), (obținut după precipitarea excesului de acetat de plumb cu soluție de sulfat de sodiu în extractul defecat) într-un flacon conic de 100 ml și se completează cu apă distilată la 25 ml.

În flacon se adaugă 2,5 ml soluție de HCl 5%. Apoi flaconul se introduce într-o baie de apă la fierbere și se menține timp de 30 minute pentru hidroliza zaharozei. După expirarea timpului de hidroliză, flaconul



cu soluția de cercetat se răcește pe o baie de apă și se neutralizează cu soluție saturată de carbonat de sodiu în prezența unei picături de roșu de metil. Se adaugă soluție de carbonat de sodiu până când culoarea indicatorului virează în galben-auriu. După neutralizare în soluția obținută se dozează conținutul glucidelor reducătoare pe aceeași cale descrisă la metoda de dozare a mono- și oligoglucidelor reducătoare (*Lucrarea I.1.1*). Rezultatul reprezentând suma glucidelor reducătoare și a zaharozei se calculează după formula dată în *Lucrarea I.1.1*. Scăzând din această valoare conținutul de glucide reducătoare obținut în *Lucrarea I.1.1*, se află cantitatea de zaharoză în materialul de analizat.

**Importanța practică.** Dozarea monoglucidelor și diglucidelor în țesuturile vegetale își găsește utilizare în practica de ameliorare și selecționare a unor noi soiuri de plante. Investigația biochimică poate evidenția noile însușiri dobândite de un soi sau altul de plante pe parcursul selecției, indicându-l pe cel mai bun pentru cerințele practicii agricole.


De asemenea, folosirea pe scară largă a diferitelor substanțe de combatere a dăunătorilor, sau de stimulare a creșterii pot influența procesele metabolice în plantele supuse tratamentelor, fiind de aceea necesară investigarea modificării parametrilor biochimici, incluzând aici și conținutul de glucide solubile.

Prin dozarea cantităților de glucide solubile din produsele agricole supuse conservării și păstrării sau prelucrărilor tehnologice, se poate găsi calea cea mai adecvată pentru a se asigura o cât mai bună conservare a acestor substanțe importante pentru alimentația omului și furajarea animalelor.


### I.1.3. DOZAREA GLUCOZEI ÎN SÂNGE (MICROMETODA COLORIMETRICĂ CU ORTO-TOLUIDINĂ)

În condiții normale, în sângele omului și animalelor se găsește o cantitate relativ constantă de D-glucoză, cunoscută și sub denumirea de *zahăr sanguin* sau *glicemie*. De fapt, alături de D-glucoză, în sânge se mai găsesc cantități neglijabile și de alte glucide (D-fructoză, glicogen etc.). În unele stări fiziologice și patologice, pentru aprecierea stării metabolismului glucidic în organismul uman sau animal, este importantă cunoașterea glicemiei.

**Principiul metodei.** Glucoza, precum și alte aldohexoze, prezente în sânge, se dehidratează prin încălzire în prezența acidului acetic concentrat la derivați de furfural:



Hidroximetil-5-furfuralul format se condensează cu **orto-toluidina (2-aminotoluenul)** dând un compus colorat în verde cu maximum de absorbție la  $\lambda = 630 \text{ nm}$ :



Reacția cu orto-toluidina este stabilizată prin adăugarea de tiouree. Deși reacția cu orto-toluidina nu este strict specifică pentru glucoză, interferența altor aldohexoze este neglijabilă, ele existând doar sub formă de urme în sânge.

**Reactivi.** 1) *orto-Toluidină pură (ATENȚIE! TOXIC !)*. Substanța trebuie să fie incoloră sau slab colorată în galben. Se păstrează la frigider, în sticle de culoare închisă (brună), cu închidere etanșă. Orto-toluidina de culoare galbenă sau roșietică se va purifica prin distilare (pe o plită electrică cu sită de azbest sau pe baie electrică cu nisip). Se recomandă

distilarea în vid pentru a nu se depăși temperatura de descompunere a substanței (p.f. = 200,2°C la care substanța se descompune; în vid, la 80 mm Hg, compusul are p.f. = 121°C, temperatură la care este stabil).

2) Acid acetic glacial.

3) Tiouree.

4) **Reactiv orto-toluidinic (ATENȚIE! TOXIC !)**. Într-un balon cotat de 50 (100) ml se introduc 0,075 (0,15) g de tiouree. Se adaugă 3 (6) ml de orto-toluidină incoloră sau slab colorată în galben. Se completează volumul soluției la 50 (100) ml cu acid acetic glacial. Pentru măsurarea orto-toluidinei, acidului acetic sau a reactivului orto-toluidinic se va utiliza **O PIPETA AUTOMATĂ SAU O PIPETA PREVĂZUTĂ CU PARĂ DE CAUCIUC SAU O BIURETĂ CU ROBINET !**

5) *Soluție de acid tricloracetic 3 %*.

6) *Soluție de acid benzoic 0,2 %*. Se dizolvă 0,2 g acid benzoic cristalizat în 50 ml apă distilată prin încălzire pe baie de apă. După răcire soluția se va transvaza cantitativ într-un balon cotat de 100 ml și se va completa la semn cu apă distilată.

7) *Soluție etalon de glucoză 100 mg %*. Se prepară în momentul utilizării. Se dizolvă 100 mg glucoză anhidră în 100 ml soluție de acid benzoic 0,2 %. Se va conserva în frigider.

**Modul de lucru.** Într-o eprubetă de centrifugă se vor măsura 0,9 ml acid tricloracetic 3 % (reactiv 5) și 0,1 ml sânge. Se agită și se centrifughează 10 minute la 3000 rotații/minut. În paralel se va efectua o probă etalon care conține 0,9 ml acid tricloracetic 3 % (reactiv 5) și 0,1 ml soluție etalon de glucoză (reactiv 7) (*dacă sângele are un conținut prea mare de glucoză se va folosi o soluție etalon corespunzător mai concentrată: 200 mg % sau 300 mg %*).

Pentru efectuarea reacției de culoare se vor folosi eprubete uscate de 16×160 mm, în care se pipetează:

Reactivi	Eprubetele		
	Control	Etalon	Proba de analizat
Supernatant (ml)	-	-	0,5
Soluție etalon de glucoză (ml)	-	0,5	-
Soluție de acid tricloracetic 3 % (ml)	0,5	-	-
Reactiv orto-toluidinic (ml)	4,5	4,5	4,5
Fierbere pe baie de apă exact 10 minute			
Răcire cu apă de robinet			
Citire la spectrofotometru la $\lambda=630$ nm față de control sau apă distilată			

**OBSERVAȚII.** În scopul economisirii de reactivi se recomandă adăugarea a 2 ml de reactiv orto-toluidinic (reactiv 4) la 0,5 ml supernatant. Această variantă se poate aplica și în cazul sângelui cu un conținut ridicat de zahăr, dacă un volum determinat de supernatant (0,1 - 0,2 ml) se diluează cu ser fiziologic la 0,5 ml, volum final care se supune



mai departe operațiilor descrise. La calculul rezultatelor se va ține seama de gradul de diluție.

Dacă extincția probei de analizat depășește valoarea de 0,8 se va proceda la diluarea corespunzătoare a sângelui (a supernatantului).

**Calculul rezultatelor.** Cantitatea de glucoză, exprimată în mg la 100 ml de sânge, se poate calcula după formula:

$$X = \frac{E_S}{E_E} \cdot 100, \text{ unde: } E_S - \text{extincția probei de analizat;}$$

$E_E$  - extincția etalonului;

100 - concentrația glucozei în etalon.

**Variații fiziopatologice.** Glicemia omului sănătos variază între 60 - 110 mg glucoză/100 ml sânge.

Determinarea glicemiei are o importanță deosebită pentru explorarea modificărilor metabolismului glucidelor sub influența diferiților factori de natură fiziologică sau patologică. Creșterea cantității de glucoză în sânge (*hiperglicemia*) este cauzată de emoții, frig, altitudine, schimbarea climatului, precum și de alimentație. Folosirea unor medicamente cum sunt morfina, atropina, anestezia cu eter și cloroform induc o ușoară hiperglicemie. Scăderea cantității de glucoză din sânge (*hipoglicemia*) este cel mai adesea observată în cazul unui efort muscular prelungit.

În patologie, variația cantității de glucoză se întâlnește într-o serie de boli. Hiperglicemia apare în diabetul zaharat, hiperfuncția medulosuprarenalei sau adenohipofizei, unele tulburări ale sistemului nervos central etc. Hipoglicemia este asociată cu hiperinsulinismul, inaniția, boala Addison, insuficiența funcțională a hipofizei, diferite boli ale ficatului etc.

#### I.1.4. DOZAREA FRUCTOZEI ÎN PLANTE

Fructoza este monoglucidul cu cel mai pronunțat gust dulce, fiind răspândită în fructe, legume și în mierea de albine.

**Principiul metodei.** Fructoza se extrage din țesutul vegetal (materialul de analizat) cu apă sau cu alcool. În extractul obținut se precipită proteinele. Prin încălzirea soluției defecate cu HCl sau  $H_2SO_4$  are loc transformarea fructozei în hidroximetilfurfurul care reacționează cu **rezorcina** (resorcinol, m-dihidroxibenzen, 1,3-benzdiol) rezultând o combinație organică colorată în vișiniu-roșu. Intensitatea culorii obținute este direct proporțională cu cantitatea de fructoză din soluție. Cantitatea de fructoză se calculează măsurând intensitatea culorii produsului de condensare a hidroximetilfurfurului cu rezorcina.

**Reactivi.** 1) Alcool etilic 96 %.

2) Soluție de acetat de plumb 10%.

3) Soluție saturată de sulfat de sodiu.

4) Soluție de HCl 30 %.

5) Soluție de rezorcină 0,1 % în alcool etilic 96 %. Se dizolvă 100 mg rezorcină în 100 ml alcool etilic 96%.

6) Soluție etalon de fructoză cu concentrația de 10 mg %.

**Modul de lucru.** O cantitate de 5 - 20 g de fructe sau legume sau alt material vegetal de analizat (funcție de conținutul presupus în fructoză) proaspăt se omogenizează fin prin mojarare și se introduce cu ajutorul a 100 ml apă distilată într-un flacon conic de 200 ml. Fructoza se poate doza și în materialul vegetal fixat cu alcool etilic 96% fierbinte. Flaconul cu materialul vegetal pentru extracția fructozei și a altor glucide se suspendă într-o baie de apă și se menține la 80 - 90°C timp de 60 minute, agitând periodic cu o baghetă de sticlă. După terminarea extracției, flaconul se răcește și conținutul lui se transvazează cantitativ într-un balon cotat de 200 ml cu gâtul larg. Se adaugă în el 5 - 6 ml soluție de acetat de plumb pentru precipitarea substanțelor care ar putea influența determinarea. Conținutul flaconului se amestecă și se aduce la semn cu apă distilată. Apoi, conținutul flaconului se filtrează într-un flacon conic uscat. Într-un balon cotat de 100 ml se măsoară 50 ml de filtrat și se adaugă 5 ml soluție saturată de sulfat de sodiu pentru îndepărtarea excesului de acetat de plumb. Lichidele din balon se amestecă și se completează la semn cu apă distilată. După sedimentare se filtrează prin filtru de hârtie pentru precipitate fine. De notat că la analiza fructelor slab colorate și cu un conținut redus de proteine nu se mai face precipitarea acestora cu acetat de plumb.

Cu ajutorul unei pipete gradate de 5 ml se pun într-o eprubetă 2 ml filtrat (ce conține circa 0,01 - 0,5 mg fructoză) și se adaugă 2 ml soluție alcoolică de rezorcină 0,1 % și 6 ml soluție de HCl 30 %.

Paralel cu proba, se efectuează un control constând din 2 ml apă distilată, 2 ml soluție de rezorcină 0,1 % și 6 ml HCl 30 %. Conținutul eprubetelor se agită și ele se introduc într-o baie de apă la 80°C timp de 20 minute. În acest timp are loc reacția de formare a compusului colorat. După perioada de încălzire, conținutul eprubetelor se răcește și se face citirea extincției la lungimea de undă  $\lambda=540$  nm față de control.

**OBSERVAȚIE.** La dozarea fructozei trebuie să se țină seama de faptul că, practic, toate țesuturile vegetale conțin și zaharoză. Acest diglucid se extrage din țesutul vegetal împreună cu fructoza, iar prin menținerea probei în mediu acid, la 80°C se produce hidroliza zaharozei în cantități egale de fructoză și glucoză. De aceea intensitatea colorației care se va dezvolta depinde nu numai de concentrația fructozei libere în soluție, ci și de cantitatea de fructoză eliberată prin hidroliza zaharozei. Prin urmare, în toate cazurile, în același extract se va doza și zaharoza și jumătate din cantitatea obținută (care corespunde fructozei din molecula zaharozei) se va scădea din valoarea obținută pentru fructoză prin reacția cu rezorcina.

**Calculul rezultatelor.** Se face pe baza unei curbe de etalonare construită cu concentrații cunoscute, crescând de fructoză, obținute dintr-o soluție de fructoză cu concentrația de 10 mg %, după cum urmează:

Reactivi	Etaloane						
	C	1	2	3	4	5	6
Cantitatea de fructoză (mg)	0,00	0,025	0,05	0,075	0,10	0,15	0,20
Soluție de fructoză 10 mg % (ml)	0,00	0,25	0,40	0,75	1,00	1,50	2,00
Apă distilată (ml)	2,00	1,75	1,60	1,25	1,00	0,50	0,00
Soluție alcoolică de rezorcină (ml)	2	2	2	2	2	2	2
Soluție de HCl 30 % (ml)	6	6	6	6	6	6	6
Menținere pe baia de apă la 80°C, timp de 20 minute							
Citire la spectrofotometru la $\lambda=540$ nm							

La calcularea cantității de fructoză este necesar să se scadă din valoarea obținută jumătate din conținutul de zaharoză prezentă în materialul vegetal analizat.



### I.1.5. DOZAREA HEXOZAMINELOR ÎN SERUL SANGUIN

**Principiul metodei.** Hexozaminele, respectiv D-glucozamina și D-galactozamina, în mediu alcalin reacționează cu acetilacetonă, dând un derivat pirolic, care, în prezența **p-dimetilamino-benzaldehidei**, în mediu acid, formează un compus de culoare roz, ce se poate determina spectrofotometric la 530 nm.

**Reactivi.** 1) *Alcool etilic 95%.*

2) *Soluție de acid clorhidric 3N.* Se diluează 27 ml de acid clorhidric concentrat ( $d=1,19 \text{ g/cm}^3$ ) la 100 ml cu apă distilată.

3) *Soluție de hidroxid de sodiu 3N.* Se dizolvă 12 g de NaOH în 100 ml de apă distilată la balon cotate.

4) *Soluție de carbonat de sodiu 0,5N.* Se dizolvă 35,77 g de carbonat de sodiu cristalizat ( $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ) în apă distilată într-un balon cotate de 250 ml.

5) *Soluție de acetilacetonă.* Se diluează 2 ml acetilacetonă cu soluție de carbonat de sodiu 0,5 N până la 100 ml. *Soluția de acetilacetonă se prepară extemporaneu.*

6) *Reactiv cromogen.* Se dizolvă 0,8 g de p-dimetilamino-benzaldehidă în 30 ml metanol. La soluția obținută se adaugă 30 ml acid clorhidric concentrat.

7) *Soluție etalon de glucozamină 5 mg%.*

8) *Soluție de roșu de metil 0,1% în alcool etilic 60% (vezi Reactiv 3, Lucrarea I.1.2).*

**Modul de lucru.** Într-o eprubetă de centrifugă se introduc 0,1 ml ser proaspăt separat și 5 ml alcool etilic 95 %. Se agită și se lasă în repaus 5 - 10 minute, apoi se centrifughează la 3000 rotații/minut, timp de 10 minute. După îndepărtarea supernatantului prin decantare, se adaugă peste precipitat 4 ml alcool etilic 95% desprinzând precipitatul și agitând ușor cu o baghetă de sticlă. Se scoate bagheta spălând-o cu alcool etilic, se centrifughează din nou și se îndepărtează supernatantul cu atenție, fără a se antrena precipitatul.

Peste precipitat se adaugă 1 ml soluție de acid clorhidric 3N, se desprinde precipitatul, în același mod, folosind pentru aceasta încă 1 ml soluție de acid clorhidric 3N. Se agită pentru omogenizare după care se ține la baie de apă la fierbere timp de 4 ore. Pentru a se împiedica evaporarea amestecului în timpul hidrolizei se pune o pâlnie în gura eprubetei. După răcirea eprubetei la curent de apă, conținutul este filtrat printr-o hârtie de filtru fără cenușă, într-o eprubetă gradată. Se neutralizează cu soluție de NaOH 3N în prezența unei picături de soluție de roșu de metil după care se completează cu apă distilată la 10 ml.

Reacția de culoare se face în modul următor:

	Probă	Etalon	Control
Filtrat (ml)	1	-	-
Soluție etalon de glucozamină (ml)	-	1	-
Apă distilată (ml)	-	-	1
Soluție de acetilacetonă (ml)	1	1	1

Se agită și eprubetele sunt ținute în baie de apă la fierbere timp de 20 minute, după care se răcesc la un curent de apă rece.

Se adaugă apoi:

Alcool etilic 95% (ml)	5	5	5
Reactiv cromogen (ml)	1	1	1

Se agită din nou și se lasă în repaus 45 minute, după care se citesc extincțiile probei ( $E_p$ ) și etalonului ( $E_{et}$ ) la 530 nm, față de control.

**Calculul rezultatelor.** Cantitatea de hexozamine în 100 ml ser sanguin se calculează cu ajutorul formulei:

$$mg \text{ hexozamina } \% = \frac{E_p}{E_{et}} \cdot 50$$

Valori de referință: 80 - 124 mg/ml ser sanguin.

### I.1.6. DOZAREA ACIDULUI SIALIC ÎN SERUL SANGUIN

**Principiul metodei.** Acizii sialici (acidul N-acetilneuraminic și acidul N-glicolilneuraminic) liberi sau conjugați reacționează cu **difenilamina** [  $(C_6H_5)_2NH$  ] în mediu acid, conducând la formarea unui complex colorat stabil, cu maximul de absorbție la 530 nm.

**Reactivi.** 1) *Soluție de acid tricloracetic 5%.*

2) *Amestec de acid acetic / acid sulfuric 9/1 (v/v).*

3) *Reactiv cromogen.* 1 g difenilamină recristalizată se dizolvă în 100 ml amestec de acid acetic/acid sulfuric (9/1). Se păstrează la 4°C și la întuneric.

**Modul de lucru.** Dozarea acidului sialic în serul sanguin cuprinde două etape distincte.

A) **DEPROTEINIZAREA.** La 4,8 ml soluție de acid tricloracetic 5% se adaugă 0,2 ml ser. Se agită și se ține pe baie de apă la fierbere timp de 15 minute. Se răcește la curent continuu de apă, după care se centrifughează timp de 10 minute la 2500 rotații/minut.

B) **REAȚIA DE CULOARE.** Se vor pipeta următoarele soluții în două eprubete separate.

	Probă	Control
Supernatant (ml)	2	-
Soluție de acid tricloracetic (ml)	-	2
Reactiv cromogen (ml)	4	4

Conținutul eprubetelor se fierbe pe baia de apă timp de 30 minute, după care se răcește. Se citește extincția probei față de control la un spectrofotometru la lungimea de undă de 530 nm. Rezultatul se va exprima în unități de extincție.


Ca valoare de referință se consideră:  $0,374 \pm 0,041$  în unități de extincție.



### I.1.7. DOZAREA LACTOZEI ÎN LAPTE

Lactoza (O- $\beta$ -D-galactopiranozil-(1 $\rightarrow$ 4)- $\alpha$ -D-glucopiranoza) este un diglucid reducător care se găsește preponderent în laptele mamiferelor.

**Principiul metodei.** Prin interacția lactozei cu iodul în mediu alcalin are loc oxidarea grupei aldehydice din molecula diglucidului, rezultând acidul lactobionic:



Excesul de iod, care nu a intrat în reacție cu lactoza, se titrează cu soluție de tiosulfat de sodiu, folosindu-se amidonul ca indicator.

**Reactivi.** 1) Soluție de sulfat de cupru 7 %.

2) Soluție de hidroxid de sodiu 2 %.

3) Soluție de fluorură de sodiu 5 % (ATENȚIE !

**REACTIV TOXIC !)**

4) Soluție de iod 0,1N. Într-un balon cotat de 1000 ml se dizolvă 12,692 g de iod într-o soluție conținând 25 g iodură de potasiu în 25 - 35 ml apă distilată. După dizolvarea completă a iodului se completează volumul balonului cu apă distilată la semn.

5) Soluție de acid clorhidric 5 %.

6) Soluție de tiosulfat de sodiu 0,1N. Se dizolvă o cantitate de 25 de g tiosulfat de sodiu ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ) în 1000 ml de apă distilată, în prealabil fiartă și răcită, pentru îndepărtarea  $\text{CO}_2$ . După trecerea a 2 - 3 zile, se stabilește factorul soluției de tiosulfat de sodiu cu ajutorul unei soluții de dicromat de potasiu 0,1 N. La 1 ml de soluție de tiosulfat de sodiu EXACT 0,1 N corespund 18,01 mg de lactoză.

7) Soluție de amidon 1% (vezi Reactiv 3, Lucrarea I.1.1)

**Modul de lucru.** În două baloane cotate de 50 ml se măsoară câte 5 ml soluție de sulfat de cupru 7% (reactiv 1), 2 ml soluție de hidroxid de sodiu 2 % (reactiv 2) și câte 2,5 ml soluție de fluorură de sodiu 5 % (reactiv 3).

În unul din baloane (proba) se adaugă 5 g de lapte (sau se vor adăuga cu pipeta 5 ml lapte și se va calcula greutatea pe baza densității laptelui), iar în al doilea balon (control) se vor adăuga 5 ml apă distilată.

Conținutul baloanelor se agită și se completează la semn cu apă distilată. După 30 minute se va filtra conținutul baloanelor prin filtru cutat.

În flacoane conice de 200 - 250 ml se pipetează 20 ml filtrat, corespunzător pentru proba de analizat și pentru control și se adaugă din biuretă câte 20 ml soluție de iod 0,1N (reactiv 4) și sub agitare continuă 10 ml soluție de hidroxid de sodiu 2 % (reactiv 2). Se închid flacoanele cu dopuri de cauciuc și se lasă la întuneric, la temperatura camerei. După 20 minute, în fiecare flacon se introduc 10 ml soluție de HCl 5 %. Excesul de iod nereacționat se titrează cu soluție de tiosulfat de sodiu 0,1N (reactiv 6) până la obținerea unei culori galben-pai a lichidului din flacoane. Se adaugă apoi 2 - 3 picături de soluție de amidon 1 % (reactiv 7) și se continuă titrarea până la dispariția culorii albastre dată de complexul de adsorbție al iodului cu amidonul.

**Calculul rezultatelor.** Cantitatea de lactoză în mg/ml se va calcula după formula:

$$C = (n_1 - n_2) \cdot F \cdot 18,01 \cdot \frac{50}{20 \cdot 5} \text{ mg/ml , unde:}$$

$n_1$  - mililitri de soluție de tiosulfat de sodiu 0,1 N consumați la titrarea controlului;

$n_2$  - ml de soluție de tiosulfat de sodiu consumați la titrarea probei;

F - factorul soluției de tiosulfat de sodiu 0,1 N;

18,01 - cantitatea în mg de lactoză corespunzătoare unui ml de soluție de tiosulfat de sodiu exact 0,1 N.

## I. 1. 8. DETERMINAREA GLUCIDELOR SOLUBILE PRIN CROMATOGRAFIE ÎN STRAT SUBȚIRE

**Cromatografia** este o metodă analitică de separare a mai multor componente chimice dintr-un amestec. Ea are ca principiu separarea componentelor dintr-un amestec pe baza capacității de repartitie între o fază staționară și una mobilă. În cazul cromatografiei în strat subțire, rolul de faza staționară este îndeplinit de apa menținută pe placa cromatografică. Faza mobilă este reprezentată de un solvent neapos care se deplasează de-a lungul plăcii cromatografice. În decursul acestei deplasări are loc o continuă redistribuire a substanțelor din amestec între cele două faze, mobilă și staționară. Viteza de deplasare a substanțelor pe care vrem să le separăm nu este egală cu cea a solventului, ci este direct proporțională cu gradul de solubilitate a fiecărei substanțe în solventul folosit. Cu cât o substanță petrece mai mult timp în faza mobilă cu atât se va deplasa mai mult cu această fază. Viteza de deplasare a substanței în raport cu faza mobilă (solventul) se caracterizează prin valoarea  $R_f$ , care este raportul dintre distanța  $d$  parcursă de substanța respectivă față de linia de start și distanța  $D$  parcursă de frontul solventului față de linia de start:

$$R_f = \frac{d \text{ (distanța parcursă de substanța X)}}{D \text{ (distanța parcursă de frontul solventului)}}$$

În condiții experimentale standardizate, valoarea  $R_f$  este o constantă caracteristică pentru o substanță dată. În general substanțele dintr-un amestec se distribuie în mod diferit între cele două faze, deci vor avea  $R_f$  – uri deosebite și de aceea se pot separa.

Separarea și identificarea glucidelor solubile cu ajutorul cromatografiei în strat subțire se poate realiza utilizând ca suport silicagelul sau oxidul de aluminiu. Suportul poate fi fixat pe o placă de sticlă, de plastic sau o folie de aluminiu.

**Principiul metodei.** Soluția de cercetat și soluția standard de glucide se aplică pe placa cromatografică. După uscare, placa cromatografică este introdusă în faza mobilă cu baza în apropierea căreia s-au aplicat probele. Solventul care se deplasează în faza staționară, datorită forțelor capilare, antrenează glucidele care se vor separa în zone distincte. La terminarea separării placa cromatografică este scoasă afară și uscată, apoi se tratează cu reactivi specifici care vor evidenția spoturile de glucide. Pentru dozarea glucidelor din spoturi, se detașează stratul de suport de pe placă și se supune „încinerării umede” cu un amestec de dicromat de potasiu și acid sulfuric. Prin titrarea dicromatului de potasiu rămas nereacționat se află cantitatea de glucide cu care a reacționat.

**Reactivi și materiale.** 1) Cameră cromatografică.

2) Placă de sticlă pentru cromatografie în strat subțire (13×18 cm).



3) *Soluție de acid boric 0,1 N.* Se dizolvă 6,184 g de acid boric ( $\text{H}_3\text{BO}_3$ ) în 1000 ml apă distilată la balon cotat.

4) *Soluție de dicromat de potasiu 0,01 N în acid sulfuric 70 %.* O cantitate de 2,4603 g de dicromat de potasiu ( $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ) se dizolvă în 500 ml acid sulfuric 70% la balon cotat.

5) *Soluție de iodură de potasiu 5 %.*

6) *Soluție de tiosulfat de sodiu 0,01N.* Se diluează 50 ml soluție de tiosulfat de sodiu 0,1 N (vezi Reactiv 6, *Lucrarea I.1.7*) la 500 ml cu apă distilată într-un balon cotat de 500 ml.

7) *Soluție de glucoză 2 %.*

8) *Reactiv naftorezorcinic.* Se va prepara în momentul utilizării prin amestecarea unui volum de soluție de **naftorezorcină** (naphtoresorcinol, 1,3-dihidroxi-naftalen) 0,2 % în etanol cu un volum egal de soluție de acid tricloracetic 20 %.

9) *Soluție standard de glucide (glucoză, galactoză, fructoză, manoză, lactoză, zaharoză) 20 mg %.*

10) *Alcool n-butilic.*

11) *Acid acetic.*

12) *Silicagel „G”, „KSK”.*

13) *Ghips medical.*

**Modul de lucru.** Plăcile pentru cromatografia în strat subțire se obțin repede prin aplicarea pe suprafața lor a unui amestec, cu grosimea de 0,1 - 0,2 mm, alcătuit din 6,11 g silicagel, 0,32 g ghips medical și 18 ml soluție de acid boric 0,1 N. Acest amestec este necesar pentru prepararea unei plăci de 13×18 cm.

Plăcile cu suportul aplicat se usucă în aer, apoi se încălzesc 30 minute într-o etuvă pentru activare (temperatura să nu depășească 100°C). Până la utilizare, plăcile cromatografice se păstrează în exsicator pentru a nu absorbi umiditatea atmosferică. Pot fi utilizate cu rezultate ce au o reproductibilitate remarcabilă plăcile gata preparate, disponibile în comerț (Merck, Sigma, Fluka etc.)

La distanța de 2 cm de la marginea inferioară a plăcii se marchează cu creionul punctele de start. Cu ajutorul unor micropipete se vor aplica în punctele marcate volume egale din soluția de analizat și soluția standard de glucide, încât zonele rezultate (spoturile) să aibă același diametru. Volumul extractului glucidic și cel al soluției standard de glucide depind de concentrația glucidelor ce trebuie să fie cuprinsă între 5 și 25 de micrograme în fiecare spot. După uscarea spoturilor, placa se introduce într-o cameră cromatografică pe fundul căreia se află un amestec de dezvoltare cu compoziția n-butanol/acetona/apă în raportul 4/5/1. Marginea de start a plăcii cromatografice se introduce 0,5 - 1 cm în faza mobilă și se acoperă camera. Când frontul solventului a migrat până la circa 1 cm față de marginea superioară a plăcii (cea opusă liniei de start), placa se va scoate din camera cromatografică, se usucă și apoi se pulverizează cu reactivul naftorezorcinic. Placa tratată cu reactivul naftorezorcinic pentru detecția glucidelor se introduce timp de 5 - 10

minute la 90 - 105°C într-o etuvă. După culoarea spoturilor separate se determină compoziția amestecului de glucide cromatografiat: glucoza și galactoză se colorează în albastru-violet; fructoza în roșu-maroniu; zaharoza și maltoza în roșu; lactoza în roșu-violet; ramnoza în verde; xiloza în gri deschis; manoză în albastru deschis și acizii uronici în albastru. Identificarea glucidelor separate se poate face după  $R_f$ .

Amestecul de solvenți n-butanol/acetona/apă (4/5/1) este eficient în separarea glucozei, fructozei și zaharozei. O separare mai bună a soluțiilor complexe de glucide se poate realiza numai prin metoda cromatografiei bidimensionale utilizând amestecul de solvenți de mai sus pentru prima migrare și amestecul de metiletiletanonă/acid acetic/metanol (3/3/1) pentru migrarea în cea de-a doua direcție.

În cazul utilizării plăcilor cromatografice Silufol UV spoturile glucidelor se detectează prin expunere la o lampă UV.

Pentru determinarea cantitativă a glucidelor, suportul cu spoturile conținând glucide se detașează de pe placă și se tratează cu un volum determinat de soluție de dicromat de potasiu 0,01 N în acid sulfuric 70 % (reactiv 4), încălzind timp de 60 minute pe o baie de apă la 90°C. Sistemul de reacție se răcește și în el se adaugă apoi 20 ml de apă distilată și 5 ml soluție de iodură de potasiu 5 % (reactiv 5). Iodul eliberat se titrează cu soluție de tiosulfat de sodiu 0,01 N (reactiv 6) în prezența amidonului ca indicator. Paralel cu proba de analizat se realizează un control cu un fragment curat de suport de aceeași mărime și de la aceeași înălțime de unde s-a prelevat fragmentul conținând glucidul. Titrul soluției de dicromat de potasiu se stabilește utilizându-se o soluție de glucoză 2 % (reactiv 7).



## I.2. DOZAREA UNOR POLIGLUCIDE

### I.2.1. DOZAREA AMIDONULUI ÎN PLANTE

Amidonul, polimer al  $\alpha$ -D-glucopiranozei, este principalul poliglucid de rezervă în majoritatea plantelor. Sintetizat în frunzele verzi pe calea fotosintezei, amidonul se acumulează preponderent în semințele și tuberculii multor specii de plante.

Se cunosc diferite metode pentru determinarea cantitativă a amidonului, fiecare dintre ele cu avantajele și dezavantajele ei. Una dintre metodele rapide și economice, folosite pentru determinările în serie, este metoda polarimetrică.

**Principiul metodei.** Amidonul din materialul vegetal se dizolvă în acid clorhidric diluat și se citește deviația polarimetrică a soluției obținute.

**Reactivi.** 1) *Soluție de acid clorhidric 1%.*

2) *Soluție de acid clorhidric 5 %.*

3) *Soluție de fosfowolfram de sodiu 10 %.* Se dizolvă 3,75 g de fosfat disodic ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ) și 6,25 g wolfram de sodiu cristalizat ( $\text{Na}_2\text{WO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ) în apă distilată într-un balon cotat de 100 ml. După dizolvarea celor două substanțe se completează la semn cu apă distilată.

4) *Soluție de fosfowolfram de sodiu 4 %.* Se va prepara prin diluarea a 4 ml de soluție de fosfowolfram de sodiu 10 % (reactiv 3) cu 6 ml apă distilată.

**Modul de lucru.** A) **ANALIZA SEMINTELOR DE CEREALE.** O cantitate de 5 g semințe de cereale fin măcinate se introduce într-un balon cotat de 100 ml și se amestecă bine cu 25 ml acid clorhidric 1% (reactiv 1) până nu se mai observă cocoloașe. Se mai adaugă 25 ml soluție de acid clorhidric 1%, pentru spălarea gâtului și pereților balonului. Balonul se introduce într-o baie de apă la fierbere unde se ține 15 minute, având grijă ca în primele 5 minute de fierbere să agităm balonul continuu, fără a-l scoate din baie. După fierbere se scoate balonul din baie, se toarnă în el imediat 30 ml apă distilată și se răcește conținutul lui până la temperatura de 20°C prin cufundare și agitare într-un cristalizor cu apă rece. Se adaugă apoi 5 ml soluție de fosfowolfram de sodiu 10 % (reactiv 3) pentru precipitarea proteinelor. Conținutul balonului se completează la semn cu apă distilată, se agită pentru amestecare și se filtrează printr-un filtru uscat într-un flacon uscat, aruncând primii circa 10 ml de filtrat. Filtratul limpede se analizează la polarimetru, cu condiția ca temperatura soluției să fie de 20°C.



B) **ANALIZA CARTOFULUI PROASPĂT.** O cantitate de 25 g de cartofi proaspeți se triturează cu 5 ml de acid clorhidric 5 % (reactiv 2) într-un mojar până la obținerea unei mase omogene. Aceasta se trece într-un flacon conic de 150 ml cu ajutorul a 25 ml soluție de HCl 1% (reactiv 1). Flaconul se introduce într-o baie de apă la fierbere pentru 15 minute. Apoi conținutul flaconului se filtrează într-un balon cotelat de 100 ml și se adaugă 35 - 40 ml apă distilată. După răcirea balonului la temperatura de 20°C se adaugă în el 2 ml soluție de fosfowolframat de sodiu 4 % (reactiv 4), se completează la semn cu apă distilată, se agită și se filtrează într-un balon cotelat. Filtratul limpede se cercetează la polarimetru în aceleași condiții ca și în cazul precedentei analize.

**Calculul rezultatelor.** Cantitatea de amidon brut conținută în produsul cântărit, exprimată în grame la 100 de grame material vegetal, este dată de formula:

$$C = \frac{100 \cdot \alpha_p}{L \cdot \alpha_D^{20}} \text{ grame, în care:}$$

$\alpha_p$  - gradele polarimetrice citite, corespunzătoare probei;


$\alpha_D^{20}$  - deviația polarimetrică specifică a amidonului care în cazul soluțiilor obținute în modul de mai sus are pentru diferite plante următoarele valori: grâu - 182,7; secară - 184,0; orz - 181,5; porumb - 184,6; mei - 171,4; hrișcă - 179,5; cartof - 195,4; orez - 185,9.

**OBSERVAȚIE.** Soluția de fosfowolframat de sodiu se poate înlocui cu soluții de sulfat de zinc (30 g la 100 ml apă distilată) și ferocianură de potasiu (15 g la 100 ml apă distilată), adăugând întâi 1 ml din prima soluție și apoi 1 ml din cea de-a doua soluție.

## 1.2.2. DETERMINAREA CANTITATIVĂ A GLICOGENULUI ÎN ȚESUTURILE ANIMALE

Glicogenul, polimer al  $\alpha$ -D-glucopiranozei, reprezintă forma principală de depozitare a glucidelor în organismul animal. Prezența glicogenului a fost dovedită la toate organismele animale aflate pe diferite trepte de dezvoltare evolutivă. La animalele superioare cel mai bogat organ în glicogen este ficatul. În cantitate mai mică acest poliglucid se găsește și în mușchi, creier etc.

**Principiul metodei.** Țesutul animal se supune desmolizei la cald, în soluție puternic alcalină. Glicogenul conținut în desmolizat, în prezența acidului sulfuric concentrat, la cald, se scindează în glucoză care se deshidratează cu formarea 5-hidroximetilfurfuralului (hidroximetil-5-furfuralului):



5-Hidroximetilfurfuralul se condensează cu **antrona (9,10-dihidro-9-oxoantracenul)** rezultând un compus colorat în verde-albăstrui, intensitatea colorației fiind direct proporțională cu concentrația de glucoză care s-a obținut în urma hidrolizei glicogenului conținut în țesutul analizat. Condensarea se realizează între grupa aldehydică a 5-hidroximetilfurfuralului și grupa metilenică activă din molecula antronei.

**Reactivi.** 1) Soluție de hidroxid de potasiu 30 %.

2) Soluție de acid sulfuric 95 %. La 5 ml apă distilată se adaugă cu **ATENȚIE (!)** 100 ml acid sulfuric concentrat și se răcește.

3) Soluție de antronă 0,2 % în acid sulfuric 95 %. Se dizolvă 0,2 g antronă în 100 ml acid sulfuric 95 %. Reactivul este extrem de instabil și de aceea se va prepara cu cel mult 1 oră înaintea determinării, folosindu-se numai în ziua respectivă.

**Modul de lucru.** Într-o eprubetă cu dimensiunile de 20×150 mm din sticlă termorezistentă se măsoară 3 ml soluție de hidroxid de potasiu (reactiv 1) și se închide cu un dop de cauciuc. Apoi se cântărește la balanța analitică o cantitate de 0,1 - 0,5 g țesut de analizat (ficat, mușchi, creier etc.), tăiat în bucăți mici și se introduce în soluția de hidroxid de

potasiu din eprubetă. Se scoate dopul și eprubeta se introduce pentru 20 minute în baia de apă la fierbere. După răcire cu apă de la robinet, conținutul eprubetei se trece într-un balon cotat de 50 - 100 ml, spălând de mai multe ori cu câte 4 - 5 ml de apă distilată, se completează la semn și se agită puternic.

Din soluția de glicogen obținută astfel se măsoară 0,5 - 2,5 ml într-o eprubetă cu dimensiunile 30×200 mm din sticlă termorezistentă și se completează volumul la 2,5 ml cu apă distilată dacă este cazul. În același timp, în altă eprubetă identică se vor măsura 2,5 ml de apă distilată pentru controlul reactivilor. Ambele eprubete se introduc într-o baie de apă cu gheață. După răcire, în fiecare eprubetă se măsoară din biuretă, cu grijă, în fir subțire și sub agitare continuă, 5 ml de soluție de antronă în acid sulfuric 95 % (reactiv 3). Eprubetele se acoperă cu o pară de sticlă și se introduc pentru 10 minute într-o baie de apă în fierbere. Apoi se vor răci pe baie de apă cu gheață și imediat se va citi extincția la spectrofotometru la lungimea de undă  $\lambda=620$  nm.

**Calculul rezultatelor.** După valoarea extincției citite se găsește pe curba etalon cantitatea de glicogen (mg) din volumul de soluție luat în lucru. Apoi se calculează conținutul de glicogen, exprimat în mg %, în țesutul studiat după formula:

$$X = \frac{a \cdot V_1 \cdot 100}{V_2 \cdot P} \text{ mg \% , în care:}$$

a - cantitatea de glicogen, în mg, găsită pe curba de etalonare;

$V_1$  - volumul (ml) la care s-a diluat desmolizatul obținut în urma tratamentului cu hidroxid de potasiu;

$V_2$  - volumul soluției de glicogen (ml) luat pentru reacția de culoare;

P - greutatea țesutului analizat (g);

100 - coeficient de transformare în procente.

**Construirea curbei etalon.** Pentru construirea curbei etalon se folosește o soluție de glicogen care se prepară dizolvând exact 40 mg glicogen într-un balon cotat de 500 ml în apă distilată fierbinte. După răcirea soluției la temperatura camerei, se completează volumul la semn cu apă distilată și se agită. Această soluție conține 0,08 mg glicogen într-un mililitru. Din soluția obținută se prepară o serie de probe pentru trasarea curbei etalon, pipetând în eprubete din sticlă termorezistentă, cu dimensiunile de 30×200 mm, volumele de soluție conform tabelului de mai jos.

Reactivul	Eprubetele								
	C	1	2	3	4	5	6	7	8
Cantitatea de glicogen (mg)	0	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,16	0,2
Soluție standard de glicogen (ml)	0	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,5



Reactivul	Eprubetele								
	C	1	2	3	4	5	6	7	8
Apă distilată (ml)	2,5	2,25	2,00	1,75	1,50	1,75	1,00	0,50	0
Probele sunt răcite pe baia de apă cu gheață									
Soluție de antronă (ml)	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Probele se introduc pentru 10 minute într-o baie de apă la fierbere și apoi sunt răcite în apă de robinet									
După răcirea eprubetelor se citește extincția la $\lambda=620$ nm									

Este recomandabil ca adăugarea soluției de antronă 0,2 % în acid sulfuric 95 % să se facă la intervale determinate (de exemplu 2 minute) de la o eprubetă la următoarea din serie. Acest interval de timp se va respecta și la citirea extincțiilor după răcirea probelor la temperatura camerei. Extincțiile probelor răcite se citesc la un spectrofotometru la lungimea de undă  $\lambda=620$  nm.

Curba etalon se trasează înscriind pe abscisă concentrația glicogenului (mg) și pe ordonată valorile extincției E.

**Importanța practică.** Determinarea conținutului de glicogen în diferite țesuturi animale are o importanță deosebită pentru investigarea stărilor fiziologice și patologice ale organismului animal, precum și pentru cercetarea influenței anumitor factori asupra metabolismului glucidic.

### I.2.3. DOZAREA MUCOPOLIZAHARIDELOR ÎN SERUL SANGUIN

Mucopolizaharidele sunt substanțe larg răspândite în țesutul conjunctiv unde în stare nativă se găsesc legate covalent cu proteinele formând glicoproteine (complexi polizaharido-proteici). Această clasă de compuși controlează metabolismul apei, ionilor, al unor metaboliți intermediari, contribuie la procesul de osificare etc. Din punct de vedere al structurii chimice sunt substanțe heterogene. Fac parte din această categorie de substanțe: acidul hialuronic, condroitina, acizii condroitin-sulfurici, dermatan-sulfatul, keratan-sulfatul și heparina.

**Principiul metodei.** Mucopolizaharidele formează cu difenilamina în mediu acid un compus colorat albastru-violet, intensitatea colorației fiind proporțională cu cantitatea de mucopolizaharide din materialul de analizat.

**Reactivi.** 1) *Reactiv Dische.* La 90 ml acid acetic glacial se adaugă cu grijă 10 ml acid sulfuric concentrat. În amestecul obținut se dizolvă 1g de difenilamină (**Se va lucra în nișă !**).

2) *Mixtură aceto-sulfurică.* Se amestecă cu atenție 90 ml acid acetic concentrat cu 10 ml acid sulfuric concentrat. (**SE VA LUCRA LA NIȘĂ !**).

3) *Soluție de acid trichloracetic 5%.*

**Modul de lucru.** Într-o eprubetă curată și uscată se pipetează 0,2 ml ser sanguin și 5 ml soluție de acid trichloracetic 5%. Conținutul eprubetei se fierbe 20 minute pe o baie de apă. După răcire amestecul din eprubetă se filtrează. Filtratul se folosește mai departe, din el realizându-se o probă și un martor după cum se indică în tabelul de mai jos.

	Probă	Control
Filtrat (ml)	1,5	1,5
Reactiv Dische (ml)	3	-
Mixtură aceto-sulfurică (ml)	-	3

Conținutul celor două eprubete se fierbe pe baia de apă timp de 30 minute. După răcire la temperatura camerei, se va citi imediat extincția probei la spectrofotometru la lungimea de undă de 530 nm, față de control.

**Calculul rezultatelor și interpretarea acestora.** Rezultatele determinării se exprimă în unități de extincție.

Valorile normale sunt de până la 0,45 unități de extincție.

**Valori patologice.** Creșteri sunt înregistrate în cazuri de reumatism poliarticular acut, poliartrită cronică evolutivă etc.

### **I.3. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII UNOR ENZIME PARTICIPANTE ÎN ANABOLISMUL ȘI CATABOLISMUL GLUCIDELOR**

#### **I.3.1. ENZIME IMPLICATE ÎN SCINDAREA POLIGLUCIDELOR ȘI OLIGOGLUCIDELOR**

##### **I.3.1.1. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII AMILAZELOR**

Amilazele catalizează hidroliza legăturilor  $\alpha$ -1,4-glicozidice din  $\alpha$ -glucanii de tipul amidonului și glicogenului sau în produșii lor de scindare. După acțiunea acestor enzime asupra substratului se deosebesc trei tipuri de amilaze:

1)  **$\alpha$ -Amilaza** (1,4- $\alpha$ -D-glucan-glucanohidrolaza, E.C. 3.2.1.1) hidrolizează legăturile  $\alpha$ -1,4-glicozidice din interiorul lanțurilor poliglucidice ale moleculei de amidon sau glicogen, cu formarea de poliglucide cu mase moleculare mai mici, numite dextrine și o cantitate determinată de maltoză. Această enzimă este prezentă în toate organismele vii: animale, plante, ciuperci și bacterii.

2)  **$\beta$ -Amilaza** (1,4- $\alpha$ -D-glucan-maltohidrolaza, E.C. 3.2.1.2) este o exoenzimă întrucât hidrolizează legăturile  $\alpha$ -1,4-glicozidice în amidon și poliglucidele asemănătoare eliberând succesiv resturile de  $\beta$ -maltoză de la capătul nereducător al lanțului poliglucidic. Neavând abilitatea de a trece peste legăturile  $\alpha$ -1,6-glicozidice existente în glicogen și amilopectină,  $\beta$ -amilaza realizează o hidroliză incompletă a acestor poliglucide ramificate cu formarea de dextrine-limită. A fost evidențiată în unele plante superioare (orz, soia, grâu, porumb, cartofi etc.) și diferite bacterii.

3)  **$\gamma$ -Amilaza sau glucoamilaza** (1,4- $\alpha$ -D-glucan-glucohidrolaza, E.C. 3.2.1.3) hidrolizează legăturile  $\alpha$ -1,4-glicozidice scindând succesiv resturile de glucoză de la capătul nereducător al moleculei de amidon, glicogen, dextrine etc. Este larg răspândită în țesuturile animale și la microorganisme.

Metodele de determinare a activității amilazelor se bazează fie pe dozarea maltozei și glucozei formate din amidon, fie pe estimarea cantității de amidon rămas nescindat, prin folosirea reacției lui cu iodul.



### **I.3.1.1.1. Determinarea activității $\alpha$ -amilazei în serul sanguin și urină (micrometoda Metais și Bieth)**

În organismul animal  $\alpha$ -amilaza este sintetizată predominant la nivelul pancreasului și glandelor salivare, de unde trece în sânge și se elimină pe cale renală.  $\alpha$ -amilaza de proveniență animală este activată de ionii de  $\text{Cl}^-$ , în concentrație de 0,01M și inhibată de ionii citrat și oxalat.

Determinarea activității  $\alpha$ -amilazei în ser, urină și suc duodenal constituie un important test pentru explorarea fiziopatologică a pancreasului.

**Principiul metodei.**  $\alpha$ -Amilaza hidrolizează în timp de 30 minute la 37°C, amidonul în soluție tampon de fosfat, cu pH 7,4. La sfârșitul perioadei de incubare amidonul nescindat este dozat spectrofotometric, la lungimea de undă  $\lambda=580$  nm, după colorația violet pe care o dă cu iodul.

**Reactivi.** 1) *Soluție tampon de fosfați M/15 cu pH=7,4.* Într-un balon cotat de 250 ml se dizolvă 4,8837 g de fosfat disodic ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ) și 0,4130 g de fosfat monopotasic ( $\text{KH}_2\text{PO}_4$ ) în 150 ml apă bidistilată. Se corectează pH-ul soluției la 7,4 la un pH-metru și se completează la semn cu apă bidistilată. Se conservă în sticlă brună la +4°C.

2) *Soluție tampon de fosfați 30 %.* Se prepară prin amestecarea a 30 ml soluție tampon de fosfați M/15 (reactiv 1) cu 70 ml apă bidistilată.

3) *Soluție stoc de amidon 1% în tampon de fosfați M/15 cu pH=7,4.* Se măsoară 80 ml soluție tampon de fosfați M/15, cu pH=7,4 (reactiv 1) într-un flacon conic de 150-200 ml și se aduce la fierbere. Într-un pahar Berzelius de 50-100 ml se suspendă 1 g de amidon în 10 ml soluție tampon fosfați M/15 (reactiv 1). Suspensia de amidon se trece cantitativ în cei 80 ml soluție tampon de fosfați M/15 în fierbere. Paharul Berzelius se spală de 2-3 ori cu câte 3-5 ml soluție tampon de fosfați M/15. Lichidele de spălare se adaugă la soluția de amidon. Pentru distrugerea microorganismelor, soluția de amidon se fierbe încă 3-5 minute până devine clară. După răcire soluția de amidon se transvazează cantitativ într-un balon cotat de 100 ml. Flaconul conic în care s-a preparat soluția de amidon, se spală de 2-3 ori cu volume mici de soluție tampon de fosfați M/15 cu pH=7,4 (reactiv 1) care se adaugă în balonul cotat. Soluția de amidon preparată astfel este stabilă maximum 10 zile dacă se păstrează la +4°C.

4) *Soluție de iod N/3000.* Se va prepara extemporaneu (la momentul utilizării) prin diluarea a 0,33 ml soluție de iod N/10 (vezi Reactiv 4, *Lucrarea I.1.7*) cu apă distilată într-un balon cotat de 100 ml.

5) *Soluție de acid clorhidric 1N.* Se vor dilua 9 ml de acid clorhidric (HCl) concentrat ( $d=1,19$  g/cm<sup>3</sup>) cu apă distilată la 100 ml, într-un balon cotat.

**Modul de lucru.** A) *DILUAREA LICHIDELOR BIOLOGICE.* În mod normal determinarea activității  $\alpha$ -amilazei se face cu:  
- ser nediluat;

- urină diluată 1/3 cu ser fiziologic;
- suc duodenal diluat cu ser fiziologic până la o activitate potrivită.

B) **DETERMINAREA ACTIVITĂȚII  $\alpha$ -AMILAZEI.** În momentul efectuării lucrării se prepară o soluție de amidon 0,3 % amestecând 3 ml soluția stoc de amidon (reactiv 3) cu 7 ml soluție tampon de fosfați 30 % (reactiv 2).

Pentru efectuarea determinării activității  $\alpha$ -amilazei se procedează conform indicațiilor din tabelul de mai jos.

Reactivi	Eprubetele	
	Probă	Martor
Soluție de amidon 0,3 % (ml)	0,50	0,50
Eprubetele se introduc pentru 5 minute în termostat, la 37°C		
Lichid biologic de analizat (ml)	0,02	-
Se incubează exact timp de 30 minute la 37°C		
Soluție de acid clorhidric 1N (ml)	0,10	0,10
Lichid biologic de analizat (ml)	-	0,02
Apă distilată (ml)	2,00	2,00
Soluție de iod N/3000 (ml)	9,00	9,00
Agitare și citirea extincției martorului ( $E_1$ ) și probei ( $E_2$ ) la $\lambda=580$ nm, față de soluția de iod N/3000		

**Calculul rezultatelor.** Activitatea  $\alpha$ -amilazei se exprimă în unități Wohlgemuth într-un mililitru (U.W./ml) și reprezintă numărul de mg de amidon hidrolizat în timp de 30 minute la 37°C de enzima din 1 ml de lichid biologic.

Extincția  $E_1$  corespunde la 1,5 mg de amidon. Diferența  $E_1-E_2$  reprezintă cantitatea de amidon hidrolizat de  $\alpha$ -amilaza din 0,02 ml de lichid de cercetat. Cantitatea de amidon hidrolizat, exprimată în mg, sub acțiunea  $\alpha$ -amilazei în timp de 30 minute va fi:

$$X = \frac{E_1 - E_2}{E_1} \cdot 1,5$$

Pentru a obține numărul de mg de amidon hidrolizat la 37°C, timp de 30 minute, de către enzima din 1 ml ser sanguin (U.W./ml) se amplifică cu 50, deoarece volumul de lichid biologic utilizat este de 0,02 ml:

$$UW / ml = \frac{E_1 - E_2}{E_1} \cdot 1,5 \cdot 50$$

La determinarea activității  $\alpha$ -amilazei se va ține cont și de eventualele diluții ale lichidului biologic de analizat.



**OBSERVAȚII.** Dacă extincția  $E_2$  este mai mică decât jumătatea extincției  $E_1$  ( $E_2 = E_1/2$ ) se diluează lichidul biologic cu ser fiziologic până la o activitate corespunzătoare și se va repeta determinarea.

Pentru determinarea activității  $\alpha$ -amilazei se recomandă folosirea de lichide biologice proaspete. O ușoară hemoliză a sângelui nu influențează rezultatele.

**Importanța practică.** Amilazemia (activitatea amilazei serice) are valorile normale cuprinse între 4,5 și 10,1 U.W./ml. În practică se admit valori anormale acelea care depășesc de două ori valorile fiziologice adică 15 U.W./ml, ca și valorile de trei ori mai mari care sunt net patologice (22 U.W./ml).

Amilazuria (activitatea amilazei din urină) variază foarte puternic în funcție de volumul urinei din 24 ore:  $43,5 \pm 16,5$  U.W./ml.

Creșterea activității  $\alpha$ -amilazei se întâlnește mai ales în bolile pancreasului. În pancreatita acută activitatea  $\alpha$ -amilazei serice și urinare crește de 10 - 30 ori. Hiperamilazemia se instalează imediat după începerea bolii, înregistrează maximul la 12 - 24 ore și apoi scade revenind la normal în 2 - 6 zile. De obicei hiperamilazuria se prelungește mai mult decât creșterea activității enzimei în serul sanguin.

Pancreatitele cronice, cancerul pancreasului nu duc la o creștere pronunțată a activității  $\alpha$ -amilazei sanguine și pentru diagnosticarea lor se utilizează așa-numitele probe provocate. Activitatea amilazică poate fi mărită într-o serie de maladii care au un tablou clinic asemănător cu pancreatita acută: apendicita acută, peritonita, ulcerul perforat al stomacului, ocluzia intestinală, colecistita acută. În cazul peritonitelor activitatea amilazică se datorează  $\alpha$ -amilazei sintetizate de bacterii. Activitatea enzimei în bolile indicate se intensifică de 3 - 5 ori. Deci, hiperamilazemia puternic exprimată permite diferențierea pancreatitei acute nu numai de bolile cronice ale pancreasului, ci și de alte afecțiuni.

Aproape totdeauna amilazemia este însoțită de amilazurie, însă determinarea activității amilazei urinare este un indicator diagnostic mai puțin exact deoarece eliminarea amilazei în urină poate fi corelată cu funcția rinichilor. Creșterea activității amilazei serice în bolile cronice ale rinichilor și în uremiile acute se poate explica prin diminuarea sau lipsa eliminării enzimei pe cale renală.

Determinarea activității amilazei în sânge și urină poate oferi unele indicații asupra stării funcționale a aparatului renal. În nefroze, glomerulonefrite etc. activitatea amilazică a sângelui este crescută iar cea a urinei scade sub valoarea normală. Coeficientul amilazemie/amilazurie poate sluji ca un indicator al realizării depline a procesului de filtrare glomerulară.

O altă maladie caracterizată prin ridicarea însemnată a activității  $\alpha$ -amilazei în sânge este parotidita, dar tabloul clinic clar al acesteia dă posibilitatea diferențierii hiperamilazemiei. Administrarea unor hormoni (ACTH etc.) intensifică activitatea enzimei de câteva ori.



În afecțiunile ficatului (hepatite, ciroze, intoxicații, tumori canceroase și metastazele lor în ficat) se observă scăderea activității amilazice a sângelui. *Hipoamilazemia*, de asemenea, se observă în arsurile întinse ale pielii, diabetul zaharat, dispepsii, cașexii etc.

### ***1.3.1.1.2. Determinarea activității $\alpha$ -amilazei în salivă (micrometoda Metais și Bieth, adaptată de Vlad Artenie)***

**Principiul metodei.**  $\alpha$ -Amilaza hidrolizează în timp de 30 minute la 37°C, amidonul în soluție tampon de fosfați, cu pH 7,0. La sfârșitul perioadei de incubare amidonul nescindat este dozat spectrofotometric, la lungimea de undă  $\lambda=580$  nm, după colorația violet pe care o dă cu iodul.

**Reactivi.** 1) *Soluție de NaCl (ser fiziologic).* Se dizolvă 0,9 g clorură de sodiu (NaCl) în 100 ml apă bidistilată.

2) *Soluție tampon de fosfați M/15 cu pH=7,0.* Într-un balon cotat de 250 ml se dizolvă 4,8837 g de fosfat disodic ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ) și 0,4130 g de fosfat monopotasic ( $\text{KH}_2\text{PO}_4$ ) în 150 ml apă bidistilată. Se corectează pH-ul soluției la 7,0 cu ajutorul unui pH-metru și se completează la semn cu apă bidistilată. Se conservă în sticlă brună la +4°C.

3) *Soluție tampon de fosfați 30 %.* Se prepară prin amestecarea a 30 ml soluție tampon de fosfați M/15 (reactiv 2) cu 70 ml apă bidistilată.

4) *Soluție stoc de amidon 1% în soluție tampon de fosfați M/15 cu pH=7,0.* Se măsoară 80 ml soluție tampon de fosfați M/15, cu pH=7,0 (reactiv 2) într-un flacon conic de 150-200 ml și se aduce la fierbere. Într-un pahar Berzelius de 50-100 ml se suspendă 1 g de amidon în 10 ml soluție tampon fosfați M/15 (reactiv 2). Suspensia de amidon se trece cantitativ în cei 80 ml soluție tampon de fosfați M/15 în fierbere. Paharul Berzelius se spală de 2-3 ori cu câte 5-10 ml de soluție tampon de fosfați M/15 în care s-a turnat suspensia de amidon. Lichidele de spălare se adaugă la soluția de amidon. Pentru distrugerea microorganismelor, soluția de amidon se fierbe încă 3-5 minute până devine clară. După răcire soluția de amidon se transvazează cantitativ într-un balon cotat de 100 ml. Flaconul conic în care s-a preparat soluția de amidon, se spală de 2-3 ori cu volume mici de soluție tampon de fosfați M/15 cu pH=7,0 (reactiv 2) care se adaugă în balonul cotat. Soluția de amidon preparată astfel este stabilă maximum 10 zile dacă se păstrează la +4°C.

5) *Soluție de iod N/3000.* Se va prepara extemporaneu (la momentul utilizării) prin diluarea a 0,33 ml soluție de iod 0,1 N (vezi Reactiv 4, *Lucrarea I.1.7*) cu apă distilată la 100 ml.

6) *Soluție de acid clorhidric 1N.* Se diluează 9 ml de acid clorhidric (HCl) concentrat ( $d=1,19$ ) cu apă distilată la 100 ml, într-un balon cotat.

7) *Soluție de acid clorhidric 0,1 N.* Se diluează 10 ml soluție de acid clorhidric 1N cu apă distilată la 100 ml, într-un balon cotat.

**Modul de lucru.** În mod normal determinarea activității  $\alpha$ -amilazei se face în salivă diluată cu ser fiziologic.

A) **OBȚINEREA SALIVEI DILUATE.** Gura se spală de 4 – 5 ori cu apa pentru îndepărtarea resturilor alimentare. După 5 – 10 minute saliva se prelevează în eprubete Eppendorf curate și uscate, conice. Lichidul adunat se centrifughează 15 minute la 3000 - 4000 rot./min. Supernatantul se transvazează în alte eprubete Eppendorf.

Pentru determinarea activității  $\alpha$ -amilazei saliva separată prin centrifugare se diluează cu ser fiziologic după schema următoare:

1) Se pipetează 0,1 ml salivă în 14,9 ml ser fiziologic sau 0,05 ml salivă + 7,45 ml ser fiziologic. Se realizează o diluție de 150 ori. Să denumim acest preparat salivă diluată (I).

2) Se amestecă 0,1 ml salivă diluată (I) cu 2,4 ml ser fiziologic. Gradul de diluție crește la  $150 + 25 = 175$  ori (salivă diluată II). Mai departe se va lucra cu soluția de saliva diluată II.

B) **DETERMINAREA ACTIVITĂȚII  $\alpha$ -AMILAZEI.** În momentul efectuării lucrării se prepară o soluție de amidon 0,3 % amestecând 3 (6) ml soluție stoc de amidon (reactiv 4) cu 7 (14) ml soluție tampon de fosfați 30 % (reactiv 3), în funcție de numărul probelor de analizat.

Pentru efectuarea determinării activității  $\alpha$ -amilazei se procedează conform indicațiilor din tabelul următor.

Specificație	Eprubetele	
	Proba	Martor
Soluție de amidon 0,3 % (ml)	0,50	0,50
Eprubetele se introduc pentru 5 minute în termostat, la 37°C		
Salivă diluată (ml)	0,10	-
Se incubează exact timp de 30 minute la 37°C		
Soluție de acid clorhidric 0,1N (ml)	1,00	1,00
Salivă diluată (ml)	-	0,10
Apă distilată (ml)	1,40	1,40
Soluție de iod N/3000 (ml)	9,00	9,00
Agitare și citirea extincției martorului ( $E_1$ ) și probei ( $E_2$ ) la $\lambda=580$ nm, față de soluția de iod N/3000		

**Calculul rezultatelor.** Activitatea  $\alpha$ -amilazei se exprimă în unități Wohlgemuth într-un mililitru (U.W./ml) și reprezintă numărul de mg de amidon hidrolizat în timp de 30 minute la 37°C de enzima din 1 ml de salivă.

Extincția  $E_1$  corespunde la 1,5 mg de amidon. Diferența  $E_1-E_2$  reprezintă cantitatea de amidon hidrolizat de  $\alpha$ -amilaza din 0,10 ml salivă diluată. Cantitatea de amidon hidrolizat, exprimată în mg, sub acțiunea  $\alpha$ -amilazei în timp de 30 minute va fi:

$$X = \frac{E_1 - E_2}{E_1} \cdot 1,5$$

Pentru a obține numărul de mg de amidon hidrolizat la 37°C, timp de 30 minute, de către enzima din 1 ml salivă (U.W./ml) se utilizează formula următoare:

$$UW/ml = \frac{E_1 - E_2}{E_1} \times 1,5 \times \frac{2,5}{0,1} \times \frac{15}{0,1} \times \frac{1}{0,1}$$



**OBSERVAȚII.** 1. Dacă extincția  $E_2$  este foarte apropiată de extincția  $E_1$ , diferența dintre  $E_1$  și  $E_2$  fiind mai mică de 0,100 unități de extincție, atunci se va lucra cu saliva diluată I. La calculul final se va ține cont de diluția făcută.


2. Dacă extincția  $E_2$  este mai mică decât jumătatea extincției  $E_1$  ( $E_2 = E_1/2$ ) se diluează saliva cu ser fiziologic până la 200 de ori, adăugând 0,1 ml salivă diluată II la 2,4 ml ser fiziologic. Se obține saliva diluată III. La calculul final se va ține cont de diluția făcută.

3. Pentru determinarea activității  $\alpha$ -amilazei se recomandă folosirea de salivă proaspătă.

**I.3.1.1.3. Determinarea activității  
 $\alpha$ -amilazei și  $\beta$ -amilazei în plante  
(metoda Noelting-Bernfeld, modificată parțial de Vlad Artenie)**

În plante se întâlnesc  $\alpha$ - și  $\beta$ -amilaze a căror activitate crește apreciabil în timpul germinației semințelor conținând o mare cantitate de amidon. Creșterea activității amilazice în timpul germinației semințelor de graminee se explică în cazul  $\alpha$ -amilazei prin sinteza **de novo** a enzimei, iar pentru  $\beta$ -amilază este specifică activarea zimogenului ei sub influența stimulatoarelor naturali de creștere din clasa giberelinelor și auxinelor.

**Principiul metodei.**  $\alpha$ -Amilaza sau  $\beta$ -amilaza hidrolizează amidonul cu formare de maltoză liberă. Aceasta reduce în mediul alcalin acidul 3,5-dinitrosalicilic la acid 3-amino-5-dinitrosalicilic de culoare oranj-roșu care este determinat colorimetric la 540 nm:



În paralel cu proba de analizat se efectuează un martor pentru substanțele reducătoare ce le-ar putea conține eventual extractul sau preparatul amilazic.

**Reactivi.** 1) *Soluție tampon acid citric-citrat trisodic 0,1M cu pH 5,6.* Într-un balon cotat de 500 ml se dizolvă 2,8789 g acid citric ( $C_6H_8O_7 \cdot H_2O$ ) în circa 100 ml apă distilată și apoi se introduc 12,9649 g citrat trisodic ( $C_6H_5O_7Na_3 \cdot 5\frac{1}{2}H_2O$ ) folosind 200-300 ml apă distilată. Înainte de completarea la semn se verifică pH-ul soluției și dacă este cazul se corectează cu soluție de NaOH 1N sau cu soluție de acid citric.

2) *Soluție tampon pentru extracția  $\beta$ -amilazei.* Se prepară prin dizolvarea a 50 mM (6,06 g) **Trizma base** [Tris; Tris(hydroxymethyl)aminomethane:  $C_4H_{11}NO_3$   $M = 121,1$ ] și 1 mM (0,37 g) etilendiamnotetraacetat disodic (disodium EDTA) în 500 ml apă bidistilată într-un balon cotat de 1000 ml. Se corectează pH-ul la 8,0 (în cazul semințelor de graminee) sau la 6,2 (în cazul altor specii de plante) cu soluție de HCl 1 N și se completează volumul balonului la semn cu apă bidistilată. Se păstrează la  $+4^\circ C$ .

3) *Soluție de amidon 2%.* Suspensia obținută prin amestecarea a 2 g de amidon cu 20 ml apă distilată se adaugă la 80 ml apă distilată la fierbere și se continuă încălzirea până la clarificarea soluției. Soluția obținută se fierbe încă 1 – 2 minute pentru sterilizare, se răcește și se completează cu apă bidistilată la 100 ml într-un balon cotat.

4) *Soluție de acid 3,5-dinitrosalicilic 1%*. Se amestecă 1 g de acid 3,5-dinitrosalicilic cu 5-10 ml apă distilată. La amestecul obținut se adaugă lent și agitându-se continuu 20 ml soluție de NaOH 2N. După dizolvarea completă a reactivului, la temperatura camerei, volumul soluției se aduce la 50 ml cu apă distilată și se adaugă 30 g de tartrat dublu de sodiu și potasiu (sare Seignette). Se agită până la dizolvarea tartratului dublu de sodiu și potasiu, se completează volumul soluției la 100 ml cu apă distilată și se filtrează. Soluția de acid 3,5-dinitrosalicilic se conservă în flacoane brune, ermetice închise pentru reducerea efectelor CO<sub>2</sub> asupra alcalinității ceea ce ar putea vicia rezultatele.

5) *Soluție etalon de maltoză 200 mg%*. Într-un balon cotate de 100 ml, se dizolvă 200 mg maltoză în circa 50 ml apă distilată, apoi se completează la semn cu același solvent.

#### 6) Cisteina.

**Modul de lucru.** A) *EXTRACȚIA α-AMILAZEI*. O cantitate de 0,100 – 0,500 g de material biologic bine omogenizat (făină de semințe de cereale, leguminoase sau de alte plante, semințe aflate în germinație, plantule, rădăcinițe, tulpinițe, frunze etc.) se extrage cu 5 ml de apă bidistilată, răcită la +4°C. Extracția enzimei se face o perioadă de 60 minute, prin agitare cu intermitență (după 10 minute de repaus se agită un minut), la temperatura camerei sau cel mai bine pe o baie de apă cu gheață. Reziduul insolubil se va separa prin centrifugare la 4000 rot/min timp de 15 minute. Pentru inactivarea eventualelor molecule de β-amilază, extractul amilazic se va termostata timp de 15 minute la 70°C, în prezența ionului de calciu. Înainte de termostatare, la 5 ml extract amilazic se adaugă 40 mg acetat de calciu [ Ca(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>·H<sub>2</sub>O ] care are rolul de a proteja activitatea α-amilazei în timpul tratamentului termic. După termostatare, extractul enzimatic se va răci imediat într-o baie cu apă rece de la robinet. Se vor inactiva în acest mod doar moleculele de β-amilază, moleculele de α-amilază rămânând complet active.

B) *EXTRACȚIA β-AMILAZEI*. Extracția β-amilazei se poate efectua utilizând în acest scop *soluția tampon de extracție* (reactiv 5) cu și fără adaos de cisteină. Adăugarea cisteinei este necesară pentru a extrage β-amilază *insolubilă* existentă în semințele negerminate. Enzima extrasă numai cu *soluția tampon de extracție* este definită ca **β-amilază solubilă** iar enzima extrasă cu soluție tampon plus cisteină reprezintă **β-amilaza totală**.

Înainte de începerea extracției, se dizolvă 100 mM (1,75 g) de cisteină în 100 ml *soluție tampon de extracție* (reactiv 5) și se recorectează pH-ul la valoarea inițială. Soluția tampon de extracție cu cisteină este stabilă 24 de ore la +4°C. Extracția β-amilazei se efectuează în raportul 0,5 g material biologic la 5 ml soluție tampon (reactiv 5) sau 5 ml soluție tampon plus cisteină, timp de 1 oră, la temperatura de +4°C. Extractul enzimatic se va separa prin centrifugare timp de 15 minute la 4000 rot/min. Deoarece în extract poate fi prezentă și α-amilaza, este necesară



inactivarea acesteia, care se realizează prin aducerea pH-ului extractului enzimatic la valoarea de 3,6 cu ajutorul unei soluții de acid acetic 1N. Adăugarea acidului acetic se va face sub continuă agitare iar pH-ul se va măsura la pH-metru. După corectarea pH-ului, volumul amestecului se aduce la 6 ml cu apă bidistilată. Amestecul va fi apoi centrifugat 15 minute la 4000 rot/min pentru eliminarea  $\alpha$ -amilazei denaturate ce va sedimenta sub formă de precipitat la fundul eprubetei. Supernatantul va fi folosit drept sursă de  $\beta$ -amilază.

C) **DETERMINAREA ACTIVITĂȚII AMILAZELOR TOTALE,  $\alpha$ -AMILAZEI SAU  $\beta$ -AMILAZEI.** În eprubete curate și uscate de 20 ml se vor efectua proba și martorul, conform indicațiilor din tabelul de mai jos.

Reactiv	PROBĂ	MARTOR
Soluție tampon acid citric - citrat 0,1M cu pH=5,6 (ml)	5	5
Soluție de amidon 2% (ml)	2	-
Apă distilată (ml)	-	2
AGITARE		
	TERMOSTATARE 5 MINUTE Incubare timp de 10 minute la 40°C ( <b>numai proba !</b> )	-
Extract enzimatic (ml)	0,1 - 2	-
	AGITARE ȘI TERMOSTATARE 15 MINUTE LA 40°C ( <b>numai proba !</b> )	-
	RĂCIRE 5 min. LA JET DE APĂ ( <b>numai proba !</b> )	
Extract enzimatic (ml)	-	0,1 - 2

De notat că martorul se va efectua de așa manieră încât să fie gata simultan cu proba pentru a evita producerea reacției pe baza amidonului și enzimei existente în extractul enzimatic. Atât în probă cât și în martor se dozează cantitatea de maltoză eliberată sub acțiunea amilazelor totale,  $\alpha$ -amilazei sau  $\beta$ -amilazei asupra amidonului.

D) **DOZAREA MALTOZEI.** Se vor folosi eprubete **curate și uscate** de 20 ml, termorezistente. De reținut că alcalinitatea reactivului de culoare denaturează enzima întrerupând reacția enzimatică.

Reactiv	PROBĂ	MARTOR	CONTROL
Soluție de acid 3,5-dinitrosalicilic (ml)	1	1	1
Incubat probă (ml)	0,5 - 2	-	-
Amestec de reacție martor (ml)	-	0,5 - 2	-
Apă distilată (ml)	-	-	0,5 - 2

Toate eprubetele se vor introduce în baie de apă la fierbere și se mențin exact 5 minute din momentul în care apa reîncepe să fiarbă. Se vor răci eprubetele la jet de apă. Apoi volumul lor se completează la 10 ml cu apă distilată. Se agită energic după care se citește la spectrofotometru la  $\lambda=540$  nm față de control.

Pentru aflarea cantității de maltoză atât în probă cât și în martor se folosește o curbă etalon construită cu o soluție standard de maltoză.

E) **CONSTRUIREA CURBEI ETALON PENTRU MALTOZĂ.** Se realizează o serie de eșantioane etalon cu cantități de maltoză variind între 0,2 - 1,8 mg care sunt tratate pentru obținerea reacției de culoare conform tabelului următor.

Eprubeta	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cantitatea de maltoză (mg)	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8
Soluție etalon de maltoză (ml)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
Apă distilată (ml)	2	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1
Soluție de acid 3,5 - dinitrosalicilic (ml)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Eprubetele se introduc într-o baie de apă la fierbere și se mențin exact 5 minute din momentul în care apa reîncepe să fiarbă. După aceasta eprubetele se răcesc în apă de robinet (**ATENȚIE LA DIFERENȚELE DE TEMPERATURĂ!!!**). Se completează volumul probelor la 10 ml cu apă distilată. Se agită conținutul eprubetelor și se citesc valorile extincțiilor probelor la spectrofotometru la  $\lambda=540$  nm față de controlul (C) reactivilor. Curba etalon se va trasa trecând pe abscisă cantitatea de maltoză (mg) în probele etalon, iar pe ordonată valorile extincțiilor corespunzătoare.

**Calculul rezultatelor.** Extincțiile probei și martorului se extrapolează pe curba etalon, aflându-se cantitatea de maltoză rezultată prin acțiunea  $\alpha$ -amilazei sau  $\beta$ -amilazei asupra amidonului, respectiv cantitatea de maltoză existentă în extractul enzimatic. Din cantitatea de maltoză din proba de cercetat se scade conținutul de maltoză al extractului enzimatic.

Activitatea amilazelor totale sau  $\alpha$ -amilazei sau  $\beta$ -amilazei se exprimă în unități amilazice, adică  $\mu\text{M}$  maltoză formați sub acțiunea enzimei dintr-un gram de material vegetal analizat în timp de 1 minut:

$$\text{micromoli maltoza} / \text{g} / \text{min} = \frac{(a_{\text{cer}} - a_{\text{m}}) \times (7 + v) \times V}{n \times v \times p \times 0,360 \times 15}, \text{ în care:}$$

$a_{\text{cer}}$  - cantitatea de maltoză (mg) corespunzătoare extincției probei de cercetat;

$a_{\text{m}}$  - cantitatea de maltoză (mg) corespunzătoare martorului;

v – volumul (ml) de extract enzimatic folosit la determinarea activității enzimei;

V - volumul total (ml) al extractului enzimatic;

n - volumul (ml) de incubat luat pentru dozarea maltozei;

p - greutatea materialului vegetal (g) din care s-a extras enzima;

0,360 - greutatea unui micromol de maltoză exprimată în miligrame;

15 – timpul de incubare.

**OBSERVAȚII:** 1. Activitatea amilazică a extractului enzimatic netratat termic poate fi considerată ca activitatea amilazelor totale ( $\alpha$ -amilazei și  $\beta$ -amilazei solubile)

2. Diferența dintre activitatea amilazică a extractului enzimatic, netratat și tratat termic la 70°C poate fi apreciată ca activitatea  $\beta$ -amilazei solubile.



#### **I.3.1.1.4. Determinarea activității $\alpha$ -amilazei și $\beta$ -amilazei sintetizate de microorganisme (metoda Noelting-Bernfeld)**

Amilazele sunt răspândite atât în plante și animale cât și la microorganisme (bacterii și fungi).  $\alpha$ -Amilazele sunt produse în cantități mari ca enzime extracelulare de unele mucegaiuri (*Aspergillus oryzae*, *Aspergillus niger*, unele specii de *Mucor* etc.) și de unele bacterii (*Bacillus subtilis*, *Bacillus polymixa*, *Clostridium acetobacter* și specii ale genului *Streptomyces*).

$\beta$ -Amilazele au fost descoperite ca enzime extracelulare la speciile genului *Bacillus* și *Streptomyces*.

Amilazele extracelulare au funcția de a hidroliza nutrienții de tipul  $\alpha$ -D-glucanilor (amidon, amilopectină, amiloză, glicogen, dextrine) din mediul de cultură, rezultând compuși cu molecule mai mici ce pot fi metabolizați de celulele microbiene.

Amilazele bacteriene și fungice dețin supremația în topul preparatelor enzimatiche comerciale obținute prin biotehnologii industriale moderne. Amilazele microbiene pot fi obținute în cantități practic nelimitate, randamentul și productivitatea procesului de biosinteză fiind previzibile și ușor de controlat.

#### **Principiul metodei.** Același ca la *Lucrarea I.3.1.1.3*

**Reactivi.** 1) Soluție tampon acid citric-citrat trisodic 0,1 M cu pH 5,6 (vezi Reactiv 1 la *Lucrarea I.3.1.1.3*).

2) Soluție de amidon 2 % (vezi Reactiv 3 la *Lucrarea I.3.1.1.3*).

3) Soluție de acid 3,5-dinitrosalicilic 1 % (vezi Reactiv 4 la *Lucrarea I.3.1.1.3*).

4) Soluție etalon de maltoză (vezi Reactiv 5 la *Lucrarea I.3.1.1.3*).

**Modul de lucru.** A) DETERMINAREA ACTIVITĂȚII AMILAZELOR TOTALE se realizează după protocolul de la *Lucrarea I.3.1.1.3*, utilizând 0,2 – 1,0 ml lichid de cultură obținut prin centrifugarea mediului pe care s-a cultivat microorganismul cercetat.

B) DETERMINAREA ACTIVITĂȚII  $\alpha$ -AMILAZEI se efectuează după același protocol, în 0,5 - 1,0 ml lichid de cultură, impunându-se însă inactivarea  $\beta$ -amilazei prin termostatare timp de 15 minute la 70°C, în prezența ionului de calciu, așa cum se descrie la extracția  $\alpha$ -amilazei (vezi punctul A la *Lucrarea I.3.1.1.3*).

C) DETERMINAREA ACTIVITĂȚII  $\beta$ -AMILAZEI se bazează pe același protocol de lucru, utilizând 0,5 – 1,0 ml preparat enzimatic rezultat după inactivarea  $\alpha$ -amilazei prin acidularea lichidului de cultură (vezi punctul B de la *Lucrarea I.3.1.1.3*).

D) DOZAREA MALTOZEI. Se va proceda după indicațiile de la punctele D și E din modul de lucru al *Lucrării I.3.1.1.3*.

### 1. 3. 1. 1. 5. Determinarea activității $\gamma$ -amilazei

$\gamma$ -Amilaza (E.C. 3.2.1.3) catalizează scindarea hidrolitică a legăturilor  $\alpha$ -1,4-glicozidice din moleculele glicogenului, amidonului și dextrinelor limită cu formarea D-glucozei ca produs de reacție.

**Principiul metodei.** Activitatea catalitică a  $\gamma$ -amilazei se estimează după cantitatea de glucoză formată din amidon sau glicogen sub acțiunea enzimei într-un timp dat, în condiții optime de reacție.

**Reactivi.** 1) Soluție de amidon 2 % în apă bidistilată (vezi Reactiv 3, Lucrarea I.3.1.1.3).

2) Soluție tampon acetat de sodiu – acid acetic 0,05 M cu pH=5,6 pentru enzima din microorganisme. O cantitate de 0,7416 g de acetat de sodiu anhidru ( $\text{CH}_3\text{COONa}$ ) sau 1,2298 g de  $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$  se dizolvă în 150 ml apă bidistilată. La soluția obținută se adaugă 0,055 ml acid acetic glacial, se corectează eventual pH-ul la 5,6 și apoi se completează la 200 ml cu apă bidistilată.

3) Soluție tampon acid acetic – acetat de sodiu 0,1 M cu pH=4,8 pentru enzima din țesuturile animale. Se dizolvă 8,1636 g acetat de sodiu ( $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ ) în 500 ml de apă bidistilată, într-un balon cotat de 1000 ml. Se adaugă 2,31 ml acid acetic glacial și, eventual, se corectează pH-ul la 4,8. Se completează la 1000 ml cu apă bidistilată.

4) Soluție de sulfat de cupru 4,25 %. Se dizolvă 34,6 g sulfat de cupru cristalizat în 500 ml de apă distilată la balon cotat.

5) Soluție alcalină de tartrat dublu de sodiu și potasiu. 173 g de tartrat dublu de sodiu și potasiu (sare Seignette) se dizolvă în 300 ml de apă distilată. Soluția obținută se amestecă cu 100 ml soluție de NaOH 50 %. Amestecul se agită, se răcește și se completează la 500 ml.

6) Soluție de iodură de potasiu 30 %.

7) Soluție de acid sulfuric 25 %. La 75 ml apă distilată se adaugă cu picătura și sub agitare, cu atenție, 25 ml de acid sulfuric concentrat.

8) Soluție de tiosulfat de sodiu 0,05 N. O cantitate de 12,5 g de tiosulfat de sodiu ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ) se dizolvă în 1000 ml apă distilată, fiartă și răcită la temperatura camerei. Se stabilește factorul (F) soluției de tiosulfat de sodiu cu ajutorul unei soluții de dicromat de potasiu 0,05 N.

**Modul de lucru.** În două flacoane conice de 100 ml se introduc 3 ml soluție de amidon 2% și 2 ml soluție tampon acetat cu pH=5,6 (în cazul enzimei animale se folosește tampon acetat 0,1 M cu pH=4,8). Flacoanele se incubează timp de 5 minute la 60°C (enzima animală la 37°C) după care se adaugă într-unul din flacoane (proba) 1 ml soluție de enzimă, iar în celălalt (martorul) 1 ml apă distilată. Flacoanele se vor incuba din nou: enzima microbiană - 10 minute la 60°C, enzima animală - 30 minute la 37°C.

Acțiunea  $\gamma$ -amilazei este stopată prin adăugarea în cele două flacoane a câte 2 ml de soluție alcalină de tartrat dublu de sodiu și potasiu și 2 ml de soluție de sulfat de cupru. Flacoanele se introduc timp de 10 minute într-o baie de apă la fierbere. După răcire se adaugă 2 ml soluție de

iodură de potasiu 30 % și 2 ml soluție de acid sulfuric 25 %. Iodul eliberat se titrează cu soluție de tiosulfat de sodiu 0,05 N până la dispariția culorii albastru-violet.

**Calculul rezultatelor.** Ca unitate de activitate a  $\gamma$ -amilazei se consideră acea cantitate de enzimă care catalizează scindarea unui micromol de glucoză în timp de 1 minut, în condițiile optime de reacție.

Activitatea  $\gamma$ -amilazei, exprimată în unități amilazice (U.A.) într-un mililitru de soluție enzimatică se calculează după formula:

$$UA = \frac{(V_1 - V_2) \cdot F \cdot 1,6}{t \cdot 0,1801}, \text{ unde:}$$

$V_1$  - volumul soluției de tiosulfat de sodiu 0,05 N consumată la titrarea matorului (ml);

$V_2$  - volumul soluției de tiosulfat de sodiu 0,05 N consumată la titrarea probei (ml);

F - factorul soluției de tiosulfat de sodiu 0,05 N;

t - timpul de incubație;

1,6 - cantitatea de glucoză în mg corespunzătoare la 1 ml soluție de tiosulfat de sodiu 0,05 N;

0,1801 - masa (mg) a unui micromol de glucoză.



**I.3.1.1.6. Evidențierea izoenzimelor  $\alpha$ -amilazei și  $\beta$ -amilazei cu ajutorul electroforezei în gel de poliacrilamidă (metoda Vlad Artenie și Marius Mihășan)**

**Principiul metodei.** Formele moleculare ale  $\alpha$ -amilazei sau  $\beta$ -amilazei din celulele animale, vegetale sau microbiene se separă prin electroforeză în gel de poliacrilamidă, în sistem vertical și condiții nedeuraturante. Izoenzimele amilazice separate se evidențiază prin imersarea electroforegramelor în soluție de amidon, ulterior în soluție de iod. Izoamilazele apar ca benzi deschise pe fondul întunecat al gelului de poliacrilamidă.

**Reactivi.** 1) *Soluție de acrilamidă și bisacrilamidă* ( $T=30\%$ ;  $C=26,5\%$ ). 29,2 g acrilamidă și 0,8 g bisacrilamidă se dizolvă în 70 ml apă bidistilată. După dizolvarea completă a celor două substanțe se aduce volumul final la 100 ml. Soluția obținută se filtrează și se păstrează în sticlă brună la 4°C. În aceste condiții, soluția de acrilamidă-bisacrilamidă este stabilă cel puțin 30 zile (cu timpul, cantitatea de acid acrilic și amoniac, rezultați prin hidroliza acrilamidei, crește, indiferent de condițiile de păstrare).

2) *Soluție tampon Tris-HCl 1,5 M cu pH 8,8 pentru gelul de separare.* Se dizolvă 18,17 g Tris în 75 ml apă bidistilată. După ce se ajustează pH-ul la 8,8 cu acid clorhidric concentrat, se completează volumul final la 100 ml cu apă bidistilată. Soluția este stabilă mai multe luni dacă se păstrează la 4°C.

3) *Soluție tampon Tris-HCl 0,5 M cu pH 6,8 pentru gelul de concentrare.* Se dizolvă 3,03 g Tris în 25 ml apă bidistilată, se ajustează pH-ul la 6,8 cu soluție de acid clorhidric 1 N și se completează volumul final la 50 ml. Prin păstrare la 4°C această soluție tampon este stabilă mai multe luni. Înainte de folosire se verifică pH-ul soluției.

4) *Soluție de persulfat de amoniu 10 %.* Cantitatea de 100 mg persulfat de amoniu se dizolvă într-un ml de apă bidistilată. Soluția este stabilă cel mult 10 zile, dacă se păstrează la întuneric și la 4°C. Cel mai bine este să se prepare de fiecare dată soluție proaspătă de persulfat de amoniu (Popescu V. Octavian, 1990).

5) *Tetrametiletildiamină (TEMED)*

6) *Soluție albastru de bromfenol 1%.*

7) *Soluție tampon de migrare Tris 25 mM – glicocol 192 mM.* Se dizolvă succesiv în 800 ml apă distilată 14,4 g glicocol (glicină sau acid aminoacetic) și 3 g Tris. Se corectează pH-ul soluției la 8,3 și se completează volumul final la 1000 ml.

8) *Soluție tampon acid citric-citrat trisodic 0,1 M cu pH 5,6* (vezi Reactiv 1, Lucrarea I.3.1.1.3).

9) *Soluție de amidon 1 % și clorură de calciu 0,02 M în soluție tampon acid citric-citrat trisodic 0,1 M, cu pH 5,6.* În 50 ml soluție tampon acid citric-citrat 0,1 M se suspendă 2,5 g de amidon și 1,387 g clorură de calciu anhidră ( $\text{CaCl}_2$ ). Un volum de 200 ml soluție tampon acid

citric-citrat se aduce la fierbere, după care se amestecă cu suspensia de amidon și clorură de calciu. Se spală de 2-3 ori paharul cu amestecul cald și se mai fierbe încă 2-3 minute până la clarificarea soluției.

10) *Soluție de iod N/3000.* Se va prepara extemporaneu (la momentul utilizării) prin diluarea a 0,66 ml soluție de iod N/10 (vezi Reactiv 4, *Lucrarea I.1.7*) cu apă distilată într-un balon cotat de 200 ml.

11) *Soluție de acid acetic 5 % în metanol 30 %.* Într-un balon cotat de 250 ml se măsoară 75 ml metanol absolut și 12,5 ml de acid acetic glacial. Se aduce la semn cu apă distilată.

**Modul de lucru.** Se prepară mai întâi gelul de separare 8 %, apoi gelul de concentrare 5 %. Volumul celor două geluri se alege în funcție de dimensiunile camerei de electroforeză. În tabelul de mai jos dăm compoziția celor două geluri pentru două volume diferite de amestec de reactivi.

Compoziția gelului de separare 8 %		
Volumul amestecului de reactivi	10 ml	15 ml
Componentele amestecului	ml	ml
Soluție acrilamidă-bisacrilamidă 30 %	2,7	4,0
Soluție tampon Tris 1,5 M cu pH 8,8	2,5	3,8
Soluție persulfat de amoniu 10 %	0,1	0,15
Apă bidistilată	4,7	7,04
TEMED	0,006	0,009
Compoziția gelului de concentrare 5 %		
Volumul amestecului de reactivi	4 ml	5 ml
Soluție de acrilamidă-bisacrilamidă 30 %	0,67	0,83
Soluție tampon Tris 0,5 M cu pH 6,8	0,5	0,63
Soluție persulfat de amoniu 10 %	0,04	0,05
Apă bidistilată	2,786	3,485
TEMED	0,004	0,005

Amestecul de reactivi pentru gelul de separare se toarnă între plăcile camerei de electroforeză care se assemblează conform cu instrucțiunile aparatului utilizat. Să nu uităm introducerea la partea superioară a plăcilor a pieptenului pentru marcarea godeurilor în care se vor plasa probele de analizat. După polimerizarea gelului de separare (1 – 3 ore), se toarnă între plăcile pregătite amestecul de reactivi pentru gelul de concentrare. După polimerizarea gelului de concentrare (45-60 minute), se îndepărtează pieptenele și se aplică probele de analizat. Se introduce în compartimentele celor doi electrozi soluția tampon de migrare Tris-glicocol. Se cuplează camera de electroforeză la redresorul de curent continuu.

În prima oră, până când frontul colorantului (albastru de bromfenol) intră în gelul de separare, se lucrează la 15 mA per fiecare pereche de plăci, adică pentru fiecare gel de electroforeză. Mai departe se



schimbă intensitatea curentului la 30 mA pentru fiecare gel de separare utilizat și se continuă electroforeza până frontul colorantului ajunge la 0,5 - 1,0 cm de marginea inferioară a gelului.


Se deconectează camera de electroforeză de la redresor. Se desfac plăcile de sticlă și se îndepărtează gelul de concentrare, iar gelul de migrare se transferă într-o cutie Petri pentru a se realiza evidențierea izoenzimelor amilaze separate.

Gelul de migrare se acoperă cu soluția de amidon 1% și clorură de calciu 0,02 M în soluție tampon citrat 0,1 M cu pH 5,6. Se agită timp de 2 - 3 ore. Apoi gelul se spală de 2 - 3 ori cu apă distilată pentru îndepărtarea excesului de amidon. După spălare, gelul se incubează în soluția de iod N/3000 până la dezvoltarea culorii cu amidonul nescindat. Izoamilazele apar ca benzi deschise pe fondul întunecat al gelului. Fixarea culorii se realizează prin introducerea gelului în soluție de acid acetic 5% în metanol 30%. În această soluție, gelul poate fi păstrat o perioadă limitată, culoarea suferind o diminuare în timp.



### 1.3.1.2. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII $\alpha$ - GLUCAN FOSFORILAZEI VEGETALE

Enzima  $\alpha$ -glucanfosforilaza ( $\alpha$ -1,4-glucan:ortofosfat-glucosiltransferaza, E.C.2.4.1.1), cunoscută și sub denumirea de fosforilază, catalizează fosforoliza amidonului sau glicogenului cu formarea de  $\alpha$ -D-glucozo-1-fosfat (esterul lui Cori), după reacția următoare:



Această reacție este reversibilă atunci când  $\alpha$ -glucan fosforilaza acționează asupra amidonului. Însă enzima sintetizează lanțurile amiloze, pornind de la  $\alpha$ -D-glucozo-1-fosfat, numai în prezența urmelor de amiloză ca inițiator al reacției.

$\alpha$ -Glucan fosforilaza are largă răspândire în plantele superioare (cereale, leguminoase, cartof), în organismele animale (mușchi, ficat, creier) și microorganisme.

**Principiul metodei.** Se determină scăderea cantității de acid fosforic în mediul de reacție ca rezultat al fosforolizei amidonului sub acțiunea  $\alpha$ -glucan fosforilazei.

**Reactivi.** 1) Soluție tampon de fosfați de sodiu M/10 cu pH=7,2. Se prepară dizolvând 5,1586 g  $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$  și 0,7728 g  $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$  în 200 ml apă bidistilată

2) Soluție de sulfat de magneziu ( $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ) 0,8 %.

3) Soluție de clorură de sodiu ( $\text{NaCl}$ ) 0,9 %.

4) Reactiv pentru incubare. Se amestecă 60 ml soluție tampon de fosfați de sodiu M/10 (pH 7,2) cu 100 ml soluție de  $\text{NaCl}$  0,9 % și 1ml soluție de  $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  0,8%.

5) *Soluție de amidon 3%*. Suspensia a 3 g amidon în 20 ml apă bidistilată se amestecă cu 80 ml apă bidistilată la fierbere. Amestecul se fierbe încă 3-5 minute și după răcire se completează la 100 ml cu apă bidistilată.

6) *Soluție de fluorură de sodiu(NaF) M/10. (ATENȚIE ! REACTIV TOXIC !)*. Pentru măsurarea soluției de NaF se va utiliza o pipeta automată sau o pipeta prevăzută cu pară de cauciuc.

7) *Soluție de acid tricloracetic 10%*.

**Modul de lucru.** A) *EXTRACȚIA  $\alpha$ -GLUCAN FOSFORILAZEI*. O cantitate de 0,200 g de material vegetal se macină (semințe de cereale, leguminoase etc.) sau se mojarază (cartof, semințe în curs de germinare, plantule) cu nisip de cuarț ori sticlă pisată, până la obținerea unei pudre fine. Amestecul obținut este trecut cantitativ, cu ajutorul a 5 ml apă bidistilată, răcită la 4°C, într-o eprubetă de centrifugă. Se agită cu intermitență, timp de 60 minute. Pentru separarea extractului ce conține enzima, conținutul eprubetei se centrifughează timp de 15 minute la 4000 rotații/minut. Extractul separat servește ca preparat enzimatic.

B) *DETERMINAREA ACTIVITĂȚII  $\alpha$ -GLUCAN FOSFORILAZEI* Într-o eprubetă curată și uscată se măsoară 1 ml soluție de amidon 3%, 1 ml soluție de NaF și 2 ml reactiv pentru incubare (reactiv 4). Se adaugă 1 ml extract enzimatic și se agită conținutul eprubetei (proba). În altă eprubetă se pipetează 1 ml extract enzimatic (martor). Ambele eprubete se introduc pentru 60 - 120 minute în termostat la 37°C. După termostatare, în fiecare eprubetă se adaugă câte 5 ml soluție de acid tricloracetic 10%, iar eprubeta martor se completează cu 2 ml reactiv pentru incubare, 1 ml soluție de NaF și 1 ml apă bidistilată. Conținutul eprubetelor se agită cu grijă și, după 15 minute de repaus, se filtrează sau se centrifughează. În filtrat (supernatant) se determină cantitatea de fosfor anorganic.

C) *DOZAREA FOSFORULUI ANORGANIC DUPĂ METODA LOWRY ȘI LOPEZ ÎN MODIFICAȚIA LUI SKULACEV*.

**Principiul metodei.** Principiul acestei metode se bazează pe transformarea fosfatului în complex fosfomolibdenic și reducerea acestuia cu ajutorul acidului ascorbic. Accelerarea reacției și creșterea sensibilității metodei se realizează sub acțiunea ionilor de cupru. Formarea și reducerea complexului fosfomolibdenic au loc în soluție tampon acetat cu pH 4,0. În aceste condiții combinațiile organice fosforice labile sunt mult mai stabile.

**Reactivi.** 1) *Soluție tampon acid acetic-acetat de sodiu 0,1M cu pH 4,0*. Se dizolvă 2,4491 g acetat de sodiu( $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ ) în circa 500 ml apă bidistilată, într-un balon cotat de 1000 ml. Se adaugă 4,73 ml acid acetic glacial, se corectează pH-ul soluției la un pH-metru și se completează la 1000 ml cu apă bidistilată.

2) *Soluție de acetat de sodiu 0,25 M*. Se dizolvă 3,4015 g acetat de sodiu în 100 ml apă bidistilată, într-un balon cotat.

3) *Soluție de acid ascorbic 1% în soluție de sulfat de cupru 0,001 M*. Reactivul este instabil, de aceea se va prepara o cantitate mai mică în



ziua determinării. Mai întâi se dizolvă 0,025 g  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  în 100 ml apă bidistilată. Apoi în 25 ml soluție de sulfat de cupru se dizolvă 0,25 g acid ascorbic.

4) *Soluție de molibdat de amoniu 1% în acid sulfuric 0,05 N.* Se adaugă 5 ml soluție de acid sulfuric 1 N la 95 ml apă distilată. În soluția obținută se dizolvă 1 g molibdat de amoniu.

5) *Soluție etalon de fosfat monopotasice.* O cantitate de 16,47087 mg de fosfat monopotasice ( $\text{KH}_2\text{PO}_4$ ) se dizolvă în 250 ml apă bidistilată la balon cotelat. În 2 ml din această soluție se află 0,03 mg adică 30 micrograme de fosfor.

**Modul de lucru.** La 0,1 ml din filtratul (supernatantul) obținut pentru determinarea fosforului se adaugă 0,16 ml acetat de sodiu 0,25 M, apoi 1,74 ml apă bidistilată, 4 ml soluție tampon acetat 0,1 M cu pH 4,0 și 1 ml soluție de acid ascorbic 1%. Se agită conținutul eprubetelor cu atenție. După 10 minute de repaus se introduce în fiecare eprubetă câte 1 ml soluție de molibdat de amoniu 1%. Se agită cu grijă și se lasă în repaus 10 minute.

În paralel cu proba și martorul se efectuează un control pentru reactivi, înlocuindu-se filtratul (supernatantul) și soluția de acetat de sodiu 0,25 M cu apă bidistilată.

Intensitatea colorației probei și martorului se citește la un spectrofotometru la lungimea de undă  $\lambda = 700 \text{ nm}$ , față de controlul reactivilor.

Pentru aflarea cantității de fosfor din probă și martor se construiește o curbă etalon luând între 3 și 30 micrograme de fosfor într-un volum de maximum 2 ml soluție etalon fosfat monopotasice, așa cum se indică în tabelul următor:

Eprubeta	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantitatea de fosfor ( $\mu\text{g}$ )	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
Soluție etalon de $\text{KH}_2\text{PO}_4$ (ml)	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Apă bidistilată (ml)	2	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0
Soluție tampon acetat (ml)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Soluție acid ascorbic (ml)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Se agită și se lasă în repaus 10 minute.											
Soluție molibdat de amoniu (ml)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



După 10 minute se citesc extincțiile etaloanelor (eprubetelor 1 – 10) la 700 nm, față de controlul reactivilor.

Curba etalon se construiește trecând pe ordonată valorile extincțiilor citite iar pe abscisă concentrația fosforului în probă.

**Calculul rezultatelor.** Extincția probei și a matorului se extrapolează pe curba etalon, aflându-se cantitățile corespunzătoare de fosfor. Pentru calcularea cantității de fosfor esterificat sub acțiunea  $\alpha$ -glucan fosforilazei, din cantitatea de fosfor a matorului, se scade conținutul de fosfor din probă.

Activitatea enzimei (X) se exprimă în micromoli de fosfor esterificat, în timp de  $t$  minut, sub acțiunea enzimei dintr-un gram de material biologic, conform formulei de calcul:

$$X = (a_{\text{mar}} - a_{\text{cer}}) \times \frac{10 \times 5}{0,1 \times 0,2 \times 0,031 \times t}, \text{ în care:}$$

$a_{\text{mar}}$  și  $a_{\text{cer}}$  sunt cantitățile de fosfor anorganic (în mg), corespunzătoare extincțiilor matorului și, respectiv, probei;


0,031 – masa, în mg, corespunzătoare unui micromol de fosfor esterificat;

$t$  – timpul de incubare, în minute.

### 1.3.1.3. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII UNOR GLICOZIDAZE


#### 1.3.1.3.1. Determinarea activității $\alpha$ - glucozidazei (protocolul Worthington, adaptat de Vlad Artenie)

$\alpha$ -D-Glucozidaza sau maltaza ( $\alpha$ -D-glucozid-glucohidrolaza, EC 3.2.1.20) scindează legătura  $\alpha$ -1,4-glucozidică în  $\alpha$ -D-glucopiranozide, inclusiv maltoza. Din maltoză se obțin două molecule de  $\alpha$ -D-glucopiranoză:



Enzima există în salivă, intestin, plante superioare, ciuperci, bacterii.

**Principiul metodei.** Activitatea catalitică a maltazei se determină prin măsurarea creșterii absorbantei(A) [densității optice(DO) sau extincției(E)] la 400 nm în urma hidrolizei p-nitrofenil- $\alpha$ -D-glucopiranozidului produsă de enzimă în condiții determinate:



**Reactivi.** 1) *Soluție tampon de fosfați de potasiu 0,067 M cu pH 6,8, conținând 0,001 M dithiothreitol.* Într-un flacon cotat de 200 ml se dizolvă 0,9305 g de fosfat monopotas (KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>) și 1,1441 g de fosfat dipotas (K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>) în 150 ml de apă bidistilată. Se adaugă 0,001 M (0,1542 g) dithiothreitol (DTT, C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub>S<sub>2</sub> = 154,2), se corectează pH – ul la 6,8 și se completează la 200 ml cu apă bidistilată.

2) *Soluție de p-nitrofenil- $\alpha$ -D-glucopiranozid 0,01 M.* Se dizolvă 0,03013 g de p-nitro- $\alpha$ -D-glucopiranozid (PNPG) în 10 ml apă bidistilată. Soluția de PNPG poate fi introdusă în tuburi Eppendorf și congelată pentru utilizare ulterioară. După decongelare, substratul nu mai poate fi recongelat.

**Modul de lucru.** A) **EXTRACȚIA MALTAZEI.** O cantitate de 0,1 – 0,5 g de intestin subțire (țesut vegetal, biomasa levuriană, fungică sau bacteriană) se omogenizează cu sticlă pisată și se extrage cu 5 ml soluție tampon de fosfați de potasiu 0,067 M și pH 6,8, timp de 60 minute.

Omogenatul se centrifughează la rece timp de 15 minute, la 4000 rot./min. Supernatantul va servi ca sursa de maltază. Înainte de determinare supernatantul se diluează cu soluție tampon de fosfați de potasiu 0,067 M pentru a obține o viteză de reacție de 0,02-0,04ΔA/minut. Proteina în soluția de enzimă poate fi determinată spectrofotometric la 280 nm, când se calculează după formula  $\text{mg/ml} = A_{280}/\text{ml} \times 0,394$  sau prin metoda Bradford.

B) **DETERMINAREA ACTIVITĂȚII MALTAZEI.** Se comută spectrofotometrul la 400 nm și 37°C. În două cuve de 4 ml se măsoară următorii reactivi:

	Probă	Martor
Soluție tampon de fosfați de potasiu 0,067 M, ml	2,8	2,9
Soluție de PNPG substrat, ml	0,1	0,1

Se introduc cuvele în spectrofotometru și se lasă 5-7 minute pentru a lua temperatura necesară, după care se etalonează aparatul față de blanc. Se adaugă 0,1 ml enzimă diluată în cuva probă și se amestecă. Imediat se înregistrează creșterea absorbanței la 400 nm ( $A_{400}$ ) timp de 5-6 minute. Se calculează  $\Delta A_{400}/\text{minut}$  din porțiunea lineară inițială a curbei.

**Calculul rezultatelor.** O unitate de maltază hidrolizează un micromol de p-nitrofenil- $\alpha$ -D-glucopiranozid (PNPG) la 37°C și pH 6,8 într-un minut. Numărul unităților de maltază (UM) într-un ml de extract enzimatic se calculează cu ajutorul formulei:

$$\text{UM/ml} = \frac{\Delta A/\text{min} \times \text{dilutie} \times 3}{8,7 \times \text{volum soluție diluată de enzimă}}, \text{ unde:}$$

3 – volumul mediului de reacție, în ml;


8,7 – coeficientul de extincție molară.

Activitatea maltazei se va exprima în UM la 1 gram de țesut analizat.




### 1.3.1.3.2. Determinarea activității $\beta$ -D-galactozidazei

**$\beta$ -D-Galactozidaza** sau **lactaza** ( $\beta$ -D-galactozid-galactohidrolaza, EC 3.2.1.23) este o enzimă din clasa hidrolazelor care hidrolizează restul terminal nereducător de  $\beta$ -D-galactoză din  $\beta$ -D-galactozide. Astfel, lactaza scindează legătura  $\beta$ -1,4 - galactozidică în lactoză, cu formarea  $\beta$ -D-galactopiranozei și  $\alpha$ -D-glucopiranozei:




Lactaza se găsește în glandele mamare și intestinul subțire ale animalelor, în plante, în drojdiile lactozice, ciuperci și bacterii. În țesuturile animale există câteva forme de  $\beta$ -galactozidaze: acide, neutre etc. Condroitin-sulfatul și keratan-sulfatul conținând  $\beta$ -galactozide sunt substraturi pentru galactozidazele acide.

**Principiul metodei.** Activitatea  $\beta$ -galactozidazei în celulele eucariotelor superioare, drojdiilor sau bacteriilor poate fi măsurată spectrofotometric, utilizând orto-nitrofenil- $\beta$ -D-galactopiranozidul (ONPG) în calitate de substrat. Enzima transformă ONPG în orto-nitrofenol:



o-Nitrofenolul este incolor în mediu acid, dar în mediul bazic el se ionizează colorându-se în galben:



Numărul micromolilor de orto-nitrofenol eliberați prin hidroliza ONPG sub acțiunea  $\beta$ -galactozidazei se determină spectrofotometric la 400 nm.

**Reactivi.** 1) *Soluție tampon acetat de sodiu – acid acetic 0,1 M cu pH 4,5.* Într-un balon cotate de 200 ml, se amestecă 0,6468 ml de acid acetic glacial cu circa 150 ml apă distilată. În soluția obținută se dizolvă 0,7219 g acetat de sodiu anhidru sau 1,1972 g de  $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ , se corectează pH – ul la 4,5 cu ajutorul unui pH – metru și se completează la 200 ml cu apă distilată.

2) *Soluție de ONPG 20 mM în soluție tampon acetat 0,1 M cu pH 4,5.* Se dizolvă 0,0301 g de ONPG în 5 ml soluție tampon acetat 0,1 M cu pH 4,5. Se conservă la  $-20^\circ\text{C}$ .

3) *Soluție de carbonat de sodiu 1 M.* Se dizolvă 28,616 g de  $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  în 100 ml apă distilată, la balon cotate.

4) *Soluție de o – nitrofenol 1 mM.* Se dizolvă 0,0139 g de o – nitrofenol în 100 ml apă distilată, la balon cotate.

5) *Soluție de  $\beta$ -galactozidază.* Enzima din intestinul subțire, biomasa microbiană sau alte surse se poate extrage prin mojarare, la rece, cu soluție de tampon acetat 0,1 M (pH 4,5), în raportul 0,5 g țesut: 5 ml tampon. O sursă accesibilă de  $\beta$ -galactozidază este suc de *Helix pomatia*.

**Modul de lucru.** În eprubete de sticlă cu dimensiunile de 10/120 mm se măsoară, în ordinea indicată în tabelul următor, reactivii:

Reactiv	Probă	Martor
Soluție tampon acetat 0,1 M cu pH 4,5 (ml)	1,6	1,6
Soluție de ONPG 20 mM în soluție tampon acetat 0,1 M, cu pH 4,5 (ml)	0,2	0,2
Se agită la vortex și se preincubează la $37^\circ\text{C}$ , timp de 5 minute		
Soluție de $\beta$ -galactozidază în soluție tampon acetat 0,1 M cu pH 4,5 (ml)	0,2	-
Se agită imediat 15 secunde la vortex și se incubează exact 15 minute la $37^\circ\text{C}$		
Soluție de carbonat de sodiu 1 M (ml)	1	1
Soluție de $\beta$ -galactozidază în soluție tampon acetat 0,1 M cu pH 4,5 (ml)	-	0,2

Adăugarea soluției de carbonat de sodiu 1M facilitează deplasarea pH-ului mediului de reacție spre valoarea 11, determinând, pe de o parte, inactivarea  $\beta$ -galactozidazei iar pe de altă parte ionizarea o-nitrofenolului.

Se citește extincția probei și martorului la 400 nm, față de soluția tampon acetat.

**Calculul rezultatelor.** O unitate de activitate a  $\beta$ -D-galactozidazei este definită ca acea cantitate de enzimă care hidrolizează un micromol de o-nitrofenol de la ONPG în timp de un minut la  $37^\circ\text{C}$  și pH optim. Pentru aflarea numărului de micromoli de orto-nitrofenol formați per minut de enzima dintr-un ml de lichid biologic sau dintr-un gram de

țesut sau biomasă microbiană se va realiza o serie de etaloane de o-nitrofenol de la 0 la 1 micromol / ml. După ce volumul etaloanelor se completează la 2 ml cu apă distilată, se măsoară în fiecare câte un ml soluție de carbonat de sodiu 1 M. Se agită și se citește extincția etaloanelor la 400 nm față de apă distilată. Apoi se trasează curba etalon. Extrapolând extincțiile probei și martorului pe curba etalon se află numărul micromolilor de o-nitrofenol corespunzător cu ajutorul cărora se va calcula activitatea  $\beta$ -galactozidazei din sursa analizată.


**OBSERVAȚIE.** În cazul determinării  $\beta$ -D-galactozidazei neutre se va utiliza o soluție tampon de fosfați de sodiu 0,06 M cu pH 7,0 care se prepara astfel: într-un balon cotat de 1000 ml se introduc 500-600 ml apă bidistilată în care se dizolvă 16,1 g  $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  (sau 8,5 g  $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ), 5,5 g  $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ , 0,75 g KCl și 0,246 g  $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  (sau 0,12 g  $\text{MgSO}_4$ ). Se corectează pH-ul la 7 cu soluție de NaOH 1 N sau cu soluție de HCl 1N. Se completează la 1000 ml cu apă bidistilată. Se conserva la 4°C. Înainte de utilizare se adaugă 0,270 ml 2-mercaptoetanol în 100 ml soluție tampon de fosfați de sodiu 0,06 M cu pH 7,0.

Se va proceda după protocolul de mai sus înlocuind soluția tampon acetat 0,1 M cu pH 4,5 cu soluție tampon de fosfați de sodiu 0,06 M cu pH 7,0.



### 1.3.1.3.3. Determinarea activității $\beta$ -fructofuranozidazei

$\beta$ -D-Fructofuranozidaza, numită înainte zaharază sau invertază ( $\beta$ -D-fructofuranozid-fructohidrolaza, EC 3.2.1.26) clivează legătura  $\beta$ -glicozidică dintre C-2 al fructozei și atomul de O din molecula zaharozei:



$\beta$ -Fructofuranozidaza este larg răspândită în microorganisme (drojdii), plante superioare și în sucurile digestive ale animalelor.

#### 1.3.1.3.3.1. Determinarea activității $\beta$ -fructofuranozidazei intestinale

(metoda I. S. Lukomskaja, modificată de Vlad Artenie)

**Principiul metodei.** Activitatea  $\beta$ -fructofuranozidazei poate fi evaluată spectrofotometric prin dozarea D-glucozei rezultată în hidroliza zaharozei cu ajutorul reactivului orto-toluidinic (vezi *Lucrarea I.1.3*).

**Reactivi.** 1) *Soluție tampon de fosfați de sodiu 0,1 M și pH 6,0.* Se dizolvă 2,4207 g de fosfat monosodic ( $NaH_2PO_4 \cdot H_2O$ ) și 0,3893 g de fosfat disodic ( $Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$ ) în aproximativ 150 ml de apă bidistilată, la balon cotat de 200 ml, se corectează pH – ul la 6,0 și se completează la semn.

2) *Soluție de zaharoză 0,056 M în soluție tampon de fosfați de sodiu 0,1 M și pH 6,0.* Se dizolvă 1,9169 g de zaharoză în 100 ml soluție tampon de fosfați de sodiu 0,1 M și pH 6,0. Soluția de substrat tamponat se păstrează în volume mici la congelator.

3) *Soluție de hidroxid de bariu 0,3 N.* Cantitatea de 4,7325 g de  $Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O$  se dizolvă în 100 ml apă distilată, la balon cotat.

4) *Soluție de sulfat de zinc 5 %.*

5) *Soluție de acid tricloracetic 3 %.*

6) *Soluție etalon de D-glucoză.* Se dizolvă 100 mg de D-glucoză p.a. anhidră în 100 ml soluție de acid benzoic 0,2%.

7) *Reactiv orto-toluidinic.* Vezi Reactivul 4 la *Lucrarea I.1.3.*

**Modul de lucru.** A) **EXTRACȚIA ZAHARAZEI DIN INTESTINUL SUBȚIRE.** O cantitate de 0,050 – 0,100 g de țesut intestinal se triturează cu o cantitate echivalentă de sticlă pisată într-un mojar răcit pe gheață. După omogenizare, totul se trece cantitativ, cu 2 ml de apă bidistilată răcită, într-o eprubetă de centrifugă. Se continuă extracția timp de 30 minute, cu agitare intermitentă. Se centrifughează la 4000 rot./min., timp de 15 minute. Se recomandă ca toate operațiile să se execute la temperaturi apropiate de 0°C. Supernatantul separat servește ca sursă de zaharăză.

B) **DETERMINAREA ACTIVITĂȚII  $\beta$  - FRUCTOFURANOZIDAZEI.** Într-o eprubetă de centrifugă se măsoară 0,5 ml supernatant intestinal și se incubează la 37°C pentru 5 minute. Apoi, în eprubetă se adaugă 0,5 ml soluție de zaharoză tamponată, se agită cu atenție și se incubează la 37°C pentru 15 minute. În vederea stopării acțiunii zaharazei, în eprubetă se plasează 0,5 ml soluție de  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  0,3 N și 0,5 ml soluție de  $\text{ZnSO}_4$  5%.

În paralel cu proba se efectuează un martor. În acest scop, într-o eprubetă de centrifugă se pipetează 0,5 ml supernatant intestinal, 0,5 ml soluție de  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  0,3 N, 0,5 ml soluție de  $\text{ZnSO}_4$  5% și 0,5 ml soluție de zaharoză tamponată.

Atât proba cât și martorul se centrifughează 15 minute la 4000 rot./min. În supernatantele obținute se dozează glucoza prin metoda cu orto-toluidină (vezi *Lucrarea I.1.3*). La 0,1 ml supernatant se adaugă 0,4 ml acid tricloracetic 3% și 4,5 ml reactiv orto-toluidinic. Cele două eprubete se introduc pentru 10 minute într-o baie de apă la fierbere.

Într-o a treia eprubetă se măsoară 0,1 ml soluție etalon de glucoză și 0,4 ml soluție de acid tricloracetic 3%. A patra eprubetă cu 0,5 ml soluție de acid tricloracetic 3% va reprezenta controlul. După ce în ultimele două eprubete se adaugă câte 4,5 ml reactiv orto-toluidinic, cele patru eprubete se țin în baie de apă la fierbere timp de 10 minute.

Toate eprubetele se răcesc la temperatura camerei. Se citesc extincțiile probei, martorului și etalonului de glucoză la 630 nm, folosind pentru compensație controlul.

**Calculul rezultatelor.** Ca unitate a activității zaharazei (UZ) se consideră acea cantitate de enzimă care catalizează hidroliza unui micromol de zaharoză într-un minut.

Deoarece un micromol de zaharoză este hidrolizat într-un micromol de  $\alpha$ -D-glucoză și unul de  $\beta$ -D-fructoză, activitatea  $\beta$ -fructofuranozidazei dintr-un gram de țesut proaspăt se poate calcula după formula:

$$UZ = \frac{E_p - E_M}{E_{ET}} \times 100 \times \frac{2}{0,1} \times \frac{2}{0,5} \times \frac{1}{15} \times \frac{1}{p} \times \frac{1}{180,16}, \text{ unde:}$$

$E_p$  - extincția probei cu zaharăză;



$E_M$  – extincția martorului;

$E_{ET}$  – extincția etalonului;

100 – concentrația (mg) glucozei în etalon;

p – greutatea (g) intestinului luat pentru determinare;

180,16 – masa unui micromol de D-glucoză, în mg.

Pentru o mai mare precizie, activitatea zaharazei se exprimă în UZ per mg proteină

### **I.3.1.3.3.2. Determinarea activității $\beta$ -fructofuranozidazei levuriene**

**Principiul metodei.** Acțiunea  $\beta$ -fructofuranozidazei sau invertazei levuriene asupra zaharozei conduce la eliberarea D-glucozei și D-fructozei care se dozează pe calea reacției lor în mediul alcalin cu reactivul 3,5-dinitrosalicilic.

**Reactivi.** 1) *Soluție tampon acid acetic – acetat de sodiu 0,05 M cu pH 4,7.* Într-un balon cotat de 200 ml, se adaugă 0,236 ml acid acetic glacial și 0,4471 g de  $\text{CH}_3\text{COONa}$  sau 0,7414 g de  $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$  la 100 ml apă bidistilată, apoi se completează la semn tot cu apă bidistilată.

2) *Soluție de hidroxid de sodiu 2 N.* Se dizolvă 20,5 g  $\text{NaOH}$  în 250 ml apă distilată, la balon cotat.

3) *Soluție de tartrat dublu de sodiu și potasiu 60%.*

4) *Reactiv 3,5-dinitrosalicilic.* Se amestecă 100 ml soluție de acid 3,5-dinitrosalicilic 5% în soluție de  $\text{NaOH}$  2 N cu 250 ml soluție de tartrat dublu de sodiu și potasiu 60% și se aduce volumul final la 500 ml cu apă distilată.

5) *Soluție de bicarbonat de sodiu 0,1 M.* Se dizolvă 0,8401 g de  $\text{NaHCO}_3$  în 100 ml apă distilată.

6) *Soluție de zaharoză 0,25 M.* Se dizolvă 8,5575 g de zaharoză în 100 ml apă bidistilată.

7) *Soluție etalon de D-glucoză 0,005 M și D-fructoză 0,005 M.* O cantitate de 0,0901 g de D-glucoză, respectiv de D-fructoză, se dizolvă în 100 ml apă distilată.

**Modul de lucru.** A) *EXTRACȚIA INVERTAZEI DIN DROJDIE.* Invertaza este o enzimă intracelulară și pentru extracția ei trebuie distrusă membrana celulară. Se suspendă 10 g de drojdie uscată în 30 ml soluție de bicarbonat de sodiu și totul se incubează la 40°C pentru 24 de ore. După centrifugare timp de 15 minute la 10.000 rot./min. la rece, supernatantul obținut va reprezenta sursa de invertază care este stabilă la 5°C câteva luni. Înainte de utilizare, 0,1 ml supernatant se va dilua la 10 ml sau un volum mai mare cu apă bidistilată până la o activitate convenabilă a invertazei.

B) *DETERMINAREA ACTIVITĂȚII INVERTAZEI.* La 1 ml soluție de zaharoză 0,25 M se adaugă 1 ml soluție tampon acid acetic-acetat de sodiu 0,05 M cu pH 4,7. Se recomandă ca proba să se execute în dublu exemplar. Se mențin la 40°C timp de 5 minute pentru echilibrarea temperaturii. În fiecare eprubetă se măsoară câte 0,05 ml soluție diluată de invertază și se incubează la 40°C timp de 10 minute. După aceasta, în



fiecare probă se introduce 1 ml reactiv 3,5-dinitrosalicilic, se agită și se plasează eprubetele într-o baie de apă la fierbere pentru 5 minute. După răcire conținutul eprubetelor se completează la 10 ml cu apă distilată.

În paralel cu probele se execută și un martor în felul următor: la 1 ml reactiv 3,5-dinitrosalicilic se adaugă 1 ml de apă distilată, 1 ml soluție tampon acetat, 0,05 ml soluție diluată de invertază. Se introduce eprubeta cu martorul într-o baie de apă la fierbere pentru 5 minute. Apoi se răcește și se completează la 10 ml cu apă distilată.

Extincțiile probelor și martorului se citesc la un spectrofotometru la 540 nm, față de un control constituit din 1 ml reactiv 3,5-dinitrosalicilic și 9 ml de apă distilată.

**Calculul rezultatelor.** Activitatea invertazei se exprimă în micromoli de zaharoză hidrolizată într-un minut. Pentru aflarea micromolilor de zaharoză se construiește o curbă etalon măsurând 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 și 1,0 ml dintr-o soluție etalon conținând 0,005 M de D-glucoză și 0,005 M de D-fructoză. Se completează la 1 ml cu apă distilată. În fiecare etalon se adaugă 1 ml soluție tampon acetat 0,05 M cu pH 4,7 și câte 1 ml reactiv 3,5-dinitrosalicilic. Eprubetele se introduc într-o baie de apă la fierbere pentru 5 minute. După răcire, se completează volumul etaloanelor la 10 ml cu apă distilată și se determină extincția la 540 nm, față de eprubeta numai cu apă distilată.

Extincțiile probelor și martorului se extrapolează pe curba etalon și se află numărul micromolilor de glucoză care corespunde numărului de micromoli de zaharoză hidrolizată sub acțiunea invertazei. Pentru calculul final se va lua în considerație gradul de diluție a enzimei și timpul de incubație.

### **I.3.2. ENZIME CARE CATALIZEAZĂ DIFERITE ETAPE DIN METABOLISMUL INTERMEDIAR AL MONOGLUCIDELOR**

#### **I.3.2.1. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII FOSFOMONOESTERAZELOR**

Fosfomonoesterazele (fosfatazele) sunt larg răspândite în celulele animalelor, plantelor și microorganismelor, unde îndeplinesc un rol fiziologic deosebit în metabolismul substanțelor. Aceste enzime catalizează scindarea hidrolitică a monoesterilor organici ai acidului orto-fosforic, între care se numără unii intermediari ai metabolismului glucidic ( $\alpha$ -D-glucozo-1-fosfatul, D-glucozo-6-fosfatul, D-fructozo-6-fosfatul, D-fructozo-1,6-bisfosfatul, D-sedoheptulozo-1,7-bisfosfatul etc.), metabolismului lipidic (L-glicerol-3-fosfatul, acidul L- $\alpha$ -fosfatidic etc.), precum și ai altor substanțe.

Fosfomonoesterazele sunt enzime cu o largă specificitate și se deosebesc între ele după pH-ul optim de acțiune. **Fosfomonoesteraza alcalină** (fosfohidrolaza monoesterilor acidului orto-fosforic, EC 3.1.3.1) sau **fosfataza alcalină** manifestă activitate maximă în mediul alcalin, la un pH = 8,5 - 10,1. **Fosfomonoesteraza acidă** (fosfohidrolaza monoesterilor acidului orto-fosforic, EC 3.1.3.2) sau **fosfataza acidă** reprezintă un amestec de trei enzime având optimul de acțiune la pH 4,6; 3,4 - 4,4 și 5,2 - 6,2.


Fosfomonoesteraza alcalină se întâlnește practic în toate țesuturile animale. O activitate apreciabilă manifestă enzima din țesutul osos, ficat, rinichi, glandele mamare, prostată, epiteliul intestinal, leucocite și serul sanguin. Fosfomonoesteraza acidă este activă în unele țesuturi animale (splină, ficat, mai ales prostată, eritrocite și serul sanguin), în semințele plantelor, cartofi, frunzele verzi, precum și în microorganisme.

Metodele de determinare a activității fosfomonoesterazelor se bazează pe evaluarea cantității de fosfor anorganic sau a restului organic scindat sub acțiunea acestor enzime asupra unor combinații organice ale acidului fosforic, în condiții determinate de pH și temperatură. Între combinațiile organice ale acidului fosforic folosite pentru determinarea activității fosfomonoesterazei alcalină și acidă se menționează  $\alpha$ - și  $\beta$ -glicerofosfatul disodic, para-nitrofenilfosfatul etc.

**1.3.2.1.1. Determinarea activității  
fosfomonoesterazelor alcalină și acidă în serul sanguin**

**1.3.2.1.1.1. Determinarea activității fosfomonoesterazei alcaline  
(metoda Bodansky)**

**Principiul metodei.** Fosfomonoesterazele din serul sanguin vor cataliza hidroliza  $\beta$ -glicerofosfatului de sodiu, conform reacției următoare:



Fosforul scindat va fi dozat spectrofotometric în urma reacției de culoare cu molibdatul de amoniu în mediu acid.

**Reactivi.** 1) *Soluție substrat tamponat.* Se dizolvă 0,5 g  $\beta$ -glicerofosfat de sodiu și 0,425 g dietilbarbiturat de sodiu (medinal) în 100 ml apă bidistilată la balon cotat (100 ml). Se va verifica pH-ul soluției și se va corecta la valoarea de 8,6. Pentru conservare se adaugă 3 ml eter de petrol sau toluen. Soluția se păstrează la rece.

2) *Soluție de acid tricloracetic 10%.*

**Modul de lucru.** A) *ACȚIUNEA ENZIMEI ASUPRA SUBSTRATULUI.* În două eprubete de centrifugă se măsoară câte 2 ml soluție substrat tamponat. Prima eprubetă, reprezentând proba, se introduce într-un termostat la 37°C timp de 5 minute, apoi se adaugă în ea 0,2 ml ser sanguin și se agită, evitându-se aerația. Eprubeta se lasă în termostat la 37°C exact 60 minute.

După trecerea timpului de incubare, prima eprubetă (proba) se scoate din termostat și se inactivează enzima prin adăugarea a 1,8 ml soluție de acid tricloracetic 10%. Conținutul probei se agită bine, se lasă 10 minute în repaus, apoi se centrifughează la 4000 rot./min., timp de 15 minute.

În a doua eprubetă (martor) se adaugă 1,8 ml soluție de acid tricloracetic 10% și 0,2 ml ser sanguin. Conținutul eprubetei se agită, se lasă în repaus 10 minute și se centrifughează în aceleași condiții cu proba.

În supernatantul probei și martorului se dozează fosforul anorganic după metoda de mai jos.

B) *DOZAREA FOSFORULUI ANORGANIC PRIN METODA BELL ȘI DOISY, MODIFICATĂ DE BRIGGS.*

**Principiul metodei.** La baza acestei metode se află reacția fosforului anorganic din supernatantul deproteinizat cu molibdatul de amoniu în mediu acid, conducând la formarea fosfomolibdatului de amoniu care prin reducere cu sulfid de sodiu și hidrochinonă trece în



albastru de molibden. Intensitatea culorii albastre proporțională cu cantitatea de fosfor din fosfomolibdat se determină spectrofotometric la 600 nm.

**Reactivi.** 1) *Soluție de molibdat de amoniu 5%.* Se dizolvă 12,5 g molibdat de amoniu în 150 ml apă distilată și se filtrează într-un balon cotat de 250 ml, apoi se adaugă cu atenție 37,5 ml acid sulfuric concentrat și se completează la semn cu apă distilată.

2) *Soluție de sulfat de sodiu 20 %.* Se va prepara extemporaneu (la momentul utilizării), în cantitățile strict necesare, pentru a se evita degradarea în timp.

3) *Soluție de hidrochinonă 1%.* Se prepară prin dizolvarea 1 g de hidrochinonă în 100 ml apă distilată și adăugarea a 2 picături de acid sulfuric concentrat pentru conservare. Se va păstra în sticlă brună la rece.

**Soluția poate fi utilizată numai dacă este incoloră.**

4) *Soluție etalon de fosfat monopotasic.* Se prepară mai întâi o soluție stoc dizolvând 0,10985 g fosfat monopotasic în 250 ml apă distilată, la balon cotat. Soluția conține 0,1 mg fosfor per ml. Pentru prepararea soluției etalon de fosfat monopotasic, se vor dilua 5 ml soluție concentrată (0,1 mg fosfor/ml) la 50 ml, obținându-se o soluție de lucru cu 0,01 mg fosfor per ml.

**Modul de lucru.** Dozarea fosforului anorganic în supernatantul probei și martorului se face conform indicațiilor din tabelul următor:

Reactivi	Control	Probă	Martor
Supernatant probă (ml)	-	2,5	-
Supernatant martor (ml)	-	-	2,5
Apă bidistilată (ml)	3	0,5	0,5
Soluție molibdat de amoniu 5% (ml)	1	1	1
Pauză 2 minute			
Soluție sulfat de sodiu (ml)	1	1	1
Pauză 2 minute			
Soluție hidrochinonă (ml)	1	1	1
Pauză 30 minute			
Citirea extincțiilor probei și martorului la $\lambda=600$ nm, față de control			

Pentru aflarea cantității de fosfor în probă și martor, se trasează o curbă de etalonare, pipetând într-o serie de eprubete volume determinate din soluția etalon de fosfat monopotasic (0,01 mg P/ml) cuprinse între 0,1 – 3,0 ml corespunzând la 0,001 – 0,03 mg fosfor. Se completează la 3 ml cu apă bidistilată. Apoi se adaugă câte 1 ml soluție de molibdat de amoniu și la intervale de 2 minute, un ml soluție de sulfat de sodiu și un ml soluție de hidrochinonă. Etaloanele se agită energic și după 30 minute se citesc extincțiile la 600 nm, față de un control conținând apă bidistilată și reactivii de culoare.

**Calculul rezultatelor.** Se determină cantitatea de fosfor în probă și în martor, raportând extincțiile la curba etalon.

Exprimarea rezultatelor se face în unități Bodansky. O unitate de activitate Bodansky corespunde unei activități enzimice care duce la eliberarea unui mg de fosfor anorganic în timp de 60 minute la 37°C. Se va ține seama de cantitatea de ser luată în lucru și de faptul că raportarea se face, de obicei, la 100 ml de ser. În consecință, activitatea fosfomonoesterazei alcaline se calculează după formula:

$$\text{mg P} / 100 \text{ ml ser} / 60 \text{ minute} = (a_{\text{cer}} - a_{\text{mar}}) \times \frac{4}{2,5} \times \frac{100}{0,2},$$


în care:  $a_{\text{cer}}$  este cantitatea de fosfor (mg) în proba și

$a_{\text{mar}}$  este cantitatea de fosfor (mg) în martor.


### I.3.2.1.1.2. Determinarea activității fosfomonoesterazei alcaline

#### Metoda cu para-nitrofenilfosfat (metoda Bessey, Lowry, Brock modificată)

**Principiul metodei.** Fosfomonoesterazele au capacitatea de a hidroliza, în condiții determinate, legătura esterică în para – nitrofenilfosfat (4-nitrofenilfosfat), cu formarea para – nitrofenolului (4-nitrofenolului) și fosfatului:



Acțiunea fosfomonoesterazelor este stopată prin adăugarea de soluție de hidroxid de sodiu. În mediul alcalin para – nitrofenolul eliberat sub acțiunea enzimei dă para – nitrofenolatul colorat în galben intens:



Cantitatea de para – nitrofenolat este direct proporțională cu activitatea fosfomonoesterazei.

**Reactivi.** 1) *Soluție de hidroxid de sodiu (NaOH) 0,1 N.* O cantitate de 4,2 g NaOH se dizolvă în 1000 ml apă distilată.

2) *Soluție tampon glicocol 0,05 M cu pH 10,5.* Se dizolvă 0,37525 g glicocol (glicină) și 10 mg  $MgCl_2 \cdot 6H_2O$  în 42 ml NaOH 0,1 N. Se corectează pH-ul la 10,5 și se completează cu apă bidistilată la 100 ml.

3) *Soluție substrat-tampon.* Se dizolvă 0,033 g para-nitrofenilfosfat disodic în 20 ml soluție tampon glicocol 0,05 M cu pH 10,5. Se păstrează o săptămâna la +4°C în sticlă brună, ermetic închisă.

4) *Soluție de NaOH 0,02 N.* Se amestecă 200 ml soluție de hidroxid de sodiu 0,1 N cu 800 ml apă distilată.

5) *Soluție etalon de para-nitrofenol 1,9998 mM.* Se dizolvă 0,02782 g para-nitrofenol în 100 ml soluție de NaOH 0,02 N.

**Modul de lucru.** Se pregătesc trei eprubete astfel:

Specificație	Probă	Martor	Standard
Soluție substrat-tampon (ml)	1,0	1,0	-

Se incubează 5 minute la 37°C

Ser sanguin (ml)	0,1	-	-
Soluție etalon de p-nitrofenol (ml)	-	-	0,1

Se agită bine și se incubează 30 minute (exact) la 37°C

Soluție de NaOH 0,02 N (ml)	10,0	10,0	10,0
Ser sanguin (ml)	-	0,1	-
Apă distilată (ml)	-	-	1,1

Se agită și se măsoară extincția probei, martorului și standardului la 405 nm, față de soluția de NaOH 0,02 N. De reținut că standardul nu se incubează.

**Calculul rezultatelor.** Activitatea fosfomonoesterazei alcaline se exprimă în unități internaționale (U.I.). O U.I. corespunde unei activități a fosfomonoesterazei alcaline care eliberează un micromol de p-nitrofenol la fiecare minut, în condițiile specificate.

Deci, activitatea fosfomonoesterazei alcaline în micromoli para-nitrofenol / min / litru (U.I.) se va calcula cu ajutorul formulei:

$$U.I. = \frac{EP - EM}{ES} \times \frac{0,02782}{0,13911} \times \frac{1}{30} \times \frac{1000}{0,1}, \text{ unde:}$$

EP – extincția probei;

EM – extincția martorului;

ES – extincția standardului;

0,13911 – cantitatea în mg corespunzătoare unui micromol de para-nitrofenol.



**Variații fiziopatologice.** La oamenii sănătoși activitatea fosfomonoesterazei alcaline variază cu vârsta: adulți: 2 – 6 unități Bodansky;

13 – 45 U.I. după metoda cu para-nitrofenilfosfat;

copii: 6 – 16 unități Bodansky;

38 – 140 U.I. după metoda cu para-nitrofenilfosfat.

În unele stări fiziologice se observă o creștere a activității fosfomonoesterazei alcaline. Astfel, această enzimă este deosebit de activă spre sfârșitul sarcinii și în perioada de alăptare la femei iar la copil în perioada de osificare intensă (creșterea scheletului).

În diferite stări patologice activitatea fosfomonoesterazei alcaline crește pronunțat, determinarea ei având o deosebită însemnătate clinico-diagnostică. Creșterea activității fosfomonoesterazei alcaline se întâlnește preponderent în unele boli ale oaselor legate de proliferarea osteoblastelor (rahitism prin carență de vitamină D, boala lui Paget, hiperparatiroidism, sarcomul oaselor etc.) și în cazul afecțiunilor hepatice, însoțite de fenomene de colestază (hepatită, insuficiență cronică, colestază). O creștere a activității fosfomonoesterazei alcaline se constată, de asemenea, în bolile mușchiului și în leucemii.

### **I.3.2.1.1.3. Determinarea activității fosfomonoesterazei acide**

În serul sanguin există unele fosfomonoesteraze cu optim de activitate la pH 4,8. Aceste enzime au proveniență trombocitară, eritrocitară, osoasă și prostatică. Din punct de vedere clinic sunt importante fosfomonoesteraza acidă totală și fosfomonoesteraza acidă prostatică.

**Principiul metodei.** Fosfomonoesteraza acidă din serul sanguin hidrolizează para-nitrofenilfosfatul în ioni fosfat și para-nitrofenol (vezi reacția la fosfomonoesteraza alcalină). Fosfomonoesteraza acidă prostatică este inhibată de L-tartratul de sodiu. Activitatea fosfomonoesterazei acide prostatică se află făcând diferență între activitatea fosfomonoesterazei acide totale și activitatea fosfomonoesterazei acide în prezența tartratului.

**Reactivi.** 1) *Soluție tampon-substrat cu pH 4,8.* Se dizolvă 0,410 g acid citric, 1,125 g citrat trisodic și 0,165 g para-nitrofenilfosfat disodic în 50 ml apă bidistilată, într-un balon cotat de 100 ml. Se verifică, eventual se corectează pH-ul soluției la 4,8 folosind un pH-metru și se completează cu apă bidistilată la 100 ml. Se conservă maxim 10 zile la +4°C.

2) *Soluție tartrat de sodiu 0,2 M.* Se dizolvă 1,15 g de tartrat de sodiu în 25 ml apă bidistilată, la balon cotat.

3) *Soluție etalon de para-nitrofenol.* Cantitatea de 0,0139 g de para-nitrofenol se dizolvă în 100 ml soluție de NaOH 0,02 N.

4) *Soluție de NaOH 0,1 N* (vezi Reactiv 1, *Lucrarea I.3.2.1.1.2.*)

5) *Soluție de NaOH 0,02 N.* Se amestecă 50 ml soluție de NaOH exact 0,1 N cu 200 ml apă distilată într-un balon cotat de 250 ml.

**Modul de lucru.** Pentru determinarea activității fosfomonoesterazei acide totale (FACt) și fosfomonoesterazei acide neprostatice (FACNP) se procedează conform indicațiilor din tabelul următor:

Reactivul	Probă FACt	Probă FACNP	Martor FACt	Martor FACNP
Soluție tampon-substrat (ml)	2,5	2,5	2,5	2,5
Soluție tartrat de sodiu (ml)	-	0,1	-	0,1
Apă distilată (ml)	0,1	-	0,1	-

Se incubează 5 minute la 37°C

Ser nehemolizat (ml)	0,2	0,2	-	-
----------------------	-----	-----	---	---

Se agită și se incubează exact pentru 30 minute la 37°C

La terminarea incubăției, în toate eprubetele se măsoară câte 7,3 ml soluție de NaOH 0,02 N. În martor FACt și martor FACNP se pipetează câte 0,2 ml ser nehemolizat. Se agită și se citesc extincțiile probelor (FACt și FACNP) și martorilor (martor FACt și martor FACNP) la lungimea de undă de 405 nm, față de soluția de NaOH 0,02 N.

**Calculul rezultatelor.** Ca unitate de activitate a fosfomonoesterazei acide se consideră acea cantitate de enzimă care eliberează un micromol de para-nitrofenol în condițiile experimentale specificate.

Pentru aflarea activității fosfomonoesterazei acide totale (FACt) și neprostatice (FACNP) se utilizează o curbă etalon care se construiește astfel: în eprubete separate se măsoară 1, 2, 3, 4 și 5 ml soluție etalon de para-nitrofenol, conținând 1, 2, 3, 4 și 5 micromoli de substanță. Volumul fiecărui etalon se completează cu soluție de NaOH 0,02 N la 10,1 ml. Conținutul etaloanelor se agită și se citesc valorile extincțiilor la lungimea de undă de 405 nm, utilizând soluția de NaOH 0,02 N în calitate de control. Pe ordonată se notează valorile extincțiilor, iar pe abscisă – numărul micromolilor de para-nitrofenol în etaloane.

Se scade extincția martorului FACt din extincția probei FACt, iar diferența obținută se extrapolează pe curba etalon și se calculează activitatea FACt în micromoli/min/litru (U.I.). Pentru FACNP se scade extincția martorului FACNP din extincția probei FACNP și prin extrapolare pe curba de etalonare se află activitatea FACNP în micromoli/min/litru. Facând diferența dintre activitățile FACt și FACNP, se obține activitatea fosfomonoesterazei acide de origine prostatică.

**Variații fiziopatologice.** Activitatea fosfomonoesterazei acide totale (FACt) în sângele oamenilor sănătoși este cuprinsă între 3 – 11 U.I., iar activitatea fosfomonoesterazei acide prostatică (inhibată de tartrat) variază între 0,2 – 3,5 U.I. FAC totală crește în leucemie, metastaze,



insuficiență hepatică, trombocitopenie și boala Paget. FAc prostatică cunoaște o creștere pronunțată în carcinom prostatic.

**OBSERVAȚII.** 1. Fosfomonoesteraza acidă din serul sanguin este foarte labilă la temperatura camerei, de aceea se recomandă determinarea activității ei imediat după coagularea sângelui.

2. Această enzimă este, de asemenea, foarte sensibilă la urmele de detergenți de pe sticlăria folosită.

#### **I.3.2.1.1.4. Determinarea activității fosfomonoesterazei acide în plante**

**Principiul metodei.** Se bazează pe hidroliza  $\beta$ -glicerofosfatului disodic la un pH acid de către fosfomonoesteraza acidă din extractul vegetal, conform reacției descrisă la *Lucrarea I.3.2.1.1.1*. Fosforul rezultat în urma acestei reacții se dozează prin metoda Bell și Doisy, modificată de Briggs (vezi *Lucrarea I.3.2.1.1.1*)

**Reactivi.** 1) Soluție de NaCl 0,9%.

2) Soluție tampon acid citric-citrat de sodiu M/10 cu pH 6,2. Se dizolvă 1,5130 g acid citric ( $C_6H_8O_7 \cdot H_2O$ ) și 15,2864 g citrat de sodiu ( $C_6H_5O_7Na_3 \cdot 5H_2O$ ) în 300 ml apă bidistilată, într-un balon cotat de 500 ml. Se verifică și se corectează pH-ul soluției la pH-metru. Volumul soluției se completează la 500 ml cu apă bidistilată.

3) Soluție de  $\beta$ -glicerofosfat de sodiu 1,5% în soluție tampon acid citric-citrat M/10 cu pH 6,2.

4) Soluție de acid tricloracetic 10%.

**Modul de lucru.** A) *Extracția enzimei din materialul vegetal.* Un g material vegetal uscat (făină de grâu, porumb, soia etc.) sau 0,2-0,5 g material vegetal proaspăt (semințe în curs de germinare, plantule, frunze, tulpini verzi) se mojarază cu 5 ml soluție de NaCl 0,9%. Omogenatul obținut se agită cu intermitență timp de 60 minute. După extragere se va centrifuga 15 minute la 4000 rot/min. Supernatantul se va folosi ca sursă de enzimă.

B) *DETERMINAREA ACTIVITĂȚII ENZIMEI* se realizează conform tabelului următor:

	Probă	Martor
Soluție de $\beta$ -glicerofosfat de sodiu (ml)	1	1
Extract enzimatic (ml)	0,5 – 1,0	-
Soluție de NaCl 0,9 % (ml)	0,5 – 0,0	-
Agitare și termostatare 30 minute la 37°C		
Soluție de acid tricloracetic (ml)	3	3
Extract enzimatic	-	0,5 – 1,0
Soluție de NaCl 0,9 % (ml)	-	0,5 – 0,0
AGITARE ȘI CENTRIFUGARE 15 MIN LA 4000 ROT/MIN		



Supernatantul se va folosi pentru determinarea fosforului anorganic.

### C) DOZAREA FOSFORULUI ANORGANIC.

**Principiul metodei** este bazat pe reacția dintre anionul fosfat existent în supernatantul deproteinizat și molibdatul de amoniu, conducând la formarea fosfomolibdatului de amoniu. Prin reducerea acestuia cu sulfid de sodiu și hidrochinonă rezultă albastrul de molibden. Culoarea albastră, proporțională cu cantitatea de anion fosfat din mediu se determină la lungimea de undă de 600 nm.

**Reactivi.** 1) *Soluție de molibdat de amoniu 5%.* Se dizolvă 12,5 g molibdat de amoniu în 150 ml apă distilată și se filtrează într-un balon cotat de 250 ml, apoi se adaugă cu atenție 37,5 ml acid sulfuric concentrat și se completează la semn cu apă distilată.

2) *Soluție de sulfid de sodiu 20 %.* Se va prepara extemporaneu (la momentul utilizării) în cantitățile strict necesare pentru a se evita degradarea în timp.

3) *Soluție de hidrochinonă 1%.* Pentru prepararea acestei soluții se dizolvă 1 g de hidrochinonă în 100 ml apă distilată și se adaugă 2 picături de acid sulfuric concentrat pentru conservare. Se va păstra în sticlă brună la rece. Soluția poate fi utilizată numai dacă este incoloră.

4) *Soluție etalon de fosfat monopotasic.* Se prepară mai întâi o soluție stoc dizolvând 0,10985 g fosfat monopotasic în 250 ml apă distilată, la balon cotat. Soluția conține 0,1 mg fosfor per ml. Pentru prepararea soluției etalon de fosfat monopotasic, se vor dilua 5 ml soluție concentrată (0,1 mg fosfor/ml) la 50 ml, obținându-se o soluție de lucru cu 0,01 mg fosfor per ml.

**Modul de lucru.** Cantitatea de anion fosfat în mediul de reacție (supernatant sau filtrat) se determină conform indicațiilor din tabelul următor:

	Probă	Martor	Control
Supernatant sau filtrat (ml)	0,1 – 2,0	0,1 – 2,0	-
Apă distilată (ml)	2,9 – 1,0	2,9 – 1,0	3
Soluție molibdat de amoniu (ml)	1	1	1
2 minute repaus			
Soluție sulfid de sodiu (ml)	1	1	1
2 minute repaus			
Soluție de hidrochinonă (ml)	1	1	1

Conținutul eprubetelor se agită cu atenție și se lasă în repaus la temperatura camerei. După 30 minute se citesc extincțiile probei și martorului la 600 nm, față de controlul reactivilor (eprubeta cu apă distilată).

Pentru aflarea cantității de fosfor în probe, se trasează o curbă de etalonare, pipetând într-o serie de eprubete volume de soluție etalon de fosfat monopotasic (0,01 mg P/ml) cuprinse între 0,1 – 3,0 ml corespunzând la 0,001 – 0,03 mg fosfor. Se completează la 3 ml cu apă distilată. Apoi se adaugă câte 1 ml soluție de molibdat de amoniu și la intervale de 2 minute, 1 ml soluție de sulfat de sodiu și 1 ml soluție de hidrochinonă. Probele se agită energic și după 30 minute se citește extincția la spectrofotometru la 600 nm față de un control conținând 3 ml apă distilată și reactivii de culoare. Cu valorile obținute se trasează o curbă etalon, trecând pe abscisă mg fosfor în probă iar pe ordonată extincțiile corespunzătoare.

**Calculul rezultatelor.** Se determină cantitatea de fosfor în probă și martor, raportând extincțiile respective la curba etalon.

Activitatea fosfomonoesterazei acide se exprimă în micromoli de P eliberat într-un minut de enzima dintr-un gram de material vegetal cercetat, în condițiile experimentale descrise:

$$\text{micromoli P / minut / g} = (a_{\text{cer}} - a_{\text{mar}}) \times \frac{5}{v} \times \frac{5}{n} \times \frac{1}{30} \times \frac{1}{0,031}$$

în care:

$a_{\text{cer}}$  – cantitatea (mg) de fosfor din probă (după curba etalon);

$a_{\text{mar}}$  – cantitatea (mg) de fosfor din martor (după curba etalon);


$v$  – volumul (ml) de supernatant luat la dozarea fosforului anorganic;

$n$  – volumul (ml) de extract enzimatic adăugat în probe;

0,031 - masa, în mg, corespunzătoare unui micromol de fosfor scindat de la un micromol de  $\beta$ -glicerofosfat disodic sub acțiunea fosfomonoesterazei acide.

### 1.3.2.2. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII GLUCOZOFOSFAT IZOMERAZEI

Glucozofosfat izomeraza (D-glucozo-6-fosfat – cetol-izomeraza, EC 5.3.1.9), enzimă a glicolizei, catalizează reacția reversibilă de izomerizare a D-glucozo-6-fosfatului în D-fructozo-6-fosfat:



#### 1.3.2.2.1. Determinarea activității glucozofosfat izomerazei în serul sanguin (metoda Bodansky cu unele modificări ale lui Korovkin)

**Principiul metodei.** Glucozofosfat izomeraza din serul sanguin transformă parțial D-glucozo-6-fosfatul în D-fructozo-6-fosfat. Ultimul formează în prezența HCl concentrat hidroximetilfurfurolul, care reacționează cu rezorcina dând o culoare roșie. Intensitatea culorii este proporțională cu concentrația D-fructozo-6-fosfatului, prin urmare și cu activitatea enzimei.

**Reactivi.** 1) *Soluție de D-glucozo-6-fosfat de sodiu 0,03M.* Se dizolvă 0,2551 mg de D-glucozo-6-fosfat disodic ( $C_6H_{11}Na_2O_9P \cdot 2H_2O$ ) în 25 ml apă bidistilată, la balon cotat.

2) *Soluție tampon medinal-acetat.* Se dizolvă 2,9428 g dietilbarbiturat de sodiu (medinal) și 1,9428 g acetat de sodiu în 100 ml apă bidistilată.

3) *Soluție substrat tamponat.* Se amestecă 8,33 ml soluție de D-glucozo-6-fosfat de sodiu 0,03 M, 25 ml soluție tampon medinal-acetat, 25 ml soluție HCl 0,1 N și se completează cu apă bidistilată la 100 ml (pH-ul soluției trebuie să fie 7,4). Soluția se păstrează în frigider.

4) *Soluție de acid tricloracetic 5%.*

5) *Soluție de rezorcină 0,1% în etanol.*

6) *Soluție de HCl 10 N.* Se amestecă 450 ml de acid clorhidric concentrat cu 50 ml apă distilată.

7) *Soluție de HCl 1 N.* Se diluează 10 ml soluție de acid clorhidric 10 N la 100 ml cu apă distilată

8) *Soluție de HCl 0,1 N.* Un volum de 1 ml soluție de acid clorhidric 10 N se adaugă la 99 ml apă distilată.

**Modul de lucru.** Într-o eprubetă de centrifugă se măsoară 0,5 ml ser sanguin diluat cu apă bidistilată 1:2 și 1 ml soluție substrat tamponat (reactiv 3). Amestecul se agită și se incubează în termostat la 37°C timp de



30 minute. După incubare se adaugă 2,5 ml soluție acid tricloracetic 5%, se agită și se centrifughează.

În paralel se efectuează un martor, în care se pipetează 0,5 ml ser sanguin diluat cu apă bidistilată 1:2, imediat 2,5 ml soluție de acid tricloracetic 5% și apoi 1 ml soluție substrat tamponat. Se agită și se centrifughează.

În eprubete separate de 16/180 mm, se iau câte 2 ml supernatant corespunzător probei (eprubeta incubată) și martorului, se adaugă 2 ml soluție de rezorcină 0,1% și 6 ml soluție HCl 10 N. Conținutul eprubetelor se agită și se încălzește pe baia de apă la  $80^{\circ}(\pm 1^{\circ})$  timp de 15 minute. Soluțiile se colorează în vișiniu-roz. Intensitatea colorației se determină cu ajutorul unui spectrofotometru, la 508 nm, față de apă distilată.

**Calculul rezultatelor.** Diferența între extincțiile probei și martorului este proporțională cu activitatea enzimei. Activitatea glucozofosfat izomerazei se exprimă în micromoli de D-fructozo-6-fosfat care se formează sub acțiunea enzimei din 1 ml ser sanguin, în timp de 1 minut, la  $37^{\circ}\text{C}$ .

Pentru aflarea cantității de fructozo-6-fosfat în probe se construiește o curbă etalon. În calitate de substanță etalon se poate folosi D-fructoza liberă sau sarea de sodiu a D-fructozo-6-fosfatului. Trebuie reținut că D-fructozo-6-fosfatul dă o colorație mai slabă decât fructoza liberă cu rezorcina. Astfel, cu D-fructozo-6-fosfat intensitatea culorii reprezintă numai 62% din intensitatea culorii fructozei libere, raportată la un mol de substanță, fapt de care trebuie ținut seama la efectuarea calculelor. În tabelul următor se dă schema de alcătuire a unei serii de probe etalon cu soluție de D-fructoză (200 micrograme în 2 ml soluție de HCl 1 N).

Schema alcătuirii seriei etalon pentru D-fructoză.

Nr. probei	D-Fructoză (micrograme)	Soluție etalon de D-fructoză (ml)	Soluție de HCl 1N (ml)	Soluție de rezorcină 0,1% (ml)	Soluție de HCl 10N (ml)
1	10	0,10	1,90	2	6
2	15	0,15	1,85	2	6
3	25	0,25	1,75	2	6
4	50	0,50	1,50	2	6
5	75	0,75	1,25	2	6
C	0	-	2,00	2	6

După agitarea conținutului, eprubetele se introduc într-o baie de apă la  $80^{\circ}$  pentru 15 minute. Apoi se citește extincția probelor 1 – 5 la 508 nm, față de controlul reactivilor (C).

Folosindu-se curba etalon construită în modul indicat, activitatea glucozofosfat izomerazei se poate calcula după formula:

micromoli D-fructozo-6-fosfat/ml x minut =  $(a_{\text{probă}} - a_{\text{martor}}) \times 3/0,5 \times 1,6/261 \times 1/30$

unde: a – cantitatea de D-fructoză (micrograme) corespunzătoare probei ( $a_{\text{probă}}$ ) și martorului ( $a_{\text{martor}}$ ), citită pe curba etalon;

3/0,5 - coeficient de calcul pentru 1 ml ser sanguin;


1,6 - coeficient de conversie a D-fructozei în D-fructozo-6-fosfat;

261- masa în micrograme a unui micromol de D-fructozo-6-fosfat;

30 – timpul de incubare în minute.

### I.3.2.3. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII FRUCTOZOBISFOSFAT ALDOLAZEI ÎN SERUL SANGUIN (METODA KULGANEK ȘI KLASKA)

**Fructozobisfosfat aldolaza** (fructozo-1,6-bisfosfat-D-gliceraldehid-3-fosfat - liaza, E.C. 4.1.2.13.) catalizează scindarea reversibilă a D-fructozo-1,6-bisfosfatului în doi triozofosfați izomeri: D-gliceraldehid-3-fosfatul și dihidroxiaceton-fosfatul:



Fructozobisfosfat aldolaza (aldolaza) este prezentă în organele și țesuturile omului și animalelor, în celulele plantelor, de asemenea, în microorganisme, fiind o enzimă importantă a ciclului pentozofosforic reducător (ciclului Calvin), glicolizei, fermentației alcoolice, căii pentozofosfaților (șuntului hexozomonofosfaților) și gluconeogenezei.

**Principiul metodei.** Aldolaza scindează D-fructozo-1,6-bisfosfatul în D-gliceraldehid-3-fosfat și dihidroxiaceton-fosfat. Scindarea are loc în prezența hidrazinelorhidratului care leagă triozofosfații rezultați asigurând desfășurarea reacției într-un singur sens. Prin hidroliza alcalină a derivaților respectivi se eliberează triozofosfații care formează cu 2,4-dinitrofenilhidrazina fenilhidrazonele corespunzătoare colorate în maro. Intensitatea culorii este proporțională cu activitatea enzimei.

**Reactivi.** 1) *Soluție de D-fructozo-1,6-bisfosfat 0,005M în soluție de hidrazină 0,056M (pH 8,2).* Într-un balon cotat de 25 ml se dizolvă 0,0625 g de D-fructozo-1,6-bisfosfat disodic în 17 ml apă bidistilată. Se adaugă 0,089 ml hidroxid de hidrazină ( $\text{H}_2\text{N}-\text{NH}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ) și se ajustează pH-ul la 8,2 cu ajutorul unei soluții de HCl 1 N. Se completează la 25 ml cu apă bidistilată.

2) *Soluție de HCl 1 N.* Se amestecă un volum de 10 ml soluție de acid clorhidric 2 N cu 10 ml apă bidistilată.

3) *Soluție de HCl 2 N.* Se diluează 45 ml acid clorhidric concentrat la 250 ml cu apă distilată.



4) *Soluție de 2,4-dinitrofenilhidrazină 0,6 N.* Se dizolvă 100 mg dinitrofenilhidrazină în 100 ml soluție de HCl 2N.

5) *Soluție de NaOH 0,6 N.* Se dizolvă 12,25 g NaOH în 500 ml apă distilată, la balon cotat.

**Modul de lucru.** La 0,1 ml ser sanguin se adaugă 0,5 ml soluție de D-fructozo-1,6-bisfosfat în hidrazină și se incubează 30 minute la 37°C. Reacția se oprește prin adăugarea a 0,1 ml soluție de HCl 2 N. Proteinele nu se îndepărtează și pentru reacția de culoare se folosește întregul volum al amestecului incubat. În probă se măsoară 0,5 ml soluție de NaOH 0,6 N, se agită și se lasă în repaus la temperatura camerei timp de 30 minute. Apoi se adaugă 1,5 ml soluție de 2,4-dinitrofenilhidrazină 0,6 N, se agită și amestecul se lasă în repaus timp de 30 minute la temperatura camerei. La sfârșitul acestei perioade se introduc în amestec 4,5 ml soluție de NaOH 0,6 N. După agitare, proba se menține la întuneric 20 minute. Se citește extincția probei la 536 nm față de apă distilată.

În paralel cu proba se realizează un martor în care soluția de D-fructozo-1,6-bisfosfat în hidrazină se introduce după adăugarea soluției de HCl 2 N. Mai departe se procedează în același mod ca și la probă.


**Calculul rezultatelor.** Diferența între extincția probei ( $E_p$ ) și extincția martorului ( $E_m$ ) este proporțională cu activitatea enzimei. Activitatea fructozobisfosfat aldolazei se exprimă în micromoli de D-fructozo-1,6-bisfosfat scindat de enzima dintr-un mililitru de ser sanguin în timp de 1 minut, la 37°C. Pentru construirea curbei etalon se folosește dihidroxiacetona. În lipsa acestui reactiv activitatea enzimei se poate exprima în unități convenționale de extincție:  $(E_p - E_m) \times 100$ , unde 100 este coeficientul de conversie a valorilor fracționare ale extincției în valori întregi.

**Variații fiziopatologice.** Valoarea normală a activității fructozobisfosfat aldolazei în serul sanguin nu depășește 3 - 8 unități convenționale.

Activitatea fructozobisfosfat aldolazei în serul sanguin crește în bolile ficatului (hepatite, ciroză, colecistite, cancer etc.), în distrofia musculară progresivă (miopatie), infarct miocardic, pancreatită acută hemoragică, anemie hemolitică severă. Cea mai pronunțată creștere a activității fructozobisfosfat aldolazei din serul sanguin se evidențiază în perioada primelor zece zile de la debutul hepatitei virale (boala Botkin).

### 1.3.2.4. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII LACTAT DEHIDROGENAZEI

Lactat dehidrogenaza (LDH; L-lactat: NAD-oxidoreductaza, E.C. 1.1.1.27) catalizează interconversia piruvatului și lactatului:



LDH se întâlnește în majoritatea organelor și țesuturilor de origine animală și vegetală, precum și în microorganisme, fiind o enzimă importantă a căii glicolitice și fermentației lactice. La om cea mai mare activitate a LDH s-a decelat în rinichi, mușchiul cardiac, mușchii scheletici, pancreas, splină, ficat, plămâni, ser sanguin.

LDH se găsește în eritrocite, de aceea *serul sanguin folosit pentru analiză trebuie să fie proaspăt și fără urme de hemoliză*.

Cercetarea activității totale a LDH contribuie la cunoașterea intensității proceselor oxido-reducătoare din organismul animal (uman) iar determinarea activității izoenzimelor LDH facilitează stabilirea diagnosticului în unele boli ale inimii, ficatului și altor organe.

#### 1.3.2.4.1. Determinarea activității lactat dehidrogenazei în serul sanguin

*(metoda Sevela și Tovarek în modificarea lui Korovkin,  
după Vlad Artenie și Elvira Tănase)*

**Principiul metodei.** Acidul L-lactic în mediu alcalin sub acțiunea LDH din serul sanguin și a  $\text{NAD}^+$  exogen se oxidează în acid piruvic. După cantitatea de piruvat, care se dozează cu ajutorul 2,4-dinitrofenilhidrazinei, se apreciază activitatea enzimei.

**Reactivi.** 1) *Soluție de lactat de sodiu 0,45 M.* Într-un balon cotelat de 100 ml se introduc 5 ml acid L-lactic 80 % (10 ml 40 %) și se neutralizează cu soluție de NaOH 2 N până la pH = 7,5. Volumul se completează la semn cu apă bidistilată.

2) *Soluție de pirofosfat de sodiu 0,03 M (pH=8,8).* Se dizolvă 6,69 g pirofosfat de sodiu ( $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ) în 200 - 250 ml apă bidistilată. Se stabilește pH-ul soluției la 8,8 cu ajutorul unei soluții de HCl 1N și se completează volumul la 500 ml cu apă bidistilată. Reactivul este stabil în decurs de o lună la frigider.

3) *Soluție de  $\text{NAD}^+$ .* Se dizolvă 6 mg de nicotinamid adenin dinucleotid oxidat ( $\text{NAD}^+$ ) în 2 ml de apă bidistilată. Reactivul este stabil 4 săptămâni la frigider.

4) *Soluție de 2,4-dinitrofenilhidrazină 1 mM în soluție de acid clorhidric 1 N.* Se dizolvă 19,8 mg 2,4-dinitrofenilhidrazină în 100 ml soluție HCl 1 N.

5) *Soluție de NaOH 2 N.* Se dizolvă 4,1 g NaOH în 50 ml apă bidistilată, la balon cotat.

6) *Soluție de NaOH 0,4 N.* Se dizolvă 8,2 g NaOH în 500 ml apă distilată, la balon cotat.

7) *Soluție de HCl 1N.* Se diluează 9 ml de HCl concentrat la 100 ml cu apă bidistilată.

8) *Soluție etalon de piruvat de sodiu.* Se dizolvă 12,5 mg piruvat de sodiu în 100 ml apă distilată, la balon cotat.

**Modul de lucru.** Pentru determinarea activității enzimei se va proceda conform tabelului ce urmează:

	Probă	Martor	Amestec de reacție (eprubeta 3)
Soluție de NAD <sup>+</sup> (ml)	0,3	0,3	-
Ser sanguin diluat cu apă distilată 1: 2 (ml)	0,1	-	-
Soluție de pirofosfat de sodiu (ml)	-	-	4
Soluție de lactat de sodiu (ml)	-	-	1
Incubare pe baie de apă (sau termostat) timp de 5 minute la			37°C
Amestec de reacție (eprubeta 3) (ml)	1	1	
Agitare ușoară și incubare 15 minute la 37°C			
Soluție de 2,4-dinitrofenilhidrazină (ml)	0,5	0,5	
Ser sanguin diluat cu apă distilată 1: 2 (ml)	-	0,1	
Agitare ușoară și repaus 20 minute la temperatura camerei			
Soluție de NaOH 0,4 N (ml)	5	5	
Agitare ușoară și repaus 15 minute la temperatura camerei			
Citire la $\lambda=536\text{nm}$ , față de apă distilată			

**Calculul rezultatelor.** Activitatea lactat dehidrogenazei se calculează după curba etalon construită cu soluție etalon de piruvat de sodiu, conform indicațiilor din tabelul următor.



### Schema construirii curbei de etalonare

Număr eprubetă ⇒	1	2	3	4	5	6
Acid piruvic (μg)	5	10	15	20	25	30
Soluție de piruvat de sodiu (ml)	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3
Apă distilată (ml)	0,55	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3
Soluție de pirofosfat de sodiu (ml)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Soluție de 2,4 - dinitrofenilhidrazină (ml)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Agitare ușoară și repaus 20 minute la temperatura camerei						
Soluție de NaOH 0,4 N (ml)	5	5	5	5	5	5
Agitare ușoară și repaus 15 minute la temperatura camerei						
Citire la $\lambda=536\text{nm}$ , față de apă distilată						

Diferența între extincția probei și extincția martorului arată cantitatea de acid piruvic formată în timpul incubăției sub acțiunea LDH. Activitatea LDH se exprimă în micromoli acid piruvic rezultați sub acțiunea enzimei dintr-un ml de ser sanguin, în timp de 1 minut la 37°C.

Folosind curba etalon, activitatea lactat dehidrogenazei se poate calcula după formula:

$$\text{micromoli acid piruvic / ml} \times \text{minut} = (a_{\text{cer}} - a_{\text{mar}}) \times \frac{3}{0,1} \times \frac{1}{15} \times \frac{1}{88}$$

în care:  $a_{\text{cer}}$  este cantitatea de piruvat (în micrograme) din probă;

$a_{\text{mar}}$  este cantitatea de piruvat (în micrograme) din martor, iar

88 reprezintă masa unui micromol de acid piruvic în micrograme.

#### ***1.3.2.4.2. Determinarea activității lactat dehidrogenazei în serul sanguin***

***(metoda Wroblewski și La Due, modificată de Hill, după Vlad Artenie și Elvira Tănase)***

**Principiul metodei.** Metoda se bazează pe măsurarea vitezei de oxidare a NADH în timpul reacției de transformare a acidului piruvic în acid lactic. Viteza de oxidare a NADH se estimează după scăderea extincției la 340 nm.

**Reactivi.** 1) *Soluție de piruvat de sodiu 0,01M.* Se dizolvă 27,5 mg piruvat de sodiu în 25 ml soluție tampon de fosfați 0,1 M cu pH 7,8.

2) *Soluție de NADH 0,001%.* Înainte de utilizare, se dizolvă 3 mg NADH în 3 ml de apă bidistilată.

3) *Soluție de carbonat de sodiu 1%.*

4) *Soluție tampon de fosfați de sodiu 0,1M cu pH 7,8.* Se dizolvă 0,2346 g de  $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$  și 6,5558 g de  $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$  în 200 ml apă bidistilată, la balon cotate.

5) *Amestec de soluție tampon și substrate.* În momentul utilizării se prepară amestecul alcătuit din 1 ml soluție de piruvat de sodiu, 25 ml

soluție tampon de fosfați, 1 ml soluție de carbonat de sodiu și 3 ml soluție de NADH. Amestecul se agită cu atenție.

**Modul de lucru.** Se măsoară câte 2,9 ml amestec de soluție tampon-substrate în 2 eprubete și se introduc pentru 10 minute într-o baie de apă cu temperatura de 37°C. Apoi, într-o eprubetă (proba) se pipetează repede 0,1 ml ser sanguin diluat cu apă bidistilată (0,1 ml ser + 0,9 ml apă bidistilată, termostatăată la 37°C). Conținutul eprubetei se agită și se transvazează în cuva spectrofotometrului. Grosimea cuvei să fie de 1 cm. Măsurarea extincției probei se face la 340 nm, față de soluția din a doua eprubetă în care s-a adăugat 0,1 ml apă bidistilată. Se citește valoarea extincției:  $E_1$ . Apoi, proba se incubează 30 minute într-o baie de apă la 37°C. Se citește a doua extincției:  $E_2$ .

**Calculul rezultatelor.** Activitatea LDH se exprimă în milimicromoli de substrat transformat de enzima din un ml ser în timp de 1 minut. Calculul se realizează prin formula:

$$\frac{\text{Milimicromoli piruvat}}{1 \text{ ml} \times 1 \text{ minut}} = \frac{\Delta E \times 100 \times 1000}{30 \times 2,07}$$

unde:  $\Delta E = E_1 - E_2$ ;

30 – timpul de incubație, în minute;

100 – gradul de diluție a serului;

2,07 – coeficientul de extincție la 340 nm pentru 1 micromol de NADH conținut în 3 ml soluție;

1000 – transformarea în milimicromoli.

#### ***1.3.2.4.3. Determinarea activității izoenzimelor lactat dehidrogenazei***

În țesuturile umane și animale au fost identificate 5 izoenzime ale lactat dehidrogenazei (LDH): LDH<sub>1</sub>, LDH<sub>2</sub>, LDH<sub>3</sub>, LDH<sub>4</sub> și LDH<sub>5</sub>. Molecula oricărei izoenzime a LDH constă din 4 subunități polipeptidice care pot fi de două tipuri: M (muscle) și H (heart). Aceste tipuri M și H sunt determinate genetic, respectiv sinteza lor este controlată de gene diferite. Cele 5 izoenzime ale LDH rezultă din combinarea în proporții definite a subunităților menționate. Compoziția izoenzimelor LDH poate fi redată astfel: LDH<sub>1</sub> – H<sub>4</sub>, LDH<sub>2</sub> – H<sub>3</sub>M, LDH<sub>3</sub> – H<sub>2</sub>M<sub>2</sub>, LDH<sub>4</sub> – HM<sub>3</sub> și LDH<sub>5</sub> – M<sub>4</sub>.

Izoenzimele LDH se numerează în raport cu mobilitatea lor electroforetică la pH=8,3. În gel de amidon și de poliacrilamidă, LDH<sub>1</sub> este izoenzima cu mobilitatea electroforetică cea mai mare spre anod, iar LDH<sub>5</sub> este izoenzima cu mobilitatea electroforetică cea mai mică; formele hibride LDH<sub>2</sub>, LDH<sub>3</sub> și LDH<sub>4</sub> prezintă mobilități intermediare.

Raporturile dintre activitățile celor cinci izoenzime ale LDH sunt caracteristice fiecărui organ. În țesuturile cu profil metabolic oxidativ (creier, inimă) predomină izoenzimele LDH<sub>1</sub> și LDH<sub>2</sub>; în țesuturile cu metabolism glicolitic (anaerob) pronunțat cum sunt mușchii striati predomină izoenzimele LDH<sub>5</sub> (în special) și LDH<sub>4</sub>. Izoenzimele LDH din



muşchii striati și ficat s-au dovedit mai labile decât izoenzimele LDH din inimă.

**I.3.2.4.3.1. Determinarea izoenzimelor lactat dehidrogenazei în serul sanguin, prin adsorbție pe DEAE-Sephadex (după Manta, Cucuianu, Benga, Hodârău)**

**Principiul metodei.** Prin amestecarea serului sanguin cu o suspensie de DEAE Sephadex se produce adsorbția izoenzimei LDH<sub>1</sub>, iar după centrifugare se determină activitatea lactat dehidrogenazei (LDH) în supernatant. Diferența între activitatea LDH în serul neadsorbit și în serul adsorbit reprezintă activitatea izoenzimei LDH<sub>1</sub>.

**Reactivi.** 1) *Suspensie de DEAE-Sephadex A 50* (50 mg/ml). Înainte de utilizare se agită bine. Se păstrează timp de un an la +4°C.

2) *Toți reactivii necesari pentru determinarea activității LDH* (vezi *Lucrarea I.3.2.8.1 sau Lucrarea I.3.2.8.2*).

**Modul de lucru.** Într-o eprubetă de centrifugă se amestecă 1 ml ser sanguin și 1 ml suspensie DEAE-Sephadex. Se lasă timp de 10 minute la temperatura camerei (25°C), după care se centrifughează 15 minute la 3000 rotații/minut. Se iau apoi 0,1 ml din supernatant și se determină activitatea LDH (așa cum s-a arătat mai sus). Se efectuează o determinare a activității LDH și din 0,1 ml ser neadsorbit.

**Calculul rezultatelor.** Se va ține cont că în cursul amestecării cu suspensia de DEAE-Sephadex s-a produs o diluare a serului adsorbit de 1,5 ori.

Activitatea LDH adsorbită (de tip miocardic) =

= activitatea LDH globală – 1,5 x activitatea LDH neadsorbită.

**I.3.2.4.3.2. Determinarea izoenzimelor LDH prin inactivare termică**

Izoenzimele LDH conținând predominant subunități de tip M (LDH<sub>4</sub> și LDH<sub>5</sub>) sunt mai termolabile decât izoenzimele având în compoziția lor subunități H (LDH<sub>1</sub> și LDH<sub>2</sub>).

După Wüst, Schön și Berg (1962) în serul sanguin și omogenatele de țesuturi există trei grupe de izoenzime ale LDH: 1) LDH termostabilă care își păstrează activitatea prin incubare la 65°C timp de 30 minute; 2) o categorie termolabilă care se inactivează la temperatura de 56°C și 3) o grupă termoindiferentă de izoenzime care se inactivează la temperatura de 65°C dar își păstrează activitatea la 56°C. Conform opiniei aceluiași autori, la prima grupă aparține LDH<sub>1</sub> (HHHH), la cea de a doua – LDH<sub>5</sub> (MMMM), iar din a treia grupă fac parte LDH<sub>2</sub> (HHHM), LDH<sub>3</sub> (HHMM) și LDH<sub>4</sub> (HMMM).

**Reactivi.** 1) *Soluție tampon Tris-HCl 0,05 M cu pH 7,5*. Se dizolvă 1,2114 g de Tris [Tris(hydroxymethyl)aminomethane] în 200 ml apă bidistilată. După ce se corectează pH-ul la 7,5 cu soluție de HCl 1 N, se completează la 350 ml cu apă bidistilată.



2) Toți reactivii necesari pentru determinarea activității LDH (vezi Lucrarea I.3.2.8.1 sau Lucrarea I.3.2.8.2).

**Modul de lucru.** Se amestecă 1 ml ser sanguin cu 1 ml soluție tampon Tris-HCl 0,05 M și pH 7,5. Se măsoară câte 0,7 ml amestec în două eprubete mici (10/120 mm) care se închid cu dopuri. Una din eprubete se incubează într-o baie de apă la  $56 \pm 0,1^\circ\text{C}$ , iar a doua la  $65 \pm 0,1^\circ\text{C}$  timp de 30 minute. Apoi ambele eprubete se răcesc repede la temperatura camerei. Se determină activitatea LDH în serul sanguin diluat netratat termic (LDH  $25^\circ\text{C}$ ), în serul diluat (amestecul) incubat la  $56^\circ\text{C}$  (LDH  $56^\circ\text{C}$ ) și în amestecul incubat la  $65^\circ\text{C}$  (LDH  $65^\circ\text{C}$ ), după una din metodele de determinare a activității LDH descrise mai sus.

**Calculul rezultatelor.** Activitatea izoenzimei  $\text{LDH}_1 = \text{LDH } 65^\circ\text{C}$ ;

activitatea izoenzimelor  $\text{LDH}_2 + \text{LDH}_3 + \text{LDH}_4 = \text{LDH } 56^\circ\text{C} - \text{LDH } 65^\circ\text{C}$ ;

activitatea izoenzimei  $\text{LDH}_5 = \text{LDH } 25^\circ\text{C} - \text{LDH } 56^\circ\text{C}$ .

**Valori fiziopatologice.** La oamenii sănătoși activitatea LDH adsorbită (respectiv termostabilă) este de 50 – 70 % din activitatea globală a enzimei.

Valori de peste 80 % din activitatea LDH globală sugerează un infarct miocardic.

#### I.3.2.4.3.3. Determinarea activității fracțiunii lactat dehidrogenazei serice stabilă la uree

În serul sanguin sunt prezente toate cele 5 izoenzime ale lactat dehidrogenazei (LDH):  $\text{LDH}_1$ ,  $\text{LDH}_2$ ,  $\text{LDH}_3$ ,  $\text{LDH}_4$  și  $\text{LDH}_5$ . S-a stabilit că fracțiunea  $\text{LDH}_1$  provine în principal din inimă, iar  $\text{LDH}_5$  din ficat. Spre deosebire de  $\text{LDH}_5$ , prima izoenzimă  $\text{LDH}_1$  posedă stabilitate la acțiunea denaturantă a ureei.

**Principiul metodei.** Ureea are proprietatea de a inhiba 100 % activitatea  $\text{LDH}_5$ . Determinarea paralelă a activității globale a LDH și a activității fracțiunii LDH neinfluențabilă de către uree, permite calcularea procentului fracțiunii stabile la acțiunea ureei.

**Reactivi.** 1) Soluție de uree în soluție de pirofosfat de sodiu. Se dizolvă 14,4 g de uree în 100 ml soluție de pirofosfat de sodiu 0,03 M cu pH 8,8.

2) Reactivii 1 – 7 de la Lucrarea I.3.2.8.1.

**Modul de lucru.** Se amestecă 0,1 ml ser sanguin diluat (1: 2) cu 0,8 ml soluție de uree în soluție tampon de pirofosfat de sodiu 0,03 M și cu 0,3 ml soluție de  $\text{NAD}^+$ . Eprubeta se închide cu dop și se preincubează timp de 60 minute la  $25^\circ\text{C}$ . Apoi în eprubetă se adaugă 0,2 ml soluție de lactat de sodiu 0,45 M, se agită și se incubează 15 minute la  $37^\circ\text{C}$ .

În paralel se determină activitatea globală a LDH, fără încălzirea prealabilă a reactivilor la temperatura de  $25^\circ\text{C}$ . După realizarea amestecului de incubatie cu reactivii având temperatura camerei, eprubeta se incubează imediat timp de 15 minute la  $37^\circ\text{C}$ .

După incubare, cele două eprubete se supun operațiile descrise la *Lucrarea I.3.2.8.1.*


**Calculul rezultatelor.** Se calculează procentul LDH stabilă la acțiunea ureei, în raport cu activitatea globală a LDH.

Conform datelor din literatura de specialitate fracțiunea LDH stabilă la uree reprezintă 25 – 36 % din activitatea globală a LDH.

În bolile ficatului fracțiunea stabilă la uree scade (<20 %), iar în infarctul miocardic crește (>40 %).

#### **I.3.2.4.3.4. Separarea și identificarea izoenzimelor lactat dehidrogenazei prin electroforeză în gel de poliacrilamidă**

**Principiul metodei.** Izoenzimele LDH conținute într-o probă biologică (ser, omogenat tisular etc.) se separă electroforetic în gel de poliacrilamidă. Fracțiunile LDH separate electroforetic sunt puse în evidență prin reacția cu *nitro blue tetrazolium* (NBT). În acest scop gelul de poliacrilamidă, conținând izoenzimele LDH, se incubează cu un amestec de lactat,  $\text{NAD}^+$ , un transportor intermediar de electroni (*metosulfat de fenazină*) și un acceptor final de electroni (NBT). Metosulfatul de fenazină (PMS) transferă atomii de hidrogen de la NADH pe NBT, care se reduce într-un compus colorat violet și insolubil, denumit formazan violet. Mecanismul de reacție este următorul:



Diferitele izoenzime ale LDH apar sub forma unor benzi colorate în violet pe mediul de suport și pot fi determinate cantitativ prin densitometrie.

**Reactivi.** 1) *Soluțiile și echipamentul pentru electroforeza în gel de poliacrilamidă.* (Vezi *Lucrarea I.3.1.1.6.*)

2) *Soluție tampon de fosfați de sodiu sau de potasiu 0,05 M cu pH 7,4.* Se dizolvă 0,5244 g de  $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$  și 6,3705 g de  $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$  în 200 ml de apă bidistilată. Se corectează pH-ul la 7,4 și se diluează la 400 ml cu apă bidistilată.

3) *Soluție tampon Tris-HCl 0,1 M cu pH 9,2.* Într-un balon cotat de 250 ml, se dizolvă 3,0285 g de TRIS [Tris(hydroxymethyl)aminomethane] în 150 ml apă bidistilată. pH-ul soluției obținute se corectează la 9,2 cu soluție de acid clorhidric 1 N și se completează la semn cu apă bidistilată.

4) *Soluție de lactat de litiu 0,1 M.* Se dizolvă 0,9601 g lactat de litiu ( $\text{CH}_3\text{-CHOH-COOLi}$ ) în 100 ml apă bidistilată.

5) *Soluție de metosulfat de fenazină (PMS) 10 mg / 10 ml apă bidistilată.* Se conservă în sticlă brună la +4°C nu mai mult de 10 zile.

6) *Colorant:* 96 mg lactat de litiu; 50 mg de nicotinamid adenin dinucleotid ( $\text{NAD}^+$ ) și 5 mg de NBT în 100 ml soluție tampon Tris-HCl 0,1



M cu pH 9,2. Această soluție este stabilă la 4°C și la întuneric timp de o săptămână. Înainte de utilizare se adaugă 0,5 ml soluție de metosulfat de fenazină (**Soluția de colorant nu se expune mult timp la lumină !**).

**Modul de lucru.** A) *PREGĂTIREA GELULUI DE POLIACRILAMIDĂ.* Se prepară mai întâi 15 ml de gel de migrare (separare) de concentrație 7% prin amestecarea următoarelor volume de reactivi într-un flacon conic de 50 ml:

Soluție de acrilamidă-bisacrilamidă 30 % - 3,5 ml;

Soluție tampon Tris 1,5 M cu pH 8,9 - 3,8 ml;

Apă distilată - 7,54 ml;

Soluție de persulfat de amoniu 10% - 0,15 ml;

TEMED - 0,0105 ml.

Amestecul obținut se toarnă cu grijă între plăcile de electroforeză pregătite în prealabil și fixate în camera de electroforeză. Se introduce 1 ml apă distilată sau mai bine 1 ml de etanol pentru orizontalizarea gelului. Se așteaptă 60 minute pentru polimerizarea gelului de poli-acrilamidă.

În continuare se prepară gelul de concentrare 5 % într-un flacon conic de 25 ml:

Soluție de acrilamidă-bisacrilamidă 30% - 0,83 ml;

Soluție tampon Tris 0,5 M cu pH 6,8 - 0,63 ml;

Apă distilată - 3,485 ml;

Soluție de persulfat de amoniu 10 % - 0,05 ml și

TEMED - 0,005 ml.

După agitarea conținutului flaconului, amestecul de reactivi se pipetează cât mai repede posibil între plăcile de electroforeză deasupra gelului de migrare, având fixat pieptenul pentru marcarea locurilor de aplicare a probelor. Se lasă în repaus aproximativ 60 minute pentru polimerizarea gelului de concentrare. Apoi se scoate cu atenție pieptenul pentru probe și se absoarbe cu benzi subțiri de hârtie de filtru lichidul din godeuri.

B) *PREPARAREA ȘI APLICAREA PROBEI DE CERCETAT.* O cantitate de 0,5 - 1,0 g de țesut animal (ficat, rinichi, mușchi scheletic, miocard, creier, intestin, plămân) se omogenizează la rece cu soluție tampon de fosfați 0,05 M (în raportul 1 g țesut: 10 ml soluție tampon). După centrifugare, se păstrează supernatantul pe gheață.

În godeurile formate în gelul de poli-acrilamidă se introduc 20 - 30  $\mu$ l probă de analizat și 10  $\mu$ l soluție de albastru de bromfenol pentru controlul separării proteinelor. Godeurile se completează cu soluție tampon de migrare Tris-glicină cu pH 8,3. Se umplu cuvele electrozilor cu soluție tampon de migrare.

C) *EFFECTUAREA ELECTROFOREZEI.* Camera de electroforeză se închide cu capacul său și se stabilesc contactele între electrozi și redresorul de electroforeză. Până la intrarea probelor în gelul de migrare (aproximativ 60 minute) se aplică o intensitate constantă de 15 mA per placă de gel de poli-acrilamidă. Mai departe se lucrează cu o intensitate constantă de 20 - 30 mA pentru fiecare placă de gel de poli-acrilamidă, timp de 90 - 120



minute. Se recomandă ca electroforeza să se efectueze la o temperatură sub 10°C.

D) **EVIDENȚIEREA ȘI FIXAREA IZOENZIMELOR LDH.** După efectuarea electroforezei, gelul de poliacrilamidă se imersează în soluția de colorant și se incubează la întuneric și la 37°C, timp de aproximativ 15 – 30 minute.

După incubare, izoenzimele LDH apar sub forma a cinci benzi colorate violet care au intensități diferite de culoare, în funcție de activitatea catalitică a fiecărei izoenzime.

Gelul de poliacrilamidă pe care s-au relevat izoenzimele LDH se introduce într-o soluție de fixare compusă din 75 ml etanol, 5 ml acid acetic glacial și 20 ml apă distilată. Timpul de fixare variază între 3 – 24 ore.

**Evaluarea cantitativă.** Izoenzimele LDH evidențiate electroforetic se pot evalua cantitativ prin două procedee:

- *prin densitometrie*, utilizându-se aparate de înregistrare automată (densitometre); din curbele de integrare obținute se determină procentual activitatea fiecărei izoenzime a LDH;

- *prin eluție și estimare fotometrică*, după decuparea de pe gel a fiecărei benzi colorate (izoenzime); calculul procentual pentru fiecare izoenzimă se efectuează în mod identic ca la evaluarea fracțiunilor proteice obținute cu ajutorul electroforezei pe hârtie [ 2 ].


E) **INTERPRETARE.** Formele moleculare multiple sau izoenzimele LDH prezintă spectre electroforetice caracteristice fiecărui organ din care provin, reflectând profilul metabolic al acestuia. În țesuturile cu metabolism oxidativ (creier, inimă, rinichi) predomină izoenzimele LDH<sub>1</sub> și LDH<sub>2</sub>. În țesuturile cu metabolism glicolitic (anaerob) accentuat (mușchi scheletic) predomină izoenzimele LDH<sub>5</sub> (în special) și LDH<sub>4</sub>. În serul sanguin normal, „modelul” izoenzimelor LDH se caracterizează prin predominanța tipurilor LDH<sub>1</sub> și LDH<sub>2</sub> și constituie o rezultantă a activității izoenzimelor LDH tisulare care sunt deversate în sânge.

În diferite afecțiuni se constată modificări ale activității izoenzimelor LDH în serul sanguin. În infarctele miocardice, seruri hemolizate și anemie de tip Biermer predomină izoenzimele LDH<sub>1</sub> și LDH<sub>2</sub>. În leziunile hepatice crește activitatea LDH<sub>5</sub>. O anumită semnificație poate prezenta și raportul LDH<sub>1</sub>/LDH<sub>5</sub>.

Stabilirea raporturilor cantitative între izoenzimele LDH separate prin electroforeză prezintă importanță în clinică pentru precizarea unui diagnostic diferențial sau a evoluției unei afecțiuni.

### I.3.2.5. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII ALCOOL DEHIDROGENAZEI

**Alcool dehidrogenaza** (alcool: NAD – oxidoreductaza, EC 1.1.1.1) catalizează reacția reversibilă de oxidare a alcoolilor și de reducere a aldehydelor, conform ecuației:



Alcool dehidrogenaza aparține la clasa oxidoreductazelor și este larg răspândită în natura vie.

Enzima din drojdii are o specificitate mai pronunțată pentru acetaldehidă și alcoolul etilic (etanol), proprietate ce se corelează cu funcția ei specifică, anume participarea în procesul de fermentație alcoolică. Spre deosebire de enzima din drojdii, alcool dehidrogenaza țesuturilor animale este activă în egală măsură și față de alți alcooli. Una din funcțiile fiziologice ale alcool dehidrogenazei din ficat (unde este foarte activă), probabil, constă în metabolizarea diferiților alcooli care pot să rezulte în intestin datorită activității bacteriilor.

**Principiul metodei.** Metoda se bazează pe reacția de oxidare a alcoolului etilic, cuplată cu reducerea  $\text{NAD}^+$ , cantitatea  $\text{NADH}$  determinându-se spectrofotometric, prin urmărirea creșterii extincției amestecului de reacție la 340 nm. O unitate de alcool dehidrogenază (1  $\text{U}_{\text{ADH}}$ ) reduce un micromol de  $\text{NAD}^+$  într-un minut la 25°C, în condiții definite.

**Reactivi.** 1) *Soluție de fosfat disodic 0,066 M.* Se dizolvă 2,3644 g de fosfat disodic ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ) în 100 ml apă bidistilată, la balon cotat.

2) *Soluție tampon pirofosfat de sodiu 0,1 M, pH 9,2.* Se dizolvă 11,1525 g pirofosfat de sodiu ( $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ) în 100 - 150 ml apă bidistilată. Se stabilește pH-ul soluției la 9,2 cu ajutorul unei soluții de HCl 1N și se completează volumul la 250 ml cu apă bidistilată. Reactivul este stabil în decurs de o lună la frigider.

3) *Soluție de etanol 2 M.* Un volum de 12,12 ml etanol 96% se pipetează într-un balon cotat de 100 ml și se aduce la semn cu apă bidistilată.

4) *Soluție tamponată de  $\text{NAD}^+$  0,025 M.* O cantitate de 0,16585 mg de  $\text{NAD}^+$  se dizolvă în 10 ml soluție tampon 2.

5) *Soluție tampon de fosfați de sodiu 0,1 M cu pH 7,5.*

**Modul de lucru.** A) **EXTRACȚIA ALCOOL DEHIDROGENAZEI DIN FICAT.** Se omogenizează 0,2 g de ficat prelevat proaspăt (se poate utiliza și ficatul congelat) cu 5 ml de apă bidistilată rece și se lasă 60



minute la 4°C pentru extracție, agitând periodic. Apoi, se centrifughează la 6.000 rotații/minut, timp de 15 minute, la rece. Supernatantul separat servește ca sursă de enzimă.

**B) EXTRAȚIA ALCOOL DEHIDROGENAZEI DIN DROJDIE.** 1 g de drojdie proaspătă se mojarază cu 10 ml soluție de fosfat disodic 0,066 M, în prezență de sticlă pisată. Omogenatul obținut se introduce pentru 2 ore în apă termostatăă la 37°C, agitând periodic și apoi se centrifughează 30 minute la 18.000 g. Centrifugatul separat servește ca sursă de enzimă.

**C) DETERMINAREA ACTIVITĂȚII ALCOOL DEHIDROGENAZEI.** Se pregătește spectrofotometrul pentru lucru. Într-o cuvă de spectrofotometru se pipetează: 1,5 ml soluție tampon pirofosfat de sodiu; 0,5 ml soluție etanol; 1,0 ml soluție de NAD<sup>+</sup> și se lasă 3 – 4 minute pentru echilibrarea temperaturii. La timpul zero se adaugă la amestecul de reacție 0,1 ml soluție de alcool dehidrogenază. Se amestecă cu o baghetă de sticlă subțire și se măsoară creșterea extincției (densității optice) la 340 nm, la 15 secunde (s), 30 s, 45 s, 60 s, 120 s, 180 s și 240 s de reacție, față de un martor constituit din 1,5 ml soluție tampon de pirofosfat de sodiu, 1,5 ml apă bidistilată și 0,1 ml extract de alcool dehidrogenază.

În cazul unor valori ale extincției peste 1,0, extractul de alcool dehidrogenază se va dilua cu soluție tampon de fosfați de sodiu 0,1 M și pH 7,5.

**Calculul rezultatelor.** Se reprezintă grafic variația densității optice (D.O.) la 340 nm (ordonată) în funcție de timp (abscisă). Se determină porțiunea din curbă în care viteza de reacție crește proporțională în timp. Se calculează  $\Delta$  D.O. 340/minut din porțiunea lineară inițială a curbei. Numărul unităților de ADH/ml extract enzimatic se calculează cu formula:

$$U_{ADH} / \text{ml} = \Delta D.O._{340} / \text{min} : 6,22 ,$$

unde  $6,22 \times 10^6 \text{ cm}^2/\text{ml}$  este coeficientul de extincție al NADH la 340 nm.

Activitatea ADH se exprimă în unități/g țesut hepatic sau celule de drojdie. Pentru mai mare precizie se recomandă să se calculeze activitatea specifică a ADH prin împărțirea unităților/ml la mg proteină/ml:


$U_{ADH} / \text{mg proteină} = \Delta D.O._{340} / \text{min} : 6,22 \times \text{mg proteină} / \text{ml}$  amestec de reacție.



### I.3.3. ENZIME PARTICIPANTE LA OXIDAREA BIOLOGICĂ A SUBSTRATELOR ORGANICE

#### I.3.3.1. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII SUCCINAT DEHIDROGENAZEI (METODA HARISH PADH ADAPTATĂ DE VLAD ARTENIE)

**Succinat dehidrogenaza** (EC 1.3.99.1) este o enzimă flavinică (flavoproteină) care joacă un rol important în mecanismul de transport al electronilor și producerea de energie la nivel celular. Din punct de vedere structural succinat dehidrogenaza conține 4 atomi de fier neheminic și flavin adenin dinucleotidul (FAD) ca grupare prostetică. În celulele aerobe succinat dehidrogenaza (**SDH**) catalizează oxidarea acidului succinic (intermediar al ciclului acizilor tricarboxilici și ciclului glicoxilatului) la acid fumaric transferând electronii direct la coenzima Q din lanțul respirator:



În celule vii SDH se găsește fixată în membrana mitocondrială internă. Enzima este larg răspândită în plante, animale și microorganisme. Activitatea SDH în organismul uman se modifică în bolile Menkes și Wilson, în tratamentul cu  $\beta$ -blocanți a hipertensiunii, în carcinomul de colon, precum și în unele afecțiuni neuromusculare severe.

**Principiul metodei.** Hidrogenul scindat de la acidul succinic sub acțiunea SDH poate reduce nitro blue tetrazolium (NBT) la un formazan de culoare albastră care se poate estima spectrofotometric la 630 nm.

**Reactivi.** 1) *Soluție tampon Tris-HCl 10 mM cu pH 7,2 conținând 250 mM zaharoză și 1 mM EDTA.* Într-un balon cotat de 100 ml se dizolvă 0,1211 g Tris, 8,5575 g zaharoză și 0,03722 g EDTA disodic în 50 ml apă bidistilată. Se aduce pH-ul soluției la 7,4 cu soluție de HCl 1 N și se completează la 100 ml. Se păstrează la rece.

2) *Soluție tampon de fosfați de sodiu 200 mM cu pH 7,4.* Se dizolvă 29,01177 g de  $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$  și 2,6222 g de  $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$  în 400 ml de

apă bidistilată. După ce se corectează pH-ul soluției la 7,4, se completează volumul soluției la 500 ml cu apă bidistilată. Se păstrează la 4°C.

3) *Soluție de Nitro Blue Tetrazoliu*. Se dizolvă 5 mg Nitro Blue Tetrazolium (NBT) în 2 ml apă bidistilată. **Se prepară extemporaneu. Se ține pe gheață!**

4) *Soluție de Triton WR 1339*. Se dizolvă 0,1 g Triton WR 1339 (tyloxapol) în 10 ml apă bidistilată. Se conservă la 4°C.

5) *Soluție de succinat de sodiu 100 mM cu pH 7,4*. Se dizolvă 2,701 g de succinat de sodiu ( $C_4H_4O_4Na_2 \cdot 6H_2O$ ) în 80 ml apă bidistilată și se ajustează pH-ul soluției la 7,4. Se completează la 100 ml cu apă bidistilată. Se conservă la -20°C.

6) *Soluție de sodiu dodecil sulfat (SDS) 2 %*. Se dizolvă 2 g de SDS în 100 ml apă distilată. Se păstrează la temperatura camerei.

**Modul de lucru.** A) *PREPARAREA OMOGENATULUI TISULAR*. Se omogenizează 1 g de țesut (ficat, creier sau mușchi) prelevat de la un animal de laborator și se omogenizează într-un omogenizator de sticlă Potter-Elvehjem cu 10 ml soluție Tris-HCl 10 mM cu pH 7,2 conținând zaharoză și EDTA. Omogenizarea se efectuează la rece timp de 1 minut. Omogenatul obținut se centrifughează la 600 g pentru 10 minute și supernatantul rezultat se utilizează ca sursă de succinat dehidrogenază.

B) *DETERMINAREA ACTIVITĂȚII SUCCINAT DEHIDROGENAZEI*. În trei eprubete de sticlă (13 x 100 mm), notate cu P (probă), M (martor) și C (control) se pipetează reactivii indicați în tabelul următor:

Destinația eprubetei	P	M	C
Soluție tampon de fosfați de sodiu 200 mM (ml)	0,2	0,3	0,7
Soluție de NBT (ml)	0,1	-	0,1
Soluție Triton 1 % (ml)	0,1	0,1	0,1
Soluție de succinat de sodiu 100 mM (ml)	0,1	0,1	0,1
Supernatant enzimatic (ml)	0,5	0,5	-

Eprubetele se incubează timp de 30 minute la 37°C. Acțiunea SDH se întrerupe prin adăugarea în fiecare eprubetă a câte 2,0 ml soluție de SDS 2 %.

După adăugarea soluției de SDS, conținutul eprubetelor se agită și se citește extincția probei (P) și martorului (M) la 630 nm la un spectrofotometru pus la zero cu soluția din control (C). Diferența dintre extincția probei și martorului reflectă viteza de oxidare a acidului succinic de către SDH din supernatantul obținut prin centrifugarea omogenatului hepatic.

### 1.3.3.2. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII DEHIDROGENAZEI ACIDULUI SUCCINIC (METODA CU TRIFENILTETRAZOLIU)

**Principiul metodei.** Hidrogenul scindat de la acidul succinic sub acțiunea SDH reduce clorura de 2,3,5-trifeniltetrazoliu (CTT) în trifenilformazan de culoare roșie. Aceasta se poate estima prin măsurare la spectrofotometru după extracția trifenilformazanului cu acetonă.

**Reactivi.** 1) *Soluție tampon fosfat 0,1M cu pH=6,8.* Se amestecă 51 ml soluție  $\text{NaH}_2\text{PO}_4$  0,2M cu 49 ml soluție  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  0,2M și se diluează la 200 ml.

2) *Soluție stoc de acid succinic, 1 mg/1 ml.*

3) *Soluție de lucru de acid succinic, 250  $\mu\text{g}$ / ml.*

4) *Soluție de 2,3,5-trifeniltetrazoliu 0,5% în soluție tampon fosfați (reactivul 1).*

5) *Acetonă.*

**Mod de lucru.** Pentru obținerea preparatului de succinatdehidrogenază, se omogenizează 1 g ficat în 10 ml soluție tampon fosfat 0,1M cu pH-ul 6,8. Omogenizarea se efectuează la rece timp de 1 minut.

Determinarea activității succinatdehidrogenazei se realizează după următoarea schemă:

Nr. eprubetei	Control	Proba	Martor
Soluție acid succinic (ml)	1	1	-
Apă bidistilată (ml)	-	-	1
Soluție CTT (ml)	1	1	1
Omogenat hepatic (ml)	-	0,1 - 1	0,1 - 1
Soluție tampon fosfat (ml)	1	-	-

Eprubetele se incubează timp de 30 minute la 37°C.

Acțiunea SDH se întrerupe prin adăugarea în fiecare eprubetă a câte 2,5 ml acetonă care precipită proteinele și dizolvă trifenilformazanul format. După adăugarea acetonei, conținutul eprubetelor se agită și se răcește într-o baie cu gheață timp de 10-15 min.


Apoi conținutul eprubetelor se filtrează și se vor citi la spectrofotometru la 540 nm. Valorile extincțiilor reflectă viteza de oxidare a acidului succinic de către SDH din omogenatul hepatic.



### I.3.4. ENZIME IMPLICATE ÎN ETAPA FINALĂ A OXIDĂRII BIOLOGICE

#### I.3.4.1. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII ADENOSINTRIFOSFAZEI

**Adenosintrifosfataza** (ATP-fosfohidrolaza sau ATP-aza, E.C. 3.6.1.3) catalizează hidroliza legăturii  $\gamma$ -fosfat-macroergice din molecula acidului adenosintrifosforic (ATP), conducând la acid adenosindifosforic (ADP) și fosfat anorganic ( $H_3PO_4$ ):



În organismele animale și vegetale există mai multe tipuri de ATP-aze care îndeplinesc importante roluri biologice în diverse procese celulare. Toate ATP-azele reprezintă enzime cu structuri complexe. În mitocondrii, centrele energetice ale celulei, sunt localizate ATP-aze implicate în sinteza și hidroliza ATP. În celulele vii, de asemenea, există ATP-aze care participă la transportul cationilor de calciu, magneziu, potasiu, sodiu și ionilor de hidrogen.

### **I.3.4.1.1. Determinarea activității ATP-azei în țesuturile animale**

**Principiul metodei.** Metoda se bazează pe măsurarea cantității de fosfor anorganic rezultat prin scindarea hidrolitică a ATP sub acțiunea ATP-azei existente în omogenatul celular obținut din țesutul de analizat. Pentru a determina activitatea  $Mg^{2+}$ ,  $Na^+$ ,  $K^+$  - ATP - azei se va lucra în prezența ionilor respectivi, pentru determinarea activității  $Mg^{2+}$  - ATP - azei se va lucra în prezența ionului  $Mg^{2+}$ , iar activitatea  $Na^+$ ,  $K^+$  - ATP - azei se va determina prin diferență.

**Reactivi.** 1) *Soluție tampon Tris-HCl 0,05 M cu pH=7,4.* Se vor amesteca 250 ml soluție Tris [Tris-(hidroximetil)-amino-metan] 0,2 M cu 425 ml soluție de HCl 0,1 N și după corectarea pH-ului soluției la 7,4 se va completa volumul la 1000 ml cu apă bidistilată.

2) *Soluție de zaharoză 0,25 M și EDTA 0,003 M în soluție tampon Tris-HCl 0,05 M cu pH=7,4.* Se dizolvă 8,5575 g de zaharoză (sucroză) și 0,11166 g de EDTA disodic în 100 ml soluție tampon Tris-HCl 0,05 M cu pH 7,4, la balon cotat.

3) *Soluție de ATP 20 mM în soluție tampon Tris-HCl 0,05 M cu pH=7,4.* Se dizolvă 0,11022 g ATP-sare disodică în 10 ml soluție tampon Tris-HCl 0,05 M cu pH 7,4.

4) *Soluție de  $MgCl_2$  60 mM în soluție tampon Tris-HCl 0,05 M cu pH=7,4.* Se dizolvă 0,57144 g  $MgCl_2$  (1,6674 g  $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ ) în 100 ml soluție tampon Tris-HCl 0,05 M cu pH 7,4.

5) *Soluție de NaCl 100 mM.* Se prepară dizolvând 0,5846 g clorură de sodiu în 100 ml apă bidistilată.

6) *Soluție de KCl 20 mM.* Se obține prin dizolvarea cantității de 0,14912 g clorură de potasiu în 100 ml apă bidistilată.

7) *Soluție de acid tricloracetic (ATC) 20% sau 10%.*

8) *Soluție de acid sulfuric 5 N.* Se adaugă cu atenție 30 ml acid sulfuric concentrat (94-96%) la 170 ml apă distilată.

9) *Soluție de molibdat de amoniu 2,5% în acid sulfuric 5 N.*

10) *Soluție de acid ascorbic 0,4% (se va prepara extemporaneu).*

**Modul de lucru.** A) **DETERMINAREA ACTIVITĂȚII ATP-AZELOR.** O cantitate de 0,2 g țesut animal (mușchi, ficat, creier etc.) se mojarază (sau omogenizează) la rece timp de 5 - 10 minute cu 2 ml soluție de zaharoză 0,25 M și EDTA 0,003 M în tampon Tris-HCl 0,05 M cu pH=7,4. În omogenatul rezultat se va determina activitatea ATP-azelor conform indicațiilor din tabelul următor. Se recomandă să se utilizeze eprubete de centrifugă de 10 ml.

Schema de efectuare a determinării activității ATP-azelor cu indicarea compoziției mediului de incubație.

Compoziția mediului de incubație	ATP-aza			
	Mg <sup>2+</sup> , Na <sup>+</sup> , K <sup>+</sup> - dependentă		Mg <sup>2+</sup> - dependentă	
	Martor	Probă	Martor	Probă
1. Soluție tampon Tris- HCl 0,05 M, pH=7,4 (ml)	0,4	0,4	0,4	0,4
2. Soluție MgCl <sub>2</sub> (ml)	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Soluție NaCl (ml)	0,1	0,1	-	-
4. Soluție KCl (ml)	0,1	0,1	-	-
5. Apă bidistilată (ml)	0,4	0,4	0,6	0,6
6. Omogenat tisular (ml)	-	0,2	-	0,2
7. Soluție ATP (ml)	-	0,3	-	0,3
Incubare 30 minute la 37°C				
8. Soluție de acid trichloracetic(ml)	0,4	0,4	0,4	0,4
9. Omogenat tisular (ml)	0,2	-	0,2	-
10. Soluție ATP (ml)	0,3	-	0,3	-

Conținutul eprubetelor se va filtra sau se va centrifuga timp de 15 minute la 4000 rot./min. și în filtratul (supernatantul) limpede se va doza fosforul anorganic.

**B) DOZAREA FOSFORULUI ANORGANIC.** În eprubete separate (de 16/160 mm) se vor pipeta între 0,1 - 1 ml de filtrat corespunzător pentru fiecare probă și fiecare martor. Se adaugă apoi câte 2 ml soluție de molibdat de amoniu 2,5% și câte 1 ml de soluție de acid ascorbic 0,4%. Volumul se va completa la 10 ml cu apă bidistilată. Conținutul eprubetelor se va agita și după 30 minute se va citi extincția la spectrofotometru la lungimea de undă de 700 nm față de un control al reactivilor realizat prin amestecarea a 2 ml soluție de molibdat de amoniu 2,5% cu 1 ml soluție de acid ascorbic 0,4% și completat la 10 ml cu apă bidistilată.

Pentru determinarea cantității de fosfor anorganic din probe și martori se va folosi o curbă de etalonare. Pentru construirea ei, într-o serie de eprubete se măsoară corespunzător 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 și 5,0 ml dintr-o soluție etalon de fosfat monopotasic care conține 0,025 mg fosfor într-un ml. Se adaugă câte 2 ml soluție de molibdat de sodiu 2,5%, câte 1 ml soluție de acid ascorbic 0,4% și se completează volumul fiecărui etalon la 10 ml. După 30 minute se citesc extincțiile etaloanelor la spectrofotometru la 700 nm, față de controlul reactivilor. Valorile extincțiilor etaloanelor se folosesc pentru construirea curbei etalon.



**Calculul rezultatelor.** Activitatea ATP-azei se exprimă în micromoli de ATP scindați în timp de un minut, de enzima dintr-un gram de țesut animal.

Calculul activității ATP-azei se face după formula:

$$activitatea = (a_{cer} - a_m) \times \frac{2}{v} \times \frac{2}{0,2} \times \frac{1}{0,2} \times \frac{1}{30} \times \frac{1}{0,031}$$

unde:  $a_{cer}$  - cantitatea de fosfor anorganic, în mg, determinată din curba etalon, corespunzând probei de cercetat;

$a_m$  - cantitatea de fosfor anorganic, în mg, determinată din curba etalon corespunzând matorului;

$v$  - volumul de mediu de incubație (filtrat), în ml, luat pentru dozarea fosforului anorganic;

0,031 - masa, în mg, corespunzătoare unui micromol de fosfor scindat de la un micromol de ATP sub acțiunea ATP-azei.

#### I.3.4.1.2. Determinarea activității ATP-azei în plante

**Principiul metodei** este același cu cel descris la determinarea activității ATP-azei în țesuturile animale.

**Reactivi.** Reactivii 1-10 de la determinarea activității ATP-azei în țesuturile animale (Vezi *Lucrarea I.3.8.1.1*).

**Modul de lucru.** A) **EXTRACȚIA ATP-AZEI.** Se mojarază 1g material vegetal proaspăt (frunze, embrioni etc.) cu nisip de cuarț sau sticlă pisată, într-un mojar răcit. După 5 minute de mojarare (obținerea unei mase uniforme) se adaugă 4 ml soluție de zaharoză 0,25 M și EDTA 0,003 M în soluție tampon Tris-HCl 0,05 M cu pH 7,4 și se continuă operația de omogenizare încă 5 minute. Omogenatul se centrifughează la rece (0 - 4°C), timp de 15 minute, la 4000 rot./min.. Reziduul se suspendă în 2 ml soluție de zaharoză și EDTA în tampon Tris-HCl și se centrifughează în aceleași condiții. Supernatantele de la prima și a doua centrifugare se unesc, folosindu-se ca sursă de ATP-ază.

B) **DETERMINAREA ACTIVITĂȚII ATP-AZEI.** Mediul de incubație este alcătuit din componenții indicați în tabelul următor. Componenții mediului de reacție se vor măsura în eprubete de centrifugă de 10 ml.

Compoziția mediului de incubație și schema de determinare a activității ATP-azei vegetale

Componenții mediului de incubație	ATP-aza			
	Mg <sup>2+</sup> , Na <sup>+</sup> , K <sup>+</sup>		Mg <sup>2+</sup>	
	Martor	Probă	Martor	Probă
1. Soluție Tris-HCl 0,05M, pH 7,4 (ml)	0,4	0,4	0,4	0,4
2. Soluție MgCl <sub>2</sub> (ml)	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Soluție NaCl (ml)	0,1	0,1	-	-
4. Soluție KCl (ml)	0,1	0,1	-	-
5. Apă bidistilată (ml)	-	-	0,2	0,2

Compozenții mediului de incubație	ATP-aza			
	Mg <sup>2+</sup> , Na <sup>+</sup> , K <sup>+</sup>		Mg <sup>2+</sup>	
	Martor	Probă	Martor	Probă
6.Supernatant (ml)	0,6	0,6	0,6	0,6
7.Soluție ATP (ml)	-	0,3	-	0,3
Incubație 30	minute	la	30°C	
9.Soluție TCA (ml)	0,4	0,4	0,4	0,4
10.Soluție ATP (ml)	0,3	-	0,3	-

După adăugarea soluției de acid tricloracetic atât martorii cât și probele se centrifughează timp de 15 minute la 3000 rot./min. Din fiecare supernatant se ia câte 0,1 – 1,0 ml pentru determinarea fosforului anorganic după metoda descrisă la *Lucrarea I.3.8.1.1.*

**Calculul rezultatelor.** Prin extrapolarea extincțiilor pe curba etalon se obține concentrația fosforului anorganic în mg, în probe și martori.

Activitatea ATP-azei (A) se exprimă în micromoli de fosfor anorganic formați de enzima dintr-un gram de material vegetal în timp de 1 minut, calculându-se cu ajutorul formulei:

$$A = (a_{\text{cer}} - a_{\text{mar}}) \times \frac{2}{v} \times \frac{6}{0,6} \times \frac{1}{30} \times \frac{1}{0,031}, \text{ unde:}$$

$a_{\text{cer}}$  – cantitatea de fosfor anorganic, în mg, în probă;

$a_{\text{mar}}$  – cantitatea de fosfor anorganic, în mg, corespunzătoare extincției martorului;

0,031 – masa în mg a unui micromol de fosfor scindat de la un micromol de ATP sub acțiunea ATP-azei.

Pentru mai mare exactitate, rezultatele, de asemenea, se pot raporta la mg de proteină.

### **I.3.4.2. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII CATALAZEI**

**Catalaza** ( $\text{H}_2\text{O}_2$ :  $\text{H}_2\text{O}_2$  – oxidoreductaza, EC 1.11.1.6) este o enzimă antioxidantă, răspândită în organismele aerobe. Alături de peroxidaza (EC 1.11.1.7) și glutatión peroxidază (EC 1.11.1.9), catalaza este implicată în detoxifierea peroxidului de hidrogen ( $\text{H}_2\text{O}_2$ ), o specie reactivă de oxigen (ROS), care se formează atât în metabolismul normal cât și în numeroase stări patologice, sub acțiunea diferitelor oxidaze și a superoxid dismutazei. Peroxidul de hidrogen este un produs toxic a cărui acumulare în celula vie poate cauza oxidarea unor compuși chimici celulari ca ADN, proteinele și lipidele conducând la mutageneză sau moartea celulei.

Rolul biologic al catalazei în celula vie constă în descompunerea apei oxigenate conform reacției:



Acțiunea catalazei se corelează cu mersul multor reacții biochimice implicate în metabolismul glucidelor, lipidelor, aminoacizilor, proteinelor și altor substanțe. Aceasta explică răspândirea largă a catalazei în organismele animale, plante și microorganismele aerobe.

Activitatea catalazei poate fi determinată prin metode manometrice, titrimetrice, spectrofotometrice etc.

#### **I.3.4.2.1. Determinarea activității catalazei în sânge (metoda Bach-Zubkova)**

**Principiul metodei.** Metoda Bach-Zubkova se bazează pe dozarea apei oxigenate rămasă nedescompusă, după întreruperea acțiunii catalazei. Dozarea apei oxigenate din probă și din martor se face prin titrare cu permanganat de potasiu în mediu acid:



Activitatea catalazei se apreciază după diferența dintre cantitatea de permanganat utilizată la dozarea apei oxigenate în martor și probă.

**Reactivi.** 1) *Soluție de apă oxigenată 1%.* Se diluează 0,833 ml apă oxigenată concentrată (30%) cu apă bidistilată la 25 ml.

2) *Soluție de acid sulfuric 10% (vezi Reactiv 5, Lucrarea I.3.8.2.2).*

3) *Soluție de permanganat de potasiu 0,1 N.* Se dizolvă 3,30 g de permanganat de potasiu în 1000 ml apă distilată. Soluția obținută se transvazează într-un flacon de sticlă brună, închis bine cu dop rodat și se lasă 7-8 zile la întuneric la temperatura camerei. Apoi se determină factorul soluției de permanganat cu ajutorul acidului oxalic.

**Modul de lucru.** Într-un balon cotat de 100 ml se introduc aproximativ 50 ml de apă bidistilată și se adaugă cu ajutorul unei micropipete 0,1 ml sânge proaspăt recoltat. Micropipeta se spală de câteva ori cu soluție din balon prin aspirare și expulzare. Conținutul balonului se amestecă pentru a se produce hemoliza totală și se completează cu atenție la semn cu apă bidistilată. Se obține o soluție de sânge cu diluția de 1:1000.



În două flacoane conice se măsoară câte 10 ml apă bidistilată și câte 1 ml de sânge diluat. Conținutul unui flacon (martor) se fierbe 3-5 minute pentru a inactiva catalaza, care este o enzimă termolabilă. După fierbere, flaconul se răcește. Apoi se adaugă în fiecare flacon câte 2 ml soluție de apă oxigenată 1% și se agită. Ambele flacoane se lasă în repaus pentru 30 minute la temperatura camerei. După trecerea acestui timp se introduc în fiecare flacon câte 5 ml soluție acid sulfuric 10% pentru blocarea reacției de descompunere a apei oxigenate declanșată de catalază. Apa oxigenată în martor și cea rămasă nedescompusă în probă se titrează cu soluție de permanganat de potasiu până la apariția unei colorații slab roz. Dacă în timpul titrării se formează prea multă spumă, atunci în flacoane se adaugă câte o picătură de alcool amilic.

**Calculul rezultatelor.** Pentru titrarea apei oxigenate în martor s-au consumat  $n_1$  ml soluție de permanganat, iar pentru titrarea apei oxigenate care a rămas nedescompusă în proba cu catalază activă, s-au consumat  $n_2$  ml soluție de permanganat.

Calcularea rezultatelor se efectuează ținându-se seama de faptul că 1 ml soluție de permanganat de potasiu N/10 este echivalent cu 1 ml soluție de apă oxigenată N/10. Diferența  $n_1 - n_2$  reprezintă numărul mililitrilor de apă oxigenată N/10 descompusă de catalaza sanguină. Un ml soluție de apă oxigenată N/10 conține 1,7 mg de apă oxigenată.

Înmulțind numărul mililitrilor de apă oxigenată descompusă cu 1,7 se obține cantitatea de apă oxigenată, exprimată în mg, descompusă în timp de 30 minute de catalaza din 0,001 ml sânge, adică așa numita cifră catalazică.

**Valori normale.** În sângele uman, cifra catalazică variază între 12 și 20. La mamifere catalaza se găsește exclusiv în eritrocite, fiind absentă în plasmă și serul sanguin.

**Variații patologice.** Activitatea catalazei în sânge se modifică în organele atinse de procese tumorale, în unele afecțiuni ale ficatului, în bolile de iradiere.


#### ***I.3.4.2.2. Determinarea activității catalazei în plante prin titrare iodometrică***

***(metoda J. B. Sumner și G. F. Somers, modificată de Vlad Artenie)***

**Principiul metodei.** Apa oxigenată ( $H_2O_2$ ) rămasă nedescompusă după un anumit timp de incubație cu catalaza, oxidează iodura de potasiu (KI) conform reacției:



Iodul ( $I_2$ ) pus în libertate este titrat cu o soluție de tiosulfat de sodiu de concentrație cunoscută, în prezența amidonului ca indicator:



În paralel cu proba se realizează și un martor cu enzimă inactivă de la începutul incubației. Diferența între numărul ml de tiosulfat de sodiu

consumat la titrarea apei oxigenate în martor și numărul ml de tiosulfat consumat la titrarea apei oxigenate rămasă nedescompusă în probă reflectă activitatea catalazei din materialul cercetat.

**Reactivi:** 1) *Soluție de fosfat disodic 0,1M.* O cantitate de 17,9085 g fosfat disodic ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ) se dizolvă în 500 ml apă bidistilată, la balon cotat.

2) *Soluție tampon de fosfați de sodiu 0,2 M cu pH-ul 7.* Se dizolvă 2,67125 g fosfat monosodic ( $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ) și 10,92625 g fosfat disodic ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ) în 150 ml apă bidistilată într-un balon cotat de 250 ml. După verificarea și eventual corectarea pH-ului la 7 se aduce volumul soluției la 250 ml cu apă bidistilată.

3) *Soluție tampon de fosfați de sodiu 0,05 M cu pH-ul 7.* Se prepară prin amestecarea a 100 ml soluție tampon de fosfați 0,2 M cu pH = 7 și 300 ml apă bidistilată.

4) *Soluție de apă oxigenată 3%.* Se diluează 2,5 ml apă oxigenată (perhidrol) concentrată (30%) cu apă bidistilată la 25 ml într-un balon cotat.

5) *Soluție de acid sulfuric 10%.* La 450 ml apă distilată se adaugă, în cantități mici și sub agitare, 50 ml de acid sulfuric concentrat.

6) *Soluție de iodură de potasiu 15%.*

7) *Soluție de molibdat de amoniu 1%.*

8) *Soluție de amidon 1% (vezi Reactiv 3, Lucrarea I.1.1).*

9) *Soluție de tiosulfat de sodiu 0,1 N.* Se dizolvă 25 g de tiosulfat de sodiu ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ) în 1000 ml apă distilată (în prealabil fiartă și răcită pentru îndepărtarea dioxidului de carbon), la balon cotat.

10) *Soluție de tiosulfat de sodiu 0,02N.* Într-un balon cotat de 1000 ml se amestecă 200 ml soluție de tiosulfat de sodiu 0,1 N cu 800 ml apă distilată fiartă. Se stabilește factorul soluției de tiosulfat de sodiu obținută cu ajutorul unei soluții de dicromat de potasiu 0,02 N.

**Modul de lucru.** A) **EXTRACȚIA CATALAZEI.** O cantitate de 0,1-0,5 g de material vegetal fin omogenizat se extrage cu 5 ml soluție de fosfat disodic 0,1M, într-o eprubetă de centrifugă, timp de 60 minute agitând din 10 în 10 minute cu ajutorul unei baghete de sticlă. Conținutul eprubetei se centrifughează timp de 15 minute, la 3000 rotații/minut. Supernatantul separat servește drept sursă de enzimă.

Dacă materialul cercetat nu pot fi măcinat, de asemenea în cazul semințelor supuse germinării, frunzelor, tuberculilor, fructelor, se ia o anumită cantitate (0,1 – 1 g), în funcție de activitatea presupusă a catalazei, se mojarază la rece cu nisip de cuarț sau sticlă pisată. Apoi, masa obținută se transferă cantitativ cu 5 ml soluție de fosfat disodic 0,1 M într-o eprubetă de centrifugă, după care se continuă extracția ca mai sus. Pentru îndepărtarea pigmentilor din extractul enzimatic, aceasta se congeală la  $-5^\circ\text{C}$  timp de 18 ore și se centrifughează. Supernatantul se supune dializei în soluție tampon fosfat 0,05 M cu pH-ul 7, timp de 2 ore și la  $4^\circ\text{C}$ .

B) **DETERMINAREA ACTIVITĂȚII CATALAZEI ÎN EXTRACT.** În două flacoane conice cu gâtul larg de 100 ml se măsoară câte 6 ml soluție



tampon de fosfați de sodiu 0,05 M cu pH 7. În cel de al doilea flacon care va reprezenta proba se pipetează câte 0,1 – 2 ml extract enzimatic, iar în primul flacon care va servi drept martor se introduce același volum de apă distilată, echivalent cu cel de extract enzimatic luat în lucru. În ambele flacoane se adaugă câte 0,2 ml soluție de apă oxigenată 3%. După agitarea conținutului, flacoanele se lasă în repaus la temperatura de 20°C exact 5 minute din momentul pipetării apei oxigenate.

Acțiunea catalazei asupra apei oxigenate se întrerupe prin introducerea în fiecare flacon a câte 5 ml soluție de acid sulfuric 10%. Pe urmă se adaugă câte 5 ml soluție de KI 15% și o picătură din soluția de molibdat de amoniu 1%. Conținutul flacoanelor se agită cu atenție.

Iodul eliberat, în urma reacției dintre apa oxigenată nedescompusă enzimatic și iodura de potasiu, se titrează cu soluție de tiosulfat de sodiu 0,02 N până la culoarea galben-pai. În acest moment se adaugă 2-3 picături de soluție de amidon 1% și se continuă titrarea până când culoarea apărută la adăugarea amidonului dispăre complet.

Cantitatea de apă oxigenată descompusă sub acțiunea catalazei se află după diferența între rezultatele titrării martorului și probei.

**Calculul rezultatelor.** Ca unitate de activitate a catalazei se consideră acea cantitate de enzimă care descompune într-un minut un micromol de apă oxigenată (0,034 mg).

Întrucât la 1 ml soluție de tiosulfat de sodiu 0,02 N corespund 0,34 mg apă oxigenată, rezultă că la numărul de ml soluție de tiosulfat reprezentând diferența dintre titrarea martorului (V) și probei (v) vor corespunde X mg H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>:

$$X = (V - v) \cdot F \cdot 0,34, \text{ unde:}$$

V- numărul ml de soluție de tiosulfat de sodiu consumat la titrarea martorului;

v - numărul ml de soluție de tiosulfat de sodiu consumat la titrarea probei;

F- factorul soluției de tiosulfat de sodiu.

Cantitatea de apă oxigenată descompusă în timp de 1 minut de catalaza dintr-un gram de material vegetal se calculează cu ajutorul formulei:

$$X_1 = \frac{(V - v) \cdot F \cdot 0,34 \cdot 5}{5 \cdot p \cdot n}, \text{ unde:}$$

p - greutatea materialului biologic, luat pentru analiză, în grame și

n - ml de extract enzimatic luați pentru determinare.

Dacă o unitate catalazică descompune un micromol de apă oxigenată într-un minut, adică 0,034 mg H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>/min., atunci A unități catalazice vor scinda X<sub>1</sub> mg H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>/min., de unde rezultă că numărul de unități catalazice / min. / g (UC / min. / g) se calculează cu formula:

$$A = \frac{X_1}{0,034} = \frac{(V - v) \cdot F \cdot 0,34 \cdot 5}{5 \cdot p \cdot n \cdot 0,034} = \frac{(V - v) \cdot F}{p \cdot n} \cdot 10$$



**OBSERVAȚIE.** Pentru exactitatea rezultatelor se recomandă ca v să fie apropiat de jumătatea valorii lui V. Dacă v este mai mic de 3 ml soluție de tiosulfat de sodiu se va lua un volum mai mic de extract enzimatic sau acesta se va dilua în mod corespunzător.

#### **I.3.4.2.3. Determinarea spectrofotometrică a activității catalazei (metoda Sinha)**

**Principiul metodei.** Catalaza este lăsată să acționeze asupra apei oxigenate o perioadă fixă de timp, după care enzima este inactivată prin adăugarea unui amestec de bicromat de potasiu-acid acetic. Cantitatea de apă oxigenată, rămasă nedescompusă după stoparea acțiunii catalazei, reduce în mediul acid bicromatul de potasiu la acetat cromic, care poate fi determinat spectrofotometric la 570 nm. Deoarece bicromatul de potasiu nu absoarbe la această lungime de undă, prezența lui în mediul de reacție nu interferează cu determinarea spectrofotometrică a acetatului cromic.

Făcând diferența între cantitatea inițială și cea finală de apă oxigenată în mediul de reacție, se află cantitatea de apă oxigenată descompusă de catalază.

**Reactivi.** 1) *Soluție de bicromat de potasiu 5 %.* Se dizolvă 5 g de bicromat de potasiu ( $K_2Cr_2O_7$ ) în 100 ml apă distilată, la balon cotat.

2) *Soluție bicromat de potasiu-acid acetic glacial.* Se amestecă 20 ml soluție de bicromat de potasiu 5 % cu 60 ml acid acetic glacial.

3) *Soluție tampon de fosfați de potasiu 0,01 M cu pH 7,0.* Se dizolvă 0,2654 g  $KH_2PO_4$  și 0,5312 g  $K_2HPO_4$  în 300 ml apă bidistilată într-un balon cotat de 500 ml. Se corectează pH-ul la 7,0 și se completează la 500 ml cu apă bidistilată.

4) *Soluție substrat de apă oxigenată 0,16 M în soluție tampon de fosfați de potasiu 0,01 M cu pH 7.* Se diluează 1,8133 ml apă oxigenată concentrată (30 %) cu soluție tampon de fosfați de potasiu 0,01 M la 100 ml într-un balon cotat.

5) *Soluție etalon de apă oxigenată 0,08 M în soluție tampon de fosfați de potasiu 0,01 M cu pH 7.* Într-un balon cotat de 100 ml se pipetează 0,907 ml de apă oxigenată concentrată (30 %) și se completează la semn cu soluție tampon de fosfați de potasiu (Reactiv 3).

6) *Soluție de fosfat disodic 0,1 M* (vezi Reactiv 1, *Lucrarea I.3.8.2.2*).

**Modul de lucru.** A) **EXTRACȚIA CATALAZEI.** O cantitate de 0,1 – 1 g de țesut animal sau vegetal se omogenizează cu sticlă pisată sau nisip de curăț și 5 ml de soluție de fosfat disodic 0,1 M. După 30 minute de extracție, omogenatul se centrifughează la 4000 rot./min., timp de 15 minute. Supernatantul separat servește ca sursă de catalază.

B) **DETERMINAREA ACTIVITĂȚII CATALAZEI.** În trei eprubete termorezistente – două probe și un martor - se pipetează reactivii indicați în tabelul următor:

Specificație	Probă	Martor
Preparat catalazic (supernatant) , ml	0,1	-
Soluție tampon fosfați de potasiu, ml	0,4	0,4
Soluție substrat de apă oxigenată, ml	0,5	0,5

După exact (!! ) 60 secunde de la pipetarea soluției substrat de apă oxigenată se stopează reacția în una din probe și după 120 secunde în cealaltă probă, prin adăugarea a câte 2 ml de soluție bicromat de potasiu-acid acetic (reactiv 2). În martor se pipetează 2 ml soluție de bicromat de potasiu-acid acetic (reactiv 2) și 0,1 ml preparat catalazic.

Toate eprubetele se introduc în baie de apă la fierbere, timp de 10 minute. Apoi eprubetele se răcesc sub jet de apă și se citesc extincțiile lor la 570 nm, față de apă distilată.

**Calculul rezultatelor.** Activitatea catalazei se exprimă în unități enzimice (UE). O unitate de catalază reprezintă cantitatea de enzimă care descompune un micromol de apă oxigenată (0,034 mg) în timp de un minut la temperatura de 20°C și pH=7. Pentru aflarea micromolilor de apă oxigenată, se construiește o curbă etalon cu ajutorul soluției etalon de apă oxigenată (80 micromoli/ml), realizând diluții conform tabelului.

Micromoli H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> / ml	Soluție etalon de H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (ml)	Soluție tampon fosfați de potasiu (ml)
8	0,1	0,9
16	0,2	0,8
24	0,3	0,7
32	0,4	0,6
40	0,5	0,5
48	0,6	0,4
56	0,7	0,3
64	0,8	0,2
72	0,9	0,1
80	1,0	0

În fiecare etalon se măsoară câte 2 ml soluție bicromat de potasiu-acid acetic (reactiv 2) și eprubetele se mențin în baie de apă la fierbere timp de 10 minute. Apoi se răcesc sub jet de apă și se citesc extincțiile la 570 nm, față de apă distilată.

După aflarea micromolilor de apă oxigenată corespunzători probelor și martorului, se calculează activitatea catalazei în micromoli de apă oxigenată descompusă într-un minut de enzima dintr-un gram de țesut analizat sau dintr-un ml de sânge (în acest caz se va lucra cu sânge hemolizat diluat, conform indicațiilor de la *Lucrarea I.3.8.2.1*) sau dintr-un ml de lichid de cultură.

Dacă 1 UE reprezintă 1 micromol de apă oxigenată, atunci diferența dintre numărul micromolilor de apă oxigenată din martor ( $n_1 = 80$  micromoli de apă oxigenată corespunzători la 0,5 ml soluție de apă oxigenată 0,16 M) și numărul de micromoli de apă oxigenată rămași nedescompuși în probă ( $n_2$ ) după inactivarea catalazei cu soluție de bicromat de potasiu-acid acetic, ne va da X UE.

Valoarea  $n_2$  se poate afla din curba etalon sau din raportul extincțiilor martorului și probei:  $E_M / E_P = 80 / n_2$ , de unde  $n_2 = E_P \cdot 80 / E_M$ .

Numărul X de UE, adică numărul micromolilor de apă oxigenată descompuși în timp de un minut de catalaza dintr-un gram de țesut animal sau vegetal se calculează cu formula:

$$X = \frac{(n_1 - n_2) \cdot 5}{t \cdot 0,1 \cdot p} = \frac{(80 - n_2)}{t \cdot p} \times 50, \text{ unde:}$$

t – timpul de incubație, în minute;


p – greutatea materialului biologic, luat pentru analiză, în g.

Activitatea specifică a catalazei se calculează prin raportarea numărului de micromoli de apă oxigenată/minut la numărul mg de proteină existent în extractul enzimatic sau serul sanguin sau lichidul de cultură.



### I.3.4.3. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII PEROXIDAZEI (METODA L. V. GUDKOVA ȘI R. G. DEGTIARI)

**Peroxidaza** (donor: peroxid de hidrogen-oxidoreductaza, EC 1.11.1.7) este o enzimă bicomponentă aparținând hemproteinelor. Ea îndeplinește un rol deosebit în procesele oxidoreducătoare corelate cu respirația plantelor și animalelor. Această enzimă catalizează oxidarea diferitelor substraturi de natură chimică determinată, cu ajutorul apei oxigenate, conform reacției:




unde  $\text{AH}_2$  – substratul supus oxidării, iar  $\text{A}$  – substratul oxidat.

Între substraturile care pot fi oxidate de peroxidază în prezența apei oxigenate, se numără următoarele:

- ✓ practic toți fenolii (pirocatehină, pirogalol, acid galic, guaiacol etc.) liberi sau legați;
- ✓ aminele aromatice (benzidină, parafenilendiamină și altele);
- ✓ substanțele ușor oxidabile, de tipul acidului ascorbic, glutationului, nitriților etc.

**Principiul metodei.** Metoda se bazează pe măsurarea intensității culorii produsului de oxidare a orto-dianisidinei cu ajutorul apei oxigenate, sub acțiunea peroxidazei:



**Reactivi.** 1) Soluție tampon TRIS-HCl 0,1 M, cu pH 7,8 conținând 1 mmol dithiothreitol și 1 mmol EDTA pentru extracția peroxidazei vegetale. Într-un balon cotat de 500 ml se dizolvă 6,0568 g TRIS [Tris(hydroxymethyl)aminomethane:  $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{NO}_3$ ], 0,1861 g EDTA [etilendiamintetraacetat de sodiu] și 0,0759 g dithiothreitol în 300 ml apă

bidistilată. Se aduce pH-ul la 7,8 cu soluție de acid clorhidric 1 N. Se completează la 500 ml cu apă bidistilată. Se păstrează la frigider.

2) *Soluție tampon TRIS-HCl 0,08 M cu pH 7,4 conținând 250 mmol zaharoză, 5 mmol  $MgCl_2$  și 1 mmol EDTA disodic pentru extracția peroxidazei din țesuturile animale.* Într-un balon cotat de 500 ml se dizolvă 4,844 g TRIS, 42,7725 g zaharoză, 0,50835 g  $MgCl_2 \cdot 6H_2O$  și 0,1861 g EDTA în 300 ml apă bidistilată. Se aduce pH-ul la 7,4 cu soluție de acid clorhidric 1 N. Se completează la 500 ml cu apă bidistilată. Se păstrează la frigider.

3) *Soluție tampon de fosfați de potasiu 0,4 M cu pH 5,9.* Se dizolvă 21,7744 g  $KH_2PO_4$  și 6,9672 g  $K_2HPO_4$  în 400 ml apă bidistilată. După ce se corectează pH-ul la 5,9, se completează la 500 ml cu apă bidistilată.

4) *Soluție de orto-dianisidină 1% în alcool etilic 96%.* Se dizolvă 0,1 g de orto-dianisidină în 10 ml alcool etilic 96 %.

5) *Soluție de substrat tamponat.* La 50 ml soluție tampon de fosfați 0,4 M cu pH 5,9 se adaugă 2 ml soluție alcoolică de orto-dianisidină 1% și apă bidistilată până la 100 ml. Reactivul se conservă în sticlă brună și la rece timp de două săptămâni.

6) *Soluție de apă oxigenată 0,05% (se prepară extemporaneu).* La 30 ml apă bidistilată se adaugă 0,05 ml apă oxigenată concentrată (30%).

7) *Soluție de acid sulfuric 50%.* La 250 ml apă distilată se adaugă cu atenție, în volume mici și sub agitare, 250 ml acid sulfuric concentrat.

**Modul de lucru.** A) **EXTRACȚIA PEROXIDAZEI.** Pentru obținerea extractului enzimatic se mojarază 0,1 – 0,5 g țesut vegetal sau animal cu aceeași masă de sticlă pisată sau nisip de cuarț. Țesutul mojarat se trece cantitativ într-o eprubetă gradată de 10 ml cu ajutorul soluției tampon pentru extracție și se completează la semn. Mojararea se execută într-o baie de gheață. Omogenatul obținut se centrifughează timp de 15 minute la 3000 rot./min, la o centrifugă cu răcire. Supernatantul separat se folosește ca sursă de enzimă.

B) **DETERMINAREA ACTIVITĂȚII PEROXIDAZEI.** În momentul determinării activității peroxidazei într-o eprubetă de 20 ml se măsoară 0,1 – 0,5 ml extract enzimatic (supernatant), 3 ml soluție de substrat tamponat (reactiv 5) și se completează volumul cu apă bidistilată la 4,8 ml. Se adaugă 0,2 ml soluție de apă oxigenată 0,05 % și eprubeta se cufundă într-o baie de apă cu temperatura de 20°C, timp de exact 5 minute (!). Acțiunea peroxidazei se întrerupe prin adăugarea de 5 ml soluție de acid sulfuric 50%. Intensitatea culorii se determină la un spectrofotometru, utilizând lungimea de undă de 540 nm și cuva cu lărgimea de 10 mm, față de un martor conținând următorii componenți ai sistemului de reacție, adăugați în ordinea: apă bidistilată (4,7 – 4,3 ml) , soluție de acid sulfuric 50% (5 ml), extract enzimatic (0,1 – 0,5 ml) și soluție de apă oxigenată 0,05% (0,2 ml).

**Calculul rezultatelor.** Activitatea peroxidazei se calculează după valoarea coeficientului de extincție micromolară, egal cu 0,0128.

O unitate de peroxidază (UP) corespunde cantității de enzimă care catalizează descompunerea unui micromol de  $H_2O_2$  într-un minut în condiții optime.

Numărul unităților peroxidazice într-un g de țesut se calculează cu ajutorul formulei:

$UP / g / min = E / 0,0128 \times 10 / 1000 \times 1 / 5 \times 10 / v \times 1 / p$ , unde:

E – extincția probei citită la spectrofotometru;

0,0128 – valoarea extincției micromolare;

1000 – numărul de ml într-un litru;

v – volumul extractului peroxidazic (supernatant, în ml) introdus în mediul de reacție;

p – cantitatea de țesut vegetal sau animal, în g.



#### **I.3.4.4. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII GLUTATION PEROXIDAZEI**

**Glutation peroxidaza** (glutation redus:  $H_2O_2$  – oxidoreductaza, EC 1.11.1.9) este o peroxidază descoperită în plasma sanguină, eritrocite și diferite țesuturi animale (ficat, mușchi, creier, plămâni etc.). Glutation peroxidaza (GPX) catalizează reducerea hidroperoxidizilor, inclusiv a peroxidului de hidrogen, cu ajutorul glutatationului redus. În organismul viu GPX îndeplinește un rol important de protecție a membranelor celulare împotriva prejudiciului oxidativ produs de peroxidarea lipidică. Deci, funcția biologică a GPX constă în reducerea hidroperoxidizilor lipidici la alcoolii corespunzători și în reducerea peroxidului de hidrogen la apă. Cu excepția GPX fosfolipid-hidroperoxidului care este un monomer, toate celelalte GPX sunt tetrameri alcătuiți din 4 subunități glicoproteice identice. Fiecare subunitate conține un rest de selenocisteină în centrul activ care participă direct în reducerea bi-electronică a substratului peroxidic. GPX utilizează glutatationul ca ultimul donor de electroni pentru regenerarea formei reduse a selenocisteinei. Dacă integritatea membranelor celulare și subcelulare depinde puternic de GPX, sistemul protector antioxidant al enzimei este condiționat de prezența seleniului.

##### **I.3.4.4.1. Determinarea activității glutatation peroxidazei în serul sanguin**

**(metoda Fukuzawa și Tokumura  
adaptată de Costel Darie și Vlad Artenie)**

**Principiul metodei.** Glutation peroxidaza catalizează descompunerea peroxidului de hidrogen ( $H_2O_2$ ) cu participarea glutatationului redus (G-SH) ca reducător, rezultând glutatationul oxidat (G-S-S-G) și apă :



Glutationul redus rămas în exces reacționează cu acidul 5,5'-ditiobis-2-nitrobenzoic (DTNB) formând un complex colorat în galben. Intensitatea culorii complexului se măsoară spectrofotometric la 412 nm. Diferența dintre cantitatea inițială și cea finală de glutatation redus este direct proporțională cu activitatea glutatation peroxidazei.

**Reactivi.** 1) *Soluție tampon de fosfați de sodiu 0,4 M cu pH 7,0.* Se dizolvă 5,3425 g fosfat monosodic ( $NaH_2PO_4 \cdot H_2O$ ) și 21,8525 g fosfat disodic ( $Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$ ) în 150 ml apă bidistilată într-un balon cotelat de 250 ml. După verificarea și eventual corectarea pH-ului la 7 se aduce volumul soluției la 250 ml cu apă bidistilată.

2) *Soluție de glutatation redus 5 mM.* Se dizolvă 0,0384162 g glutatation redus (G-SH) în 25 ml apă bidistilată. Această soluția se prepară în momentul utilizării.

3) *Soluție de apă oxigenată 4 mM.* Se diluează 0,04533 ml apă oxigenată concentrată (30%) la 100 ml cu apă bidistilată.

4) *Soluție de acid metafosforic 7%*. Se dizolvă 35 g acid metafosforic  $[(\text{HPO}_3)_n]$  în 500 ml apă distilată.

5) *Soluție de fosfat disodic 0,3 M*. Se dizolvă 107,451 g de fosfat disodic  $(\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O})$  în 1000 ml apă distilată.

6) *Soluție tampon de fosfați de sodiu 0,1 M cu pH 7,0*. Se amestecă 1 volum de soluție tampon de fosfați de sodiu 0,4 M cu pH 7,0 și 3 volume de apă distilată.

7) *Soluție de acid 5,5'-ditiobis-2-nitrobenzoic 0,04 % în soluție tampon de fosfați de sodiu 0,1 M cu pH 7,0*. Se dizolvă 0,040 g de acid 5,5'-ditiobis-2-nitrobenzoic (DTNB) în 100 ml soluție tampon de fosfați 0,04 M cu pH 7,0.

**Modul de lucru.** În două eprubete – probă (P) și martor (M) – se măsoară următoarele volume de reactivi:

Reactiv	Probă (P)	Martor (M)
Soluție tampon fosfați 0,4 M cu pH 7,0 (ml)	1	2
Ser / plasmă (ml)	0,1 - 0,2	0,1 - 0,2
Apă bidistilată (ml)	0,1 - 0,0	0,1 - 0,0
Soluție de glutatation redus 5 mM (ml)	1	-
<b>Proba se incubează timp de 5 minute la 37°C</b>		-
Soluție de apă oxigenată 4 mM (ml)	1	-
<b>Proba se incubează din nou timp de 5 minute la 37°C</b>		-

În două eprubete de centrifugă se măsoară câte 4 ml soluție de acid metafosforic 7%. În prima eprubetă se introduce 1 ml din incubatul corespunzător probei. În cealaltă eprubetă se pipetează 0,6875 ml din incubatul martorului, apoi 0,3125 ml soluție de glutatation redus 5 mM. Conținutul eprubetelor se agită cu atenție și se lasă în repaus 10 minute. După trecerea timpului menționat, eprubetele se centrifughează timp de 15 minute la 3.000 rotații per minut.

În supernatantele separate se determină conținutul de glutatation redus conform specificațiilor din tabelul următor:

Reactiv	Probă	Martor	Control
Apă distilată (ml)	-	-	1
Supernatant după centrifugare (ml)	1	1	0
Soluție de fosfat disodic 0,3 M (ml)	4	4	4
Soluție de DTNB 0,04 % (ml)	0,5	0,5	0,5



Se agită cu atenție și se lasă 5 minute în repaus la temperatura camerei. Se citește extincția probei și matorului la spectrofotometru la 412 nm, față de controlul reactivilor.

**Calculul rezultatelor.** O unitate de activitate a GPX se definește ca acea cantitate de enzimă care catalizează oxidarea unui micromol de G-SH per minut. Activitatea glutatión peroxidazei exprimată în micromoli de glutatión redus transformați de enzima dintr-un ml de ser/plasmă în timp de un minut ( $\mu\text{M G-SH/ml/min}$ ) se calculează cu ajutorul formulei:

$$\mu\text{M G-SH / ml / min} = (a_{\text{mator}} - a_{\text{proba}}) \times \frac{5 \times 3,2}{v \times 5 \times 1000 \times 307,33},$$

unde:  $a_{\text{mator}}$  - micrograme de glutatión redus (G-SH) corespunzătoare extincției matorului, citite pe curba etalon;

$a_{\text{proba}}$  - micrograme de glutatión redus (G-SH) corespunzătoare extincției probei, citite pe curba etalon;

$v$  - ml ser sau plasmă luați în lucru;

307,33 - masa unui micromol de G-SH, în mg.

Pentru aflarea microgramelor de glutatión redus se construiește o curbă etalon folosind cantitățile de 10, 20, 40, 60, 80, 100 și 120 micrograme de glutatión redus într-un ml de apă distilată. În fiecare etalon se pipetează 4 ml soluție de fosfat disodic 0,3 M și câte 0,5 ml soluție de DTNB 0,04%. Conținutul eprubetelor se agită și se lasă în repaus timp de 5 minute. Se citesc extincțiile etaloanelor la 412 nm, față de un control al reactivilor realizat cu 1 ml de apă distilată în loc de soluție de glutatión.

#### ***1.3.4.4.2. Determinarea activității glutatión peroxidazei în țesuturile animale (metoda Fukuzawa și Tokumura)***

**Principiul metodei.** Același ca la *Lucrarea 1.3.8.4.1.*

**Reactivi.** 1) *Soluție de clorură de potasiu 0,154 M.* Se dizolvă 1,1482 g de KCl în 100 ml apă bidistilată, la balon cotat.

2) *Soluție tampon de fosfați de sodiu 0,25M cu pH 7,4.* Se dizolvă 1,6388 g fosfat monosodic ( $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ) și 18,1359 g fosfat disodic ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ) în 150 ml apă bidistilată într-un balon cotat de 250 ml. După verificarea și eventual corectarea pH-ului la 7,4 se aduce volumul soluției la 250 ml cu apă bidistilată.

3) *Soluție de glutatión redus 50 mM.* Se dizolvă 0,1536 g glutatión redus (G-SH) în 10 ml apă bidistilată. Această soluția se prepară în momentul utilizării.

4) *Soluție de apă oxigenată 50 mM.* Se diluează 0,1419 ml apă oxigenată concentrată (30%) la 25 ml cu apă bidistilată.

5) *Soluție de EDTA 25 mM.* Se dizolvă 0,9305 g dietilendiamintetraacetat disodic ( $\text{Na}_2\text{EDTA}$ ) în 100 ml apă bidistilată.



6) *Soluție de azidă de sodiu 0,4 M.* Se dizolvă 0,26004 g de azidă de sodiu ( $\text{NaN}_3$ ) în 10 ml de apă bidistilată. **ATENȚIE LA MANIPULAREA AZIDEI DE SODIU CARE ESTE O SUBSTANȚĂ TOXICĂ** (inhibitor al transferului de electroni în lanțul respirator).

7) *Soluție de acid metafosforic 7%.* Se dizolvă 35 g acid metafosforic [ $(\text{HPO}_3)_n$ ] în 500 ml apă distilată.

8) *Soluție de fosfat disodic 0,3 M.* Se dizolvă 107,451 g de fosfat disodic ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ) în 1000 ml apă distilată.

9) *Soluție tampon de fosfați de sodiu 0,1 M cu pH 7,0.* Se amestecă 1 volum de soluție tampon de fosfați de sodiu 0,4 M cu pH 7,0 (Reactiv 1 la *Lucrarea I.3.8.4.1*) și 3 volume de apă distilată.

10) *Soluție de acid 5,5'-ditiobis-2-nitrobenzoic 0,04 % în soluție tampon de fosfați de sodiu 0,1 M cu pH 7,0.* Se dizolvă 0,040 g de acid 5,5'-ditiobis-2-nitrobenzoic (DTNB) în 100 ml soluție tampon de fosfați 0,04 M cu pH 7,0.

**Modul de lucru.** A) *PREPARAREA EXTRACTULUI ENZIMATIC.* Țesutul animal prelevat proaspăt sau conservat la 0°C în soluție de KCl 0,154 M se usucă prin tamponare cu hârtie de filtru. O cantitate de 0,500 – 0,600 g de țesut animal (ficat, creier etc.) se omogenizează cu 5 ml soluție de KCl 0,154 M (răcită într-o baie de gheață) într-un omogenizator Potter-Elvehjem. Omogenatul obținut se centrifughează timp de 15 minute la 4000 rotații per minut. Supernatantul separat servește ca sursă de enzimă.

B) *DETERMINAREA ACTIVITĂȚII GLUTATION PEROXIDAZEI.* Mediul de incubație pentru determinarea activității glutathion peroxidazei conține următorii reactivi:

- 0,2 ml extract enzimatic;
- 1,3 ml soluție tampon de fosfați 0,25 M cu pH 7,4;
- 0,1 ml soluție de EDTA 0,25 mM;
- 0,1 ml soluție de azidă de sodiu 0,4 M;

Amestecul de reacție se termostatează pentru 5 minute la 37°C. Apoi se adaugă 0,3 ml soluție de glutathion redus 50 mM și se agită. La timpul zero se pipetează 0,1 ml soluție de apă oxigenată 50 mM și proba se introduce în termostată pentru 5 minute la 37°C. Reacția se stopează cu 2 ml soluție de acid metafosforic 7%.

În paralel cu proba se realizează și un martor în care soluția de apă oxigenată este înlocuită cu 0,1 ml apă distilată. Martorul nu se mai incubează în termostată. După centrifugarea probei și martorului timp de 15 minute la 3000 rotații per minut, se măsoară din fiecare câte 1 ml supernatant în care se determină glutathionul redus conform protocolului de la *Lucrarea I.3.8.4.1*.

**Calculul rezultatelor.** Activitatea glutation peroxidazei se exprimă în micromoli de G-SH oxidați de enzima dintr-un gram de țesut în timp de un minut (UGPX/g/min) și se calculează cu ajutorul formulei:

$$\text{UGPX / g / min} = (a_{\text{martor}} - a_{\text{probă}}) \frac{5 \times 4,1}{v \times p \times 5 \times 1000 \times 307,33},$$

unde:  $a_{\text{martor}}$  - micrograme de glutation redus (G-SH) corespunzătoare extincției martorului, citite pe curba etalon;

$a_{\text{probă}}$  - micrograme de glutation redus (G-SH) corespunzătoare extincției probei, citite pe curba etalon;

$v$  - volumul (ml) de extract enzimatic luat pentru determinarea activității enzimei;

$p$  - masa de țesut analizat, în g;

307,33 - masa unui micromol de G-SH, în mg.

Activitatea specifică a GPX se află prin raportarea unităților enzimactice la mg de proteină.

### 1.3.4.5. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII SUPEROXID DISMUTAZEI (METODA WINTERBOURN, HAWKINS, BRIAN ȘI CARRELL ADAPTATĂ DE VLAD ARTENIE)

**Superoxid dismutaza** (superoxid: superoxid oxidoreductaza, EC 1.15.1.1, SOD) catalizează dismutarea radicalului liber de superoxid  $\cdot\text{O}_2$  în oxigen și peroxid de hidrogen:



SOD este o enzimă antioxidantă care protejează celulele vii împotriva efectelor nocive ale radicalilor liberi de superoxid care reprezintă una din formele cele mai nocive ale speciilor reactive de oxigen. Radicalul de superoxid este generat prin reducerea univalentă a  $\text{O}_2$  în cursul diferitelor reacții enzimatice sau sub acțiunea radiațiilor ionizante. Întrucât SOD este prezentă în toate organismele aerobe și în majoritatea compartimentelor subcelulare care generează oxigen activat, se consideră că această oxidoreductază deține un rol central în protecția contra stresului oxidativ care este asociat cu producerea de specii reactive de oxigen (ROS).

Există trei tipuri distincte de SOD care au fost clasificate pe baza metalului conținut în structura lor: unele izoenzyme ale  $\text{Cu(II)-Zn(II)}$  - SOD au fost descoperite în citosol iar altele în cloroplastele plantelor superioare;  $\text{Mn(III)}$  - SOD este prezentă în mitocondriile celulelor eucariote, precum și în celulele procariotelor;  $\text{Fe(III)}$  - SOD a fost evidențiată în celulele procariote și în unele alge eucariote.

**Principiul metodei.** Activitatea superoxid dismutazei se determină pe baza capacității enzimei de a inhiba reducerea Nitro Blue Tetrazoliului (NBT) de către radicalii superoxid generați în mediul de reacție prin fotoreducerea riboflavinei. Gradul de inhibiție produs de enzimă în condiții standard se estimează prin determinarea extincțiilor probei și matorului la 560 nm, față de apa distilată.

**Reactivi.** 1) *Soluție tampon TRIS-HCl 0,1 M cu pH 7,8 conținând 1 mmol dithiothreitol și 1 mmol EDTA pentru extracția SOD vegetale.* Într-un balon cotat de 500 ml se dizolvă 6,0568 g TRIS [Tris(hydroxymethyl)aminomethane:  $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{NO}_3 = 121,1$ ], 0,1861 g EDTA[etilendiamintetraacetat de sodiu] și 0,0759 g dithiothreitol în 300 ml apă bidistilată. Se aduce pH-ul la 7,8 cu soluție de acid clorhidric 1 N. Se completează la 500 ml cu apă bidistilată. Se păstrează la frigider.

2) *Soluție tampon TRIS-HCl 0,08 M cu pH 7,4 conținând 250 mmol zaharoză, 5 mmol  $\text{MgCl}_2$  și 1 mmol EDTA disodic pentru extracția SOD din țesuturile animale.* Într-un balon cotat de 500 ml se dizolvă 4,844 g TRIS, 42,7725 g zaharoză, 0,50835 g  $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  și 0,1861 g EDTA în 300 ml apă bidistilată. Se aduce pH-ul la 7,4 cu soluție de acid clorhidric 1 N. Se completează la 500 ml cu apă bidistilată. Se păstrează la frigider.



3) *Soluție tampon de fosfați de potasiu 0,067 M , pH=7,8.* Într-un balon cotat de 500 ml se dizolvă 0,2917 g  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  și 5,4616 g  $\text{K}_2\text{HPO}_4$  în 400 ml apă bidistilată. Se corectează pH-ul la 7,8 fie cu soluție de KOH 1N, fie cu soluție de acid fosforic 1: 3. Se completează cu apă bidistilată la 500 ml.

4) *Soluția de EDTA disodic 0,1M cu pH=7,8.* Se dizolvă 3,7223 g etilendiamintetraacetat de sodiu ( $\text{EDTA-Na}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) în 75 ml apă bidistilată într-un balon cotat de 100 ml. Se corectează pH-ul la 7,8 cu o soluție de NaOH 1N și se completează la semn cu apă bidistilată.

5) *Soluție de Nitro Blue Tetrazolium 1,5 mM.* Se dizolvă 12,26 mg Nitro Blue Tetrazolium chloride în 10 ml apă bidistilată. Se conservă la rece.

6) *Soluție de riboflavină 0,12 mM.* Se dizolvă 4,516 mg riboflavină (vitamină B<sub>2</sub>) în 100 ml apă bidistilată la balon cotat. Soluția se păstrează în frigider, în flacon de culoare brună sau învelit cu folie de staniol.

**Modul de lucru.** A) *EXTRACȚIA SUPEROXID DISMUTAZEI.* O cantitate de 0,1 – 0,2 g țesut animal (ficat, mușchi, creier etc.) sau țesut vegetal (semințe în curs de germinare, plantule, frunze, rădăcini etc.) sau biomasă microbiană se omogenizează prin mojarare cu sticlă pisată în prezența unui volum de 1,5 ml soluție tampon de extracție răcită la +4°C. Apoi omogenatul este supus centrifugării la rece timp de 15 minute la 10.000 rot./min. Supernatantul astfel obținut în urma centrifugării va fi folosit ca sursă de superoxid dismutază.

B) *DETERMINAREA ACTIVITĂȚII SUPEROXID DISMUTAZEI.* Pentru determinarea activității superoxid dismutazei se procedează conform indicațiilor din tabelul următor:

Reactivi	Probă	Martor
Soluție tampon fosfați de K 0,067 M, pH 7,8 (ml)	2,55	2,55
Soluție de EDTA 0,1 M cu pH 7,8 (ml)	0,20	0,20
Extract enzimatic, ser sanguin sau lichid de cultură (ml)	0,10	-
Soluție de Nitro Blue Tetrazolium 1,5 mM (ml)	0,1	0,1
Soluție de riboflavină 0,12 mM (ml)	0,05	0,05

Atât proba cât și martorul se expun iluminării timp de exact 5 minute la o lampă cu neon, la distanța de 10 cm. Se citesc extincțiile probei și martorului la 560 nm, față de apă distilată. Înainte de introducerea în cuva spectrofotometrului, în martor se adaugă 0,1 ml extract enzimatic, ser sanguin sau lichid de cultură, se agită și repede se citește extincția ( $E_{\text{martor}}$ ), în aceleași condiții ca pentru probă ( $E_{\text{probă}}$ ).

**Calculul rezultatelor.** O unitate de SOD reprezintă acea cantitate de enzimă care cauzează o inhibiție de 50% din maximum de inhibiție a reducerii NBT.

În martor, care nu conține SOD, radicalii superoxid, formați prin fotoreducerea riboflavinei, reduc NBT la un formazan, intensitatea culorii albastre fiind maximă (100 % inhibiție).

În probă, SOD transformă o parte din radicalii superoxid în peroxid de hidrogen, iar cantitatea de formazan formată este mai mică.

Procentul de inhibiție realizat de enzima din probă se calculează utilizând relația:

$$\% \text{ inhibiție} = 100 - \frac{E_{\text{probă}} \times 100}{E_{\text{martor}}}, \text{ unde:}$$

$E_{\text{probă}}$  - extincția probei;

$E_{\text{martor}}$  - extincția martorului.

În cazul lichidelor biologice (ser sanguin, lichid cefalorahidian, lichid de cultură etc.), activitatea SOD se calculează în unități enzimatice / ml / min, cu ajutorul formulei:

$$\text{USOD} / \text{ml} / \text{min} = \left[ 100 - \frac{E_{\text{probă}} \times 100}{E_{\text{martor}}} \right] \times \frac{1}{50 \times 5 \times 0,1}$$

Pentru aflarea unităților de SOD adică a gradului de inhibiție produs de enzima dintr-un gram de țesut animal sau vegetal în timp de 1 minut se va folosi formula:


$$\% \text{ inhibiție} / \text{g} / \text{min} = \left[ 100 - \frac{E_{\text{probă}} \times 100}{E_{\text{martor}}} \right] \times \frac{1,5}{0,1 \times 5 \times p} \times \frac{1}{50},$$

unde p este masa de țesut animal sau țesut vegetal sau biomasă microbiană cântărită.

Activitatea SOD se raportează la concentrația de proteină în extractul enzimatic, serul sanguin sau lichidul de cultură. Cu alte cuvinte se va calcula activitatea specifică a SOD raportând numărul unităților enzimatice la numărul mg de proteină corespunzător.

### 1.3.4.6. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII ASCORBAT OXIDAZEI ÎN PLANTE (METODA M. F. OBERBACHER ȘI H. M. VINES)

**Ascorbat oxidaza** (L-ascorbat: O<sub>2</sub>-oxidoreductaza, EC 1.10.3.3) catalizează oxidarea directă a acidului L-ascorbic în acid L-dehidroascorbic:



Funcționând ca transportor de hidrogen, rolul acidului ascorbic este strâns corelat cu toate sistemele enzimatice participante în metabolismul respirator al celulei animale și vegetale.

Ascorbat oxidaza conține în compoziția sa 0,24% cupru, deci este o metaloenzimă. Enzima din extractele de varză, castraveți, dovleac manifestă o activitate foarte ridicată.

**Principiul metodei.** Activitatea ascorbat oxidazei se determină spectrofotometric la 265 nm și 25°C, prin urmărirea scăderii cantității de acid ascorbic oxidat de enzima din extract. O unitate de ascorbat oxidază reprezintă cantitatea de enzimă care catalizează oxidarea 1 micromol de acid ascorbic la 25°C.

**Reactivi.** 1) *Soluție tampon de fosfat monopotasnic-fosfoat disodic 0,1 M, cu pH 5,6, conținând 5 mM EDTA.* Se dizolvă 6,42 g KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, 0,9274 g Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>·12H<sub>2</sub>O și 0,0930 g EDTA (etilendiaminotetraacetat disodic) în 400 ml apă bidistilată, se corectează pH la 5,6 (cu HCl 1 N sau soluție de NaOH 1 N) și se completează la 500 ml cu apă bidistilată.

2) *Soluție de acid ascorbic 0,005 M.* Se dizolvă 4,4 mg de acid ascorbic în 5 ml apă bidistilată, răcită pe gheață. Soluția de acid ascorbic se păstrează pe gheață și se prepară în momentul utilizării.

**Modul de lucru.** O cantitate de 0,2 - 1 g material vegetal proaspăt prelevat (în funcție de activitatea enzimei în organul cercetat) se mojarază cu soluție tampon de fosfați 0,1 M cu pH 5,6 (reactiv 1). Omogenatul obținut se aduce la un volum de 10 ml cu aceeași soluție tampon, se agită și se supune filtrării sau centrifugării, la rece. Extractul



enzimatic astfel obținut, se folosește imediat pentru determinare, întrucât activitatea ascorbat oxidazei se diminuează chiar la rece.

Pentru determinarea activității ascorbat oxidazei în două cuve de cuarț de 10 mm – una probă și alta control – se măsoară:

Componentele mediului de reacție		Probă	Control
Soluție tampon de fosfați 0,1 M și pH 5,6 (reactiv 1)	ml	2,9	3,0
Soluție de acid ascorbic (reactiv 2)	ml	0,1	0,1
Extract enzimatic (ascorbat oxidază)	ml	0,1	-

Cuvele cu proba și controlul se plasează într-un termostat la 25°C pentru 5 minute. Se pregătește spectrofotometrul pentru lucru: se fixează lungimea de undă la 265 nm și aparatul de măsurare se aduce la zero folosind o cuva de cuarț în care s-a măsurat 3,1 ml soluție tampon de fosfați (reactiv 1). Cuvele cu proba și controlul se introduc în locașul lor. Se citește extincția controlului. Apoi în cuva cu probă se pipetează 0,1 ml extract enzimatic. În momentul introducerii extractului enzimatic în probă se deschide cronometrul și se citește extincția amestecului de reacție. Mai departe, extincția probei se notează din minut în minut în decurs de 5 minute. Scăderea extincției probei este proporțională cu timpul.

**Calculul rezultatelor.** Activitatea ascorbat oxidazei se exprimă în micromoli de acid ascorbic oxidat per minut de enzima din 1 g țesut umed. Mai întâi, se calculează micromolii de acid ascorbic oxidat de ascorbat oxidaza dintr-un ml de extract enzimatic, după formula:

$$\text{UAO/min/ml} = \frac{\text{D.O.} - \text{D.O.}_1}{t} \times \frac{3,1}{13,386} \times \frac{10}{0,1}$$

Apoi, se raportează activitatea ascorbat oxidazei la 1 g de țesut cercetat, în care scop se utilizează următoarea formulă:

$$\text{UAO/min/g} = \frac{\text{D.O.} - \text{D.O.}_1}{t} \times \frac{3,1}{13,386} \times \frac{10}{0,1} \times \frac{1}{p}, \text{ unde:}$$

D.O. – densitatea optică sau extincția controlului la începutul determinării;

D.O.<sub>1</sub> - densitatea optică sau extincția probei după un interval determinat de timp;

t - timpul, în minute;

13,386 – coeficientul de extincție micromoleculară;

0,1 – volumul de extract (supernatant) enzimatic, în ml;

p – greutatea materialului vegetal cântărit, în g.

Rezultatele se pot exprima și în unități per mg de proteină solubilă:

$$\text{UAO / mg} = \frac{\text{UAO / min / ml}}{\text{mg proteină / ml extract enzimatic}}$$

## I.4. DOZAREA UNOR PRODUȘI INTERMEDIARI ȘI FINALI AI METABOLISMULUI GLUCIDIC

### I.4.1. DOZAREA ACIDULUI PIRUVIC

Acidul piruvic ocupă un loc central în multe procese metabolice, constituind veriga de legătură între metabolismul glucidic, lipidic și proteic. Formându-se în glicoliză, acidul piruvic se poate transforma prin transaminare în alanină și astfel se integrează în metabolismul proteinelor. Apoi, prin decarboxilare oxidativă acidul piruvic se transformă în acetil-CoA, care poate intra în reacțiile legate de metabolismul lipidelor sau poate să se oxideze la dioxid de carbon și apă cu eliberare de energie.

**Principiul metodei.** Acidul piruvic reacționează cu aldehida salicilică în mediul puternic alcalin dând un produs colorat în portocaliu. Intensitatea culorii acestui produs, proporțională cu concentrația acidului piruvic se determină spectrofotometric.

**Reactivi.** 1) *Soluție de acid tricloracetic 6%.*

2) *Soluție de hidroxid de potasiu.* 100 g de hidroxid de potasiu (KOH) se dizolvă în 60 ml apă distilată. Dacă soluția depune precipitat se ia pentru reacție lichid supernatant limpede.

3) *Soluție de aldehydă salicilică 2% în alcool etilic 96%.* Soluția este stabilă câteva luni.

4) *Soluție stoc de piruvat de sodiu.* Se dizolvă 124,9 mg de piruvat de sodiu în 100 ml apă distilată la balon cotate. Se prepară extemporaneu (în momentul determinării).

5) *Soluție etalon de piruvat de sodiu.* Într-un balon cotate de 50 ml se măsoară 1 ml soluție stoc de piruvat de sodiu și se completează la semn cu apă distilată. Într-un ml soluție etalon se găsesc 0,02 mg acid piruvic.

**Modul de lucru.** A) *DEPROTEINIZAREA.* Într-o eprubetă de centrifugă se iau 1 ml sânge oxalatat recoltat proaspăt. Se adaugă 1 ml soluție de acid tricloracetic 6%, se agită și se lasă 5 minute în repaus. Apoi se centrifughează timp de 15 minute la 3000 rot/min.

B) *DEZVOLTAREA CULORII.* În două eprubete se măsoară reactivii indicați în tabelul următor.

Reactivi	Probă	Control
Supernatant incolor și transparent(ml)	1	-
Apă distilată (ml)	-	0,5



Reactivi	Probă	Control
Soluție de acid tricloracetic 6% (ml)	-	0,5
Soluție de hidroxid de potasiu (ml)	1	1
Soluție de aldehydă salicilică (ml)	0,5	0,5

Se agită bine și se introduc eprubetele în baia de apă la 37°C pentru 10 minute. Se răcesc repede și se citește extincția probei de cercetat la spectrofotometru, la 470 nm față de control.

**Calculul rezultatelor.** Pentru calcularea cantității de acid piruvic în volumul de filtrat luat pentru reacția de culoare se trasează o curbă etalon conform tabelului de mai jos.

Specificație	1	2	3	4	5	6	7
Concentrația acidului piruvic în probă (mg)	0,002	0,004	0,008	0,012	0,016	0,020	0
Soluție etalon de piruvat de sodiu (ml)	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	0
Apă distilată (ml)	0,9	0,8	0,6	0,4	0,2	0	1,0
Soluție de KOH (ml)	1	1	1	1	1	1	1
Soluție de aldehydă salicilică (ml)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Se agită bine, se termostatează timp de 10 minute la 37°C, se răcesc eprubetele și se citesc extincțiile probelor 1-6 la 470 nm, față de proba 7.

Se trasează curba etalon notând pe ordonată extincțiile iar pe abscisă concentrația acidului piruvic în probe.

Notând cu **a** mg de acid piruvic găsite pe curba etalon după extincția probei de cercetat, cantitatea de acid piruvic în 100 ml sânge se calculează cu ajutorul formulei:

$$\text{mg acid piruvic} / 100 \text{ ml sânge} = a \times 2 \times 100 = a \times 200$$

**Variații fiziopatologice.** În sângele omului sănătos conținutul acidului piruvic reprezintă 0,5-1,5 mg%. Creșterea concentrației de acid piruvic în sânge se constată după efort muscular, emoții puternice, regim alimentar bogat în glucide.

Cantitatea acidului piruvic în sânge poate să crească în avitaminoză B<sub>1</sub>. Aceasta se explică prin aceea, că în lipsa vitaminei B<sub>1</sub> care sub formă de tiaminpirofosfat constituie una din coenzimele piruvatdehidrogenazei (piruvat:lipoat-oxidoreductaza, E.C. 1.2.4.1), este tulburat procesul de decarboxilare oxidativă a acidului piruvic și ca urmare se observă acumularea acestui acid în sânge.



În unele cazuri creșterea acidului piruvic în sânge poate să fie provocată de anoxie și leziuni ale ficatului.


**OBSERVAȚII.** Metoda descrisă poate fi folosită și pentru dozarea acidului piruvic în țesuturi (ficat, mușchi, creier etc.). În acest caz, o cantitate determinată de țesut (0,5-1 g) se omogenizează cu sticlă pisată într-un mojar răcit, de unde se preia cu 2,5 ml soluție de acid tricloracetic 6%. Se centrifughează timp de 15 minute la 4000 rot./min. În supernatantul separat se dozează acidul piruvic conform protocolului de mai sus.

## I.4.2. DOZAREA ACIDULUI LACTIC (METODA BARKER ȘI SUMMERSON MODIFICATĂ)


Acidul lactic este produsul final al glicolizei în condiții anaerobe. În efortul muscular, când necesitatea de energie este asigurată temporar printr-o glicoliză intensă cantitatea acidului lactic crește apreciabil în țesutul muscular și în sânge. Pe calea sângelui acidul lactic ajunge la ficat, unde parțial se oxidează în acid piruvic (care se catabolizează aerob la  $\text{CO}_2$  și  $\text{H}_2\text{O}$ ) iar parțial se transformă în glucoză sau glicogen.

Acidul lactic este larg răspândit, de asemenea, în diferite specii de plante, ciuperci și bacterii (bacteriile lactice).

**Principiul metodei.** Proteinele se îndepărtează prin precipitare cu acid tricloracetic iar glucidele prin precipitare cu hidroxid de calciu în prezența sulfatului de cupru. Acidul lactic prezent în filtrat se transformă prin încălzire cu acid sulfuric concentrat în aldehydă acetică :



Aldehyda acetică formată se condensează cu p-hidroxidifenilul, rezultând 1,1-di-(hidroxidifenil)-etanul, care în prezența acidului sulfuric se oxidează într-un complex colorat în violet :



Intensitatea culorii complexului din mediul de reacție este proporțională cu cantitatea de aldehydă, prin urmare și cu cantitatea de acid lactic.

**Reactivi.** 1) Soluție de acid tricloracetic 5%.

2) Soluție de sulfat de cupru 20%.

3) Soluție de sulfat de cupru 4%.

4) Hidroxid de calciu p.a..

5) Acid sulfuric concentrat ( $\rho=1,84$ ).

6) *Soluție de p-hidroxidifenil 1,5% în soluție de hidroxid de sodiu 0,5%.* Se recomandă mojararea p-hidroxidifenilului la pudră fină înainte de prepararea soluției în momentul utilizării. Soluția este stabilă 2 - 3 săptămâni.

7) *Soluție stoc de lactat de litiu.* Într-un balon cotate de 50 ml se dizolvă 26,66 mg de lactat de litiu în 5 ml soluție de acid sulfuric diluat (1:10) și se completează la semn cu apă distilată. Un ml de soluție stoc de lactat de litiu conține 0,5 mg de acid lactic. Soluția stoc de lactat de litiu se prepară în momentul utilizării.

8) *Soluție etalon de lactat de litiu.* Se introduc 2 ml de soluție stoc de lactat de litiu (Reactiv 7) într-un balon cotate de 25 ml și se completează la semn cu apă distilată. Un ml din soluția etalon conține 0,040 mg de acid lactic. Soluția etalon de lactat de litiu se prepară în momentul utilizării.

**Modul de lucru.** A) *PRECIPITAREA PROTEINELOR.* În două eprubete de centrifugă se măsoară câte 0,2 ml sânge sau ser. Se adaugă câte 0,8 ml soluție de acid tricloracetic 5%, se agită și după ce se lasă în repaus 5 minute se centrifughează.

B) *SEPARAREA GLUCIDELOR.* Fără a decanta supernatantul și fără a se aduce în suspensie precipitatul se adaugă 0,4 ml soluție de sulfat de cupru 20%, apoi 0,25 g de hidroxid de calciu fin pulverizat și 0,35 ml apă distilată. Se agită supernatantul din 5 în 5 minute într-un interval de timp de 20 minute. Se trece precipitatul în suspensie și după 10 minute amestecul se centrifughează timp de 15 minute la 3000 rotații/minut.

C) *TRANSFORMAREA ACIDULUI LACTIC ÎN ACETALDEHIDĂ.* Se măsoară câte 0,5 ml supernatant limpede în alte eprubete curate, introduse într-un pahar cu apă rece sau amestec de apă cu gheață. În fiecare eprubetă se adaugă câte 0,05 ml (o picătură) soluție de sulfat de cupru 4% și picătură cu picătură, 3 ml de acid sulfuric concentrat (dintr-o biuretă). Amestecul se agită cu atenție și eprubetele se introduc pentru 5 minute în baia de apă la fierbere, după care se răcesc la temperatura de 20°C.

D) *EFFECTUAREA REACȚIEI DE CULOARE CU P-HIDROXIDIFENIL.* În amestecul din eprubetele bine răcite (până la 20°C, o răcire necorespunzătoare a amestecului duce la descompunerea p-hidroxidifenilului și ca atare se obțin rezultate scăzute în determinarea acidului lactic) se adaugă câte 0,05 ml (o picătură) de soluție alcalină de p-hidroxidifenil. Eprubetele se lasă 30 minute la temperatura camerei agitând ușor din timp în timp conținutul lor pentru dizolvarea precipitatului format prin adăugarea p-hidroxidifenilului. În acest timp amestecul de reacție capătă culoarea albastră. După ce au trecut 30 minute, eprubetele se introduc pentru 90 secunde într-o baie de apă la fierbere. În cursul acestei fierberi are loc clarificarea amestecului ca urmare a distrugerii excesului de p-hidroxidifenil, iar culoarea albastră trece în culoarea violet, stabilă mult timp (până la 3 ore).

E) *MĂSURAREA INTENSITĂȚII CULORII.* După fierbere, eprubetele se răcesc în apă rece și se determină intensitatea culorii la 560



nm, față de un control al reactivilor. Acesta se realizează în paralel cu probele de cercetat începând de la momentul (c). În loc de supernatant se măsoară 0,5 ml apă distilată și apoi se procedează la fel ca și în cazul probelor de cercetat.

**Calculul rezultatelor.** După extincțiile probelor de cercetat se găsește pe curba etalon concentrația acidului lactic în volumul de supernatant luat pentru reacția de culoare.

Cantitatea de acid lactic, exprimată în mg, în 100 ml sânge se calculează după formula:

$$\text{mg \%} = \frac{a \cdot 2 \cdot 100}{0,5 \cdot 0,2 \cdot 1000} = a \cdot 2, \text{ unde:}$$

a - cantitatea de acid lactic (în micrograme) corespunzătoare extincției probei de cercetat, găsită pe curba etalon ;

100 - coeficient de transformare în procente ;

1000 - coeficient de transformare în mg.

**CONSTRUIREA CURBEI ETALON.** Pentru construirea curbei etalon se prepară seria de soluții etalon indicată în tabelul următor.

Reactivi	1	2	3	4	5	6	7	8
Concentrația acidului lactic în probă (micrograme)	1	2	4	8	12	16	20	0
Soluție etalon de lactat (ml)	0,025	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0
Apă distilată (ml)	0,475	0,45	0,4	0,3	0,2	0,1	0	0,3

Cu seria de soluții etalon preparată se efectuează reacția de culoare în modul descris mai sus (începând de la momentul C). Măsurarea extincției etaloanelor se face la 560 nm, față de proba de control (8).

**Valori fiziologice.** În sângele omului sănătos aflat în repaus concentrația acidului lactic este de 5-20 mg% sau 2 mmoli/L în sângele venos, iar în cel arterial la valori pe jumătate. După un prânz, valorile lactacidemiei cresc cu 20-50%.

Fiziologic concentrația acidului lactic sanguin poate crește temporar ca urmare a intensificării procesului de glicoliză anaerobă în mușchi, în urma unui efort fizic intens.

Patologic, nivelul acidului lactic sanguin crește în insuficiența respiratorie, șoc, colaps circular, deshidratare severă, cetoacidoză diabetică. Un nivel ridicat al acidului lactic indică o acidoză lactică. Nivelul ridicat de acid lactic în lichidul cefalorahidian (LCR) denotă o infecție la nivelul sistemului nervos central.

Determinarea raportului lactat/piruvat este utilă în insuficiența cardiacă sau insuficiența respiratorie grave. Cu cât acest raport este mai mare, cu atât severitatea insuficienței este mai gravă (hipoxie tisulară).

**OBSERVAȚII.** 1. În prezenta metodă foarte mare importanță are spălarea corectă a sticlăriei. După indicațiile unor autori, rezultatele pot fi influențate chiar de simpla atingere cu degetul a pereților interiori ai eprubetei, din cauza prezenței acidului lactic în transpirație. Pentru îndepărtarea urmelor ionului de crom care împiedică dezvoltarea culorii, sticlăria se spală cu apă distilată după tratarea cu amestec cromic și se introduce într-o soluție de hidroxid de sodiu N/10 timp de 30-40 minute, apoi se repetă spălarea cu o cantitate mare de apă distilată și se usucă. Se poate curăța sticlăria și prin fierbere timp de 30 minute în soluție de detergent 0,5%, se spală de două ori cu apă distilată în care se fierbe 20 minute, se clătește și se usucă.

2. După metoda descrisă mai sus se poate determina conținutul de acid lactic și în lichidul cefalorahidian (LCR). Creșterea nivelului de acid lactic în LCR dovedește o infecție a sistemului nervos central, mai ales în prezența unei concentrații scăzute de D-glucoză ca urmare a utilizării ei intense pe cale anaerobă. În tumorile intracraniene se constată creșterea lactatului în LCR datorită perturbării circulației sanguine.

3. Metoda de mai sus se poate aplica, de asemenea, pentru dozarea acidului lactic în lichidul rezultat prin cultivarea diferitelor specii de bacterii care catabolizează glucoza pe calea fermentației lactice. Catabolizarea anaerobă a glucidelor pe calea fermentației lactice este răspândită la obținerea unor produse alimentare și industriale ca lapte, bere, vin, sucuri de legume și fructe, plămezi folosite la fabricarea spirtului, pâinii etc.


4. Metoda descrisă poate fi folosită și pentru dozarea acidului lactic în țesuturi (ficat, mușchi, creier etc.). În acest caz, o cantitate determinată de țesut (0,5-1 g) se omogenizează cu sticlă pisată într-un mojar răcit, de unde se preia cu 2,5 ml soluție de acid tricloracetic 5%. Omogenatul obținut se supune centrifugării timp de 15 minute la 4000 rot./min. În supernatantul separat se dozează acidul lactic după protocolul de mai sus.



### I.4.3. DETERMINAREA CANTITATIVĂ A ALCOOLULUI ETILIC (METODA MARTIN – BOIDEN)

Multe specii de bacterii, levuri și ciuperci obțin energia necesară prin catabolizarea glucidelor pe calea fermentației alcoolice, în care produsul final principal este alcoolul etilic (etanolul).

**Principiul metodei.** În condiții controlate și în prezența acidului sulfuric, alcoolul etilic este oxidat de o soluție titrată de bicromat de potasiu la acid acetic, conform reacției :



Excesul de bicromat de potasiu rămas netransformat este determinat iodometric prin titrare cu tiosulfat de sodiu în prezența amidonului ca indicator :



Făcând diferența între cantitatea inițială și excesul de bicromat de potasiu se calculează cantitatea de alcool etilic conținut în probă. De notat că, în condițiile date, transformarea alcoolului etilic în acid acetic este cantitativă și că acidul acetic format nu se oxidează mai departe.

**Reactivi.** 1) *Soluție de bicromat de potasiu 0,4 N*. Se dizolvă 1,9600 g de bicromat de potasiu (cântărit la balanța analitică) în 100 ml apă distilată, la balon cotate.

2) *Acid sulfuric concentrat* ( $c=98\%$ ,  $\rho=1,84\text{g/cm}^3$ ).

3) *Soluție de iodură de potasiu (KI) 20 %*.

4) *Soluție de tiosulfat de sodiu 0,1 N*. Se dizolvă 25 g de tiosulfat de sodiu ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ) în 1000 ml de apă distilată, în prealabil fiartă și răcită, pentru îndepărtarea  $\text{CO}_2$ . După trecerea a 2 - 3 zile, se stabilește factorul soluției de tiosulfat de sodiu cu ajutorul unei soluții de bicromat de potasiu 0,1 N.

5) *Soluție de amidon 1%*. Se suspendă 1g de amidon solubil în 20 ml de apă distilată rece. În paralel se pun la fiert 80 ml de apă distilată. Când apa începe să fiarbă, se adaugă suspensia de amidon și se continuă fierberea încă 3 - 5 minute. Se lasă să se răcească și se poate conserva la frigider 1 - 2 săptămâni.

**Modul de lucru.** Se distilează 10 ml din lichidul de analizat. Volumul lichidului de analizat se va măsura cu precizie dintr-o biuretă. Pentru distilarea se va utiliza un balon de 50 - 100 ml cu fund rotund la care se atașează un refrigerent de aer, îndoit la  $45^\circ$  și efilat la capătul curbat. Capătul efilat se introduce într-o eprubetă cu diametrul de 3-4 cm și lungimea de 20 cm în care în prealabil s-au pus 25 ml de soluție de bicromat de potasiu 0,4 N și 30 ml soluție de acid sulfuric concentrat.



Distilarea se face la flacără mică și se continuă până când în balonul rotund mai rămân circa 3 – 4 ml de lichid. Vaporii de alcool intră în amestecul oxidant unde se oxidează la acid acetic. Amestecul din eprubetă va fi trecut cantitativ într-un balon cotate de 100 ml care va fi completat la semn cu apă distilată.

Din soluția rezultată în balonul cotate se iau volume de 25 ml și se trec în flacoane Erlenmeyer de 200 ml, se adaugă 10 ml soluție de KI 20% și circa 65 ml de apă distilată, se agită cu atenție pentru a nu sări picături pe pereții vasului, se acoperă vasul și se lasă la întuneric pentru 15 minute.

Iodul pus în libertate în urma reacției dintre bicromat și iodura de potasiu va fi titrat cu soluție de tiosulfat de sodiu 0,1 N de factor cunoscut, în prezența soluției de amidon 1% ca indicator. Titrarea se face de la culoarea maronie a soluției conținând iod până la culoarea galben – murdar apoi se adaugă câteva picături de soluție de amidon 1% și se continuă titrarea până la dispariția culorii albastru închis a complexului de adsorbție a iodului cu amidonul. Culoarea finală a soluției este verde-pal albastrui dată de ionii de  $\text{Cr}^{3+}$ . Notăm cu  $V_1$  volumul de tiosulfat consumat.

În paralel într-un balon cotate de 100 ml se vor introduce 25 ml de soluție de bicromat de potasiu 0,4 N și 30 ml soluție de acid sulfuric concentrat și se completează la semn cu apă distilată. Din soluția rezultată se vor lua volume de 25 ml care se vor supune aceluiași operații ca mai sus (se adaugă iodură de potasiu și apă distilată, se pun la întuneric și se titrează cu tiosulfat). Notăm cu  $V_2$  volumul de tiosulfat consumat.

**Calculul rezultatelor.** Diferența  $V_2 - V_1$  reprezintă cantitatea de tiosulfat de sodiu corespunzătoare cantității de bicromat care a reacționat cu etanolul din probă. Trebuie ținut cont de faptul că s-a făcut o diluare de 4 ori a soluției inițiale de bicromat.

Știut fiind că reacțiile chimice decurg de la echivalent-gram la echivalent-gram, putem scrie:



$$T_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \times V_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \text{ ----- } T_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} \times 4 \times (V_2 - V_1)_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3},$$

respectiv :



$$Xg \text{ etanol ----- } T_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \times V_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}$$

Din aceste două relații, prin tranzitivitate, obținem :



$$Xg \text{ etanol ----- } T_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} \times 4 \times (V_2 - V_1)_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}$$

De aici :

$$Xg \text{ etanol} = \frac{T_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} \times 4 \times (V_2 - V_1)_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} \times E_{g \text{ etanol}}}{E_{g \text{ Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}}$$

sau înlocuind cu valorile cunoscute :

$$X_g \text{ etanol} = 0,0046 \times F_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} \times (V_2 - V_1)_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}$$

Cantitatea de etanol în mililitri corespunzătoare probei analizate este :


$$V_{\text{ml etanol}} = \frac{X_g \text{ etanol}}{0.794}$$

Întrucât pentru determinare s-au utilizat 10 ml de lichid de analizat conținând alcool, atunci procentul de etanol (exprimat V/V) va fi :  $10 \times V_{\text{ml etanol}}$


**OBSERVAȚIE.** Metoda descrisă este folosită pentru determinarea concentrației alcoolice a lichidelor de fermentație, precum și a unor produse slab alcoolice (kefir, oțet, siropuri de fructe etc.)

#### I.4.4. DETERMINAREA CANTITATIVĂ A DIOXIDULUI DE CARBON (METODA STAS)

**Principiul metodei.** Dioxidul de carbon existent în lichidele de fermentație sau diferite produse alimentare se absoarbe într-o soluție de carbonat de sodiu ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) N/5 (0,2N) în exces, transformându-se în bicarbonat de sodiu ( $\text{NaHCO}_3$ ) conform reacțiilor :



Cantitatea de carbonat de sodiu care nu a reacționat este titrată cu soluție de acid clorhidric (HCl) N/10 (0,1N) în prezența fenolftaleinei ca indicator :



Diferența dintre cantitatea inițială și cea finală de carbonat de sodiu va reprezenta dioxidul de carbon din lichidul analizat.

**Reactivi.** 1) *Apă distilată* (fiartă și răcită pentru eliminarea urmelor de  $\text{CO}_2$ ).

2) *Soluție de carbonat de sodiu ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) 0,2 N.* Se vor cântări la balanța tehnică 5,3 g carbonat de sodiu anhidru și se vor dizolva în apă distilată, în prealabil fiartă și răcită, într-un balon cotate de 500 ml. Titrul soluției rezultate se va stabili cu ajutorul unei soluții de HCl 0,1 N cu factorul cunoscut.

3) *Soluție de HCl 0,1N.* Cu ajutorul unui cilindru gradat de 10 ml se vor măsura 5 ml de soluție concentrată de HCl și se vor adăuga cu atenție peste un volum de circa 200 ml de apă distilată într-un balon cotate de 500 ml. Se completează la semn cu apă distilată și se agită bine. **Operația de preparare a soluției de HCl 0,1 N se va executa în nișă!!!!** Se stabilește factorul soluției de HCl 0,1 N cu ajutorul unei soluții de hidroxid de sodiu 0,1 N de factor cunoscut.

4) *Soluție alcoolică de fenolftaleină 1%.* Se dizolvă 0,5 g de fenolftaleină în 50 ml alcool etilic 70 %.

**Modul de lucru.** Într-un pahar Berzelius de 600 ml se transvazează cantitativ 50 ml soluție de  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  0,2 N, folosind un balon cotate. Acesta se spală de 2-3 ori cu câte 10-15 ml apă distilată fiartă care se toarnă peste soluția de carbonat de sodiu. Apoi se adaugă cu o pipetă 25 ml lichid de analizat răcit la  $0^\circ\text{C}$ . Eliminarea lichidului de analizat din pipetă se va face introducând vârful acesteia în soluția de  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ . Se agită ușor și se adaugă apoi 400 ml apă distilată, câteva picături de soluție alcoolică de fenolftaleină 1% și se titrează cu soluție de HCl 0,1 N până la decolorarea completă a soluției de  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ .

În paralel se face o probă pentru eliminarea efectului produs de existența în lichidul de analizat a unor substanțe cu caracter acid altele



decât  $\text{CO}_2$ . Pentru aceasta într-un pahar Berzelius identic cu primul se pun 25 ml din proba de analizat, se adaugă 100 ml apă distilată și se aduce lichidul la fierbere cu agitare continuă pentru a ușura eliminarea  $\text{CO}_2$ . Când lichidul începe să fiarbă se întrerupe încălzirea spre a se evita evaporarea acizilor volatili. Se răcește apoi imediat pe baie de apă cu gheață.

Se adaugă 400 ml de apă distilată și se titrează cu  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  0,2 N în prezența fenolftaleinei ca indicator până la apariția unei colorații roz-pal slab dar persistentă.

**Calculul rezultatelor.** La calcularea rezultatelor se va ține seama că din volumul de soluție de carbonat de sodiu introdus în pahar (notat cu  $V_{\text{carbonat}}$ ) o parte este consumată pentru neutralizarea acizilor volatili din produsul de analizat (volum notat cu  $V_{\text{av}}$ ), o parte este consumată de dioxidul de carbon din proba de analizat (volum notat cu  $V_{\text{diox}}$ ) și ce rămâne se va titra cu soluția de acid clorhidric (volum notat cu  $V_{\text{chCl}}$ ). Deci :

$$V_{\text{carbonat}} = V_{\text{av}} + V_{\text{diox}} + V_{\text{chCl}}.$$

De aici putem scrie :

$$V_{\text{diox}} = V_{\text{carbonat}} - V_{\text{av}} - V_{\text{chCl}}.$$

Deoarece reacțiile decurg de la echivalent-gram la echivalent-gram rezultă că :

$$1\text{Eg } \text{Na}_2\text{CO}_3 \quad \text{-----} \quad 1\text{Eg } \text{CO}_2$$

$$T_{\text{Na}_2\text{CO}_3} \times V_{\text{diox}} \quad \text{-----} \quad A \text{ g } \text{CO}_2$$

---


$$A \text{ g } \text{CO}_2 = \frac{T_{\text{Na}_2\text{CO}_3} \times V_{\text{diox}} \times \text{Eg } \text{CO}_2}{1\text{Eg } \text{Na}_2\text{CO}_3}$$

Înlocuind volumul de soluție de carbonat corespunzător dioxidului de carbon obținem:

$$A \text{ g } \text{CO}_2 = \frac{T_{\text{Na}_2\text{CO}_3} \times (V_{\text{carbonat}} - V_{\text{av}} - V_{\text{chCl}}) \times \text{Eg } \text{CO}_2}{1\text{Eg } \text{Na}_2\text{CO}_3}$$

### I.4.5. DOZAREA

## ACIDULUI ADENOSINTRIFOSFORIC (ATP)

### ÎN ȚESUTURILE VII

Acidul adenosintrifosforic (ATP) ocupă un loc central în metabolismul substanțelor și energiei în organismul viu. Importanța ATP constă în participarea lui la transferul energiei chimice de la reacțiile asociate cu eliberarea ei spre procesele consumatoare de energie.

În celula vie cantitatea principală (95%) de ATP este generată în reacțiile de fosforilare oxidativă și o parte neînsemnată pe calea fosforilării la nivelul substratului (glicoliza anaerobă, fosforilarea ADP pe seama creatinfosfatului).

Concentrația ATP în mușchi reprezintă 30 - 45 mg% și în diferite stări fiziologice poate să se modifice în limite largi. Astfel nivelul ATP scade puternic în oboseala musculară, bolile infecțioase și inanție.

**Principiul metodei.** ATP se separă din filtratul deproteinizat sub formă de sare de mercur și se hidrolizează în mediu acid timp de 7 minute la temperatura de 100°C. După cantitatea de fosfor anorganic eliberat în urma hidrolizei ATP se estimează cantitatea acestui compus macroergic în țesutul analizat. Fosforul anorganic se determină spectrofotometric.

**Reactivi.** 1) Soluție de acid tricloracetic 10%.

2) Soluție de acetat de mercur 20%.

3) Soluție de acetat de mercur 0,5%.

4) Soluție de acid clorhidric 2 N. Se diluează 90 ml soluție de acid clorhidric concentrat (35 - 37 %) la 500 ml cu apă distilată.

5) Soluție de acid clorhidric 0,1 N. Se prepară prin amestecarea a 10 ml soluție de HCl 2 N cu 190 ml apă distilată într-un balon cotat de 200 ml.

6) Soluție alcoolică de fenolftaleină 0,5%. Se dizolvă 0,25 g de fenolftaleină în 50 ml alcool etilic 70%.

7) Soluție de hidroxid de sodiu 5 N. Se obține prin dizolvarea a 20 g NaOH în apă distilată într-un balon cotat de 100 ml.

8) Soluție de molibdat de amoniu 2,5% în soluție de acid sulfuric 2,5 N. Se amestecă un volum de soluție apoasă de molibdat de amoniu 5% cu un volum egal de soluție de acid sulfuric 5 N.

9) Soluție de acid ascorbic 0,4%. Se prepară extemporaneu.

10) Soluție etalon de fosfat monopotasic. Cantitatea de 0,1099 g fosfat monopotasic ( $\text{KH}_2\text{PO}_4$ ) se dizolvă în 1000 ml apă bidistilată la balon cotat. 1 ml din această soluție conține 0,025 mg fosfor.

**Modul de lucru.** Un gram de mușchi, ficat, creier etc. se omogenizează sau se triturează cu nisip de cuarț (sticlă pisată) într-un mojar răcit și omogenatul obținut se transferă cu soluție rece de acid tricloracetic 10% într-o eprubetă gradată de 10 ml. După ce se completează

la semn tot cu soluție de acid tricloracetic, se amestecă și se lasă în repaus 40 minute la rece. Proteinele precipitate se separă prin centrifugare la rece, timp de 15 minute, la 3000 rpm.

La 2 ml supernatant se adaugă 0,5 ml soluție de acetat de mercur 20% și se agită cu atenție. Eprubeta se introduce într-o baie de gheață timp de 15 minute. Apoi se centrifughează la rece timp de 15 minute, la 3000 rpm. Supernatantul se aruncă, iar precipitatul se spală de două ori cu câte 1 – 2 ml soluție de acetat de mercur 0,5%. Precipitatul separat după ultima spălare și centrifugare, se dizolvă într-un ml soluție de acid clorhidric 0,1N, se completează cu apă distilată la 3 ml și se amestecă. În două eprubete gradate se măsoară câte 1 ml din amestecul obținut.

În una din eprubete se pipetează 1 ml soluție de acid clorhidric 2 N și se încălzește timp de 7 minute într-o baie de apă la fierbere. Eprubeta se răcește, se introduce în ea o picătură de soluție de fenoltaleină și se neutralizează cu soluție de hidroxid de sodiu 5 N până la apariția unei culori slab roz.

Cea de a doua eprubetă servește la determinarea fosforului anorganic eventual absorbit de precipitatul mercuric.

În ambele eprubete se pipetează câte 1,2 ml soluție de molibdat de amoniu 2,5% și 1 ml soluție de acid ascorbic 0,4%. Se completează volumul cu apă distilată la 10 ml și se agită. După 20 minute se citește extincția celor două probe față de un control cu apă distilată la 700 nm.

**Calculul rezultatelor.** Conținutul de fosfor ușor hidrolizabil corespunzător cantității de ATP în țesutul analizat se calculează după formula :

$$\text{mg \%} = \frac{(a_1 - a_2) \times 10 \times 3 \times 100}{2 \times l \times p}$$

unde:  $a_1$  – concentrația fosforului eliberat în prima eprubetă după hidroliză, găsită pe curba etalon, mg ;

$a_2$  – concentrația fosforului în eprubeta a doua, găsită pe curba etalon, mg ;

p – masa țesutului viu analizat, g .

Concentrația de fosfor se determină pe curba etalon. Pentru construirea ei într-o serie de eprubete gradate de 10 ml se introduc volume crescânde de soluție etalon de fosfat monopotasice, conținând de la 0,0025 mg la 0,075 mg de fosfor. Cu aceste etaloane se efectuează reacția de culoare pentru fosfor și se vor citi la un spectrofotometru în mod analog cu probele de cercetat. Valorile extincției soluțiilor etalon se utilizează pentru construirea curbei etalon.



# II

## LUCRĂRI PRACTICE PENTRU

### BIOCHIMIA

### LIPIDELOR SIMPLE ȘI

### COMPLEXE



## II.1. DOZAREA LIPIDELOR TOTALE

### II.1.1. DOZAREA LIPIDELOR TOTALE ÎN ȚESUTURILE ANIMALE (METODA FOLCH ȘI COLABORATORII, MODIFICATĂ DE I. F. DUMITRU)

**Principiul metodei.** Lipidele totale sunt extrase din țesutul animal analizat cu ajutorul unui amestec de cloroform și alcool metilic. Din extractul lipidic obținut se îndepărtează impuritățile nelipidice prin spălare cu apă. După uscarea reziduului lipidic se dozează lipidele totale pe cale gravimetrică.

**Reactivi.** 1) *Cloroform p.a.*

2) *Alcool metilic (metanol) absolut.*

3) *Amestec cloroform : metanol (2 : 1).*

**Modul de lucru.** A) *OBȚINEREA EXTRACTULUI LIPIDIC ȘI PURIFICAREA LUI.* Proba de țesut (țesut cerebral : 200 - 250 mg ; ficat : 300 - 400 mg ; mușchi : 400 - 500 mg) se triturează într-un mojar cu nisip de cuarț sau sticlă pisată. Masa omogenă obținută se trece cantitativ cu 25 ml amestec de cloroform-metanol (2:1) într-o eprubetă cu dimensiunile de 16/180 mm. Eprubeta se închide cu dop de cauciuc și conținutul ei se agită energic timp de 10 minute. Apoi conținutul eprubetei se filtrează, prin hârtie de filtru cantitativă, într-o eprubetă gradată de 25 ml sau într-un balon cotat de 25 ml. Reziduul și filtrul se spală cu amestec de cloroform-metanol (2:1) până se completează volumul filtratului la 25 ml.

Pentru îndepărtarea impurităților nelipidice și hidrosolubile, într-un pahar Berzelius de 25 (50) ml se măsoară 15 (30) ml apă distilată și apoi încet și cu atenție, se introduc 10 (20) ml de extract lipidic cu pipeta sub stratul de apă, evitându-se agitarea și amestecarea celor două lichide. Paharul Berzelius este imersat într-un vas care conține 400 - 500 ml apă distilată. Vasul se acoperă cu o placă de sticlă și se lasă în repaus timp de 24 de ore. La sfârșitul acestei perioade de timp, în paharul Berzelius se pot observa trei faze distincte :

- faza superioară, limpede, conținând apă și metanol, se găsește direct cu apa din vasul de spălare ;
- faza inferioară, cloroformică, puternic opalescentă ;
- la limitele de separare a celor două faze, o peliculă albă, densă și unitară care conține lipide și lipoproteine.



**B) USCAREA EXTRACTULUI LIPIDIC ȘI DOZAREA GRAVIMETRICĂ A LIPIDELOR.** Paharul Berzelius este scos din vasul de spălare și faza superioară se îndepărtează prin sifonare, lăsându-se deasupra peliculei albe un strat de lichid (amestec de apă și metanol) gros de 2 – 3 mm, evitându-se astfel distrugerea ei. În paharul Berzelius se adaugă cu pipeta 3 – 5 ml de metanol absolut pentru dizolvarea peliculei de lipide și conținutul paharului se agită. Dacă pelicula lipidică nu se dizolvă complet, se adaugă metanol, picătură cu picătură, până când soluția devine perfect transparentă.

După dizolvarea completă a peliculei lipidice conținutul paharului Berzelius se trece cantitativ, prin spălări repetate cu cantități mici de metanol (0,5 – 1 ml), într-o fiolă de cântărire sau într-o capsulă de porțelan (sticlă).

Extractul lipidic se usucă mai întâi la temperatura camerei, timp de 24 de ore, iar apoi în termostat, la temperatura de 50 – 60°C. Uscarea extractului se continuă până la obținerea, prin cântărirea repetată a fiolei (capsulei), a unei valori constante.

**Calculul rezultatelor.** Făcând diferența dintre greutatea fiolei (capsulei) cântărite cu și fără reziduu lipidic se află cantitatea de lipide corespunzătoare volumului de extract lipidic utilizat pentru purificarea prin spălare. Cantitatea de lipide totale ( X ) din țesutul analizat se exprimă în grame la 100 g de țesut, conform formulei :

$$X = \frac{a \cdot 25 \cdot 100}{10 \cdot p} \quad \text{sau} \quad X = \frac{a \cdot 50 \cdot 100}{20 \cdot p},$$

unde : 10 sau 20 - volumul (ml) de extract lipidic pipetat sub stratul de apă ;

a – masa reziduuului lipidic (g) rămas în fiolă (capsulă) după uscare și cântărire ;

p – cantitatea de țesut animal (g) luată pentru dozarea lipidelor.

**Importanța practică.** Metoda gravimetrică de dozare a lipidelor totale în țesuturile animale are o eroare medie de 2 – 3%. Deși nu este rapidă, metoda se caracterizează prin simplitate tehnică.

Dozarea lipidelor totale în creier, ficat, inimă, mușchi, splină etc., prin metoda Folch în modificarea descrisă, permite obținerea unei imagini obiective asupra stării funcționale a organelor menționate în diferite stări fiziologice și patologice.

## II.1.2. DOZAREA LIPIDELOR TOTALE ÎN SERUL SANGUIN (METODA CU REACTIVUL SULFOFOSFOVANILIC)

**Principiul metodei.** În prezența acidului sulfuric concentrat, la cald, lipidele din serul sanguin suferă oxidări degradative cu formarea de cetone care reacționează cu *vanilina* (4-hidroxi-3-metoxibenzaldehida) și acidul fosforic dând naștere la compuși colorați violet. Lipidele serice sunt calculate în comparație cu un standard cuprinzând o cantitate cunoscută de trioleină.

**Reactivi.** 1) *Acid sulfuric concentrat p.a.*, cu densitatea 1,84.

2) *Acid fosforic concentrat p.a.*, cu densitatea 1,70 – 1,75.

3) *Soluție de vanilină* ( $C_8H_8O_3 = 152,1$ ) 40 mM. Se dizolvă 0,6084 g vanilină în 10 – 15 ml apă distilată prin încălzire pe baie de apă. După dizolvarea completă, se răcește și se aduce volumul la 100 ml cu apă distilată.

4) *Amestec fosfovanilic*. Se amestecă 4 volume de acid fosforic concentrat cu un volum de soluție de vanilină 40 mM.

5) *Cloroform c.p.*

6) *Soluție standard de trioleină*. Se dizolvă 760 mg de trioleină în 100 ml cloroform, la balon cotat. Această soluție dă o reacție de culoare de aceeași intensitate ca și cea produsă de serul sanguin ce conține 1000 mg lipide totale/100 ml. În lipsa trioleinei poate fi folosită drept standard o soluție de colesterol în cloroform 1000 mg/100 ml.

**Modul de lucru.** În 3 eprubete uscate se pipetează separat 0,05 ml ser sanguin (probă), 0,05 ml soluție standard (standard sau etalon) și respectiv 0,05 ml apă distilată (control). În fiecare eprubetă se adaugă câte 2,5 ml acid sulfuric concentrat și se agită conținutul lor. Eprubetele se introduc pentru 10 minute într-o baie de apă la fierbere după care se răcesc imediat, cu apă de robinet, la temperatura camerei.

Din fiecare eprubetă se pipetează câte 0,2 ml amestec de reacție în alte trei eprubete conținând câte 4 ml de amestec fosfovanilic. După agitare, eprubetele se lasă la întuneric, timp de 45 minute, la temperatura camerei. Se măsoară extincția probei ( $E_p$ ) și standardului ( $E_s$ ) față de control la 530 nm.

**Calculul rezultatelor.** Cantitatea lipidelor totale, exprimată în mg lipide/100 ml ser, se poate calcula cu ajutorul formulei :

$$\text{mg lipide totale/100 ml ser} = \frac{E_p}{E_s} \times 1000$$

**OBSERVAȚII.** 1. Serul sanguin se poate conserva la frigider timp timp de 3 – 6 zile. Se evită utilizarea serului hemolizat.

2. Deoarece acidul sulfuric și reactivul fosfovanilic au viscozități mari, se recomandă adăugarea lor cu biureta.

3. Sticlăria utilizată trebuie bine spălată cu apă distilată și în final degresată cu alcool etilic pentru a nu conține urme de lipide. Se recomandă folosirea sticlăriei bine uscată.

**Importanța practică.** În organismul omului sănătos concentrația lipidelor totale în sânge (*lipidemia*) are valori cuprinse între 600 – 700 mg/100 ml ser și variază în funcție de vârstă, sex, alimentație, echilibru neuroendocrin, climă, profesie, sarcină etc.

Valori mai mari de 800 – 1000 mg/100 ml ser indică o situație patologică. Astfel, în cazul diabetului, alături cu hiperglicemia se observă o hiperlipidemie puternic exprimată (1000 – 2000 mg%). În nefroza lipoidică conținutul lipidelor totale în sânge poate să atingă valori încă mai ridicate (1000 – 5000 mg%). Hiperlipidemia se mai întâlnește, de asemenea, în ciroză, hepatitele acute, nefrite, obezitate, hipotiroidie, pancreatită, ateroscleroză etc.

Hipolipidemia este un simptom al necrozei hepatice avansate, al hipertiroidismului, al stărilor de malabsorbție.

Dozarea lipidelor totale în serul sanguin este utilizată ca un test de triere (screening) pentru a depista dislipidemiile.



## **II.2. ANALIZA TRIACILGLICEROLILOR**

Triacilglicerolii sau trigliceridele sau grăsimile neutre sunt larg răspândite în animale și plante. În celulele animale și vegetale există triacilgliceroli de rezervă și triacilgliceroli protoplasmatici. Ultimii reprezentând o parte componentă a protoplasmei au o compoziție constantă și nu sunt catabolizați nici în cazul că organismului îi lipsește hrana.

Triacilglicerolii de rezervă se acumulează în cantitate mare în semințele și fructele diferitelor specii de plante spontane și cultivate. Unele plante de cultură (floarea soarelui, rapița, soia etc.) servesc adesea ca materie primă pentru obținerea triacilglicerolilor vegetali, numiți și uleiuri.

Triacilglicerolii se diferențiază după proprietățile lor care sunt concretizate într-o serie de constante, precum indicele de aciditate, indicele de saponificare, indicele de iod, indicele peroxidic.

Analiza triacilglicerolilor cuprinde determinarea conținutului lor în organele plantelor sau în țesuturile animalelor și stabilirea constantelor specifice unui triacilglicerol dat.

### **II.2.1. DETERMINAREA CANTITATIVĂ A TRIACILGLICEROLILOR ÎN PLANTE**

Metodele de determinare a conținutului de triacilgliceroli în plante se bazează mai ales pe proprietatea acestora de se dizolva în diferiți solvenți organici. Triacilglicerolii se extrag complet din materialul vegetal cercetat cu ajutorul unui solvent adecvat și se determină pe cale gravimetrică după evaporarea extractului la sec sau se calculează în funcție de greutatea probei degresate.

#### **II.2.1.1. DETERMINAREA CANTITATIVĂ A TRIACILGLICEROLILOR ÎN PLANTE (METODA SOXHLET INDIRECTĂ)**

**Principiul metodei.** Triacilglicerolii se extrag la cald din materialul de proveniență vegetală cu ajutorul unui solvent organic (eter etilic, eter de petrol, cloroform, dicloretan etc.). După greutatea probei degresate se calculează cantitatea de triacilgliceroli în materialul analizat.

Pentru extracție se folosește aparatul de tip Soxhlet care este format din trei părți demontabile:


- balonul termorezistent cu șlif A, în care se încălzește solventul și se colectează extractul;

- extractorul B cu șlifuri la ambele extremități, în care se introduce într-un plic de hârtie de filtru materialul de extras. Extractorul B este prevăzut cu două tuburi laterale de sticlă: un tub mai larg 1, pentru trecerea vaporilor de solvent din balonul A în partea superioară a aparatului și un tub subțire 2, care servește la sifonarea extractului din extractorul B în balonul A;

- refrigerentul cu reflux D prevăzut cu bule.

Încălzirea aparatului se face pe o baie de apă electrică din cauza inflamabilității solventului organic.

**Reactivi.** 1) Eter etilic sau eter de petrol.



**Aparatul SOXHLET**

**Modul de lucru.** Într-un plic de hârtie de filtru, în prealabil uscat la  $105^{\circ}\text{C}$  și cântărit într-o fiolă închisă, se cântăresc la balanța analitică 1 – 2 g de material vegetal, uscat și fin măcinat.

Plicul se închide și se usucă în la  $105^{\circ}\text{C}$  până la pondere constantă. Apoi, plicul cu proba de cercetat se introduce în extractorul aparatului Soxhlet și se extrage cu eter etilic timp de 3 – 5 ore. Se potrivește intensitatea fierberii solventului în balonul A în așa fel încât să se realizeze 4 – 5 sifonări pe oră. După terminarea extracției, se scoate plicul din aparat și se lasă 20 – 40 minute pe o sticlă de ceas până la evaporarea celei mai mari părți din eterul cu care este îmbibată hârtia. Apoi, plicul se introduce în fiola folosită inițial la cântărire și se usucă timp de 1 oră într-o etuvă la

105°C. Fiola conținând plicul cu materialul degresat se răcește în exicator și se cântărește la balanța analitică.

**Calculul rezultatelor.** Cantitatea triacilglicerolilor în proba cercetată se află prin diferența dintre greutatea inițială a plicului cu materialul vegetal și greutatea lui finală.

Conținutul procentual de triacilgliceroli (X%) în 100 g substanța uscată se găsește după formula:

$$X\% = \frac{m_1 - m_2}{m} \times 100$$

în care:  $m_1$  – masa plicului cu materialul vegetal supus extracției, după uscare, în g;

$m_2$  – masa plicului cu materialul degresat, după uscare, în g;

$m$  - masa materialului analizat după uscare, în g.

Metoda prezintă avantajul că se pot introduce simultan mai multe probe în același aparat Soxhlet. Gradul de eroare al metodei este de 0,5 – 0,7%.




## II.2.2. DOZAREA TRIACILGLICEROLILOR ÎN SERUL SANGUIN (METODA TIXIER ȘI CLAUDE)


Triacilglicerolii (trigliceridele) sunt lipide simple, reprezentând esteri ai glicerolului cu diferiți acizi grași saturați sau nesaturați.

Triacilglicerolii constituie aproximativ 95% din lipidele țesutului adipos. Conținutul de triacilgliceroli din alte țesuturi este însă mai mic, cu excepția celulelor intestinale unde aceste lipide se sintetizează în urma digestiei și absorbției triacilglicerolilor din hrană. Principalele organe furnizoare de triacilgliceroli sunt țesutul adipos și ficatul. Rolul primordial al triacilglicerolilor este cel energetic, deoarece prin lipoliză eliberează acizii grași care sunt oxidați în mitocondrii cu producere de energie.

**Principiul metodei.** Triacilglicerolii din serul sanguin, prin saponificare în prezența KOH, pun în libertate glicerol:



Glicerolul astfel rezultat este oxidat sub acțiunea acidului periodic la aldehidă formică (formaldehidă):




L-glicerol

metaperiodat  
de sodiu

aldehida  
formica

iodat de  
sodiu

Aldehida formică reacționează cu fenilhidrazina în mediu acid, formând un produs de condensare colorat în roșu-cărmăzIU:



Intensitatea colorației obținute, estimată spectrofotometric, este proporțională cu concentrația triacilglicerolilor serici.

**Reactivi.** 1) Soluție de hidroxid de potasiu (KOH) 4% în alcool etilic absolut.

2) Soluție de sulfat de magneziu ( $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ ) 3,7%.

3) Soluție de acid sulfuric ( $H_2SO_4$ ) 2 N. Într-un balon cotat de 250 ml conținând circa 200 ml apă distilată se adaugă cu atenție, în volume mici, 15 ml soluție de acid sulfuric concentrat (94 – 96%). După răcirea amestecului la temperatura camerei, se completează cu apă distilată la 250 ml.

4) Soluție de metaperiodat de sodiu 0,1 M. Se prepară extemporaneu prin dizolvarea a 0,2139 g metaperiodat de sodiu ( $NaIO_4$ ) în 10 ml apă distilată.

5) Soluție de clorhidrat de fenilhidrazină ( $C_6H_5-NH-NH_2 \cdot HCl$ ) 4%. Soluția se prepară extemporaneu.

6) Soluție de acid clorhidric (HCl) 5 N. La 275 ml apă distilată se adaugă 225 ml de acid clorhidric concentrat.

7) Soluție etalon de tripalmitină ( $C_{51}H_{98}O_6$ ) sau trioleină ( $C_{57}H_{104}O_6$ ) 100 mg%. Se dizolvă 100 mg tripalmitină sau trioleină în 100 ml cloroform.

#### **Modul de lucru. A) SAPONIFICAREA**

**TRIACILGLICEROLILOR.** Pentru saponificarea triacilglicerolilor, într-o eprubetă de centrifugă (proba) se măsoară 0,1 ml ser sanguin; într-o altă eprubetă de centrifugă (etalon) se măsoară 0,1 ml soluție etalon de tripalmitină sau trioleină și în a treia eprubetă (control) – 0,1 ml apă distilată. În fiecare eprubetă se adaugă câte 0,5 ml soluție alcoolică de KOH.

Eprubetele se introduc într-o baie de apă sau într-un termostaț la 37°C timp de 60 minute sau la 60°C timp de 30 minute. După răcire, în fiecare eprubetă se adaugă 1 ml soluție de sulfat de magneziu și 3 ml apă distilată. Se agită, iar precipitatul de  $Mg(OH)_2$  format, care înglobează proteinele și săpunurile acizilor grași, este îndepărtat prin centrifugare timp de 15 minute la 3000 rot./min.

În paralel cu proba, etalonul și controlul, se efectuează un martor pentru glicerolul liber din ser. În acest scop, într-o eprubetă de centrifugă se măsoară 0,1 ml ser, 1 ml soluție de sulfat de magneziu, 3 ml apă distilată și 0,5 ml soluție alcoolică de KOH. Mai departe se procedează identic cu primele trei eprubete.

**B) DOZAREA GLICEROLULUI.** În supernatantul deproteinizat obținut după centrifugare se dozează glicerolul, conform următorului tabel:

Reactiv	Probă	Etalon	Martor	Control
Supernatant (ml)	1	1	1	1
Soluție de acid sulfuric 2 N (ml)	1	1	1	1
Soluție de metaperiodat de sodiu (ml)	0,2	0,2	0,2	0,2

Se agită și se lasă în repaus, la întuneric, timp de 10 minute

Reactiv	Probă	Etalon	Martor	Control
Soluție clorhidrat de fenilhidrazină (ml)	0,5	0,5	0,5	0,5
Se lasă în repaus, la întuneric, timp de 10 minute				
Soluție de acid clorhidric 5 N (ml)	2	2	2	2

După 15 minute (până la maxim 30 minute) de la adăugarea soluției de HCl, timp în care se dezvoltă culoarea, probele se vor citi la un spectrofotometru, determinându-se extincțiile probei ( $E_p$ ), etalonului ( $E_{et}$ ) și martorului ( $E_{mar}$ ) la  $\lambda = 530$  nm, față de controlul reactivilor (eprubeta cu 0,1 ml apă distilată).

**Calculul rezultatelor.** Pentru a determina cantitatea de triacilgliceroli, se scade extincția martorului (glicerolul liber) din extincția probei. Deci:

$$\text{mg triacilgliceroli / 100 ml ser} = \frac{E_p - E_{mar}}{E_{et}} \times 100, \text{ unde:}$$

$E_p$  – extincția probei;

$E_{mar}$  – extincția martorului;

$E_{et}$  – extincția etalonului.

**OBSERVAȚIE.** În cazul serurilor hiperlipemice lactescente este recomandabil ca acestea să se dilueze 1: 1 cu ser fiziologic.

**Valori fiziopatologice.** Conținutul de triacilgliceroli în serul sanguin depinde de specia de mamifere.

În cazul omului, valorile fiziologice normale sunt cuprinse între 40 – 150 mg % sau 0,45 – 1,69 mmoli / L. Conversia mg % în mmoli / L se face după formula  $\text{mmoli/L} = \text{mg \%} \times 0,0113$ .

Concentrația triacilglicerolilor serici crește (hipertriacilglicerolemie) în tulburări ale metabolismului lipidic, ca hiperlipemia esențială și hiperlipoproteinemie primară (familială). Se consideră că dozarea triacilglicerolilor în serul sanguin este unul din indicatorii principali pentru precizarea diagnosticului diferitelor anomalii congenitale ale metabolismului lipidic.

Creșterea simptomatică a nivelului triacilglicerolilor serici se observă în graviditate, diabet, pancreatită, sindromul nefrotic, hipotiroidie, infiltrația grasă și alte afecțiuni ale ficatului, ateroscleroză, boli cardiovasculare.



### II.2.3. DETERMINAREA INDICELUI DE ACIDITATE

Indicele de aciditate definește aciditatea triacilglicerolului și se exprimă prin numărul miligramelor de hidroxid de potasiu necesar pentru neutralizarea acizilor grași liberi conținuți într-un gram de triacilglicerol.

Indicele de aciditate, alături cu alți indicatori fizico-chimici, caracterizează calitatea triacilglicerolilor. De exemplu, dacă un triacilglicerol vegetal (uleiul de floarea soarelui, uleiul de soia, uleiul de rapiță etc.) este obținut din semințe ajunse la maturitate biologică (coapte) atunci va conține o cantitate mică de acizi grași liberi. În uleiul obținut din semințe necoapte conținutul acizilor grași liberi este însemnat. Prin păstrarea (depozitarea) uleiurilor se observă hidroliza triacilglicerolilor care conduce la acumularea acizilor grași liberi, deci la creșterea acidității. Un ulei cu aciditate ridicată nu este de calitate bună.

**Principiul metodei.** Metoda de determinare a indicelui de aciditate se bazează pe titrarea acizilor grași liberi existenți în ulei cu o soluție de hidroxid de potasiu 0,05 N. Se folosește soluția de KOH și nu de NaOH, întrucât săpunurile de potasiu care se formează sunt mai solubile în condițiile experimentului.

**Reactivi.** 1) *Amestec alcool etilic – eter etilic (1: 1).* Amestecul de etanol-eter se neutralizează prin adăugarea cu picătura a soluției alcoolice de KOH, în prezența a 3-4 picături de soluție de fenolftaleină 1% până la apariția unei culori slab roz.

2) *Soluție de hidroxid de potasiu 0,05 N în alcool etilic 96%.* Se dizolvă 2,8055 g KOH într-o cantitate minimă de apă distilată. Se adaugă alcool etilic 96 % până la volumul de 1000 ml. Se lasă în repaus 3 zile pentru a se depune carbonatul de potasiu. Se filtrează și apoi se stabilește factorul soluției de KOH folosind acidul oxalic. Soluția de KOH se păstrează în flacon brun, închis bine pentru a se evita dioxidul de carbon din aer.

3) *Soluție de fenolftaleină 1%.* Se dizolvă 0,1 g de fenolftaleină în 10 ml alcool etilic 96%.

**Modul de lucru.** O cantitate de 2 – 3 g ulei vegetal sau triacilglicerol animal, cântărite la balanța analitică prin diferență într-o fiolă de cântărire, se introduc într-un flacon conic de 100 ml cu gâtul larg. În flacon se măsoară 10 – 15 ml amestec neutru de etanol-eter, utilizând un cilindru gradat. După dizolvarea uleiului sau triacilglicerolului animal se adaugă 1 – 2 picături de soluție de fenolftaleină 1% și se titrează cu soluție alcoolică de KOH până la apariția unei culori slab roz care să persiste 30 – 60 secunde.

**Calculul rezultatelor.** Indicele de aciditate se calculează cu ajutorul formulei:

$$\text{Indice de aciditate} = \frac{V \times F \times 2,8055}{a}$$

unde: V – volumul (în ml) soluției alcoolice de KOH 0,05 N consumat la titrarea cantității de triacilglicerol cântărit;

F – factorul soluției de KOH 0,05 N;


2,8055 – numărul mg de KOH corespunzătoare unui ml soluție exact 0,05 N;

a - cantitatea de ulei vegetal sau triacilglicerol animal, în g.


## II. 2.4. DETERMINAREA INDICELUI DE SAPONIFICARE

Indicele de saponificare reprezintă numărul de miligrame de hidroxid de potasiu necesare pentru neutralizarea acizilor grași eliberați prin saponificarea unui gram de triacilgliceroli.

**Principiul metodei.** O anumită cantitate de triacilgliceroli, exact cântărită la a patra zecimală, se fierbe într-un flacon Erlenmeyer cu refrigerent ascendent în prezența unui volum determinat de soluție de KOH de titru cunoscut. În aceste condiții are loc hidroliza legăturilor ester din molecula triacilglicerolului cu punerea în libertate a glicerolului și acizilor grași respectivi:



Acizii grași eliberați în urma hidrolizei triacilglicerolului neutralizează o parte din hidroxidul de potasiu, cu formarea sărurilor acizilor grași (săpunurilor):



Excesul de KOH va fi retitrat cu o soluție de acid clorhidric (HCl) de titru cunoscut, în prezența fenolftaleinei ca indicator:



Prin diferență între cantitatea inițială și cea finală de hidroxid de potasiu se va afla cantitatea de hidroxid de potasiu care a fost necesară la neutralizarea acizilor grași. Se poate astfel calcula apoi indicele de saponificare.

**Reactivi.** 1) Soluție de hidroxid de potasiu N/2 (0,5 N) în alcool etilic 96%. Se prepară prin dizolvarea a 30 g de KOH într-un volum minim



(25 ml) de apă distilată. Se adaugă apoi alcool etilic 96% până la un volum de 1000 ml. Se lasă câteva zile pentru depunerea carbonatului de potasiu, apoi se filtrează și se stabilește factorul soluției de hidroxid de potasiu cu ajutorul acidului oxalic.

Soluția de hidroxid de potasiu va fi păstrată în sticlă brună, ermetic închisă pentru a fi ferită de contactul cu  $\text{CO}_2$  din atmosferă.

2) *Soluție de acid clorhidric N/2 (0,5 N).* Se prepară prin diluarea într-un balon cotat de 1000 ml a 45 ml de acid clorhidric concentrat cu apă distilată. Factorul soluției de acid clorhidric se stabilește cu ajutorul soluției titrate de KOH în etanol. Un volum de 20 – 25 ml de acid clorhidric (măsurat exact cu ajutorul unei biurete) este titrat în prezență de fenolftaleină cu soluție alcoolică de KOH până se obține o culoare foarte slab roz persistentă. Normalitatea exactă a soluției de HCl se va calcula după formula:

$$N_{\text{HCl}} = \frac{N_{\text{KOH}} \times V_{\text{KOH}}}{V_{\text{HCl}}}$$

În formulă:  $N_{\text{HCl}}$  – este normalitatea soluției de HCl;  
 $N_{\text{KOH}}$  – este normalitatea soluției de KOH;  
 $V_{\text{HCl}}$  – volumul de soluție de acid clorhidric luat în lucru (în ml);

$V_{\text{KOH}}$  – volumul de soluție de KOH consumat la titrare (în ml).

Factorul soluției de HCl va fi dat de formula:

$$F = \frac{N_{\text{HCl}}}{0,5}$$

3) *Soluție de fenolftaleină 1% ca indicator.* Se prepară prin dizolvarea unei cantități de 0,25 g de fenolftaleină în 25 ml de alcool etilic 96%.

**Modul de lucru.** Într-un flacon Erlenmeyer uscat cu volumul cuprins între 150 – 200 ml se vor cântări la balanța analitică 1 – 2 g de triacilglicerol de analizat. Se introduc apoi în flacon 25 ml din soluția alcoolică de hidroxid de potasiu N/2. Măsurarea acestui volum trebuie făcută cu exactitate cu ajutorul unei biurete.

Deoarece normalitatea soluției de KOH poate suferi modificări, fie din cauza oxidării alcoolului etilic, fie din cauza carbonatării hidroxidului de potasiu, se recomandă verificarea normalității soluției de KOH. În acest scop paralel cu proba cu triacilglicerol se efectuează un control în care triacilglicerolul este înlocuit cu 2 ml de apă distilată.

Ambelor flacoane li se vor monta refrigerente ascendente și vor fi supuse fierberii timp de 30 de minute pe o baie de apă. Conținutul flacoanelor se va agita cu grijă din 10 în 10 minute. Saponificarea se consideră terminată când conținutul flaconului cu triacilglicerol devine clar.

După terminarea saponificării și răcirea flacoanelor se adaugă câte 2-3 picături de soluție alcoolică de fenolftaleină și se titrează excesul de KOH cu soluție de acid clorhidric N/2 până dispare complet colorația roz a conținutului din fiecare flacon.

**Calculul rezultatelor.** Un mililitru de soluție de acid clorhidric exact 0,5N corespunde la 28,055 mg de hidroxid de potasiu. Indicele de saponificare (IS) se va calcula după formula:

$$IS = \frac{(V - v) \times F \times 28,055}{M}$$

În formulă: V – volumul de soluție de acid clorhidric utilizat la titrarea controlului (în ml);

v – volumul de soluție de acid clorhidric necesar la titrarea excesului de KOH în proba cu triacilglicerol (în ml);

F – factorul soluției de acid clorhidric;

M – cantitatea de grăsime luată în analiză (în g).

**Importanța practică.** Indicele de saponificare caracterizează greutatea moleculară a acizilor grași din compoziția triacilglicerolilor. El este invers proporțional cu greutatea moleculară a acizilor grași care intră în structura unui triacilglicerol. Un indice de saponificare mare dovedește prezența în triacilglicerolul respectiv a unor acizi cu greutate moleculară mică. Untul are un indice de saponificare în jurul valorii de 226. Triacilglicerolul (grăsimea) din nuca de cocos are un indice de saponificare cuprins între 245 – 246. Indicele de saponificare mic implică prezența în triacilglicerolul analizat a unor acizi grași cu greutate moleculară mare cum este cazul uleiului de rapiță ce are un indice de saponificare cuprins între 172 și 174.


Indicele de saponificare este dependent de asemenea de prezența unor substanțe saponificabile ce reduc valoarea indicelui dar și de prezența acizilor grași liberi ce măresc valoarea acestuia.

La fabricarea săpunurilor, indicele de saponificare este un parametru important în aprecierea purității și a naturii triacilglicerolilor, precum și pentru stabilirea cantității optime de hidroxid de sodiu necesară procesului.

## II.2.5. DETERMINAREA INDICELUI DE IOD (METODA HANUS)

Indicele de iod reprezintă cantitatea de iod, exprimată în grame, care este adăunată la legăturile duble ale acizilor grași nesaturați din 100 g de triacilglicerol. Noțiunea de indice de iod este convențională deoarece majoritatea metodelor de determinare a acestui parametru nu utilizează numai iodul ca agent de halogenare. Principalele metode folosesc  $\text{ICl}$ ,  $\text{BrI}$ ,  $\text{HOI}$ ,  $\text{Br}_2$ . Indiferent de natura compusului halogenat utilizat, se calculează cantitatea de iod, exprimată în grame, echivalentă cantității de halogen adăunat la 100 g de triacilglicerol.

**Principiul metodei.** Prin amestecarea soluției de iod în acid acetic glacial cu bromul se formează bromura de iod. Triacilglicerolul dizolvat în cloroform este tratat, la întuneric, cu un exces de soluție acetică de bromură de iod. În aceste condiții bromura de iod se adăunează cantitativ la legăturile duble ale acizilor grași nesaturați din compoziția triacilglicerolului respectiv:



Excesul de bromură de iod este descompus de iodura de potasiu ( $\text{KI}$ ) care se adăună după ce probele au stat la întuneric:



Iodul rezultat se titrează cu soluție de tiosulfat de sodiu, în prezența amidonului ca indicator:



**Reactivi.** 1) *Cloroform p.a.*

2) *Soluție Hanus.* Se prepară prin dizolvarea a 3,25 g de iod metalic în 25 ml de soluție de acid acetic glacial într-un balon cotat de 250 ml. În soluția rezultată se adăună 2,05 g de brom și volumul va fi completat la semn cu acid acetic glacial. Reactivul se va păstra la întuneric în sticlă brună cu dop rodat. **ATENȚIE LA MANIPULAREA BROMULUI! SE VA LUCRA LA NIȘĂ !**

3) *Soluție de iodură de potasiu 10%.*

4) *Soluție de amidon 1% (vezi Reactiv 4 la Lucrarea I.1.1).*

5) *Soluție de tiosulfat de sodiu 0,1N.* Într-un balon cotat de 1000 ml, se dizolvă 25 g de tiosulfat de sodiu în 700 ml de apă distilată, în prealabil fiartă pentru îndepărtarea  $\text{CO}_2$ . În vederea conservării soluției de



tiosulfat, în flacon se adaugă 0,1 g de carbonat de sodiu și se completează la semn, tot cu apă distilată fiartă. Soluția de tiosulfat se lasă în repaus 2-3 zile. Apoi se stabilește factorul soluției de tiosulfat cu ajutorul dicromatului de potasiu. Se dizolvă 0,3866 g de dicromat de potasiu în 100 ml apă distilată. Într-un flacon conic de 150-200 ml se măsoară 20 ml soluție de dicromat de potasiu, 10 ml soluție iodură de potasiu 10%, 5 ml acid clorhidric concentrat și iodul rezultat se titrează cu soluție de tiosulfat de sodiu, în prezența amidonului ca indicator. Se calculează factorul soluției de tiosulfat de sodiu 0,1 N.

**Modul de lucru.** Se vor cântări 0,2 – 0,4 g de triacilglicerol vegetal (ulei) sau 0,8 – 1 g de triacilglicerol de proveniență animală într-o fiolă de cântărire, în care se găsește și o mică pipetă cu lungimea de circa 5 cm. Cu ajutorul pipetei triacilglicerolul din fiolă de cântărire va fi trecut într-un vas Erlenmeyer de 300 ml (cu dop rodat, perfect curat și uscat). Se recântărește fiola împreună cu pipeta. Diferența dintre prima și cea de a doua cântărire reprezintă cantitatea de triacilglicerol luată pentru determinare. În vasul Erlenmeyer se adaugă 10 ml cloroform.

În alt vas Erlenmeyer, ce va servi de control, vor fi introduși numai 10 ml de cloroform.

Apoi, atât în probă cât și în control se va introduce dintr-o biuretă exact câte 15 (20 sau 25) ml de soluție Hanus. Vasele se închid cu dopul rodat. Conținutul vaselor se agită cu atenție și se lasă la întuneric timp de 1 oră la temperatura de 25 – 30°C sau la temperatura camerei până la 2 ore.

La finalul acestui interval se adaugă în fiecare vas câte 15 ml de soluție de iodură de potasiu și 50 ml de apă distilată. Conținutul se agită energic și se titrează cu soluție de tiosulfat de sodiu până la apariția unei colorații galben – portocalii. Se adaugă apoi 1 – 2 picături de soluție de amidon și se continuă titrarea până la completa dispariție a colorației albastru închis a complexului format între iod și amidon.

**Calculul rezultatelor.** La 1 ml de soluție de tiosulfat de sodiu exact 0,1N corespund 0,0127g de iod. Indicele de iod (I.i.) se va calcula după formula:

$$I.i. = \frac{(V-v) \times F \times 0,0127 \times 100}{G}$$

În formulă: V – volumul de soluție de tiosulfat de sodiu 0,1 N utilizat la titrarea controlului (în ml);

v – volumul de soluție de tiosulfat de sodiu 0,1 N consumat la titrarea probei (în ml);

F – factorul soluției de tiosulfat de sodiu 0,1 N;

G – cantitatea de grăsime luată pentru analiză (în g).

**Importanța practică.** Din punct de vedere practic indicele de iod este important pentru a stabili conținutul în acizi grași nesaturați al unui triacilglicerol dat. Totodată, indicele de iod permite aprecierea gradului de siccitate al unui triacilglicerol, tendința acestuia de a râncezi, precum și

prezicerea comportamentului celui triacilglicerol în timpul stocării sau al prelucrării.

În cazul uleiurilor proaspete indicele de iod este o constantă caracteristică care poate fi utilizată în a determina proveniența lor. După valoarea indicelui de iod uleiurile naturale pot fi împărțite în uleiuri sicative, semisicative și nesicative. Uleiurile sicative au indicele de iod cu o valoare peste 130 (indicele de iod al uleiului de in este cuprins între 170 și 180). Uleiurile semisicative au indicele de iod cuprins între 95 și 130 (în cazul uleiului de floarea soarelui indicele de iod oscilează între 127 – 136). Uleiurile nesicative au indici de iod sub 90 (uleiul de măsline are indicele de iod sub 90). Triacilglicerolii animalelor terestre au un indice de iod mai mic, în general sub 80 iar la animalele marine acesta este cuprins între 100 și 170.

Determinarea indicelui de iod se practică curent în industrie pentru a aprecia puritatea și natura triacilglicerolilor utilizați în procesul de producție. Este un indicator important în industria de preparare a margarinelor.

## II.2.6. METODE DE DETERMINARE A UNOR PRODUSĂI REZULTAȚI ÎN OXIDAREA PEROXIDICĂ A LIPIDELOR ÎN ORGANISMELE VII

Numeroase stări patologice (ateroscleroză, diabet zaharat, insuficiență hepatică, fibroză pulmonară, poliartrită reumatoidă, insuficiență renală, cancer, boli degenerative etc.), întâlnite la om și animale, sunt asociate cu așa-numitul **stres oxidativ** în care se observă producerea de specii reactive ale oxigenului și acumularea produsilor oxidării peroxidice a lipidelor în țesuturile vii.

Speciile reactive ale oxigenului sunt reprezentate de: anionul superoxid ( $O_2^{\cdot-}$ ), peroxidul de hidrogen sau apa oxigenată ( $H_2O_2$ ), radicalul hidroxil ( $HO^{\cdot}$ ) și oxigenul singlet ( $^1O_2$ ).


Între produșii de oxidare peroxidică a lipidelor se numără radicalul lipid peroxil ( $R-O-O^{\cdot}$ ), lipid hidroperoxidul ( $R-O-O-H$ ) și radicalul lipid alcoxil ( $R-O^{\cdot}$ ).

Prezența speciilor reactive ale oxigenului și a produsilor de oxidare peroxidică a lipidelor în celula vie atrage după sine dereglarea activității multor sisteme enzimatice.

O imagine asupra oxidării peroxidice a lipidelor în țesuturile animale este oferită de determinarea indicelui peroxidic, determinarea conjugării dienice (care apare în primele etape ale oxidării peroxidice), determinarea dialdehidei malonice care constituie unul din cei mai importanți produși finali ai oxidării peroxidice a lipidelor etc.

### II.2.6.1. DETERMINAREA INDICELUI PEROXIDIC

În prezența oxigenului atmosferic acizii grași nesaturați cu mai mult de două duble legături din compoziția triacilglicerolilor se pot oxida parțial cu formarea de hidroperoxizi, peroxizi ciclici și hidroperoxi - peroxizi:






Procesul de peroxidare este inițiat de un radical liber, gruparea cea mai vulnerabilă la acest atac radicalic fiind gruparea  $-CH_2-$  din imediata vecinătate a dublelor legături. Reacția se propagă în lanț. Peroxizii formați exercită acțiuni oxidante, degradative asupra resturilor de acizi grași din molecula triacilglicerolilor, rezultând acizi inferiori, aldehide, cetone.

Formarea peroxizilor se observă în procesul de râncezure a triacilglicerolilor. În acest mod indicele peroxidic servește ca indicator al schimbărilor oxidative suferite de triacilgliceroli prin învechire sau expunere la lumină, aer, ioni metalici.

De obicei, indicele peroxidic se exprimă în grame de iod care pot să reacționeze cu peroxizii conținuți în 100 grame de triacilglicerol.

**Principiul metodei.** Determinarea indicelui peroxidic se bazează pe proprietatea peroxizilor formați de acizii grași din triacilglicerolul analizat de a reacționa în mediu acid cu iodura de potasiu (KI), punând în libertate iodul ( $I_2$ ):



Iodul rezultat în reacția de mai sus se titrează cu soluție de tiosulfat de sodiu, în prezența amidonului ca indicator:



După cantitatea soluției de tiosulfat consumată pentru fixarea iodului eliberat, se calculează indicele peroxidic.

**Reactivi.** 1) *Cloroform.*

2) *Acid acetic glacial.*

3) *Soluție saturată de iodură de potasiu (KCl).* Se prepară în momentul utilizării.

4) *Soluție de amidon 1%.* (vezi Reactiv 4, *Lucrarea I.1.1*).

5) *Soluție de tiosulfat de sodiu 0,01 N.* Se diluează 100 ml soluție de tiosulfat de sodiu 0,1 N (vezi Reactiv 5, *Lucrarea II.2.5*) cu apă distilată la volumul de 1000 ml.

**Modul de lucru.** Într-un flacon conic de 100 – 150 ml se cântărește la balanța analitică un gram de triacilglicerol, cu o exactitate la a patra zecimală. Într-un alt flacon care va servi drept control se măsoară 2 ml apă distilată. În ambele flacoane se adaugă cu un cilindru gradat câte 10 ml cloroform și se agită până la dizolvarea triacilglicerolului. Apoi se introduc în fiecare flacon câte 15 ml acid acetic glacial (folosind un cilindru) și câte un ml soluție saturată de iodură de potasiu (cu o pipetă).

Conținutul flacoanelor se agită și se lasă la întuneric. După 3 minute se titrează iodul eliberat cu soluție de tiosulfat de sodiu 0,01 N. Se adaugă soluție de tiosulfat din biuretă până la culoarea galben, se pipetează în fiecare flacon un ml soluție de amidon 1% și se continuă titrarea până dispare culoarea albastră a fazei apoase și cea violet a stratului cloroformic.

**Calculul rezultatelor.** Indicele peroxidic al triacilglicerolului cercetat se calculează cu ajutorul formulei:

$$\text{I.P.} = \frac{(V - v) \cdot F \cdot 0,00127 \cdot 100}{G}$$

unde: V – ml soluție de tiosulfat 0,01 N consumați la titrarea probei cu triacilglicerol;

v – ml soluție de tiosulfat 0,01 N consumați la titrarea controlului;

F – factorul soluției de tiosulfat de sodiu;

0,00127 – cantitatea gramelor de iod echivalentă pentru un ml soluție de tiosulfat de sodiu exact 0,01 N;

G – greutatea triacilglicerolului analizat.

Aprecierea gradului de alterare oxidativă a triacilglicerolului în funcție de valoarea indicelui peroxidic este dată mai jos:

Indice peroxidic, % iod	Gradul de alterare
Mai mic de 0,03	Triacilglicerol proaspăt
0,03 – 0,06	Triacilglicerol proaspăt, însă nu se pretează la păstrare
0,06 – 0,10	Triacilglicerol cu prospețime dubioasă
Mai mare de 0,1	Triacilglicerol alterat

## II.2.6.2. DETERMINAREA SPECTROFOTOMETRICĂ A CONJUGĂRII DIENICE A ACIZILOR GRAȘI SUPERIORI NESATURAȚI (METODA I. D. STALINAJA)

**Principiul metodei.** În timpul oxidării peroxidice în etapa de formare a radicalilor liberi în moleculele acizilor grași superiori polinesaturați apare un sistem de conjugare a legăturilor duble, care dă naștere la un nou maxim în spectru de absorbție, localizat la  $\lambda_{\max}=233 \text{ nm}$ .

**Reactivi.** 1) *Heptan normal.*

2) *Alcool izopropilic.*

3) *Soluție de clorură de potasiu (KCl) 0,9 %.*

4) *Alcool etilic absolut.*

**Modul de lucru.** Proba de țesut (ficat etc.) se spală de sânge cu soluție de clorură de potasiu, se congelează în azot lichid și se mojarază într-un mojar de porțelan până se obține o pudră fină.


O cantitate de 1,0 -1,5 g de pudră tisulară se omogenizează timp de 15 minute într-un omogenizator de sticlă Potter-Elvehjem cu 9 ml de amestec de extracție format din heptan și alcool izopropilic în raportul 1:1. Suspensia obținută se trece în eprubete de polietilenă care se închid cu dopuri pentru a evita evaporarea fazei extractante în timpul centrifugării. Eprubetele se centrifughează 10 minute la 4000 g. Supernatantul se transferă în eprubete gradate de 20 ml și se adaugă apă distilată în proporție de 1/10 din volumul supernatantului. După o agitare dublă și separarea fazelor, se va preleva faza heptanică. La volume egale de 0,5 ml din faza heptanică se adaugă alcool etilic absolut în volume de la 2,5 la 5 ml. Extincțiile probelor se măsoară la 233 nm în cuve de cuarț cu grosimea de 10 mm. În calitate de control se utilizează numai amestecul de extracție.

**Calculul rezultatelor.** Conținutul de conjugate diene în probe se calculează, plecând de la valoarea coeficientului de extincție molară la 233 nm pentru dienele conjugate ale acizilor grași superiori polinesaturați,  $\epsilon = 2,2 \cdot 10^5 \cdot \text{M}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$  (Recknagel, Ghoshal, 1966).



### II.2.6.3. DETERMINAREA CANTITATIVĂ A DIALDEHIDEI MALONICE CU AJUTORUL ACIDULUI TIOBARBITURIC

Peroxidarea lipidelor este un mecanism cert care cauzează leziuni celulare atât în organismele animale cât și în plante, fiind utilizată ca un indicator al stresului oxidativ în celulele și țesuturile vii. Peroxizii lipidici proveniți din acizii grași polinesaturați sunt instabili și se descompun într-o serie de compuși carbonilici reactivi, între care predomină dialdehida malonică sau malon dialdehida (MDA):




De aceea dozarea malon dialdehidei (MDA) este larg utilizată ca un indicator al peroxidării lipidelor și a câștigat un loc important în practica laboratoarelor care investighează stresul oxidativ.

Nivelul produșilor de peroxidare lipidică cunoaște o creștere importantă în diverse boli cronice întâlnite la om și animale: procesele inflamatorii, patogeniza cancerului, ateroscleroză, îmbătrânire etc. MDA reacționează ușor cu grupele amino libere din lanțurile polipeptidice ale proteinelor și din alte molecule formând diferite tipuri de aducți, inclusiv produși cu legături încrucișate. MDA, de asemenea, formează aducți cu bazele azotate din deoxiribonucleotidele acidului deoxiribonucleic (ADN), aducți care posedă acțiuni mutagene și posibil carcinogenice. Legăturile

încrucișate între ADN și proteine sunt un alt rezultat al reacției dintre ADN și MDA.

**Principiul metodei.** La temperatură ridicată și în mediu acid dialdehida malonică (MDA) rezultată prin descompunerea peroxizilor lipidici reacționează cu acidul 2-tiobarbituric (TBA) formând un aduct trimetinic MDA-TBA<sub>2</sub> de culoare roz care are maximum de absorbție la 532 nm.



Coeficientul molar al acestui complex este  $\epsilon = 1,56 \cdot 10^5 \text{ cm}^{-1} \cdot \text{M}^{-1}$ .

#### II.2.6.3.1. Dozarea malon dialdeidei în serul sanguin (adaptată după metoda Phelps S., Harris W., 1993 și metoda Truția Eugen et al., 1999)

**Reactivi.** 1) Soluție de acid clorhidric 0,1 N. Se diluează 9 ml acid clorhidric concentrat (35 – 37%) la 1000 ml cu apă distilată.

2) Soluție de acid tricloracetic 50% în soluție de acid clorhidric 0,1N.

3) Soluție de acid tricloracetic 20% în soluție de acid clorhidric 0,1N.

4) Soluție de acid tiobarbituric 26 mM. Se dizolvă 0,37479 g de acid 2-tiobarbituric (4,6-dihidroxi-2-tio-pirimidină) în 100 ml soluție de acid tricloracetic 20% în soluție de acid clorhidric 0,1 N. Pentru dizolvarea TBA, se recomandă agitarea și încălzirea soluției la aproximativ 70°C. Dacă soluția devine roz, nu trebuie utilizată. Soluția poate fi păstrată 2-3 zile la 4°C și la întuneric. La o nouă utilizare soluția trebuie agitată și reîncălzită pentru dizolvarea TBA.

5) Soluție etalon de malon dialdehidă 50 nanomoli/ml. Se prepară prin dizolvarea a 4,1025 mg de 1,1',3,3'-tetrametoxiprop[an(malonaldehidă bis(dimetilacetal))] în 500 ml de apă bidistilată. Această soluție se folosește ca soluție etalon în loc de MDA, care este instabilă.

**Modul de lucru.** Se iau două eprubete de centrifugă în care se pipetează: în prima eprubetă (probă) 0,1 ml ser sanguin și 0,1 ml apă distilată, iar în a doua eprubetă (control) 0,2 ml de apă distilată. În fiecare eprubetă se introduce câte 1 ml de soluție de acid tricloracetic 50% în soluție de HCl 0,1 N și câte 1 ml soluție de acid tiobarbituric 26 mM.

Eprubetele acoperite cu o pâlnie mică de sticlă se mențin timp de 20 minute într-o baie de apă la fierbere. După răcire, eprubetele se centrifughează timp de 10 minute la 3000 rpm.



Se citește extincția supernatantului din probă ( $E_p$ ) la 532 nm, față de supernatantul controlului.

**Calculul rezultatelor.** Concentrația MDA în serul sanguin se exprimă în nanomoli/ml. Pentru aflarea cantității de MDA în probe se construiește o curbă etalon cu soluția etalon de tetrametoxipropă (reactiv 6). În acest scop se prepara o serie de etaloane conținând între 0,05 și 10 nanomoli într-un volum de 0,2 ml soluție. În fiecare etalon se introduce câte 1 ml soluție de acid tricloracetic 50% în soluție de HCl 0,1 N și câte 1 ml soluție de acid tiobarbituric 26 mM.

Eprubetele acoperite cu o pânză mică de sticlă se mențin timp de 20 minute într-o baie de apă la fierbere. După răcire, se citește extincția fiecărui etalon la 532 nm, față de un control care se realizează cu 0,2 ml apă bidistilată în loc de soluție etalon.

Extrapolând extincția probei pe curba etalon se află cantitatea de MDA corespunzătoare, pe care o notăm cu X nanomoli. Concentrația de MDA într-un ml de ser sanguin se calculează cu ajutorul formulei:

$\text{nmoli / ml} = X / 0,1$ , unde 0,1 reprezintă ml de ser luat pentru determinare.

În diabet, ateroscleroză, comă hepatică se găsesc valori crescute. În cancer, în funcție de gravitatea bolii și stadiul ei, se pot întâlni valori crescute, dar mai ales scăzute în stadiile finale.

#### **II.2.6.3.2. Dozarea malon dialdehidei în țesuturile animale (adaptată după metoda Dobrian A. D. et al., 2001)**

**Reactivi.** 1) Soluție de acid clorhidric 0,1 N (vezi Reactiv 1, Lucrarea II.2.6.3.1).

2) Soluție de acid tricloracetic 50% în soluție de acid clorhidric 0,1N.

3) Soluție de acid tricloracetic 20% în soluție de acid clorhidric 0,1N.

4) Soluție de acid tiobarbituric 26 mM. Se dizolvă 0,37479 g de acid 2-tiobarbituric (4,6-dihidroxi-2-tio-pirimidină) în 100 ml soluție de acid tricloracetic 20% în soluție de acid clorhidric 0,1 N (vezi Reactiv 4, Lucrarea II.2.6.3.1).

5) Soluție tampon Tris-HCl 0,025 M cu pH 7,4, conținând 0,175 M clorură de potasiu. Într-un balon cotat de 500 ml se dizolvă 1,514 g TRIS [Tris(hydroxymethyl)aminometan] în 250 – 300 ml de apă bidistilată. În soluția obținută se dizolvă 6,5231 g de clorură de potasiu. Apoi, în balon se adaugă soluție de HCl 1N până pH-ul soluției ajunge la valoarea de 7,4. Verificarea pH-ului se face la un pH-metru. După obținerea pH-ului dorit, volumul soluției din balonul cotat se completează la 500 ml cu apă bidistilată.

6) Soluție etalon de malondialdehidă (vezi Reactiv 5, Lucrarea II.2.6.3.1).

**Modul de lucru.** A) PREPARAREA OMOGENTULUI TISULAR. O cantitate de 0,1 – 0,2 g de țesut animal (creier, ficat, mușchi etc.) se



omogenizează cu soluție tampon Tris-HCl cu clorură de potasiu (reactiv 5), în raportul 1 g țesut: 10 ml soluție tampon. Omogenizarea se face pe gheață. Omogenatul obținut se centrifughează 10 minute la 3000 rpm și la 4°C.

Supernatantul separat se distribuie în eprubete Eppendorf și se utilizează pentru dozarea MDA. În același supernatant se dozează proteinele prin metoda Bradford (vezi Anexa), întrucât concentrația MDA tisulare se exprimă în nmol/mg proteină solubilă.

B) **DOZAREA MDA TISULARE.** În două eprubete de centrifugă se măsoară: în prima eprubetă (probă) 0,2 ml supernatant obținut după centrifugarea omogenatului tisular, iar în a doua eprubetă 0,2 ml apă distilată. În ambele eprubete se adaugă câte 1 ml de acid tricloracetic 50% (reactiv 2) și 1 ml soluție de acid tiobarbituric (reactiv 4).

Eprubetele acoperite cu o pâlnie mică de sticlă se introduc pentru 20 minute într-o baie de apă la fierbere. După răcire, eprubetele se centrifughează timp de 10 minute la 3000 rpm.

Se citește extincția supernatantului din probă ( $E_p$ ) la 532 nm, față de supernatantul controlului.

**Calculul rezultatelor.** Concentrația MDA tisulare se exprimă în nmol/mg proteină solubilă.

Pentru a putea efectua calculul respectiv, se construiește o curbă etalon așa cum s-a descris la *Lucrarea II.2.6.3.1*. Citind extincția probei pe curba etalon, se află X nanomoli de MDA. Cantitatea de MDA într-un gram de țesut animal se calculează după formula:

$\text{nmoli MDA / g țesut} = X \times V / 0,2 \times 1/p$ , unde:

X - nanomoli citiți pe curba etalon;

V - volumul supernatantului, în ml, obținut prin centrifugarea omogenatului tisular;

p - cantitatea, în g, de țesut animal luată în lucru.

În final, concentrația MDA se exprimă în nanomoli/mg proteină solubilă.

#### II.2.6.4. DETERMINAREA INDICELUI BENZIDINIC

Triacilglicerolii, păstrați în contact cu aerul și cu lumina, dobândesc un gust iute și un miros specific neplăcut, modificându-și totodată și calitățile nutritive. Acest proces, nedorit mai ales în industria alimentară, este cunoscut sub numele de *râncezire*. Se deosebesc mai multe tipuri de râncezire:

a) *Râncezirea hidrolitică* are loc în prezența umidității și sub acțiunea lipazelor (EC 3.1.1.3) conducând la hidroliza parțială a triacilglicerolilor cu formarea de glicerol și acizi grași liberi. Punerea în libertate a acizilor grași este urmată de creșterea indicelui de aciditate (vezi *Lucrarea II.2.3*). Sunt supuse acestui tip de râncezire triacilglicerolii vegetali nerafinați și uleiurile de pește brute, bogate în lipaze.

b) *Râncezirea cetonică și aldehidică* constă în transformarea oxidativă a acizilor grași din compoziția triacilglicerolilor, în prima fază, la peroxizi și hidroperoxizi nestabili care mai departe se scindează în produși secundari de oxidare. Între acești produși predomină diferite aldehide și cetone care dau un gust și miros neplăcut alimentelor. Acest tip de râncezire afectează cel mai frecvent untura de porc, uleiurile vegetale și toate produsele alimentare care conțin triacilgliceroli.

Procesul de râncezire a triacilglicerolilor se produce cu atât mai repede și mai intens cu cât ei au un conținut mai ridicat de acizi grași nesaturați.

**Principiul metodei.** Aldehidele rezultate în urma oxidării avansate a triacilglicerolilor reacționează cu benzidina, în mediu slab acid, dând un produs colorat care se fotometrează la lungimea de undă de 410 nm.

**Reactivi.** 1) *Amestec cloroform-alcool etilic absolut 2: 1.*

2) *Soluție de benzidină 0,5 % în amestec de acid acetic-alcool etilic absolut 1: 2.*

**Modul de lucru.** Într-un flacon iodometric se cântăresc la balanța analitică 0,3 – 0,4 g ulei vegetal. Se adaugă 10 ml amestec cloroform-alcool etilic absolut și 2,5 ml benzidină 0,5%. Se agită în plan orizontal pentru omogenizare și se termostatează la 50°C, timp de 60 minute. În paralel cu proba se face și un control, în aceleași condiții, care în loc de triacilglicerol (ulei vegetal) conține 0,3 – 0,4 ml apă distilată.

Se citește intensitatea culorii produsului de reacție din probă la spectrofotometru, la lungimea de undă de 410 nm, utilizând cuva de 0,5 cm drum optic, față de control.

**Calculul rezultatelor.** Indicele benzidinic (IB) se exprimă ca absorbantă pe gram de triacilglicerol, folosind relația:

$$IB = (12,5 \times E_{410}) / m,$$

unde:  $E_{410}$  – extincția (absorbanta) probei la 410 nm;


m – masa de triacilglicerol luat în analiză (g);

12,5 – volumul la care s-a adus proba.

## II.3. ANALIZA STERIDELOR

*Steridele* sunt esteri ai sterolilor cu diferiți acizi grași superiori. Între sterolii existenți în organismul omului și animalelor superioare pe primul loc se situează *colesterolul*.

Colesterolul este un alcool monoatomic (monohidroxilic) secundar, nesaturat, derivat de la ciclopentanoperhidrofenantren (steran).



Colesterolul se găsește în toate țesuturile și lichidele organismului animal, atât liber cât și sub formă esterificată, aceasta din urmă intrând în alcătuirea membranelor celulare. O cantitate mare de colesterol se descoperă în țesutul nervos, corticosuprarenale, glandele sexuale, bilă, ficat, mușchi, sânge etc.

Nivelul concentrației colesterolului în sânge depinde de starea fiziologică a organismului uman sau animal. O creștere temporară a conținutului de colesterol în sânge poate să survină și prin consumarea de către organismul uman a unor produse alimentare bogate în colesterol (gălbenuș de ou, creier, ficat, rinichi, ulei de măsline etc.).

Colesterolul liber și esterificat alcătuiesc colesterolul total. Determinarea conținutului de colesterol total și esterificat în sânge prezintă un interes deosebit.

### II.3.1. DOZAREA COLESTEROLULUI LIBER ȘI TOTAL ÎN SERUL SANGUIN

**Principiul metodei.** Micrometoda de dozare directă a colesterolului liber și total se bazează pe interacțiunea clorurii ferice în amestec de acid acetic și acid sulfuric cu colesterolul din serul sanguin în condiții diferite de temperatură.



**Reactivi.** 1) *Soluție de clorură ferică* (  $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  ) 0,1 % în acid acetic glacial.

2) *Reactiv de culoare.* La 3 volume de soluție de clorură ferică 0,1 % în acid acetic glacial se adaugă 2 volume de acid sulfuric concentrat. Amestecul obținut se răcește la temperatura camerei. Se păstrează în sticlă cu dop rodat. De preferat ca reactivul de culoare să se măsoare utilizând o biuretă cu robinet de 10 ml.

3) *Soluție etalon de colesterol 200 mg %.* Se dizolvă 50 mg de colesterol în 25 ml acid acetic glacial, la balon cotat.

**Modul de lucru.** Metoda cuprinde două etape: în prima etapă se dozează colesterolul liber, iar în alta colesterolul total, adică colesterolul liber și esterificat.

În două eprubete obișnuite curate și uscate se introduc câte 3 ml reactiv de culoare (reactiv 2). Cu o micropipetă se toarnă pe peretele uneia din eprubete 0,02 (0,04) ml ser sau plasmă sanguină (fără urme de hemoliză). În cealaltă eprubetă se adaugă în mod similar 0,02 (0,04) ml soluție etalon de colesterol. Conținutul eprubetelor se agită cu atenție și se lasă în repaus timp de 60 minute la  $+20^\circ\text{C}$  ( ! ). Măsurarea extincției probei și etalonului se realizează la 560 nm, față de reactivul de culoare.

În paralel cu dozarea colesterolului liber, se efectuează și dozarea colesterolului liber și esterificat. În acest scop se utilizează alte două eprubete în care s-au pipetat câte 3 ml de reactiv de culoare. Apoi, în una din eprubete se măsoară aceeași cantitate de ser ca și pentru determinarea colesterolului liber. În cealaltă eprubetă se introduce un volum de soluție etalon identic cu cel de la colesterolul liber. Cele două eprubete se introduc într-o baie de apă la fierbere exact pentru 60 secunde ( ! ). Eprubetele se răcesc la temperatura camerei și se determină extincția amestecului de reacție la 560 nm.

**Calculul rezultatelor.** Calculul cantității de colesterol liber sau total se efectuează conform următoarelor formule :

$$\text{mg colesterol liber (total)} / 100 \text{ ml ser} = E_{\text{ser}} / E_{\text{etalon}} \times 200,$$

unde :  $E_{\text{ser}}$  – extincția probei cu ser pentru colesterolul liber (total) și

$E_{\text{etalon}}$  - extincția probei etalon.

Cantitatea de colesterol esterificat se află scăzând din valoarea colesterolului total conținutul de colesterol liber.

**Însemnătatea clinico-diagnostică.** În sângele omului sănătos, cantitatea de colesterol total (*colesterolemia*) variază între 150 – 250 mg%, iar a colesterolului liber între 40 – 90 mg%. În general, colesterolul liber reprezintă aproximativ 1 / 3 din colesterolul total. O modificare a conținutului de colesterol se observă în funcție de vârstă, sex, rasă, alimentație, echilibru neuroendocrin, profesie.

Cea mai mare parte a colesterolului seric este de origine endogenă, aportul de colesterol exogen influențând în mică măsură colesterolemia.

Creșterea concentrației colesterolului în sânge (*hipercolesterolemia*) se întâlnește în tulburări ale metabolismului lipidic,

în ateroscleroză, icter obstructiv, sindrom nefrotic, hipertiroidie, avitaminoze B, diabet zaharat, intoxicații acute cu diferite substanțe, pancreatite.

Scăderea concentrației colesterolului sanguin (*hipocolesterolemie*) se descoperă în anemii, tuberculoză, hipertiroidie, inanție, hepatite acute, hepatite cronice, ciroze, lezarea sistemului nervos central.

Starea sistemului endocrin al organismului uman sau al animalelor superioare manifestă o influență esențială asupra nivelului colesterolului în sânge. Astfel creșterea nivelului insulinei se asociază cu scăderea colesterolului. În hipotiroidism se observă hipercolesterolemie.

Dozarea diferitelor fracțiuni ale colesterolului (total, liber și esterificat) în serul sanguin lărgeste considerabil posibilitățile diagnostice de cercetare a metabolismului lipidic. Se apreciază că stabilirea coeficientului de esterificare, adică a raportului între colesterolul esterificat și colesterolul total (raport care normal are valoarea 0,6 – 0,8) servește ca o probă funcțională însemnată a ficatului, în care are loc sinteza colesterolului și colestereidelor. Acest raport se micșorează odată cu apariția celor mai vagi simptome de patologie a ficatului.

## II.4. ANALIZA GLICEROFOSFATIDELOR ȘI SFINGOFOSFATIDELOR

### II.4.1. DETERMINAREA CANTITATIVĂ A FOSFOLIPIDELOR TOTALE DIN SERUL SANGUIN

**Principiul metodei.** Determinarea cantitativă a fosfolipidelor este de fapt o dozare de fosfor anorganic provenit din lipidele serice izolate în prealabil și mineralizate. Cu ajutorul acidului tricloracetic fosfolipidele și proteinele sunt precipitate, separate și apoi mineralizate cu un amestec de acid azotic și acid percloric. În lichidul rezultat în urma mineralizării se face apoi dozarea radicalului fosfat pe baza reacției de culoare cu reactivul fosfomolibdenic. Deoarece între proteinele circulante în ser lipsesc fosfoproteinele, tot fosforul dozat este provenit din fosfolipidele serice.

**Reactivi.** 1) *Soluție de acid tricloracetic 5% și 10%.*

2) *Amestec nitro-percloric.* Se amestecă cu atenție, în nișă, 1 volum de  $\text{HNO}_3$  concentrat ( $\rho=1,42$ ) cu 2 volume de acid percloric 70%.

3) *Soluție de acid sulfuric 10 N.* Într-un balon cotat de 100 ml se introduce 50 ml apă distilată, se adaugă cu atenție 30 ml acid sulfuric concentrat și după răcirea amestecului, se completează la semn cu apă distilată.

4) *Soluție stoc de molibdat de amoniu.* Se vor dizolva 5 g de molibdat de amoniu (cristalizat cu 7 molecule de apă) în 50 ml soluție de acid sulfuric 10 N.

5) *Reactiv molibdenic.* Se diluează 5 ml de soluție stoc de molibdat de amoniu cu 35 ml de apă bidistilată, se adaugă 2,5 g sulfat feros ( $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ) și se completează după dizolvare la 50 ml cu apă bidistilată. Se va prepara extemporanu!

6) *Soluție stoc de fosfat conținând 1 mg fosfor / 1 ml.* Într-un balon cotat de 100 ml se dizolvă 1,155 g de fosfat disodic ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ) în apă bidistilată.

7) *Soluție etalon de fosfat conținând 1 mg fosfor / 100 ml.* Un volum de 0,1 ml soluție stoc de fosfat se diluează cu acid tricloracetic 10% la 10 ml (balon cotat). Un ml din această soluție conține 0,01 mg fosfor.

**Modul de lucru.** A) **PRECIPITAREA.** Într-o eprubetă de centrifugă conică, din sticlă termorezistentă, se vor introduce 0,1 ml ser sanguin și 5 ml de apă bidistilată. Se adaugă apoi cu picătura și sub agitare 3,5 ml soluție de acid tricloracetic 5%.



Se centrifughează 15 minute la 3000 rot/min și supernatantul rezultat se va îndepărta utilizând o pipetă Pasteur (efilată) având grijă să nu se antreneze și precipitatul. Eprubetele se vor ține cu gura în jos pe o bucată de hârtie de filtru pentru scurgerea urmelor de lichid.

**B) MINERALIZAREA.** Peste precipitat se vor adăuga 0,35 ml de amestec nitro-percloric și se va încălzi, cu atenție, eprubeta pe flacără mică, eventual pe sită de azbest. Precipitatul se va dizolva, lichidul va deveni brun, se vor degaja vapori nitroși, apoi mediul de reacție se va limpezi. După 10 – 15 minute de încălzire se va decolora și vor mai rămâne circa 0,1 ml lichid în eprubetă. **ATENȚIE LA VAPORII NITROȘI CE SE DEGAJĂ! EPRUBETA VA FI SUPRAVEGHEATĂ CU ATENȚIE TOT TIMPUL MINERALIZĂRII!**

**C) DOZAREA FOSFORULUI.** Se va face după cum urmează:

	Probă	Etalon	Control
Reziduu de la mineralizare (ml)	0,1	-	-
Soluție etalon de fosfat (ml)	-	1	-
Soluție de acid tricloracetic 10%(ml)	2	1,1	2,1
Reactiv molibdenic (ml)	1,4	1,4	1,4
Se agită conținutul eprubetelor			

După 20 minute se vor citi extincțiile probei și standardului față de control la  $\lambda=750\text{nm}$ .

**Calculul rezultatelor.** Deoarece mineralizatul rămas în probă provine din 0,1 ml ser, iar soluția etalon de fosfat conține 0,01mg de fosfor într-un ml, putem scrie că la 100 ml de ser sanguin avem cantitatea de fosfor dată de formula :

$$\text{mg P lipidic} / 100 \text{ ml ser} = E_{\text{probă}} / E_{\text{etalon}} \times 0,01 \times 100 / 0,1 = E_{\text{probă}} / E_{\text{etalon}} \times 10$$

Dacă înmulțim mg de fosfor lipidic cu factorul 25 vom obține mg fosfolipide / 100 ml ser sanguin.

**Valori fiziologice.** La subiecții normali conținutul de fosfolipide în serul sanguin oscilează între 150 și 280 mg %.

Creșterea nivelului de fosfolipide în serul sanguin se observă în diabetul zaharat, nefroze, nefrite cronice, hiperlipemie esențială, anemii posthemoragice, ciroză biliară etc.

Scăderea conținutului de fosfolipide se întâlnește în ateroscleroză, distrofie alimentară și alte afecțiuni.

## II.4.2. SEPARAREA LIPIDELOR DIN MEMBRANELE BIOLOGICE PRIN CROMATOGRAFIA ÎN STRAT SUBȚIRE

**Principiul metodei.** Lipidele sunt extrase prin omogenizarea membranelor într-un amestec de cloroform : metanol (2:1 în volume). După îndepărtarea componentelor nelipidice din extract, acesta este concentrat prin evaporare în vid și supus fracționării prin cromatografie în strat subțire pe silicagel.

În cazul acestui tip de cromatografie, faza staționară este un strat subțire de silicagel întins pe o placă de sticlă, iar faza mobilă (developantul) este un amestec de solvenți organici. După separare lipidele sunt identificate prin reacția de culoare cu iodul.

**Reactivi.** 1) *Cloroform p.a.*

2) *Alcool metilic (metanol) p.a.*

3) *Soluție de  $MgCl_2$  0,03 %.*

4) *Silicagel.*

5) *Ghips medical.*

6) *Benzen.*

7) *Alcool etilic absolut.*

8) *Eter etilic.*

9) *Acid acetic glacial.*

10) *Eter de petrol.*

11) *Iod metalic.*

12) *Soluție de acid fosfomolibdenic 10 % în etanol 96 %.*

**Modul de lucru.** A) **EXTRACȚIA LIPIDELOR.** O cantitate de 0,25 – 0,5 ml suspensie apoasă de membrane (mitocondrii, microzomi etc.) este omogenizată cu 20 volume amestec de cloroform : metanol (2 : 1) într-un omogenizator de sticlă. Îndepărtarea componentelor nelipidice din extract se face prin extragerea lor într-o soluție apoasă de  $MgCl_2$  0,03 %, iar faza apoasă este separată de cea organică prin centrifugare. Faza organică este concentrată la sec într-un evaporator rotativ de vid și reluată în 1 ml amestec cloroform : metanol. Se obține extractul lipidic al membranelor, care va fi fracționat cromatografic.

B) **FRAȚIONAREA LIPIDELOR.** Plăcile pentru cromatografia în strat subțire se obțin repede prin aplicarea pe suprafața unor plăci de sticlă sau folii de aluminiu, curate și degresate, a unui amestec, cu grosimea de 0,25 – 1,0 mm, alcătuit din 30 g silicagel, 3,2 g ghips medical și 36 ml apă distilată. Acest amestec este necesar pentru prepararea unei plăci de 15×20 cm.

Plăcile cu suportul aplicat se usucă în aer, apoi se încălzesc 30 minute într-o etuvă pentru activare (temperatura să nu depășească 100°C). Până la utilizare, plăcile cromatografice se păstrează în exsicator pentru a



nu absorbi umiditatea atmosferică. Pot fi utilizate cu rezultate foarte bune și plăcile gata preparate, disponibile în comerț (Fluka, Sigma, Merck etc.)

La distanța de 2 cm de la marginea inferioară a plăcii se marchează cu creionul punctele de start sub forma unor linii orizontale de 1,5 cm, lăsând între ele o distanță de 0,5-1 cm. Cu ajutorul unor micropipete se vor aplica pe liniile marcate volume egale din soluția de analizat și soluția standard de lipide, încât zonele rezultate (spoturile) să aibă aceleași dimensiuni. Volumul extractului lipidic și cel al soluției standard de lipide trebuie să fie de circa 25  $\mu$ l în fiecare spot. După uscarea spoturilor, placa se introduce într-o cameră cromatografică paralelipipedică de sticlă de circa 25 x 25 x 10 cm, prevăzută cu capac de sticlă. În camera cromatografică se introduc 50 ml amestec de dezvoltare. Marginea de start a plăcii cromatografice se introduce 0,5 - 1 cm în faza mobilă și se acoperă camera cu capacul. Primul dezvoltant este amestecul eter etilic : benzen : alcool etilic : acid acetic în proporții de 40 : 50 : 2 : 0,2. Când frontul solventului a migrat până la jumătatea plăcii, aceasta se scoate din camera cromatografică. După uscarea plăcii, ea se introduce în altă cameră cromatografică în al doilea dezvoltant format din eter de petrol : eter etilic : acid acetic, în raportul 90 : 10 : 1. În acest caz se oprește migrarea când frontul solventului a ajuns la circa 1 cm față de marginea superioară a plăcii (cea opusă liniei de start). Placa se va scoate din camera cromatografică, se usucă sub nișă și apoi se introduce într-un exsicator în care se află câteva cristale de iod. După câteva minute spoturile corespunzătoare diferitelor clase de lipide se evidențiază prin culoarea brună pe care o dau cu iodul sublimat.

Evidențierea diferitelor lipide se poate face și prin pulverizarea cromatogramei cu o soluție de acid fosfomolibenic 10% în alcool etilic 96%. După pulverizare, cromatograma se încălzește la 80 - 100°C până la apariția unor spoturi albastre pe fond galben.

Se vor identifica spoturile corespunzătoare diferitelor clase de lipide. Pe linia de start rămân fosfolipidele ce formează majoritatea lipidelor din compoziția membranelor. Urmează în ordine spoturile de colesterol, monoacilgliceroli, diacilgliceroli, acizi grași liberi, triacilgliceroli și steride.

**Interpretare.** Proporția diferitelor clase de lipide în membrane este aproximativ următoarea : fosfolipide (80-90%), colesterol (3-5%), acilgliceroli (5-10%), acizi grași liberi (3-5%).

Fosfolipidele majore din membrane sunt : fosfatidilcolina (lecitina), fosfatidiletanolamina sau fosfatidilcolamina (cefalina), cardiolipina (difosfatidilglicerolul). Proporția lor este : 40-50% fosfatidilcolină, 20-30% fosfatidiletanolamină, 10-15% cardiolipină (caracteristică numai mitocondriilor). Componentele minore sunt: fosfatidilinozitolul, fosfatidilserina, lizofosfatidilcolina (lizolecitina), acidul L- $\alpha$ -fosfatidic.



## II.5. DETERMINAREA CANTITATIVĂ A LIPOPROTEINELOR SERICE (METODA KUNKEL)

**Principiul metodei.** Metoda Kunkel cuprinde precipitarea lipoproteinelor serice cu fenol în prezența clorurii de sodiu și evaluarea spectrofotometrică a turbidității amestecului de reacție.

**Reactivi.** 1) *Reactiv Kunkel.* O cantitate de 2,5 g fenol și 30 g clorură de sodiu (NaCl) se dizolvă în 150-200 ml apă distilată. După dizolvarea celor două substanțe, se completează cu apă distilată la 250 ml și se filtrează. Soluția obținută se conservă la frigider timp de maximum 3 săptămâni.

2) *Ser fiziologic.* Se dizolvă 0,9 g de clorură de sodiu în 100 ml apă distilată.

**Modul de lucru.** În două eprubete (probă și control) se pipetează câte 0,2 ml ser sanguin. În probă se adaugă 3,6 ml reactiv Kunkel, iar în control 3,6 ml ser fiziologic. Se agită eprubetele și se lasă la temperatura camerei timp de 30 minute. Apoi se agită din nou și se citește extincția probei la 650 nm în cuva de 1 cm grosime, față de control.

**Calculul rezultatelor.** În laboratoarele clinice se folosește exprimarea rezultatelor în unități Kunkel (U.K.) :


$$U.K. = E_{\text{probă}} \times 100.$$

Nivelul lipoproteinelor în serul sanguin depinde de factori genetici, de modul de viață și de alimentație. În serul sanguin al omului sănătos, valorile normale ale lipoproteinelor sunt cuprinse între 20 – 40 unități Kunkel.

## II.6. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII UNOR ENZIME IMPLICATE ÎN METABOLISMUL LIPIDELOR

### II.6.1. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII LIPAZEI

Lipaza (hidrolaza esterilor glicerinei, E. C. 3.1.1.3.) catalizează scindarea hidrolitică a triacilglicerolilor cu formare de glicerol și acizi grași liberi, conform reacției :



Lipazele se întâlnesc în diferite țesuturi animale : ficat, pancreas, plămâni, rinichi, țesutul adipos, sânge etc.


Și în regnul vegetal lipazele sunt larg răspândite, mai ales în semințe, în special la plantele oleaginoase. Lipazele s-au evidențiat, de asemenea, în unele specii de microorganisme.

Lipazele de diverse proveniențe se deosebesc după activitatea catalitică, pH-ul optim de acțiune, temperatura optimă și alte proprietăți.

#### II.6.1.1. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII LIPAZEI VEGETALE

În plante există lipaze care acționează la diferite valori de pH, deosebindu-se în acest sens lipaze acide, neutre, și alcaline. În semințele plantelor oleaginoase există mai ales lipaze acide și alcaline.

**Principiul metodei.** Activitatea lipazei se determină după creșterea acidității în mediul de reacție în urma eliberării acizilor grași din triacilgliceroli hidrolizați de enzimă. Acizii grași liberi, rezultați prin hidroliza triacilglicerolilor sub acțiunea lipazei, se titrează direct cu soluție de hidroxid de sodiu :



Substratul ideal pentru studiul acțiunii lipazei dintr-un anumit organism viu ar fi triacilglicerolii obținuți chiar din acel organism. Dar se pot utiliza și alți triacilgliceroli cum ar fi uleiul de floarea soarelui sau uleiul de măsline.

**Reactivi.** 1) *Ulei de floarea soarelui sau ulei de măsline.*

2) *Soluție tampon acetat 0,5 M cu pH 4,7.* Se obține prin amestecarea de volume egale de soluție de acid acetic 1M și acetat de sodiu 1M cu 2 volume de apă bidistilată.

3) *Soluție tampon borat 0,2 M cu pH 8,3.* Se dizolvă 6,184 g de acid boric în 400 ml apă distilată. Se ajustează pH-ul soluției de acid boric la 8,3 cu soluție de NaOH 1 N. Se completează volumul soluției de borat de sodiu la 500 ml cu apă distilată.

4) *Soluție de NaOH 0,1N.* Se dizolvă 4,3 g NaOH în 1000 ml apă distilată, la balon cotat. Factorul soluției de NaOH se stabilește cu ajutorul acidului oxalic, în prezența fenolftaleinei ca indicator.

5) *Soluție alcoolică de timolftaleină 1%.* Se dizolvă 1 g de timolftaleină în 100 ml alcool etilic 90%.

6) *Alcool etilic 96% sau alcool metilic.*

7) *Eter etilic.*

8) *Toluen.*

**Mod de lucru.** Semințele de plante se macină sau se triturează în mojar (cu adăugarea unei mici cantități de sticlă pisată). O cantitate de 2,5 g de semințe uscate și măcinate fin se mojurează cu 1 ml ulei pur de floarea soarelui. Pentru determinarea activității lipazei acide în mojar se adaugă 5 ml soluție tampon acetat 0,5 M cu pH 4,7 și se triturează timp de 5 -10 minute conținutul mojarilor. În cazul determinării activității lipazei alcaline se folosesc 5 ml soluție tampon borat 0,2 M cu pH 8,5. Se efectuează câte două probe.

La terminarea triturării pasta din mojar se transferă în două flacoane conice cu dop rodat, cu capacitatea de 100 ml. Mojarele se spală cu 5 ml apă distilată care se adaugă peste conținutul din flacoane. Se introduc 5 picături de toluen, se închid flacoanele și se agită timp de 3 - 5 minute pe un agitator automat. Apoi se introduc pentru 5 - 10 ore într-un termostat la 30°C.

După termostatare în fiecare flacon se toarnă câte 50 ml amestec alcool etilic (metilic) / eter etilic (4:1) și se agită.

Se lasă să se depună reziduul insolubil apoi se titrează cu soluție de NaOH 0,1N în prezența câtorva picături de timolftaleină.

Paralel cu probele de cercetat se vor face 2 martori în care se introduc aceleași cantități de substanțe (2,5 g făină semințe, 1 ml ulei pur, 5 ml soluție tampon, 5 ml apă distilată și 5 picături de toluen) dar nu se termostatează ci se titrează direct după adăugarea amestecului alcool-eter.

**Calculul rezultatelor.** Activitatea lipazei se exprimă în ml soluție de NaOH 0,1 N necesari pentru neutralizarea acizilor grași eliberați sub acțiunea lipazei din 100 g semințe :



$$X = \frac{(V - v) \cdot F \cdot 100}{p},$$

În care :

X - activitatea lipazei;

V - ml soluție de NaOH 0,1 N consumați pentru titrarea probei de cercetat ;

v - ml de soluție de NaOH 0,1 N consumați pentru titrarea matorului;

F - factorul soluției de NaOH stabilit cu ajutorul acidului oxalic ;

p - greutatea materialului analizat în grame.

## II.6.1.2. DETERMINAREA ACTIVITĂȚII LIPAZEI DIN ȚESUTURILE ANIMALE

**Principiul metodei** este identic cu cel de la determinarea activității lipazei vegetale (*Lucrarea II.5.1.1*).

**Reactivi.** 1) Ulei de floarea soarelui.

2) Soluție tampon fosfat 0,1M cu pH=7. Se amestecă 39 ml soluție de fosfat monosodic ( $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) 0,2 M cu 61 ml soluție de fosfat disodic ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ) 0,2 M și se diluează la 200 ml cu apă distilată.

3) Soluție de NaOH 0,1N. Vezi Reactivul 4 din *Lucrarea II.5.1.1*.

4) Soluție alcoolică de timolftaleină 1%. Vezi Reactivul 5 din *Lucrarea II.5.1.1*.

5) Alcool etilic (alcool metilic).

6) Eter etilic.

7) Toluen.

**Mod de lucru.** O cantitate de 2,5 g de țesut animal se mojarază cu 1ml ulei pur de floarea soarelui. În mojar se adaugă 5 ml soluție tampon fosfat 0,1 M cu pH 7 și se continuă triturarea încă 5 -10 minute. Se fac două probe.

La terminarea omogenizării, pasta din mojar se transferă în două flacoane conice cu dop rodat, cu capacitatea de 100 ml. Mojarele se spală cu 5 ml apă distilată care se adaugă peste conținutul din flacoane. Se introduc 5 picături de tolue, se închid flacoanele și se agită timp de 3 - 5 minute pe un agitator automat. Apoi se introduc pentru 1 oră în termostat la 37°C.

După termostatare în fiecare flacon se toarnă câte 50 ml amestec alcool etilic (metilic) / eter etilic (4:1) și se agită. Se lasă să se depună reziduul insolubil apoi se titrează cu soluție de NaOH 0,1 N în prezența câtorva picături de timolftaleină ca indicator.

Paralel cu probele de cercetat se vor face 2 martori în care se introduc aceleași cantități de substanțe (2,5 g țesut animal, 1 ml ulei pur, 5 ml soluție tampon, 5 ml apă distilată și 5 picături de tolue), dar nu se termostatează, ci se titrează direct cu soluție de NaOH 0,1 N după adăugarea amestecului alcool-eter.

## II. 7. DOZAREA UNOR PRODUȘI INTERMEDIARI ȘI FINALI AI METABOLISMULUI LIPIDELOR

### II.7.1. DOZAREA ACIZILOR GRAȘI LIBERI ÎN SERUL SANGUIN

**Principiul metodei.** Sărurile de cupru ale acizilor grași formează cu dietilditiocarbamatul de sodiu un complex colorat. Intensitatea culorii este direct proporțională cu concentrația acizilor grași liberi din proba analizată

**Reactivi.** 1) *Soluție de dietilditiocarbamat de sodiu 0,1 %.*

2) *Soluție de azotat de cupru  $[Cu(NO_3)_2]$  6,45 %.*

3) *Soluție de trietanolamină 1 M.* Se dizolvă 14,92 g de trietanolamină ( $C_6H_{15}NO_3$ ) în apă distilată într-un balon cotat de 100 ml.

4) *Acid acetic glacial.*

5) *Reactiv cupric.* 10 volume soluție de azotat de cupru 6,45 % se amestecă cu 9 volume soluție de trietanolamină 1 M și 1 volum de acid acetic glacial.

6) *Cloroform p.a.*

7) *Soluție etalon de acid palmitic.* Cantitatea de 25,6 mg acid palmitic se dizolvă în 30 – 40 ml cloroform într-un balon cotat de 100 ml și se completează la semn cu cloroform.

**Modul de lucru.** Într-o eprubetă cu dop rodat (proba) se pipetează 0,5 ml ser sanguin, iar în a doua eprubetă (etalon) 1 ml soluție etalon de acid palmitic. În probă se adaugă apoi 5 ml cloroform, iar în etalon 4,5 ml cloroform. După agitare în ambele eprubete se măsoară câte 2,5 ml reactiv cupric. În a treia eprubetă se pregătește un control alcătuit din 5 ml cloroform și 2,5 ml reactiv cupric. Cele trei eprubete se astupă cu dopuri și se agită timp de 5 minute. Conținutul celor trei eprubete se trece cantitativ în eprubete de centrifugă și se centrifughează timp de 5 minute la 2000 g. În urma centrifugării suspensiile din eprubete se stratifică astfel : un strat cloroformic, un strat proteic și unul apos. Faza apoasă superioară conținând excesul de reactiv cupric se elimină prin sifonare, pelicula proteică se lipește cu atenție de pereții eprubetei, iar stratul cloroformic conținând acizii grași liberi se trece cantitativ în eprubeta obișnuită. Se adaugă apoi câte 0,5 ml soluție de dietilditiocarbamat de sodiu și se agită. După 10 – 15 minute se citește extincția probei și a etalonului față de control la 440 nm.



**Calculul rezultatelor.** Concentrația acizilor grași liberi, exprimată în  $\mu\text{moli / l}$ , se calculează după formula:

$$C = \frac{E_p \times 1000}{E_{et} \times 0,5},$$

unde :  $E_p$  = extincția probei ;

$E_{et}$  = extincția etalonului.



## II.7.2. DOZAREA CORPILOR CETONICI ÎN SÂNGE (METODA W. NEUWEILER)

O fracțiune însemnată de acetyl-CoA, rezultată prin  $\beta$ -oxidarea acizilor grași și decarboxilarea oxidativă a acidului piruvic, se metabolizează pe calea procesului numit *cetogeneză* în compuși organici, cunoscuți sub denumirea de *corpi cetonici* : *acidul acetilacetic*, *acidul D- $\beta$ -hidroxibutiric* și *acetona*, care se găsesc în sângele omului și vertebratelor în concentrație foarte mică.


Locul de biosinteză a corpurilor cetonice îl constituie ficatul. Din acest organ ei difuzează în sânge care îi transportă spre țesuturile periferice, îndeosebi mușchii scheletici, miocard și cortexul renal, unde sunt utilizați ca sursă alternativă de energie. În ficatul normal se sintetizează o cantitate mică de corpi cetonici. Însă formarea lor se intensifică apreciabil în tulburarea metabolismului glucidelor (diabet zaharat), după un aport insuficient de glucide (inaniție), în cazurile de intoxicare cu fosfor, cloroform sau tetraclorură de carbon. În toate aceste stări patologice crește viteza lipolizei și rata de oxidare a acizilor grași, conducând la o cantitate de acetyl-CoA mai mare decât poate fi degradată în ciclul acizilor tricarboxilici. Creșterea conținutului de corpi cetonici în sânge se numește *cetonemie*, iar apariția lor în urină – *cetonurie*.

Formarea intensă a corpurilor cetonice este dăunătoare organismului uman și animal. Acetona manifestă influență nefavorabilă asupra celulei nervoase. Acumularea patologică a acizilor acetilacetic și D- $\beta$ -hidroxibutiric în sânge este asociată cu modificarea pH-ului sanguin și intracelular în spre latura acidă (*acidoză*), ceea ce poate determina perturbarea activității unor enzime.

**Principiul metodei.** Prin oxidare cu dicromat de potasiu, acidul acetilacetic și acidul  $\beta$ -hidroxibutiric se transformă în acetona :



Acetona rezultată pe această cale, împreună cu cea preexistentă în sânge, reacționează în mediu alcalin cu aldehida salicilică dând un compus solubil, colorat în roșu :



Intensitatea colorației se determină spectrofotometric la 530 nm.

**Reactivi.** 1) *Soluție de wolframat de sodiu 10%.*

2) *Soluție de acid sulfuric 0,66 N.* Un volum de 1,98 ml acid sulfuric concentrat se adaugă la 50 ml apă distilată și se completează la 100 ml tot cu apă distilată.

3) *Soluție sulfocromică.* O cantitate de 2 g de bicromat de potasiu ( $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ) se dizolvă în 30 ml apă distilată. La soluția obținută se adaugă, **CU ATENȚIE**, 20 ml acid sulfuric concentrat și volumul se completează la 100 ml cu apă distilată.

4) *Soluție de hidroxid de potasiu 11,3 N.* Se dizolvă 63,40 g de KOH în 35 ml apă distilată. După răcirea soluției se completează volumul la 100 ml cu apă distilată.

5) *Soluție alcoolică de aldehydă salicilică 10 %.* Se adaugă 10 g de aldehydă salicilică la 90 ml alcool etilic 95 %.

6) *Soluție etalon de acetonă 1 g / l ( $\rho=0,791$ ).*

**Modul de lucru.** Un volum de 5 ml sânge (recolat pe anticoagulant) se diluează cu 35 ml apă distilată. La amestecul obținut se adaugă, sub agitare, 5 ml soluție de wolframat de sodiu 10% și, încet, picătură cu picătură, 5 ml acid sulfuric 0,66 N. Se lasă în repaus 15 minute, apoi precipitatul format se separă prin filtrare.

Din filtratul obținut se măsoară 30 ml care se trec într-un balon de distilare și se adaugă 15 ml soluție sulfocromică și 1,5 ml acid sulfuric concentrat. Conținutul balonului se distilează timp de 25 minute, iar acetona care rezultă se colectează într-un cilindru gradat în care s-au introdus, în prealabil, 25 ml apă distilată. După distilare, volumul din cilindru se completează la 60 ml cu apă distilată.

În continuare, se realizează reacția de culoare în flacoane Erlenmeyer după următoarele indicații :

Reactivi	Probă	Etalon	Control
Soluție de acetonă distilată din cilindru gradat (ml)	20	-	-
Soluție etalon de acetonă (ml)	-	1,0	-
Apă distilată (ml)	-	19,0	20
Soluție de hidroxid de potasiu (ml)	20	20	20
Soluție alcoolică de aldehydă salicilică (ml)	10	10	10



Conținutul flacoanelor se agită și se încălzește la 50°C timp de 20 minute. După răcire, intensitatea culorii probei (E<sub>probă</sub>) și etalonului (E<sub>etalon</sub>) se determină spectrofotometric la 530 nm, față de control.

**Calculul rezultatelor.** Conținutul în corpi cetonici ai sângelui se exprimă în mg acetonă / 100 ml sânge și se calculează cu ajutorul următoarei formule :

$$\text{mg corpi cetonici / 100 ml sânge} = \frac{E_{\text{probă}} - E_{\text{control}}}{E_{\text{etalon}} - E_{\text{control}}} \times C_{\text{etalon}}$$

în care C<sub>etalon</sub> reprezintă 5 mg acetonă %.

În calcul se ține seama de faptul că soluția etalon de acetonă a fost diluată în raportul 1/20, obținându-se astfel o concentrație de 5 mg acetonă % ; cei 20 ml din proba de analizat obținută după distilare corespund la 1 ml sânge.

**Valori normale :** 1,5 – 3,5 mg % (exprimate în acetonă).

## ANEXĂ

### **DETERMINAREA CANTITATIVĂ A PROTEINELOR SOLUBILE PRIN METODA BRADFORD (BRADFORD, 1976; STOSCHECK, 1990; BOLLAG, EDELSTEIN, 1991, ADAPTATĂ DE EUGEN UNGUREANU ȘI VLAD ARTENIE)**

Metoda Bradford este foarte rapidă și utilizează aproximativ aceeași cantitate de proteine ca și metoda Lowry (Artenie, Tănase, 1981). Metoda este foarte precisă și simplă, încât poate fi repetată în câteva minute.

**Principiul metodei.** Această metodă se bazează pe observația că în mediu acid colorantul Coomassie Brilliant Blue G-250 formează cu proteinele un complex având maximul de absorbție la 595 nm. Colorantul reacționează mai întâi cu radicalii de arginină și pe urmă cu resturile de histidină, lizină, tirozină, triptofan și fenilalanină din structura proteinelor.

**Reactivi.** 1) Alcool etilic(etanol) 96 %.

2) Acid fosforic 89 % sau 85 %.

3) *Reactiv Bradford (Soluție de Coomassie Brilliant Blue G 250).* Într-un balon cotat de 100 ml se dizolvă 10 mg de Coomassie Brilliant Blue G 250 în 10 ml etanol 96 %. Apoi se adaugă 9,8 ml acid fosforic 89 % (sau 10,12 ml de acid fosforic 85 %) și după dizolvarea colorantului, se completează cu apă bidistilată la semn (100 ml). Soluția obținută se filtrează prin hârtie Whatman nr.1 și poate fi stocată la temperatura camerei sau mai bine la +4°C în sticlă brună, câteva săptămâni.

4) *Soluție etalon de albumină serică bovină 5 mg %.* Se dizolvă 5 mg de albumină serică bovină sau ovoalbumină în 100 ml de apă bidistilată. Un ml de soluție etalon conține 50 micrograme de albumină serică bovină. Se recomandă, de asemenea, utilizarea gamma-globulinei ca proteină etalon.

**Modul de lucru.** Într-o eprubetă de 10/100 mm se măsoară 0,1 – 0,5 ml soluție proteică de analizat (în funcție de cantitatea presupusă de proteină) și se adaugă 0,4 – 0,0 ml soluție tampon de extracție.

În eprubetă se introduc 1,5 ml reactiv Bradford, se amestecă conținutul cu atenție și se lasă la temperatura camerei.

După 5 minute, dar mai înainte de 15 - 30 minute, se citește extincția probei la un spectrofotometru la lungimea de undă de 595 nm, față de un control al reactivilor preparat în același mod ca și proba, cu excepția că soluția proteică este înlocuită cu soluție tampon de experiență.

**Calculul rezultatelor.** Pentru calcularea cantității de proteine în proba analizată se construiește o curbă etalon cu concentrații cunoscute de albumină serică bovină (ovoalbumină) sau gamma-globulină. În acest

scop se prepara o serie de etaloane conținând între 1,0 și 25 micrograme de proteină (albumină sau gamma-globulină) într-un volum de 0,5 ml soluție. În fiecare etalon se introduc câte 1,5 ml reactiv Bradford, se agită, se lasă în repaus 5 minute și se citește extincția etaloanelor la 595 nm, față de un control al reactivilor efectuat numai cu apă bidistilată. Se recomandă ca fiecare etalon să se execute în două-trei exemplare (repetiții). Folosirea aceluiași cuve, presupune citirea mai întâi a etaloanelor cu concentrație mai mică și apoi a celor cu concentrații mai mari, în ordinea în care au fost făcute. Pentru trasarea curbei de etalonare se vor folosi mediile extincțiilor obținute pentru cele 2-3 repetiții ale fiecărui etalon, trecându-le pe ordonată, iar pe abscisă se notează microgramele de proteină în etaloanele respective.

După ce se află pe curba de etalonare microgramele de proteină în proba de analizat, se calculează concentrația de proteine în proba analizată, ținând cont de volumul de extract utilizat și de gradul de diluție, dacă este cazul.

Concentrația de proteine în proba de analizat se exprimă în mg / ml în cazul lichidelor biologice sau mg / g pentru țesuturile animale, respectiv vegetale.

**OBSERVAȚII.** 1. Pentru solubilizarea proteinelor membranare și reducerea variațiilor de culoare de la o proteină la altă proteină, se recomandă adăugarea unui volum egal de soluție de NaOH 1 N la fiecare probă (Stoscheck, 1990). Dacă se recurge la această opțiune, se va adăuga soluție de NaOH și la etaloane.

2. Întrucât colorantul aderă foarte puternic la cuvele de sticlă ale spectrofotometrului și la eprubetele în care s-a efectuat reacția de culoare, se recomandă spălarea acestora cu soluție concentrată de detergent lichid, apoi cu multă apă de la robinet și în final cu apă distilată.



## PREPARAREA ȘI TITRAREA SOLUȚIEI DE NaOH 0,1N

**Scop:** datorită proprietăților sale, NaOH nu poate fi utilizat ca substanță standard în chimia analitică, adică nu se poate prepara o soluție de normalitate cunoscută prin simpla cântărire a substanței la balanța analitică urmată de dizolvarea la balon cotat. Acest lucru nu este posibil pentru că NaOH este o bază foarte puternică din care cauză reacționează cu  $\text{CO}_2$  atmosferic carbonatându-se. De asemenea este o substanță higroscopică (absoarbe foarte repede apa din atmosferă) ceea ce face ca la cântărire o parte din materialul cântărit să fie reprezentat de apă, alături de carbonat și bicarbonat de sodiu.

**Principiul metodei:** Se va prepara o soluție de NaOH aproximativ 0,1N prin dizolvarea a 4g de NaOH solid într-un balon cotat de 1000 ml apoi se va stabili factorul soluției de NaOH cu ajutorul unei substanțe standard. Ca substanță standard cel mai ușor este de utilizat acidul oxalic.

**Reactivi:** 1) NaOH solid

2) Acid oxalic cristalizat cu 2 molecule de apă

3) Soluție alcoolică de fenolftaleină 1% (indicator)

**Mod de lucru:** A) **PREPARAREA SOLUȚIEI DE NaOH APROXIMATIV 0,1.** Echivalentul gram al NaOH este dat de numărul protonilor pe care îi poate accepta. Având o singură grupare hidroxil poate accepta un singur proton de aceea echivalentul gram este M/1 adică 40g. Acest lucru înseamnă că pentru prepararea a 1 l soluție sunt necesari 0,1 Eg, deci 4 g NaOH solid.

Date fiind proprietățile substanței vom cântări la balanța tehnică 4,1 – 4,3 g de NaOH solid și vom dizolva substanța într-un balon cotat de 1 l folosind ca solvent apa distilată. Pentru o mai bună stabilitate în timp este recomandată folosirea apei distilate fierte și răcite (se elimină astfel gazele conținute în apă care ar putea reacționa cu NaOH influențând factorul soluției).


B) **STABILIREA FACTORULUI SOLUȚIEI DE NaOH APROXIMATIV 0,1N.**

Pentru stabilirea factorului soluției de NaOH se va proceda după cum urmează:

- se vor cântări la balanța analitică (cu mare precizie) cantități cuprinse între 0,1 – 0,2 g de acid oxalic cristalizat cu 2 molecule de apă
- acidul oxalic cântărit va fi transvazat cantitativ în flacoane Erlenmeyer de 100 – 200 ml folosind mici cantități de apă distilată
- se va dizolva acidul oxalic și se adaugă 1 – 2 picături de soluție alcoolică de fenolftaleină
- se va titra soluția din flacoane cu soluție de NaOH aproximativ 0,1N până la apariția unei colorații roz-pal slabă și persistentă în timp.

- Se vor nota atât cantitatea de acid oxalic cântărit cât și volumul de soluție de NaOH consumat la titrare.

### Calculul rezultatelor:



#### ACID OXALIC

Deoarece reacțiile chimice decurg de la echivalent-gram la echivalent-gram, putem scrie:

$$1\text{Eg}_{\text{C}_2\text{O}_4\text{H}_2 \times 2\text{H}_2\text{O}} \text{-----} 1\text{Eg}_{\text{NaOH}}$$

$$\text{Ag}_{\text{C}_2\text{O}_4\text{H}_2 \times 2\text{H}_2\text{O}} \text{-----} T_{\text{NaOH}} \times V_{\text{NaOH}}$$

---


$$T_{\text{NaOH}} = \frac{\text{Ag}_{\text{C}_2\text{O}_4\text{H}_2 \times 2\text{H}_2\text{O}} \times \text{Eg}_{\text{NaOH}}}{\text{Eg}_{\text{C}_2\text{O}_4\text{H}_2 \times 2\text{H}_2\text{O}} \times V_{\text{NaOH}}}$$

Echivalentul-gram al acidului oxalic este în această reacție M/2 (luând în calcul și apa de cristalizare asta însemnând  $\text{Eg}=63\text{g}$ ) deoarece cedează ambii protoni.

Titrul obținut este titrul real al soluției de NaOH. Titrul teoretic îl aflăm

$$C_N = \frac{T \times 1000}{\text{Eg}}$$

folosind relația de unde obținem că  $T_{\text{NaOH}}=0,0040$ . Prin

urmare factorul soluției de NaOH este  $F = \frac{N_r}{N_t} = \frac{T_r}{T_t}$ .

## PREPARAREA ȘI TITRAREA SOLUȚIEI DE HCl APROXIMATIV 0,1N

**Scop:** Acidul clorhidric (HCl) este un gaz galben – verzui cu miros înțepător specific, foarte toxic și coroziv. Comercial el se livrează ca soluție concentrată ( $c=37\%$  și  $\rho=1,19 \text{ g/cm}^3$ ) sau ca soluții de diferite alte concentrații.


Deoarece este un gaz, din soluția concentrată HCl se va evapora ducând în timp la modificarea concentrației soluției din vas. Din acest motiv este necesar ca după realizarea unei soluții de o normalitate dată, această soluție să fie standardizată cu ajutorul unei soluții de bază de titru cunoscut. În acest mod va fi cunoscută exact concentrația soluției de HCl și aceasta va putea fi folosită la rândul ei în alte analize (ca de exemplu determinarea durității apei). Standardizarea soluției de HCl aproximativ 0,1N se va face prin titrare cu soluție de NaOH aproximativ 0,1N având factorul soluției cunoscut.

### A) PREPARAREA SOLUȚIEI DE HCl 0,1N

Pentru a prepara un volum de 500 ml de soluție de HCl 0,1N pornind de la soluția concentrată de HCl ( $c=37\%$  și  $\rho=1,19 \text{ g/cm}^3$ ) vom face mai întâi calculul pentru a afla ce volum de soluție concentrată de HCl ne este necesar.

$$C_N = \frac{m_d}{E_g \times V_s} \text{ de unde } m_d = C_N \times E_g \times V_s. \text{ Pentru reacția dată, de}$$

neutralizare a acidului clorhidric cu hidroxid de sodiu, echivalentul gram al acidului clorhidric, ca și cel al hidroxidului de sodiu, sunt egale cu masa moleculară a substanței în cauză.



Asta înseamnă că:  $m_d = 0,1 \times 36,5 \times 0,5$  adică  **$m_d = 1,825 \text{ g}$**  HCl substanță pură.

Folosind apoi formula concentrației procentuale:  $c = \frac{m_d}{m_s} \times 100$  se poate

afla masa de soluție de HCl concentrat  $m_s = \frac{m_d \times 100}{c}$  în care înlocuind

valorile obținem:  $m_s = \frac{1,825 \times 100}{37} = 4,93 \text{ g}$  soluție de HCl concentrat.

Folosind apoi formula densității,  $\rho = \frac{m}{V}$ , obținem că volumul de soluție



concentrată de HCl este  $v = \frac{m}{\rho} = \frac{4,93}{1,19} = 4,14$  ml soluție concentrată de


HCl necesari pentru a prepara (la balon cotat) un volum de 500 ml de soluție de HCl aproximativ 0,1N. În mod practic, cu ajutorul unui cilindru gradat de 10 ml se vor măsura 5 ml de soluție concentrată de HCl și se vor adăuga cu atenție peste un volum de circa 200 ml de apă distilată într-un balon cotat. Se agită bine, se completează la semn cu apă distilată și se agită bine din nou. **ATENȚIE!!!! Operația de preparare a soluției de HCl 0,1N se va executa sub nișă!!!!**

**B) TITRAREA SOLUȚIEI DE HCl APROXIMATIV 0,1N CU SOLUȚIE DE NaOH 0,1N DE FACTOR CUNOSCUȚ.**

În flacoane de titrare (pahare Erlenmeyer) de 100 ml se vor introduce prin măsurare cu pipeta (cu exactitate între 2 diviziuni ale pipetei) volume cuprinse între 10 și 20 ml din soluția de HCl preparată. Se adaugă 1 – 2 picături de soluție alcoolică de fenolftaleină (indicator), se agită, și se titrează cu soluție de NaOH din biuretă. Titrarea se va opri atunci când soluția din flaconul de titrare devine roz-pal persistent.

### **Calculul titrului și factorului soluției de HCl.**

Pornind de la reacția dintre HCl și NaOH și de la volumele de soluție utilizate, precum și de la factorul soluției de NaOH, putem afla factorul soluției de HCl.



Deoarece reacțiile chimice decurg de la echivalent-gram la echivalent-gram, înseamnă că putem scrie:

$$1\text{Eg}_{\text{NaOH}} \dots\dots\dots 1\text{Eg}_{\text{HCl}}$$

$$40\text{g}_{\text{NaOH}} \dots\dots\dots 36,5\text{g}_{\text{HCl}}$$

$$T_{\text{rNaOH}} \times V_{\text{NaOH}} \dots\dots\dots T_{\text{rHCl}} \times V_{\text{HCl}}$$

$$F_{\text{NaOH}} \times T_{\text{tNaOH}} \times V_{\text{NaOH}} \dots\dots\dots T_{\text{rHCl}} \times V_{\text{HCl}}$$

de unde obținem că:

$$T_{\text{rHCl}} = \frac{F_{\text{NaOH}} \times T_{\text{tNaOH}} \times V_{\text{NaOH}} \times 36,5}{40 \times V_{\text{HCl}}}$$

Valoarea titrului teoretic pentru acidul clorhidric aproximativ 0,1N se obține prin aplicarea relației:

$$C_N = \frac{T \times 1000}{E_g} \text{ de unde } T = \frac{C_N \times E_g}{1000}. \text{ În cazul HCl și al reacției date}$$

$$\text{valoarea este } T_t = \frac{0,1 \times 36,5}{1000} = 0,00365. \text{ Pentru NaOH valoarea titrului}$$

teoretic se află după aceeași formulă fiind  $T_{\text{NaOH}} = 0,0040$ .

$$\text{Factorul soluției de HCl fiind } F_{\text{HCl}} = \frac{T_{\text{rHCl}}}{T_{\text{tHCl}}} = \frac{T_{\text{rHCl}}}{0,00365}.$$

## IODOMETRIA

Dozările iodometrice au la bază acțiunea oxidantă a iodului elementar care decurge conform reacției:



Este de remarcat faptul că în multe din dozările iodometrice, nu se titrează cu soluție de iod de normalitate cunoscută nici nu se adaugă în mediul de reacție soluție de iod de normalitate cunoscută, ci iodul este obținut cantitativ în mediul de reacție prin diferite reacții.

Însă iodul rezultat sau adăugat în mediul de reacție va fi titrat întotdeauna cu soluție de tiosulfat de sodiu ( $Na_2S_2O_3$ ).

### Reactivi:

1. Tiosulfat de sodiu cristalizat cu cinci molecule de apă ( $Na_2S_2O_3 \times 5H_2O$ ).
2. Iodură de potasiu (KI).
3. Acid clorhidric 2N (HCl).
4. Dicromat de potasiu ( $K_2Cr_2O_7$ ).
5. Amidon solubil.

### Mod de lucru

#### A) PREPARAREA SOLUȚIEI DE TIOSULFAT DE SODIU 0,1N

Se vor cântări la balanța tehnică aproximativ 25 g  $Na_2S_2O_3 \times 5H_2O$  și se vor dizolva în circa 500 ml de apă distilată fiartă și răcită pentru eliminarea completă a dioxidului de carbon și a oxigenului dizolvate în apă. Acestea pot descompune tiosulfatul de sodiu conform reacțiilor de mai jos. După dizolvarea completă se va completa la semn cu apă distilată fiartă și răcită și se va omogeniza soluția obținută. După o săptămână se poate determina titrul soluției de tiosulfat de sodiu.



Titrul soluției de tiosulfat se poate determina cu  $K_2Cr_2O_7$ ,  $I_2$ ,  $KBrO_3$ ,  $KMnO_4$ .


#### B) DETERMINAREA TITRULUI CU AJUTORUL DICROMATULUI DE POTASIU.

Reacția redox care stă la baza metodei este următoarea:



#### Reacția A

Sistemele redox implicate în această reacție sunt următoarele:



#### Sistem redox A




Iodul pus în libertate se titrează cu ajutorul tiosulfatului de sodiu în prezența amidonului ca indicator, conform reacției:



Reacția B



Sistem redox B



Produsii reacției sunt iodura de sodiu (NaI) și tetratonați de sodiu ( $Na_2S_4O_6$ ).

Din sistemele redox A și B rezultă că:  $E_{g_{K_2Cr_2O_7}} = \frac{M_{K_2Cr_2O_7}}{2 \times 3}$

deoarece în molecula dicromatului de potasiu există 2 atomi de crom fiecare acceptând câte 3 electroni. În valoare numerică,

$E_{g_{K_2Cr_2O_7}} = 49,037g$ , respectiv  $E_{g_{Na_2S_2O_3}} = \frac{M_{Na_2S_2O_3}}{1}$  deoarece anionul

tiosulfat cedează doar 1 electron, în valoare numerică  $E_{g_{Na_2S_2O_3}} = 158g$  sau

$E_{g_{Na_2S_2O_3 \times 5H_2O}} = 248g$ .

### C) PREPARAREA SOLUȚIEI DE DICROMAT DE POTASIU

Se cântăresc la balanța analitică 0,49037 g dicromat de potasiu și se introduc într-un balon cotat de 100 ml, se dizolvă și se completează la semn cu apă distilată și soluția se omogenizează.

### D) PREPARAREA SOLUȚIEI DE AMIDON 1%

Se cântăresc la balanța tehnică 1 g de amidon solubil care se suspendă în 20 ml de apă distilată. Într-un flacon se pun 80 ml de apă distilată și flaconul se pune la fiert. Când lichidul ajunge la fierbere, peste el se toarnă suspensia de amidon. Se lasă să fiarbă încă circa 3 – 5 minute apoi se lasă să se răcească apoi se poate utiliza ca indicator în titrările iodometrice.

## E) DETERMINAREA TITRULUI

Din soluția obținută se iau volume EXACT măsurate cu pipeta și se introduc în flacoane Erlenmeyer. Se adaugă 15 ml soluție de iodură de potasiu 10% și 15 ml soluție de HCl 2N, se agită cu atenție pentru omogenizare și se acoperă flaconul cu o hârtie și se lasă la întuneric 10 minute.

După trecerea timpului se spală pereții flaconului cu apă distilată apoi se va titra cu soluție de tiosulfat de sodiu 0,1N până când conținutul flaconului devine galben-verzui. Se adaugă apoi 1 ml soluție de amidon 1% și se continuă titrarea până la dispariția completă a colorației albastru-închis a compusului de adsorbție format de amidon cu iodul. Colorația finală a soluției va fi verzuie din cauza cationilor de  $\text{Cr}^{3+}$  prezenți în soluția finală.

### Calculul rezultatelor

Titrul soluției de tiosulfat se calculează după raționamentul:

Știind că reacțiile chimice decurg de la echivalent-gram la echivalent-gram, putem scrie pentru reacția A:

$$1\text{Eg}_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \dots\dots\dots 1\text{Eg}_{\text{I}_2}$$

$$\text{respectiv pentru reacția B: } 1\text{Eg}_{\text{I}_2} \dots\dots\dots 1\text{Eg}_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}$$

ceea ce înseamnă că (prin tranzitivitate) pentru ambele reacții putem

$$\text{scrie: } 1\text{Eg}_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \dots\dots\dots 1\text{Eg}_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}$$

sau

$$49,037\text{g K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \dots\dots\dots 248\text{g Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \times 5\text{H}_2\text{O}$$

$$T_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \times V_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \dots\dots\dots T_{\text{rNa}_2\text{S}_2\text{O}_3} \times V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} \text{ de}$$

aici:

$$T_{\text{rNa}_2\text{S}_2\text{O}_3} = \frac{T_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \times V_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \times \text{Eg}_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}}{\text{Eg}_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \times V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}} = \frac{V_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}}{V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}} \times T_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \times \frac{248}{49,037}$$

Dar pentru prepararea soluției de dicromat s-au cântărit 0,49307g de dicromat pentru 100 ml de soluție, ceea ce înseamnă că titrul soluției este egal cu:  $T_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} = 0,0049037 \text{ g/ml}$ .

Stabilirea factorului soluției de tiosulfat de sodiu se va face luându-se în considerare că normalitatea teoretică este de 0,1 ceea ce înseamnă că titrul teoretic este:

$$T_{\text{tNa}_2\text{S}_2\text{O}_3} = \frac{\text{normalitatea} \times \text{Eg}_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}}{1000} = \frac{0,1 \times 248}{1000} = 0,0248$$

Normalitatea este raportul dintre titrul real și cel teoretic:

$$F = \frac{T_{\text{rNa}_2\text{S}_2\text{O}_3}}{T_{\text{tNa}_2\text{S}_2\text{O}_3}}$$

## BIBLIOGRAFIE

- Artenie Vlad, 1970 – **Lucrări practice de chimie biologică**. Centrul de Multiplicare al Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 164 p.
- Artenie Vlad, 1991 – **Biochimie**. Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 398 p.
- Artenie G. Vlad, Artenie Vl. Romeo, 1999 – **Introducere în metabolismul lipidelor**. MatrixRom, București, 96 p.
- Artenie Vlad și Mihășan Marius, 2007 – *Procedeu de evidențiere a izoenzimelor  $\alpha$ -amilazei și  $\beta$ -amilazei. Date nepublicate*
- Artenie Vlad, Tănase Elvira, 1981 – **Practicum de biochimie generală**. Centrul de Multiplicare al Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 291 p.
- Băbeanu Ileana Cristina, Glodeanu Elena, Marinescu Gabriela, Ciobanu Georgeta, 2003 – **Biochimie vegetală practică**. Editura INFO, Craiova, p. 68
- Bradford M. M., 1976 – A rapid and sensitive method for quantification of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. *Analytical Biochemistry*, **72**, 248
- Bessey O.A., Lowry O.H., Brock M.J., 1946 – A method for rapid determination of alkaline phosphatase with five cubic millimeters of serum. *J.Biol. Chem.*, **164**, 321
- Bollag D. M., Edelstein S. J, 1991 – **Protein methods**, Wiley-Liss, New York, p 50
- Cojocaru Dumitru , 2005 – **Enzimologie practică**. Editura Tehnopres, Iași, 466 p.
- Darie Costel, 1997 – Studiul activității glutation peroxidazei la pacienții cu unele afecțiuni psihice. *Lucrare de licență* (Conducător științific : Prof. dr. Vlad Artenie), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, p.31
- Dobrian A.D., Davies M.J., Schriver S.D., Lauterio T.J., Prewitt R. L., 2001 – Oxidative stress in rat a model of obesity-induced hypertension. *Hypertension*, **554** – 560
- Dumitru I.F., 1967 - **Lucrări practice de biochimie**. Editura Didactică și Pedagogică, București, p. 227
- Fukuzawa K., Tokumura A. – Glutathione peroxidase activity in tissues of vitamin E-deficient mice. *Journal of Nutrition Science and Vitaminology*, 1976, **32**, 405 – 407
- Gudkova L. V., Degtiari R. G., 1968 – Metod opredelenija aktivnosti peroxidazi. În kn. : **Fermentî v medicîne, pišcevoi promișlennosti i v sel'skom hoziastve**. „Naukova dumka”, Kiev
- Iordăchescu Dana, Dumitru I.F., 1988 – **Biochimie practică**. Universitatea din București, 288 p.
- Ivanov I.I., Korovkin B.F., Markelov I.M., 1974 – **Vvedenie v kliniceskuu enzimologhiu**. „Medițina”, Leningrad, 277 p.
- Lukomskaya I.S., 1977 – Opredelenie aktivnosti disaharidaz v slizistoi kišecinika celoveka. In : **Sovremennîe metodî v biohimii**. Pod Red. V. N. Orehovicia, „Medițina”, Moskva, s. 127
- Manta I., Cucuianu M., Benga G., Hodârnaș A., 1976 – **Metode biochimice în laboratorul clinic**. Editura Dacia, Cluj-Napoca, p. 324
- Neuweiler W., 1933 - .... *Klin. Woch.*, p.869



- Oberbacher M. F. and Vines H. M., 1963 – Assay Procedure Ascorbate Oxidase. *Nature*, **197**, 1203
- Padh H., 1992 – Organelle isolation and marker enzyme assay, în **Tested studies for laboratory teaching**, Volume 13 (C. A. Goldman, Editor), Proceedings of the 13th Workshop/Conference of the Association for Biology Laboratory Education (ABLE), p.129
- Phelps S., Harris W., 1993 – Garlic supplementation and lipoprotein oxidation susceptibility. *Lipids*, Vol.28, No.5, 475 - 477
- Popescu O. V., 1990 – **Electroforeza proteinelor în geluri de poliacrilamidă**. Editura Tehnică, București, p.89
- Plummer D.T., 1989 – **Introduction aux techniques de biochimie**. McGraw-Hill, Paris, p.177
- Recknagel R. O., Ghoshal A. K., 1966 – Lipoperoxidation of rat liver microsomal lipids by carbon tetrachloride. *Nature*, vol.210, 1162
- Sinha A. K., 1972 – Colorimetric assay of catalase. *Anal. Biochem*, **47**, 389
- Stoscheck C.M., 1990 – Quantitation of Protein. *Methods in Enzymology*, **182**, 50
- Sumner J. B. and Somers G. F., 1943 – **Chemistry and methods of enzymes**. Academic Press, Inc., New York
- Șerban M., Câmpeanu G., Ionescu Emanuela, 1993 – **Metode de laborator în biochimia animală**. Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, 1993, p. 172
- Truția Eugen, coordonator, 1999 - **Biochimie medicală. Manual de laborator**. Editura Tehnoplast Company S.R.L., București, p.228
- Ungureanu Eugen, 1996 – Studiul cantitativ și calitativ al proteinelor solubile din unele organe ale stejarului (*Quercus robur*). *Lucrare de licență* (conducător științific Vlad G. Artenie), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, p.25
- Winterbourn C., Hawkins R., Brian M. and Carrell R., 1975 – The Estimation of Red Cell Superoxide Dismutase Activity. *J. Lab. Clin. Med.*, **85**, 337
- Wood E.J., Editor, 1989 – **Practical biochemistry for colleges**. Pergamon Press, Oxford, p. 42
- Wüst H., Schön H. und Berg G., 1962 – Isoenzyme der Lactatdehydrogenase (LDH) und ihre thermische Inaktivierung in der Diagnose innerer Krankheiten. *Klin. Wschr.*, **40**, 1169



Tipar Digital realizat la Tipografia pim

Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 11

Iași – 700498

Tel./fax: 0232-212740

e-mail: [editurapim@pimcopy.ro](mailto:editurapim@pimcopy.ro)

[www.pimcopy.ro](http://www.pimcopy.ro)



BCU IASI/CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

1086/08

10



ISBN 973-716-895-X

